

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	21022549	Data: 13.05.2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației:	Achiziționarea monitoarelor pentru monitorizarea funcțiilor vitale.		Pagina: 1-1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale(caracteristici de bazăAdult,Pediatric)	Gima BM3 PRO	Italia	Gima	Tip: pacient adult, Pediatric Display, tip Diagonala- 12.1 inch LCD TFT "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim; Parametri afișați ECG Pulsul, SpO2 Fotoplet-ismograma; Presiunea sanguină neinvaziv ; Temperatura Analiza automată a undei ST; Trendingul ST; Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn ; Sensivitatea 2.5 - 40 mm/Mv. Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB ; Rata cardiacă 25- 300 bPm; Detectarea aritmiei ; Monitorizarea respirației 0 - 150rpm; Modul SpO2 Diapazonul 0 - 100% Acuratețea la 70 -100% < 2% Monitorizarea rata pulsului 30 -300 bpm. Monitorizarea pletismogramei ;	Tip: pacient adult, Pediatric Display, tip Diagonala- 12.1 inch LCD TFT "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim; Parametri afișați ECG Pulsul, SpO2 Fotoplet-ismograma; Presiunea sanguină neinvaziv ; Temperatura Analiza automată a undei ST; Trendingul ST; Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn ; Sensivitatea 2.5 - 40 mm/Mv. Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB ; Rata cardiacă 30- 300 bPm; Detectarea aritmiei ; Monitorizarea respirației 0 - 150rpm; Modul SpO2 Diapazonul 0 - 100% Acuratețea la 70 - 100% < 2 % Monitorizarea rata pulsului 30 -	ISO, CE

				Modul NIBP Diapazonul 10 – 300 mmHg ; Regim de măsurare manual, automat, butonul Start. Regim automat 5, 10, 15, 30, 60,120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" Metoda de măsurare oscilometrică; Regim pacient adult, pediatric, noulăscut. "Buton de selectare rapidă regimului de pacient"; Limita maximă de presiune al regimului de pacient adult 300 mmHg . Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 *C Rezolulia 0.1 *C Număr de senzori 1 unit. Protoale de lucru preprogramate; Protoale de lucru setate de utilizator ; Memorie internă ; Trendingul evenimentelor; Arhivarea datelor; Imprimantă ncorporată; Forme de raportare viteza de inscriere 5, 10, 25 mm/s ; Înscriere continuă; Preprogramate ; Personalizate; Alimentarea rețea electrică 220 V 50 Hz da; Baterie internă. Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h. Interfata de conectare la monitorul central Ethernet, wireless, RS-232 etc. Alarma vizuala, sonora; Manietă deconectată; Manjetă defect ; Senzor SpO2 deconectat ;	300 bpm. Monitorizarea pletismogramei ; Modul NIBP Diapazonul 10 – 300 mmHg ; Regim de măsurare manual, automat, butonul Start. Regim automat 5, 10, 15, 30, 60,120 min. "Buton de activare/dezactivare manunl a NIBP" Metoda de măsurare oscilometrică; Regim pacient adult, pediatric, noulăscut. "Buton de selectare rapidă regimului de pacient"; Limita maximă de presiune al regimului de pacient adult 300 mmHg . Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 *C Rezolulia 0.1 *C Număr de senzori 1 unit. Protoale de lucru preprogramate; Protoale de lucru setate de utilizator ; Memorie internă ; Trendingul evenimentelor; Arhivarea datelor; Imprimantă ncorporată; Forme de raportare viteza de inscriere 5, 10, 25 mm/s ; Înscriere continuă; Preprogramate ; Personalizate; Alimentarea rețea electrică 220 V 50 Hz da; Baterie internă. Timp de lucru autonom a bateriei minim 1,5 h. Interfata de conectare la monitorul central Ethernet, wireless, RS-232 etc. Alarma vizuala, sonora;	
--	--	--	--	--	--	--

					Senzor SpO2 defect; Alarmă concentrația SpO2 scăzută/ mărită ; Nivelul bateriei scăzut; Alarme rata cardiacă scăzută/mărită; Lipsă sursă externă de alimentare; Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore; Ajustarea nivelului de alarmă.	Manietă deconectată; Manjetă defect ; Senzor SpO2 deconectat ; Senzor SpO2 defect; Alarmă concentrația SpO2 scăzută/ mărită ; Nivelul bateriei scăzut; Alarme rata cardiacă scăzută/mărită; Lipsă sursă externă de alimentare; Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore; Ajustarea nivelului de alarmă.	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____
 Numele Prenume: Moldoveanu Ruxanda
 În calitate de: Manager vânzări
 Ofertantul: „POLISANO PRIM” SRL
 Adresa: mun. Chisinau, str. Costiujeni 6/2