

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	1/34

1. SİLİKON MASKE ÜRÜN SPESİFİKASYONU / THE PRODUCT SPECIFICATION OF SILIKON MASK

ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	REF NO REF CODE
SİLİKON MASKE NO:0 NEONATAL	130 220
SILICON MASK NO:0 NEONATAL	
SİLİKON MASKE NO:1 INFANT	130 221
SILICON MASK NO:1 INFANT	
SİLİKON MASKE NO:2 PEDIATRİK	130 222
SILICON MASK NO:2 PEDIATRIC	
SİLİKON MASKE NO:3 ÇOCUK	130 223
SILICON MASK NO:3 CHILD	
SİLİKON MASKE NO:4 BÜYÜK ÇOCUK	130 224
SILICON MASK NO:4 SMALL ADULT	
SİLİKON MASKE NO:5 YETİŞKİN	130 225
SILICON MASK NO:5 ADULT	

1.1 SİLİKON MASKE ÜRÜNLERİNİN HAMMADDE, MALZEME, MAKİNA / SILICON MASK PRODUCTS THE RAW MATERIAL, MATERIAL and MACHINE

Ürün Görselleri / Product Images

	1. SİLİKON MASKE - NO:0 NEONATAL <i>SILICON MASK-NO:0 NEONATAL</i>		2.SİLİKON MASKE - NO:1 INFANT <i>SILICON MASK- NO:1 INFANT</i>
	3. SİLİKON MASKE - NO:2 PEDIATRİK <i>SILICON MASK NO:2 PEDIATRIC</i>		4. SİLİKON MASKE - NO:3 ÇOCUK <i>SILICON MASK-NO:3 CHILD</i>


	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX		Document No	KYS.TD.020/04
			Revision No	10
			Revision Date	12.09.2023
			Issue Date	13.05.2013
			Page Number	2/34

	5. SİLİKON MASKE NO:4 BÜYÜK ÇOCUK - SILICON MASK NO:4 SMALL ADULT		6. SİLİKON MASKE - NO:5 YETİŞKİN SILICON MASK-NO:5 ADULT
---	---	--	--

Nº	KOMPONENT İSİM COMPONENT NAME	HAMMADDE RAW MATERIAL	PARÇA KODU PART CODE	ÖLÇÜLER MEASURES	İŞLEM PROCESS
1	SİLİKON MASKE - NO:0 NEONATAL SILICON MASK-NO:0 NEONATAL	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane / Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	KONNEKTÖR/CONNECTOR: 15M	SATINALMA PURCHASING
2	SİLİKON MASKE - NO:1 INFANT SILICON MASK-NO:1 INFANT	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	KONNEKTÖR/CONNECTOR: 15M	SATINALMA PURCHASING
3	SİLİKON MASKE - NO:2 PEDIATRİK SILICON MASK NO:2 PEDIATRIC	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	KONNEKTÖR/CONNECTOR: 22F	SATINALMA PURCHASING
4	SİLİKON MASKE - NO:3 ÇOCUK SILICON MASK-NO:3 CHILD	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	KONNEKTÖR/CONNECTOR: 22F	SATINALMA PURCHASING
5	SİLİKON MASKE NO:4 BÜYÜK ÇOCUK - SILICON MASK NO:4 SMALL ADULT	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	KONNEKTÖR/CONNECTOR: 22F	SATINALMA PURCHASING
6	SİLİKON MASKE - NO:5 YETİŞKİN SILICON MASK-NO:5 ADULT	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	KONNEKTÖR/CONNECTOR: 22F	SATINALMA PURCHASING


	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX		Document No	KYS.TD.020/04
			Revision No	10
			Revision Date	12.09.2023
			Issue Date	13.05.2013
			Page Number	3/34

1.2. Ürün Ölçüleri / Product Dimensions



Ürün Adı / Product name	Ref No	Konnektör / Connector	Boyut / Size A (Tolerance: ± 5 mm)	Boyut / Size B (Tolerance: ± 5 mm)	Ağırlık / Weight (g) (Tolerance: ± 2 gr)	Ölü boşluk / Dead space/ml (Tolerance: $\pm 1/-10$)
SİLİKON MASKE NO:0 NEONATAL / SILICON MASK NO:0 NEONATAL	130 220	15mmOD	50 mm	39.5	12	21.7
SİLİKON MASKE NO:1 INFANT / SILICON MASK NO:1 INFANT	130 221	15mmOD	64	48	25.5	46.8
SİLİKON MASKE NO:2 PEDIATRİK / SILICON MASK NO:2 PEDIATRIC	130 222	22mmID	78	53	44	96.9

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	4/34



Ürün Adı/ Product name	Ref No	Bağlantı Port Connection Port	Boyut/ Size A (Tolerance: ±5 mm)	Boyut/ Size B (Tolerance: ±5 mm)	Boyut/ Size C (Tolerance: ±5 mm)	Ağırlık/ Weight (g) (Tolerance: ±2 gr)	Ölü Boşluk/ Dead Space (ml) (Tolerance: +1/-10)
SİLİKON MASKE NO:3 ÇOCUK / SILICON MASK NO:3 CHILD	130 223	22mmID	65.5	80	106	56.6	146.8
SİLİKON MASKE NO:4 BÜYÜK ÇOCUK / SILICON MASK NO:4 SMALL ADULT	130 224	22mmID	73	92.5	122	77	220.5
SİLİKON MASKE NO:5 YETİŞKİN / SILICON MASK NO:5 ADULT	130 225	22mmID	79	102.5	135	96.5	303.

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	5/34

1.2. SİLİKON MASKE AMBALAJ VE KUTU / SILICON MASK PACKAGE and BOX:

ÜRÜN TİPİ / PRODUCT TYPE	PE POŞET ÖLÇÜLERİ / PE BAG MEASUREMENTS	KARTON KUTU ÖLÇÜLERİ/ CARTOON BOX MEASUREMENTS	KUTU MİKTARI/BOX QTY(UNIT/ADET)
SİLİKON MASKE NO:0 NEONATAL/ SILICON MASK NO:0 NEONATAL	18x20 cm	40x40x36 cm	200
SİLİKON MASKE NO:1 INFANT/ SILICON MASK NO:1 INFANT	18x20 cm	40x40x36 cm	200
SİLİKON MASKE NO:2 PEDIATRİK/SILICON MASK NO:2 PEDIATRIC	18x20 cm	40x40x36 cm	100
SİLİKON MASKE NO:3 ÇOCUK/ SILICON MASK NO:3 CHILD	18x20 cm	40x40x36 cm	100
SİLİKON MASKE NO:4 BÜYÜK ÇOCUK/ SILICON MASK NO:4 SMALL ADULT	18x20 cm	40x40x36 cm	75
SİLİKON MASKE NO:5 YETİŞKİN/ SILICON MASK NO:5 ADULT	18x20 cm	40x40x36 cm	75


2. TEK KULLANIMLIK MASKE ÜRÜN SPESİFİKASYONU / THE PRODUCT SPECIFICATION OF DISPOSABLE AIR CUSHION MASK

ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	REF NO REF CODE
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:0 NEONATAL	130 210
DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:0 NEONATAL	
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:1 INFANT	130 211
DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:1 INFANT	
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:2 PEDIATRİK	130 212
DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:2 PEDIATRIC	
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:3 ÇOCUK	130 213
DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:3 CHILD	
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:4 BÜYÜK ÇOCUK	130 214
DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:4 SMALL ADULT	
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:5 YETİŞKİN	130 215
DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:5 ADULT	
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:6 YETİŞKİN	130 216
DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:6 ADULT	

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	6/34

2.1. TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE HAMMADDE, MALZEME, MAKİNA / DISPOSABLE AIR CUSHION MASK THE RAW MATERIAL, MATERIAL and MACHINE

Ürün Görselleri / Product Images


	1.TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:0 NEONATAL DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:0 NEONATAL		2.TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:1 INFANT DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:1 INFANT
	3.TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:2 PEDIATRİK DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:2 PEDIATRIC		4.TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:3 ÇOCUK DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:3 CHILD
	5.TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:4 BÜYÜK ÇOCUK DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:4 SMALL ADULT		6.TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:5 YETİŞKİN/ DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:5 ADULT
	7.TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:6 YETİŞKİN DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:6 ADULT		

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	7/34

No	KOMPONENT İSİM COMPONENT NAME	HAMMADDE RAW MATERIAL	PARÇA KODU PART CODE	ÖLÇÜLER MEASURES	İŞLEM PROCESS
1	TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:0 NEONATAL DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:0 NEONATAL	ÜST KISIM/ TOP PART:PVC YASTIK/ AIR CUSHION:PVC	-	KONEKTÖR/CONNECTOR: 15M CPAP ÇENGELİ RENK/ CPAP HANGED COLOR: BEYAZ	SATINALMA PURCHASING
2	TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:1 INFANT DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:1 INFANT	ÜST KISIM/ TOP PART:PVC YASTIK/ AIR CUSHION:PVC	-	KONEKTÖR/CONNECTOR: 15M CPAP ÇENGELİ RENK/ CPAP HANGED COLOR: PEMBE	SATINALMA PURCHASING
3	TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:2 PEDIATRİK DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:2 PEDIATRIC	ÜST KISIM/ TOP PART:PVC YASTIK/ AIR CUSHION:PVC	-	KONEKTÖR/CONNECTOR: 22F CPAP ÇENGELİ RENK/ CPAP HANGED COLOR: SARI	SATINALMA PURCHASING
4	TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:3 ÇOCUK DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:3 CHILD	ÜST KISIM/ TOP PART:PVC YASTIK/ AIR CUSHION:PVC	-	KONEKTÖR/CONNECTOR: 22F CPAP ÇENGELİ RENK/ CPAP HANGED COLOR: YEŞİL	SATINALMA PURCHASING
5	TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:4 BÜYÜK ÇOCUK DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:4 SMALL ADULT	ÜST KISIM/ TOP PART:PVC YASTIK/ AIR CUSHION:PVC	-	KONEKTÖR/CONNECTOR: 22F CPAP ÇENGELİ RENK/ CPAP HANGED COLOR: KIRMIZI	SATINALMA PURCHASING
6	TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:5 YETİŞKİN/ DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:5 ADULT	ÜST KISIM/ TOP PART:PVC YASTIK/ AIR CUSHION:PVC	-	KONEKTÖR/CONNECTOR: 22F CPAP ÇENGELİ RENK/CPAP HANGED COLOR: MAVİ	SATINALMA PURCHASING
7	TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:6 YETİŞKİN DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:6 ADULT	ÜST KISIM/ TOP PART:PVC YASTIK/ AIR CUSHION:PVC	-	KONEKTÖR/CONNECTOR: 22F CPAP ÇENGELİ RENK CPAP HANGED COLOR:TURUNCU	SATINALMA PURCHASING

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	8/34

2.2. Ürün Ölçüleri / Product Dimensions



PRODUCT NAME / ÜRÜN ADI	BOYUTLAR / DIMENSIONS			Tölerans / Tolerance	Ağırlık / Weight (g) ±2 gr	Valf Ölçüleri / Valve Dimensions
	A	B	C			
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:0 NEONATAL <i>DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:0 NEONATAL</i>	45	55	72	±1 cm	9,8	İç çap / Inner Diameter: 4. mm ± 0.2mm Dış çap / Outer Diameter: 7mm ± 0.3 mm
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:1 <i>INFANTDISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:1 INFANT</i>	50	65	83	±1 cm	13,3	
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:2 <i>PEDİATRİK / DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:2 PEDIATRIC</i>	60	75	95	±1 cm	23,6	
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:3 ÇOCUK / <i>DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:3 CHILD</i>	70	90	120	±1 cm	28,9	
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:4 BÜYÜK ÇOCUK/ <i>DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:4 SMALL ADULT</i>	75	100	135	±1 cm	38,6	
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:5 YETİŞKİN/ <i>DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:5 ADULT</i>	80	105	140	±1 cm	49,4	
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:6 YETİŞKİN <i>DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:6 ADULT</i>	85	115	145	±1 cm	66,3	

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	9/34

2.3. AMBALAJ VE KUTU / PACKAGE and BOX:

ÜRÜN TİPİ / PRODUCT TYPE	PE POŞET ÖLÇÜLERİ / PE BAG MEASUREMENTS	KARTON KUTU ÖLÇÜLERİ/ CARTOON BOX MEASUREMENTS	KUTU MİKTARI/ BOX QTY(UNIT/ADET)
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:0 NEONATAL/ DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:0 NEONATAL	11x15 cm	40x40x36 cm	200
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:1 INFANT/ DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:1 INFANT	11x15 cm	40x40x36 cm	200
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:2 PEDIATRİK / DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:2 PEDIATRIC	16x19 cm	40x40x36 cm	100
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:3 ÇOCUK / DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:3 CHILD	16x19 cm	40x40x36 cm	100
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:4 BÜYÜK ÇOCUK/ DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:4 SMALL ADULT	18x23 cm	40x40x36 cm	75
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:5 YETİŞKİN/ DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:5 ADULT	18x23 cm	40x40x36 cm	75
TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE NO:6 YETİŞKİN DISPOSABLE AIR CUSHION MASK NO:6 ADULT	20X22 cm	40x40x36 cm	60

2. TEK KULLANIMLIK VE TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI / DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS AND RESUSABLE MANUEL RESUSCITATORS PRODUCT SPECIFICATION

2.1. TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI ÜRÜN SPESİFİKASYONU / THE PRODUCT SPECIFICATION OF DISPOSABLE MANUAL ARTIFICIAL RESPIRATION BALLOONS

ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	REF NO REF CODE
TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT DISPOSABLE MANUAL RESUSCITATOR INFANT	130 253
TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK DISPOSABLE MANUAL RESUSCITATOR PEDIATRIC	130 254
TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN BACTERIAL FILTEDISPOSABLE MANUAL RESUSCITATOR ADULT R WITH HME FILTER-ELITE	130 255

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX		Document No	KYS.TD.020/04
			Revision No	10
			Revision Date	12.09.2023
			Issue Date	13.05.2013
			Page Number	10/34

3.1.1. TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI HAMMADDE, MALZEME, MAKİNA / DISPOSABLE MANUAL ARTIFICIAL RESPIRATION BALLOONS THE RAW MATERIAL, MATERIAL AND MACHINE

Ürün Görselleri/Product Images



Ambu balonu - Yetişkin
Resuscitator bag - Adult



Ambu balonu - Pediatrik
Resuscitator bag - Pediatric



Ambu balonu - Yenidoğan
Resuscitator bag - Neonatal



* PVC rezervuar
PVC reservoir



*Şişirilebilir yastıklı maske
Inflatable air cushion mask



2m oksijen hortumu
2m oxygen tubing

No	KOMPONENT İSİM COMPONENT NAME	HAMMADDE RAW MATERIAL	PARÇA KODU PART CODE	ÖLÇÜLER MEASURES	İŞLEM PROCESS
1	BALON HACMİ BALLOON VOLUME	PVC/PC	-	INFANT: 340 ML $\pm$ 34ML PEDIATRIC/PEDIATRİK: 500 ML $\pm$ 50ML YETİŞKİN/ADULT: 1750 ML $\pm$ 175ML	SATINALMA PURCHASING
	TEK SIKMADAKİ MAKSİMUM HACİM (TEK EL) MAXIMUM VOLUME (ONE HAND IN A SINGLE SPIN)			INFANT: 110 ML $\pm$ 20ML PEDIATRIC/PEDIATRİK: 280 ML $\pm$ 30ML YETİŞKİN/ADULT: 850 ML $\pm$ 50ML	
2	REZERVUAR HACMİ RESERVOIR VOLUME	EVA	-	INFANT: 600 ML PEDIATRIC/PEDIATRİK: 1600 ML YETİŞKİN/ADULT: 2000 ML	SATINALMA PURCHASING

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	11/34

3	MASKE MASK	ÜST KISIM/ TOP PART: PVC YASTIK/ AIR CUSHION: PVC	-	INFANT: YASTIKLI MASKE NO:1 PEDIATRIC/PEDIATRİK: AIR CUSHION MASK/ YASTIKLI MASKE NO:3 ADULT/YETİŞKİN: AIR CUSHION MASK/ YASTIKLI MASKE NO:5	SATINALMA PURCHASING
4	BASINÇ LİMİTLEYİCİ VALF THE PRESSURE LIMITING VALVE	PC	-	ADULT/YETİŞKİN: 60 CMH2O +/- 10CMH2O @ 15 LPM PEDIATRIC/ PEDIATRİK: 40CMH2O+/- 5CMH2O @15 LPM INFANT: 40CMH2O+/- 5CMH2O @15 LPM	SATINALMA PURCHASING
5	HASTA VALF KONEKTÖRÜ PATIENT VALVE CONNECTOR	PC	-	22/ 15 MM ISO SWİVEL CONNECTOR	SATINALMA PURCHASING
6	REZERVUAR VALF KONEKTÖRÜ/ RESERVOIR VALVE CONNECTOR	PC	-	İÇ ÇAP / INT. DIA. : 25 MM +/- 2 MM DIŞ ÇAP / EKS. DIA. : 31,5 MM +/- 2 MM	SATINALMA PURCHASING
7	OKSİJEN HORTUMU/ OXYGEN TUBE	FEA 828 (Westlake Global Compounds) NP 3051 8220 HOPEFINDER 80-CR876 COMONIT	2H04	UZUNLUK / LENGTH : 200 CM +/- 10 CM	EKSTRÜZYON EXTRUSION
8	FEMALE CONNECTOR DİŞİ KONEKTÖR	FMA 618 N V137 (Westlake Global Compounds) NP 3052 6015G HOPEFINDER 60-GN092 COMONIT	1N10	Weight : 2,4 g ± 0,3 g Total Length : 32 mm ±1 mm Internal diameter of racor tip: 8,5 mm ±0,5 mm Internal Diameter of tube place: 5,3 ±0,2 mm	Injection Press Enjeksiyon

3.2. TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI ÜRÜN SPESİFİKASYONU / THE PRODUCT SPECIFICATION OF DISPOSABLE MANUAL ARTIFICIAL RESPIRATION BALLOONS

ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	REF NO REF CODE
TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT REUSABLE MANUAL RESUSCITATOR INFANT	130 250
TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK REUSABLE MANUAL RESUSCITATOR PEDIATRIC	130 251

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	12/34

TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN	130 252
REUSABLE MANUAL RESUSCITATOR ADULT	

3.2.1. TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI HAMMADDE, MALZEME, MAKİNA / DISPOSABLE MANUAL ARTIFICIAL RESPIRATION BALLOONS RAW MATERIAL, MATERIAL AND MACHINE

Ürün Görselleri / Product Images



Ambu balonu - Yetişkin
Resuscitator bag - Adult



Ambu balonu - Pediatrik
Resuscitator bag - Pediatric




Ambu balonu - Yenidoğan
Resuscitator bag - Neonatal



*PVC rezervuar
PVC reservoir



*Silikon maske
Silicone mask



2m oksijen hortumu
2m oxygen tubing

No	KOMPONENT İSİM COMPONENT NAME	HAMMADDE RAW MATERIAL	PARÇA KODU PART CODE	ÖLÇÜLER MEASURES	İŞLEM PROCESS
1	BALON HACMİ BALLOON VOLUME	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	INFANT: 250 ML ±25ML PEDIATRIC/PEDIATRİK: 650 ML ±65ML YETİŞKİN/ADULT: 1600 ML ±160ML	SATINALMA PURCHASING

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSIBLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSIBLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	13/34

	TEK SIKMADAKİ MAKSİMUM HACİM (TEK EL) MAXIMUM VOLUME (ONE HAND IN A SINGLE SPIN)			INFANT: 110 ML ±20ML PEDIATRIC/PEDIATRİK: 280 ML ±30ML YETİŞKİN/ADULT: 850 ML ±50ML	
2	REZERVUAR HACMİ RESERVOIR VOLUME	EVA	-	INFANT: 600 ML PEDIATRIC/PEDIATRİK: 1600 ML YETİŞKİN/ADULT: 2000 ML	SATINALMA PURCHASING
3	MASKE MASK	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	INFANT: SİLİKON MASKE NO:1 PEDIATRİK/PEDIATRİK: SİLİKON MASKE NO:3 ADULT/YETİŞKİN: SİLİKON MASKE NO:5	SATINALMA PURCHASING
4	BASINÇ LİMİTLEYİCİ VALF THE PRESSURE LIMITING VALVE	PSU/PC	-	ADULT/YETİŞKİN: 60 CMH2O +/- 10CMH2O @ 15 LPM PEDIATRİK/ PEDIATRİK: 40CMH2O+/- 5CMH2O @15 LPM INFANT: 40CMH2O+/- 5CMH2O @15 LPM	SATINALMA PURCHASING
5	HASTA VALF KONNEKTÖRÜ PATIENT VALVE CONNECTOR	PC	-	22/ 15 MM ISO SWİVEL CONNECTOR	SATINALMA PURCHASING
6	REZERVUAR VALF KONNEKTÖRÜ/ RESERVOIR VALVE CONNECTOR	PC	-	İÇ ÇAP / INT. DİA.: 25 MM +/- 2 MM DIŞ ÇAP / EKS. DİA.: 31,5 MM +/- 2 MM	SATINALMA PURCHASING
7	OKSİJEN HORTUMU/ OXYGEN TUBE	FEA 828 (Westlake Global Compounds) NP 3051 8220 HOPEFINDER 80-CR876 COMONIT	2H04 2H18 2H18	External diameter : 5,1 mm ±0,2 mm Internal Diameter : 2,8 mm ±0,2 mm Length: 190 cm ±10 cm Length: 210 cm ±10 cm External diameter : 4,9 ±0,2mm Internal Diameter : 2,6 mm±0,2mm Length: 1900mm ±100 mm	EKSTRÜZYON EXTRUSION
8	FEMALE CONNECTOR DİŞİ KONNEKTÖR	FMA 618 N V137 (Westlake Global Compounds) NP 3052 6015G HOPEFINDER	1N10	Weight : 2,4 g ± 0,3 g Total Length : 32 mm ±1 mm Internal diameter of racor tip: 8,5 mm ±0,5 mm Internal Diameter of tube	Injection Press Enjeksiyon

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	14/34

		60-GN092 COMPONIT		place: 5,3 ±0,2 mm	
--	--	----------------------	--	--------------------	--

3.3. AMBALAJ ve KUTU / PACKAGE and BOX

ÜRÜN TİPİ / PRODUCT TYPE	POŞET ÖLÇÜLERİ / BAG MEASUREMENTS	KARTON KUTU ÖLÇÜLERİ/ CARTOON BOX MEASUREMENTS	KUTU MİKTARI/ BOX QTY (unit/adet)
TEKRAR KULLANILABİLİR MANÜEL SUNİ SOLUNUM BALONU PC 280ML /REUSABLE MANUEL RESUSCITATOR PC 280 ML	23,5x35 PE kilitli poşet/ PE locked bag	40X40X36cm	25
TEKRAR KULLANILABİLİR MANÜEL SUNİ SOLUNUM BALONU PC 550 ML / REUSABLE MANUEL RESUSCITATOR PC 550 ML	24x36 PE kilitli poşet/ PE locked bag	40X40X36cm	20
TEKRAR KULLANILABİLİR MANÜEL SUNİ SOLUNUM BALONU PC 1500 ML / REUSABLE MANUEL RESUSCITATOR PC 1500 ML	24x40 PE kilitli poşet/ PE locked bag	40X40X36cm	10
TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT / DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATOR INFANT	Özel kilitli poşet/ Specific locked bag	40X40X36cm	25
TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK / DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATOR PEDIATRIC	Özel kilitli poşet / Specific locked bag	40X40X36 cm	20
TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN / DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATOR ADULT	Özel kilitli poşet / Specific locked bag	40X40X36 cm	10
TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT / REUSABLE MANUEL RESUSCITATOR INFANT	Özel kilitli poşet / Specific locked bag	40X40X36 cm	25
TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK / REUSABLE MANUEL RESUSCITATOR PEDIATRIC	Özel kilitli poşet / Specific locked bag	40X40X36 cm	20
YETİŞKİN TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN /REUSABLE MANUEL RESUSCITATOR ADULT	Özel kilitli poşet/ Specific locked bag	40X40X36 cm	10
TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONU PC 280 ML / DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATOR PC 280 ML	28x40 PE kilitli poşet/ PE locked bag	40X40X36cm	25
TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONU PC 550 ML / DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATOR PC 550 ML	28x40 PE kilitli poşet/ PE locked bag	40X40X36cm	20
TEK KULLANIMLIK MANUELSUNİ SOLUNUM BALONU PC 1500 ML /DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATOR PC 1500 ML	28x40 PE kilitli poşet/ PE locked bag	40X40X36cm	10

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	15/34

4. TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ ÜRÜNLERİNİN SPESİFİKASYONU / DISPOSABLE RESUSCITATOR SETS PRODUCTS SPECIFICATION

4.1. TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETLERİN SPESİFİKASYONU / DISPOSABLE RESUSCITATOR INFANT SETS PRODUCTS SPECIFICATION

ÜRÜN İSMİ	REF NO
PRODUCT NAME	REF CODE
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0, YASTIKLI MASKE NO:0)	130363
DISPOSABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0, AIR CUSHION MASK NO:0)	
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0, YASTIKLI MASKE NO:1)	130364
DISPOSABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0, AIR CUSHION MASK NO:1)	
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0)	130365
DISPOSABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0)	
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (YASTIKLI MASKE NO:0)	130366
DISPOSABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIR CUSHION MASK NO:0)	
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (YASTIKLI MASKE NO:1)	130367
DISPOSABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIR CUSHION MASK NO:1)	

4.1.1. TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETLERİN HAMMADDE, ÖLÇÜLER VE MAKİNA&TEDARİKÇİ/ DISPOSABLE RESUSCITATOR INFANT SETS THE RAW MATERIAL, DIMENSIONS and MACHINE&SUPPLIER

No	KOMPONENT İSİM COMPONENT NAME	HAMMADDE RAW MATERIAL	PARÇA KODU PART CODE	ÖLÇÜLER MEASURES	İŞLEM PROCESS
1	BALON HACMİ BALLOON VOLUME	PVC/PC	-	INFANT: 320 ML ±50ML	SATINALMA PURCHASING
	TEK SIKMADAKİ MAKSİMUM HACİM (TEK EL) MAXIMUM VOLUME (ONE HAND IN A SINGLE SPIN)			INFANT: 110 ML ±20ML	

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	16/34

2	REZERVUAR HACMİ RESERVOIR VOLUME	EVA	-	INFANT: 600 ML	SATINALMA PURCHASING
3	MASKE MASK	ÜST KISIM/ TOP PART: PVC YASTIK/ AIR CUSHION: PVC	-	INFANT: YASTIKLI MASKE NO:1	SATINALMA PURCHASING
4	BASINÇ LİMİTLEYİCİ VALF THE PRESSURE LIMITING VALVE	PSU/PC	-	INFANT: 40CMH2O+/- 5CMH2O @15 LPM	SATINALMA PURCHASING
5	HASTA VALF KONNEKTÖRÜ PATIENT VALVE CONNECTOR	PC	-	22/ 15 MM ISO SWİVEL CONNECTOR	SATINALMA PURCHASING
6	REZERVUAR VALF KONNEKTÖRÜ/ RESERVOIR VALVE CONNECTOR	PC	-	İÇ ÇAP / INT. DİA.: 25 MM +/- 2 MM DIŞ ÇAP / EKS. DİA.: 31,5 MM +/- 2 MM	SATINALMA PURCHASING
7	OKSİJEN HORTUMU OXYGEN TUBE	FEA 828 (Westlake Global Compounds) NP 3051 8220 HOPEFINDER 80-CR876 COMPONIT	2H04 2H18	External diameter : 5,1 mm ±0,2 mm Internal Diameter : 2,8 mm ±0,2 mm Length: 190 cm ±10 cm Length: 210 cm ±10 cm	EKSTRÜZYON EXTRUSION
			2H18	External diameter : 4,9 ±0,2mm Internal Diameter : 2,6 mm±0,2mm Length: 1900mm ±100 mm	
8	FEMALE CONNECTOR DİŞİ KONNEKTÖR	FMA 618 N V137 (Westlake Global Compounds) NP 3052 6015G HOPEFINDER 60-GN092 COMPONIT	1N10	Weight : 2,4 g ± 0,3 g Total Length : 32 mm ±1 mm Internal diameter of racor tip: 8,5 mm ±0,5 mm Internal Diameter of tube place: 5,3 ±0,2 mm	Injection Press Enjeksiyon
9	AIRWAY NO:0	LDPE PETKİM F212/I668	1A08	AĞIRLIK/WEİGH (GR): 3.65 G +/- 0.35 UZUNLUK/LENGTH (MM): 50 MM +/- 2.5 ORAL DİSK DIŞ ÖLÇÜ/ORAL DİSC OUTER MEASUREMENT (MM) :21.5X 25.5 MM +/- 0.5 ORAL DİSK İÇ ÖLÇÜ/ ORAL DİSC	ENJEKSİYON EXTRUSION

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	17/34

				İNNER MEASUREMENT (MM): 7.5 X11 MM +/- 0.5 ISIRMA BÖLÜM ENİ/ BİTING SECTION WIDTH(MM): 10.8 MM +/- 0.3	
10	YASTIKLI MASKE NO:0 AIR CUSHION MASKE NO:0	ÜST KISIM/ TOP PART:PVC YASTIK/ AIR CUSHION:PVC	-	KONEKTÖR/CONNECTOR: 15M SBAB ÇENGELİ RENK/CPAP HANGED COLOR: BEYAZ	SATINALMA PURCHASING
11	YASTIKLI MASKE NO:1 AIR CUSHION MASKE NO:1	ÜST KISIM/ TOP PART:PVC YASTIK/ AIR CUSHION:PVC	-	KONEKTÖR/CONNECTOR: 15M SBAB ÇENGELİ RENK/CPAP HANGED COLOR: PEMBE	SATINALMA PURCHASING

4.1.2. AMBALAJ ve KUTU / PACKAGE and BOX

ÜRÜN TİPİ / PRODUCT TYPE	POŞET ÖLÇÜLERİ / BAG MEASUREMENTS	KARTON KUTU ÖLÇÜLERİ/ CARTOON BOX MEASUREMENTS	KUTU MİKTARI/ BOX QTY (unit/adet)
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0, YASTIKLI MASKE NO:0) DISPOSABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0, AIR CUSHION MASK NO:0)	26X36 PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	25
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0, YASTIKLI MASKE NO:1) DISPOSABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0, AIR CUSHION MASK NO:1)	26X36 PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	25
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0) DISPOSABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0)	26X36 PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	25
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (YASTIKLI MASKE NO:0) DISPOSABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIR CUSHION MASK NO:0)	26X36 PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	25
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (YASTIKLI MASKE NO:1) DISPOSABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIR CUSHION MASK NO:1)	26X36 PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	25

4.2. TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETLERİ ÜRÜNLERİNİN SPESİFİKASYONU / DISPOSABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SETS PRODUCTS SPECIFICATION

ÜRÜN İSMİ	REF NO
PRODUCT NAME	REF CODE
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, YASTIKLI MASKE NO:2)	130368

REVISED BY: QC / APPROVED BY QA

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	18/34

DISPOSABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, AIR CUSHION MASK NO:2)	
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, YASTIKLI MASKE NO:3)	130369
DISPOSABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, AIR CUSHION MASK NO:3)	
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2)	130370
DISPOSABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2)	
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (YASTIKLI MASKE NO:2)	130371
DISPOSABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIR CUSHION MASK NO:2)	
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (YASTIKLI MASKE NO:3)	130372
DISPOSABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIR CUSHION MASK NO:3)	

4.2.1. TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETLERİ ÜRÜNLERİNİN HAMMADDE, ÖLÇÜLER VE MAKİNA&TEDARİKÇİ/ DISPOSABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SETS THE RAW MATERIAL, DIMENSIONS and MACHINE&SUPPLIER

No	KOMPONENT İSİM COMPONENT NAME	HAMMADDE RAW MATERIAL	PARÇA KODU PART CODE	ÖLÇÜLER MEASURES	İŞLEM PROCESS
1	BALON HACMİ BALLOON VOLUME	PVC/PC	-	PEDIATRIC/PEDIATRİK: 500 ML ±50ML	SATINALMA PURCHASING
	TEK SIKMADAKİ MAKSİMUM HACİM (TEK EL) MAXIMUM VOLUME (ONE HAND IN A SINGLE SPIN)	-		PEDIATRIC/PEDIATRİK: 280 ML ±30ML	
2	REZERVUAR HACMİ RESERVOIR VOLUME	EVA	-	PEDIATRIC/PEDIATRİK: 1000 ML	SATINALMA PURCHASING
3	MASKE MASK	ÜST KISIM/ TOP PART:PVC YASTIK/ AIR CUSHION:PVC	-	PEDIATRIC/PEDIATRİK: AIR CUSHION MASK/ YASTIKLI MASKE NO:3	SATINALMA PURCHASING

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSIBLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSIBLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	19/34

4	BASINÇ LİMİTLEYİCİ VALF THE PRESSURE LIMITING VALVE	PC	-	PEDİATRİK/ PEDIATRİK: 40CMH2O +/- 5CMH2O @15 LPM	SATINALMA PURCHASING
5	HASTA VALF KONEKTÖRÜ PATIENT VALVE CONNECTOR	PC	-	22/ 15 MM ISO SWİVEL CONNECTOR	SATINALMA PURCHASING
6	REZERVUAR VALF KONEKTÖRÜ/ RESERVOIR VALVE CONNECTOR	PC	-	İÇ ÇAP / INT. DİA. : 25 MM +/- 2 MM DİŞ ÇAP / EKS. DİA. : 31,5 MM +/- 2 MM	SATINALMA PURCHASING
7	OKSİJEN HORTUMU/ OXYGEN TUBE	FEA 828 (Westlake Global Compounds)	2H04 2H18	External diameter : 5,1 mm ±0,2 mm Internal Diameter : 2,8 mm ±0,2 mm Length: 190 cm ±10 cm Length: 210 cm ±10 cm	EKSTRÜZYON EXTRUSION
		NP 3051 8220 HOPEFINDER 80-CR876 COMPONIT	2H18	External diameter : 4,9 ±0,2mm Internal Diameter : 2,6 mm±0,2mm Length: 1900mm ±100 mm	
8	FEMALE CONNECTOR DİŞİ KONEKTÖR	FMA 618 N V137 (Westlake Global Compounds) NP 3052 6015G HOPEFINDER 60-GN092 COMPONIT	1N10	Weight : 2,4 g ± 0,3 g Total Length : 32 mm ±1 mm Internal diameter of racor tip: 8,5 mm ±0,5 mm Internal Diameter of tube place: 5,3 ±0,2 mm	Injection Press Enjeksiyon
9	AIRWAY NO:2	LDPE PETKİM F212/I668	1A08	AĞIRLIK/WEİGHT(GR): 7.60 G +/- 0.75 UZUNLUK/LENGTH (MM): 70 MM +5/-2.5 ORAL DİSK DİŞ ÖLÇÜ/ORAL DİSC OUTER MEASUREMENT (MM) : 26.0 X 32.0 MM ORAL DİSK İÇ ÖLÇÜ/ORAL DİSC INNER MEASUREMENT(MM): 9.0 X14.0 MM ISIRMA BÖLÜM ENİ/BİTING SECTION WIDTH (MM): 12.80 MM +/- 0.4	ENJEKSİYON EXTRUSION

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	20/34

10	YASTIKLI MASKE NO:2 AIR CUSHION MASKE NO:2	ÜST KISIM/ TOP PART:PVC YASTIK/ AIR CUSHION:PVC	-	KONEKTÖR/CONNECTOR: 22F CPAP ÇENGELİ RENK/CPAP HANGED COLOR: SARI	SATINALMA PURCHASING
11	YASTIKLI MASKE NO:3 AIR CUSHION MASKE NO:3	ÜST KISIM/ TOP PART:PVC YASTIK/ AIR CUSHION:PVC	-	KONEKTÖR/CONNECTOR: 22F CPAP ÇENGELİ RENK/CPAP HANGED COLOR: YEŞİL	SATINALMA PURCHASING

4.2.2. PAKETLEME ve AMBALAJ / PACKAGE and BOX

ÜRÜN TİPİ / PRODUCT TYPE	POŞET ÖLÇÜLERİ / BAG MEASUREMENTS	KARTON KUTU ÖLÇÜLERİ/ CARTOON BOX MEASUREMENTS	KUTU MİKTARI/ BOX QTY (unit/adet)
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, YASTIKLI MASKE NO:2) DISPOSABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, AIR CUSHION MASK NO:2)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, YASTIKLI MASKE NO:3) DISPOSABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, AIR CUSHION MASK NO:3)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2) DISPOSABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (YASTIKLI MASKE NO:2) DISPOSABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIR CUSHION MASK NO:2)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (YASTIKLI MASKE NO:3) DISPOSABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIR CUSHION MASK NO:3)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20

4.3. TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETLERİ ÜRÜNLERİNİN SPESİFİKASYONU / DISPOSABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SETS PRODUCTS SPECIFICATION

ÜRÜN İSMİ	REF NO
PRODUCT NAME	REF CODE
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (AIRWAY NO:4, YASTIKLI MASKE NO:4)	130373
DISPOSABLE RESUSCITATOR ADULT SET (AIRWAY NO:4, AIR CUSHION MASK NO:4)	

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	21/34

TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (AIRWAY NO:4, YASTIKLI MASKE NO:5)	130374
DISPOSABLE RESUSCITATOR ADULT SET (AIRWAY NO:4, AIR CUSHION MASK NO:5)	
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (AIRWAY NO:4)	130375
DISPOSABLE RESUSCITATOR ADULT SET (AIRWAY NO:4)	
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (YASTIKLI MASKE NO:4)	130376
DISPOSABLE RESUSCITATOR ADULT SET (AIR CUSHION MASK NO:4)	
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (YASTIKLI MASKE NO:5)	130377
DISPOSABLE RESUSCITATOR ADULT SET (AIR CUSHION MASK NO:5)	

4.3.1. TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETLERİ ÜRÜNLERİNİN HAMMADDE, ÖLÇÜLER VE MAKİNA&TEDARİKÇİ/ DISPOSABLE RESUSCITATOR ADULT SETS THE RAW MATERIAL, DIMENSIONS and MACHINE&SUPPLIER

No	KOMPONENT İSİM COMPONENT NAME	HAMMADDE RAW MATERIAL	PARÇA KODU PART CODE	ÖLÇÜLER MEASURES	İŞLEM PROCESS
1	BALON HACMİ BALLOON VOLUME	PVC/PC	-	YETİŞKİN/ADULT: 1700 ML ±100ML	SATINALMA PURCHASING
	TEK SIKMADAKİ MAKSİMUM HACİM (TEK EL) MAXIMUM VOLUME (ONE HAND IN A SINGLE SPIN)			YETİŞKİN/ADULT: 850 ML ±50ML	
2	REZERVUAR HACMİ RESERVOIR VOLUME	EVA	-	YETİŞKİN/ADULT: 1000 ML	SATINALMA PURCHASING
3	MASKE MASK	ÜST KISIM/ TOP PART:PVC YASTIK/ AIR CUSHION:PVC	-	YETİŞKİN: AIR CUSHION MASK/ YASTIKLI MASKE NO:5	SATINALMA PURCHASING
4	BASINÇ LİMİTLEYİCİ VALF THE PRESSURE LIMITING VALVE	PC	-	YETİŞKİN/ADULT: 60 CMH ₂ O +/- 10CMH ₂ O @ 15 LPM	SATINALMA PURCHASING
5	HASTA VALF KONNEKTÖRÜ PATIENT VALVE CONNECTOR	PC	-	22/ 15 MM ISO SWİVEL CONNECTOR	SATINALMA PURCHASING

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	22/34

6	REZERVUAR VALF KONNEKTÖRÜ/ RESERVOIR VALVE CONNECTOR	PC	-	İÇ ÇAP / INT. DIA. : 25 MM +/- 2 MM DIŞ ÇAP / EKS. DIA. : 31,5 MM +/- 2 MM	SATINALMA PURCHASING
7	OKSİJEN HORTUMU/ OXYGEN TUBE	FEA 828 (Westlake Global Compounds)	2H04 2H18	External diameter : 5,1 mm ±0,2 mm Internal Diameter : 2,8 mm ±0,2 mm Length: 190 cm ±10 cm Length: 210 cm ±10 cm	EKSTRÜZYON EXTRUSION
		NP 3051 8220 HOPEFINDER 80-CR876 COMPONIT	2H18	External diameter : 4,9 ±0,2mm Internal Diameter : 2,6 mm±0,2mm Length: 1900mm ±100 mm	
8	FEMALE CONNECTOR DİŞİ KONNEKTÖR	FMA 618 N V137 (Westlake Global Compounds) NP 3052 6015G HOPEFINDER 60-GN092 COMPONIT	1N10	Weight : 2,4 g ± 0,3 g Total Length : 32 mm ±1 mm Internal diameter of racor tip: 8,5 mm ±0,5 mm Internal Diameter of tube place: 5,3 ±0,2 mm	Injection Press Enjeksiyon
9	AIRWAY NO:4	LDPE PETKİM F212/I668 ÇİMTER PETKİM TURPLAST	1A08	AĞIRLIK /WEİGT(GR): 12.80 G +/- 1.0 UZUNLUK/LENGTH (MM): 90 MM +/- 5.0 ORAL DİSK DIŞ ÖLÇÜ/ ORAL DISC OUTER MEASUREMENT (MM) : 31X 38.0 MM ORAL DİSK İÇ ÖLÇÜ/ ORAL DISC INNER MEASUREMENT (MM): 18.0 X11.0 MM ISIRMA BÖLÜM ENİ/ BITİNG SECTION WIDTH (MM): 14.70 MM +/- 0.4	ENJEKSİYON EXTRUSION
10	YASTIKLI MASKE NO:4 AIR CUSHION MASKE NO:4	ÜST KISIM/ TOP PART:PVC YASTIK/ AIR CUSHION:PVC	-	KONEKTÖR/CONNECTOR: 22F CPAP ÇENGELİ RENK/CPAP HANGED COLOR: KIRMIZI	SATINALMA PURCHASING
11	YASTIKLI MASKE NO:5 AIR CUSHION MASKE NO:5	ÜST KISIM/ TOP PART:PVC YASTIK/ AIR CUSHION:PVC	-	KONEKTÖR/CONNECTOR: 22F CPAP ÇENGELİ RENK/CPAP HANGED COLOR: MAVİ	SATINALMA PURCHASING

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	23/34

4.3.2. PAKETLEME ve AMBALAJLAMA / PACKAGE and BOX

ÜRÜN TİPİ / PRODUCT TYPE	POŞET ÖLÇÜLERİ / BAG MEASUREMENTS	KARTON KUTU ÖLÇÜLERİ/ CARTOON BOX MEASUREMENTS	KUTU MİKTARI/ BOX QTY (unit/adet)
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (AIRWAY NO : 4, YASTIKLI MASKE NO:4) / DISPOSABLE RESUSCITATOR ADULT SET (AIRWAY NO : 4 , AIR CUSHION MASK NO:4)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (AIRWAY NO : 4, YASTIKLI MASKE NO:5) / DISPOSABLE RESUSCITATOR ADULT SET (AIRWAY NO : 4 , AIR CUSHION MASK NO:5)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (AIRWAY NO : 4) / DISPOSABLE RESUSCITATOR ADULT SET (AIRWAY NO : 4)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (YASTIKLI MASKE NO4) / DISPOSABLE RESUSCITATOR ADULT SET (AIR CUSHION MASK NO:4)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20
TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (YASTIKLI MASKE NO:5) / DISPOSABLE RESUSCITATOR ADULT SET (AIR CUSHION MASK NO:5)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20

5. TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ ÜRÜNLERİNİN SPESİFİKASYONU / RESUABLE REUSCİTATOR SETS PRODUCTS SPECIFICATION

5.1. TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETLERİ ÜRÜNLERİNİN SPESİFİKASYONU / RESUABLE REUSCİTATOR INFANT SETS PRODUCTS SPECIFICATION

ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	REF NO REF CODE
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0, SİLİKON MASKE NO:0)	130378
RESUABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0, SILICON MASK NO:0)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0, SİLİKON MASKE NO:1)	130379
RESUABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0, SILICON MASK NO:0)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0, SİLİKON MASKE NO:0, AĞIZ AÇACAĞI)	130380
RESUABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0, SILICON MASK NO:0, MOUTH OPENER)	

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	24/34

TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0, SİLİKON MASKE NO:1, AĞIZ AÇACAĞI)	130381
RESUABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0, SILICON MASK NO:1, MOUTH OPENER)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0)	130382
RESUABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0, AĞIZ AÇACAĞI)	130383
RESUABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0, MOUTH OPENER)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (SİLİKON MASKE NO:0)	130384
RESUABLE RESUSCITATOR INFANT SET (SILICON MASK NO:0)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (SİLİKON MASKE NO:1)	130385
RESUABLE RESUSCITATOR INFANT SET (SILICON MASK NO:1)	

5.1.1. TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETLERİ ÜRÜNLERİNİN HAMMADDE, ÖLÇÜLER VE MAKİNA&TEDARİKÇİ/ DISPOSABLE RESUSCITATOR INFANT SETS THE RAW MATERIAL, DIMENSIONS and MACHINE&SUPPLIERİN

No	KOMPONENT İSİM COMPONENT NAME	HAMMADDE RAW MATERIAL	PARÇA KODU PART CODE	ÖLÇÜLER MEASURES	İŞLEM PROCESS
1	BALON HACMİ BALLOON VOLUME	SİLİKON/SILICON+PC	-	INFANT: 320 ML ±50ML	SATINALMA PURCHASING
	TEK SIKMADAKİ MAKSİMUM HACİM (TEK EL) MAXIMUM VOLUME (ONE HAND IN A SINGLE SPIN)			INFANT: 110 ML ±20ML	
2	REZERVUAR HACMİ RESERVOIR VOLUME	EVA	-	INFANT: 600 ML	SATINALMA PURCHASING
3	MASKE MASK	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	INFANT: SİLİKON MASKE NO:1	SATINALMA PURCHASING

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSIBLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSIBLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	25/34

4	BASINÇ LİMİTLEYİCİ VALF THE PRESSURE LIMITING VALVE	PSU/PC	-	40CMH2O +/- 5CMH2O @15 LPM	SATINALMA PURCHASING
5	HASTA VALF KONNEKTÖRÜ PATIENT VALVE CONNECTOR	PSU/PC	-	22/ 15 MM ISO SWİVEL CONNECTOR	SATINALMA PURCHASING
6	REZERVUAR VALF KONNEKTÖRÜ/ RESERVOIR VALVE CONNECTOR	PC	-	İç Çap / Int. Dia. : 25 mm +/- 2 mm Dış Çap / Eks. Dia. : 31,5 mm +/- 2 mm	Satinalma Purchasing
7	OKSİJEN HORTUMU/ OXYGEN TUBE	FEA 828 (Westlake Global Compounds) NP 3051 8220 HOPEFINDER 80-CR876 COMPONIT	2H04 2H18	External diameter : 5,1 mm ±0,2 mm Internal Diameter : 2,8 mm ±0,2 mm Length: 190 cm ±10 cm Length: 210 cm ±10 cm	Ekstrüzyon Extrusion
			2H18	External diameter : 4,9 ±0,2mm Internal Diameter : 2,6 mm±0,2mm Length: 1900mm ±100 mm	
8	FEMALE CONNECTOR DİŞİ KONNEKTÖR	FMA 618 N V137 (Westlake Global Compounds) NP 3052 6015G HOPEFINDER 60-GN092 COMPONIT	1N10	Weight : 2,4 g ± 0,3 g Total Length : 32 mm ±1 mm Internal diameter of racor tip: 8,5 mm ±0,5 mm Internal Diameter of tube place: 5,3 ±0,2 mm	Injection Press Enjeksiyon
9	AIRWAY NO:0	LDPE PETKİM F1212/I668 ÇİMTER TURPLAST ZETAPLAST PETKİM	1A08	Ağırlık/Weight (GR): 3.65 G +/- 0.35 Uzunluk/Length (MM): 50 MM +/- 2.5 Oral disk dış ölçü/ Oral disc outer measurement (MM) :21.5X 25.5 MM +/- 0.5 Oral disk iç ölçü/ Oral disc inner measurement (MM): 7.5 X11 MM +/- 0.5 Isırma bölüm eni/ Biting section width (MM): 10.8 MM +/- 0.3	Enjeksiyon Extrusion

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	26/34

10	SİLİKON MASKE NO:0 SILICON MASK NO:0	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	Konektör/Connector: 22F	Satınalma Purchasing
11	SİLİKON MASKE NO:1 SILICON MASK NO:1	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	Konektör/Connector: 22F	Satınalma Purchasing
12	AĞIZ AÇACAĞI	-	-	Ağırlık/ Weight: 28,7 gr +/- 1 gr Uzunluk / Length: 8,7 cm +/- 0,5 cm	Satınalma Purchasing

5.1.2. PAKETLEME ve AMBALAJLAMA / PACKAGE and BOX

ÜRÜN TİPİ / PRODUCT TYPE	POŞET ÖLÇÜLERİ / BAG MEASUREMENT S	KARTON KUTU ÖLÇÜLERİ/ CARTOON BOX MEASUREMENTS	KUTU MİKTARI/ BOX QTY (unit/adet)
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0, SİLİKON MASKE NO:0, AĞIZ AÇACAĞI) RESUABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0, SILICON MASK NO:0)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	25
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0, SİLİKON MASKE NO:1, AĞIZ AÇACAĞI) RESUABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0, SILICON MASK NO:1, MOUTH OPENER)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	25
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0, SİLİKON MASKE NO:1, AĞIZ AÇACAĞI) RESUABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0, SILICON MASK NO:1, MOUTH OPENER)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	25
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0) RESUABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	25
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (AIRWAY NO:0, AĞIZ AÇACAĞI) RESUABLE RESUSCITATOR INFANT SET (AIRWAY NO:0, MOUTH OPENER)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	25
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (SİLİKON MASKE NO:0) RESUABLE RESUSCITATOR INFANT SET (SILICON MASK NO:0)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	25
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU INFANT SETİ (SİLİKON MASKE NO:1) RESUABLE RESUSCITATOR INFANT SET (SILICON MASK NO:1)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	25

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSIBLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSIBLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	27/34

5.2. TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETLERİN ÜRÜN SPESİFİKASYONU / RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SETS PRODUCT SPECIFICATION

ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	REF NO REF CODE
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, SİLİKON MASKE NO:2)	130386
RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, SILICON MASK NO:2)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, SİLİKON MASKE NO:3)	130387
RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, SILICON MASK NO:3)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, SİLİKON MASKE NO:2, AĞIZ AÇACAĞI)	130388
RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, SILICON MASK NO:2, MOUTH OPENER)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, SİLİKON MASKE NO:3, AĞIZ AÇACAĞI)	130389
RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, SILICON MASK NO:3, MOUTH OPENER)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2)	130390
RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, AĞIZ AÇACAĞI)	130391
RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, MOUTH OPENER)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (SİLİKON MASKE NO:2)	130392
RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (SILICON MASK NO:2)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (SİLİKON MASKE NO:3)	130393
RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (SILICON MASK NO:3)	

5.2.1. TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETLERİ ÜRÜNLERİNİN HAMMADDE, ÖLÇÜLER VE MAKİNA&TEDARİKÇİ/ DISPOSIBLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SETS THE RAW MATERIAL, DIMENSIONS and MACHINE&SUPPLIERİN

No	KOMPONENT İSİM COMPONENT NAME	HAMMADDE RAW MATERIAL	PARÇA KODU PART CODE	ÖLÇÜLER MEASURES	İŞLEM PROCESS
1	BALON HACMİ BALLOON VOLUME	SİLİKON/SILICON + PC (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	PEDIATRİK/PEDIATRIC: 600 ML ±50ML	SATINALMA PURCHASING
	TEK SIKMADAKİ MAKSİMUM HACİM (TEK EL) MAXIMUM			PEDIATRİK/PEDIATRIC: 280 ML ±30ML	

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	28/34

	VOLUME (ONE HAND IN A SINGLE SPIN)				
2	REZERVUAR HACMI RESERVOIR VOLUME	EVA	-	PEDİATRİK/PEDIATRIC: 1000 ML	SATINALMA PURCHASING
3	MASKE MASK	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	PEDİATRİK/PEDIATRIC: SİLİKON MASKE NO:3	SATINALMA PURCHASING
4	BASINÇ LİMİTLEYİCİ VALF THE PRESSURE LIMITING VALVE	PSU/PC	-	40CMH ₂ O +/- 5CMH ₂ O @15 LPM	SATINALMA PURCHASING
5	HASTA VALF KONNEKTÖRÜ PATIENT VALVE CONNECTOR	PSU/PC	-	22/ 15 MM ISO SWİVEL CONNECTOR	SATINALMA PURCHASING
6	REZERVUAR VALF KONNEKTÖRÜ/ RESERVOIR VALVE CONNECTOR	PSU/PC	-	İÇ ÇAP / INT. DIA. : 25 MM +/- 2 MM DIŞ ÇAP / EKS. DIA. : 31,5 MM +/- 2 MM	SATINALMA PURCHASING
7	OKSİJEN HORTUMU/ OXYGEN TUBE	FEA 828 (Westlake Global Compounds) NP 3051 8220 HOPEFINDER 80-CR876 COMPONIT	2H04 2H18	External diameter : 5,1 mm ±0,2 mm Internal Diameter : 2,8 mm ±0,2 mm Length: 190 cm ±10 cm Length: 210 cm ±10 cm	EKSTRÜZYON EXTRUSION
			2H18	External diameter : 4,9 ±0,2mm Internal Diameter : 2,6 mm±0,2mm Length: 1900mm ±100 mm	
8	FEMALE CONNECTOR Dişi KONNEKTÖR	FMA 618 N V137 (Westlake Global Compounds) NP 3052 6015G HOPEFINDER 60-GN092 COMPONIT	1N10	Weight : 2,4 g ± 0,3 g Total Length : 32 mm ±1 mm Internal diameter of racor tip: 8,5 mm ±0,5 mm Internal Diameter of tube place: 5,3 ±0,2 mm	Injection Press Enjeksiyon
9	AIRWAY NO: 2	LDPE PETKİM F1212/I668	1A08	AĞIRLIK / WEIGHT(GR): 7.60 G +/- 0.75 UZUNLUK / LENGTH(MM): 70	ENJEKSİYON EXTRUSION

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSIBLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSIBLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	29/34

		ÇİMTER TURPLAST ZETAPLAST PETKİM		MM +5/-2.5 ORAL DİSK DIŞ ÖLÇÜ/ ORAL DISC OUTER MEASUREMENT (MM) : 26.0 X 32.0 MM ORAL DİSK İÇ ÖLÇÜ / ORAL DISC INNER MEASUREMENT (MM): 9.0 X14.0 MM ISIRMA BÖLÜM ENİ/ BITİNG SECTION WIDTH (MM): 12.80 MM +/- 0.4	
10	SİLİKON MASKE NO:2 SILICON MASK NO:2	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	KONEKTÖR/CONNECTOR: 22F	SATINALMA PURCHASING
11	SİLİKON MASKE NO:1 SILICON MASK NO:1	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	KONEKTÖR/CONNECTOR: 22F	SATINALMA PURCHASING
12	SİLİKON MASKE NO:3 SILICON MASK NO:3	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	AĞIRLIK/ WEIGHT: 58 GR +/- 1 GR UZUNLUK / LENGTH: 8,7 CM +/- 0,5 CM	SATINALMA PURCHASING
13	AĞIZ AÇACAĞI	-	-	AĞIRLIK/ WEIGHT: 28,7 GR +/- 1 GR UZUNLUK / LENGTH: 8,7 CM +/- 0,5 CM	SATINALMA/ PURCHASING

5.2.2. PAKETLEME ve AMBALAJLAMA / PACKAGE and BOX

REVISED BY: QC / APPROVED BY QA

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	30/34

ÜRÜN TİPİ / PRODUCT TYPE	POŞET ÖLÇÜLERİ / BAG MEASUREMENTS	KARTON KUTU ÖLÇÜLERİ/ CARTOON BOX MEASUREMENTS	KUTU MİKTARI/ BOX QTY (unit/adet)
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, SİLİKON MASKE NO:2) RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, SILICON MASK NO:2)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, SİLİKON MASKE NO:3) RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, SILICON MASK NO:3)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, SİLİKON MASKE NO:2, AĞIZ AÇACAĞI) RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, SILICON MASK NO:2, MOUTH OPENER)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, SİLİKON MASKE NO:3, AĞIZ AÇACAĞI) RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, SILICON MASK NO:3, MOUTH OPENER)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2) RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, AĞIZ AÇACAĞI) RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, MOUTH OPENER)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (SİLİKON MASKE NO:2) RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (SILICON MASK NO:2)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (SİLİKON MASKE NO:3) RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (SILICON MASK NO:3)	26X36 CM PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	20

5.3. TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETLERİN ÜRÜN SPESİFİKASYONU / RESUABLE RESUSCITATOR ADULT SETS PRODUCT SPECIFICATION

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	31/34

ÜRÜN İSMİ	REF NO
PRODUCT NAME	REF CODE
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, SİLİKON MASKE NO:2)	130394
RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, SILICON MASK NO:2)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, SİLİKON MASKE NO:3)	130395
RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, SILICON MASK NO:3)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, SİLİKON MASKE NO:2, AĞIZ AÇACAĞI)	130396
RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, SILICON MASK NO:2, MOUTH OPENER)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, SİLİKON MASKE NO:3, AĞIZ AÇACAĞI)	130397
RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, SILICON MASK NO:3, MOUTH OPENER)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2)	130398
RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (AIRWAY NO:2, AĞIZ AÇACAĞI)	130399
RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (AIRWAY NO:2, MOUTH OPENER)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (SİLİKON MASKE NO:2)	130400
RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (SILICON MASK NO:2)	
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU PEDIATRİK SETİ (SİLİKON MASKE NO:3)	130401
RESUABLE RESUSCITATOR PEDIATRIC SET (SILICON MASK NO:3)	

5.3.1. TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETLERİ ÜRÜNLERİNİN HAMMADDE, ÖLÇÜLER VE MAKİNA&TEDARİKÇİ/ DISPOSABLE RESUSCITATOR ADULT SETS THE RAW MATERIAL, DIMENSIONS and MACHINE&SUPPLIER

No	KOMPONENT İSİM COMPONENT NAME	HAMMADDE RAW MATERIAL	PARÇA KOD PART CODE	ÖLÇÜLER MEASURES	İŞLEM PROCESS
1	BALON HACMİ BALLOON VOLUME	SİLİKON/SILICON+PC (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	Adult/Yetişkin: 1700 ml ±100ml	Satınalma Purchasing
	TEK SIKMADAKİ MAKSİMUM HACİM (TEK EL) MAXIMUM VOLUME (ONE HAND IN A SINGLE SPIN)			Adult/Yetişkin: 850 ml ±50ml	
2	REZERVUAR HACMİ RESERVOIR	EVA	-	Adult/Yetişkin: 2000 ml	Satınalma Purchasing

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSABLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	32/34

	VOLUME				
3	MASKE MASK	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	Adult/Yetişkin: Silikon maske No:5	Satınalma Purchasing
4	BASINÇ LİMİTLEYİCİ VALF THE PRESSURE LIMITING VALVE	PSU/PC	-	Adult/Yetişkin: 60 cmH2O +/- 10cmH2O @ 15 lpm	Satınalma Purchasing
5	HASTA VALF KONNEKTÖRÜ PATIENT VALVE CONNECTOR	PSU/PC	-	22/ 15 mm ISO swivel connector	Satınalma Purchasing
6	REZERVUAR VALF KONNEKTÖRÜ/ RESERVOIR VALVE CONNECTOR	PSU/PC	-	İç Çap / Int. Dia. : 25 mm +/- 2 mm Dış Çap / Eks. Dia. : 31,5 mm +/- 2 mm	Satınalma Purchasing
7	OKSİJEN HORTUMU/ OXYGEN TUBE	FEA 828 (Westlake Global Compounds) NP 3051 8220 HOPEFINDER 80-CR876 COMPONIT	2H04 2H18	External diameter : 5,1 mm ±0,2 mm Internal Diameter : 2,8 mm ±0,2 mm Length: 190 cm ±10 cm Length: 210 cm ±10 cm	Ekstrüzyon Extrusion
			2H18	External diameter : 4,9 ±0,2mm Internal Diameter : 2,6 mm±0,2mm Length: 1900mm ±100 mm	
8	FEMALE CONNECTOR DİŞİ KONNEKTÖR	FMA 618 N V137 (Westlake Global Compounds) NP 3052 6015G HOPEFINDER 60-GN092 COMPONIT	1N10	Weight : 2,4 g ± 0,3 g Total Length : 32 mm ±1 mm Internal diameter of racor tip: 8,5 mm ±0,5 mm Internal Diameter of tube place: 5,3 ±0,2 mm	Injection Press Enjeksiyon
9	AIRWAY NO: 4	LDPE PETKİM F212/I668 ÇİMTER TURPLAST ZETAPLAST PETKİM	1A08	Ağırlık/weight (GR): 12.80 G +/- 1.0 Uzunluk/length (MM): 90 MM +/- 5.0 Oral disk dış ölçü / Oral disc outer measurement (MM) : 31X 38.0 MM Oral disk iç ölçü / oral discc inner measurement (MM): 18.0 X11.0 MM Isırma bölüm eni/ biting section width (MM): 14.70 MM +/- 0.4	Enjeksiyon Extrusion

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSIBLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSIBLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	33/34

10	SİLİKON MASKE NO:4 SILICON MASK NO:4	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	Konektör/ Connector: 22F	Satınalma Purchasing
11	SİLİKON MASKE NO:5 SILICON MASK NO:5	SİLİKON/SILICON (Polydimethylvinylsiloxane/ Silicon Dioxide/ Silicone oil, Hydroxyl- terminated)	-	Konektör/Connector: 22F	Satınalma Purchasing
12	AĞIZ AÇACAĞI	-	-	Ağırlık/ Weight: 28,7 gr +/- 1 gr Uzunluk / Length: 8,7 cm +/- 0,5 cm	Satınalma/ Purchasing

5.3.2. PAKETLEME ve AMBALAJLAMA / PACKAGE and BOX

ÜRÜN TİPİ / PRODUCT TYPE	POŞET ÖLÇÜLERİ / BAG MEASUREMENTS	KARTON KUTU ÖLÇÜLERİ/ CARTON BOX MEASUREMENTS	KUTU MİKTARI/ BOX QTY (unit/adet)
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (AIRWAY NO:4, SİLİKON MASKE NO:4) RESUABLE RESUSCITATOR ADULT SET (AIRWAY NO:4, SILICON MASK NO:4)	26X36 PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	10
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (AIRWAY NO:4, SİLİKON MASKE NO:5) TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (AIRWAY NO:4, SİLİKON MASKE NO:5)	26X36 PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	10
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (AIRWAY NO:4, SİLİKON MASKE NO:4, AĞIZ AÇACAĞI) RESUABLE MANUEL RESUSCITATOR ADULT SET (AIRWAY NO:4, SILICON MASK NO:4, MOUTH OPENER)	26X36 PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	10
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (AIRWAY NO:4, SİLİKON MASKE NO:5, AĞIZ AÇACAĞI) RESUABLE RESUSCITATOR ADULT SET (AIRWAY NO:4, SILICON MASK NO:5, MOUTH OPENER)	26X36 PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	10
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (AIRWAY NO:4) RESUABLE RESUSCITATOR ADULT SET (AIRWAY NO:4)	26X36 PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	10
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (AIRWAY NO:4, AĞIZ AÇACAĞI) RESUABLE RESUSCITATOR ADULT SET (AIRWAY NO:4, MOUTH OPENER)	26X36 PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	10
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (SİLİKON MASKE NO:4)	26X36 PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	10

	TEKNİK DOSYA / TECHNICAL FILE SİLİKON MASKE – TEK KULLANIMLIK YASTIKLI MASKE – TEK KULLANIMLIK MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI – TEKRAR KULLANILABİLİR MANUEL SUNİ SOLUNUM BALONLARI -TEK KULLANIMLIK SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ – TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU SETLERİ (<i>SILICON MASK –DISPOSABLE AIR CUSHION MASK – DISPOSABLE MANUEL RESUSCITATORS – RESUABLE MANUEL RESUSCITATORS – DISPOSIBLE RESUSCITATOR SET-RESUABLE RESUSCITATOR SET</i>) PRODUCT REF. NO: 130 XXX	Document No	KYS.TD.020/04
		Revision No	10
		Revision Date	12.09.2023
		Issue Date	13.05.2013
		Page Number	34/34

RESUABLE RESUSCITATOR ADULT SET (SILICON MASK NO:4)			
TEKRAR KULLANILABİLİR SUNİ SOLUNUM BALONU YETİŞKİN SETİ (SİLİKON MASKE NO:5) RESUABLE RESUSCITATOR ADULT SET (SILICON MASK NO:5)	26X36 PE KİLİTLİ POŞET	40X40X36 CM	10

6. TEST METODLARI/TEST METHODS

- KKB.TT.213 SOLUNUM MASKELERİ VE SUNİ SOLUNUM BALONLARI BAĞLANTI BÖLGELERİNİN UYGUNLUK KONTROLÜ TEST TALİMATI / CONFORMITY CHECK OF CONNECTION AREAS OF RESPIRATORS AND ARTIFICIAL RESPIRATORY BALLOONS TEST INSTRUCTION
- KKB.TT.017 OKSİJEN MASKESİ HORTUM SAGLAMLIĞI TEST TALİMATI / OXYGEN MASK HOSE STRENGTH TEST INSTRUCTIONS
- KKB.TT.019 OKSİJEN MASKESİ HORTUMU SIZDIRMAZLIK TEST TALİMATI / OXYGEN MASK HOSE TIGHTNESS TEST INSTRUCTIONS
- KKB.TT.065 AIRWAY AGIZ UCU BÜZÜLMİY EDAYANIMI TESTİ / AIRWAY NOZZLE CRACK RESISTANCE TEST
- KKB.TT.066 AIRWAY KUVVET ETKİSİNDE HAVAYOLU AÇIKLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TEST TALİMATI /AIRWAY OPENING IN FORCE SUSTAINABILITY TEST INSTRUCTIONS

7. REVİZYON TARİHÇESİ / REVISION HISTORY

REV09/19.12.2022/DENİZ SU TEZCAN : Doküman şablonu değiştirilerek gözden geçirme yapılmıştır./ *The document template was changed and revised.*

REV10/12.09.2024/DENİZ SU TEZCAN : Ürün ölçüleri eklenmiştir./ *Product dimensions have been added.*