

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1748427167894
Denumirea procedurii de achiziție Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.13)

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 46						
Pat fluidizant	LI-7	Japonia	KEISEI MEDICAL INDUSTRIAL CO., LTD	Descriere: Pat fluidizant destinat pacienților în stare medie și gravă și oferă suport într-o stare de imponderabilitate, având la bază principii fizice de fluidizare a particulelor microscopice (microsfere medicale ceramice într-o coajă de silicon). Componente principale Consola de control: În regimul de fluidizare continuă, microsferele ceramice sunt în mișcare constantă, asigurând suport cu o presiune de contact minimă pe corpul pacientului. În regimul de fluidizare pulsantă (obligatoriu), mișcarea microsferelor ceramice are loc periodic (cu o durată de fluidizare de 5-10 secunde la fiecare 10-15 minute), oferind suport pacientului într-o poziție fixă. Aerul cald și uscat, la o temperatură prestabilită, va trece prin cearceaful filtrant, creând condiții confortabile pentru pacientul aflat în pat. Sistem mobil cu roți și sistem de blocare	Descriere: Pat fluidizant destinat pacienților în stare medie și gravă și oferă suport într-o stare de imponderabilitate, având la bază principii fizice de fluidizare a particulelor microscopice (microsfere medicale ceramice într-o coajă de silicon). DA Componente principale Consola de control: În regimul de fluidizare continuă, microsferele ceramice sunt în mișcare constantă, asigurând suport cu o presiune de contact minimă pe corpul pacientului. În regimul de fluidizare pulsantă (obligatoriu), mișcarea microsferelor ceramice are loc periodic (cu o durată de fluidizare de 5-10 secunde la fiecare 10-15 minute), oferind suport pacientului într-o poziție fixă. DA pag.1 Operation Manual Aerul cald și uscat, la o temperatură prestabilită, va trece prin cearceaful filtrant, creând condiții confortabile pentru pacientul aflat în pat. DA Pag. 1 Operation manual Sistem mobil cu roți și sistem de blocare Da pag. 11 Operation Manual	CE DM000695868

			Fluxul de aer al sistemului: 1,3-1,7 m3 pe minut. Consumul de putere: min. 1,3kW Scala de reglare a vitezei fluxului de microsferă în regim static: între 5 secunde și 30 de minute. Greutatea maximă a pacientului de până la 135 kg, înălțimea maximă a pacientului - 200 cm. Masa microsferelor încărcate: între 350 și 425 kg. Descarcare aerului se realizează prin valve speciale plasate în partea de jos a camerei de pat. Există un fund detașabil al camerei de pat cu un sistem de valve pentru servicii și întreținere rapide, precum și o profilaxie antibacteriană. Sistem de neutralizare a efectelor antistatice - Da Afișaj informativ pentru procesele de fluidizare, inclusiv monitorizarea greutății pacientului - două valori: greutatea inițială la începutul tratamentului și greutatea în momentul curent, nivelul de fluidizare, parametrii fluidizării periodice de la 1 la 60 de secunde. Butonul de oprire de urgență a procesului - Da Afișaj pentru reglarea temperaturii microsferelor – Da	Fluxul de aer al sistemului: 1,7 m3 pe minut. DA pag. 29 Operation Manual Consumul de putere: 1,3kW pag. 29 Operation Manual Scala de reglare a vitezei fluxului de microsferă în regim static: 0 secunde și 9999 secunde. , pag.3 Brosura Greutatea maximă a pacientului de până la 135 kg, înălțimea maximă a pacientului - 200 cm. DA pag. 29 Operation Manual Masa microsferelor încărcate: 425 kg. DA pag. 29 Operation Manual Descarcare aerului se realizează prin valve speciale plasate în partea de jos a camerei de pat. Există un fund detașabil al camerei de pat cu un sistem de valve pentru servicii și întreținere rapide, precum și o profilaxie antibacteriană. Da Pag. 26 Operation manual Sistem de neutralizare a efectelor antistatice Da, declaratia producatorului Afișaj informativ pentru procesele de fluidizare, inclusiv monitorizarea greutății pacientului - două valori: greutatea inițială la începutul tratamentului și greutatea în momentul curent, nivelul de fluidizare, parametrii fluidizării periodice de la 1 la 60 de secunde. pag.10 Oparation Manual Butonul de oprire de urgență a procesului - Da pag.14 Operation Manual Afișaj pentru reglarea temperaturii microsferelor Da, pag. 9 Operation manual	
--	--	--	--	---	--

			Afișaj temperatura momentană a microsferelor - Da Dimensiuni pat: Lungime – de la 2.000 mm până la 2.200 mm; Lățime: de la 850 mm până la 905 mm: Înălțime: de la 700 mm până la 880 mm. Materiale consumabile și piese: 1 Microsfere Specializate pentru fluidizarea în aparat 16-18 cutii de 25 kg fiecare 2 Filtru de aer Filtru încorporat pentru oprirea prafului în unitatea de presiune 1 buc. 3 Cearceaf special filtru pentru pacient Cearceaful superior pentru pacient 1 buc. 4 Cearceaf de polietilenă Cearceaful suplimentar peste cearceaful principal 1 buc. 5 Cearceafu principal Cearceaful dispus în cascadă de cearceafuri 1 buc. 6 Cearceaf hidrofug Cearceaful pe care doarme direct pacientul 2 buc. 7 Cearceaf absorbant de apă Cearceaful pe care doarme pacientul, alt tip 2 buc. Condițiile de service pentru echipamentul medical furnizat Service-ul tehnic planificat se efectuează o dată la trimestru. Lucrările de service tehnic trebuie să respecte cerințele documentației de exploatare și trebuie să includă: - Înlocuirea componentelor uzate; - Înlocuirea sau restaurarea anumitor părți ale echipamentului medical; - Reglarea și ajustarea produsului; lucrări specifice acestui tip de	Afișaj temperatura momentană a microsferelor – Da, pag. 9 Operation manual Dimensiuni pat: Lungime :2200 mm Pag.29 Operation manual Lățime: 905 mm Pag.29 Operation manual Înălțime: 880 mm. Pag.29 Operation manual Materiale consumabile și piese: 1. Microsfere Specializate pentru fluidizarea în aparat 16-18 cutii de 25 kg fiecare DA 2. Filtru de aer Filtru încorporat pentru oprirea prafului în unitatea de presiune 1 buc. DA 3. Cearceaf special filtru pentru pacient Cearceaful superior pentru pacient 1 buc. DA Cod LI-7-FS 4. Cearceaf de polietilenă Cearceaful suplimentar peste cearceaful principal 1 buc. DA Cod L-LAND3-16 5. Cearceafu principal Cearceaful dispus în cascadă de cearceafuri 1 buc. DA LI-7-SCR 6. Cearceaf hidrofug Cearceaful pe care doarme direct pacientul 2 buc. DA Cod L-LAND3-13 7. Cearceaf absorbant de apă Cearceaful pe care doarme pacientul, alt tip 2 buc. DA Cod L- LAND3-14 Condițiile de service pentru echipamentul medical furnizat Service-ul tehnic planificat se efectuează o dată la trimestru. Lucrările de service tehnic trebuie să respecte cerințele documentației de exploatare și trebuie să includă: - Înlocuirea componentelor uzate; - Înlocuirea sau restaurarea anumitor părți ale echipamentului medical; - Reglarea și ajustarea produsului; lucrări specifice acestui tip de produs și altele asemenea; - Curățarea, ungerea și, la nevoie, revizia mecanismelor principale și a ansamblurilor; -	
--	--	--	---	---	--

				produs și altele asemenea; - Curățarea, ungerea și, la nevoie, revizia mecanismelor principale și a ansamblurilor; - Eliminarea prafului, murdăriei, urmelor de coroziune și oxidare de pe suprafețele externe și interne ale carcasei produsului și ale componentelor sale (cu demontarea parțială a blocurilor și ansamblurilor); Alte operațiuni specificate în documentația de exploatare.	Eliminarea prafului, murdăriei, urmelor de coroziune și oxidare de pe suprafețele externe și interne ale carcasei produsului și ale componentelor sale (cu demontarea parțială a blocurilor și ansamblurilor); Alte operațiuni specificate în documentația de exploatare. DA	
--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei În
calitate de: Director
Ofertantul: SC „Neotec” SRL
Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău