



Navigation menu

+39 02 4452075

Bombole+gruppo valvola dosat a scatti-Cylinders +integrate valve click flow
adjust +protective cover

Bombole Gas Medicali

**BOMBOLE+GRUPPO VALVOLA DOSAT A SCATTI-CYLINDERS
+INTEGRATE VALVE CLICK FLOW ADJUST +PROTECTIVE COVER**



Informazioni Sul Prodotto:

Serie BO.100

Bombole per uso ossigenoterapia domiciliare, ospedaliero e pronto soccorso. Sono fornite comprensive di valvola riduttrice a scatto ed idonee coperture di protezione.

Series BO.100

Cylinders for oxygen therapy: home-based, hospital ward-based, and Emergency use. Supplied with snap adjustment reducing valve and protective covers.

Informazioni Caratteristiche Tecniche

Prestazioni	
Gas	Ossigeno Medicale
Pressione ingresso collaudo	200/300 bar
Materiali	
Corpo	Acciaio 35 CrMo4 (UNI 7845)
Capacità	
Litri	da litri 0,5 – a litri 27
Conessioni	
Uscita	17 E / 25 E
ACCESSORI DI SERIE	
Dischetti Inox per uso medico	
Valvola riduttrice con regolazione a scatto.	
Copertura di protezione a calice	

ACCESSORI OPZIONALI

Custodia rigida (bbole da 5, 7 lt)

Borsa di trasporto (bbole da 1, 2, 3 lt)

Copertura di protezione universale

DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione conformita' e Istruzioni uso

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
BO.100.15018	Bombola di capacità 10 lt. con valvola riduttrice a scatto e copertura a calice	1 Pz.
BO.100.15020	Bombola di capacità 14 lt. con valvola riduttrice a scatto e copertura a calice	1 Pz.
BO.100.15011	Bombola di capacità 1 lt. con valvola riduttrice a scatto e copertura a calice	1 Pz.
BO.100.15012	Bombola di capacità 2 lt. con valvola riduttrice a scatto e copertura a calice	1 Pz.
BO.100.15013	Bombola di capacità 3 lt. con valvola riduttrice a scatto e copertura a calice	1 Pz.
BO.100.15015	Bombola di capacità 5 lt. con valvola riduttrice a scatto e copertura a calice	1 Pz.
BO.100.15010	Bombola di capacità 0,5 lt. con valvola riduttrice a scatto e copertura a calice	1 Pz.
BO.100.15017	Bombola di capacità 7 lt. con valvola riduttrice a scatto e copertura a calice	1 Pz.

CONTATTI

INDIRIZZO:Via Leonardo da Vinci, 168 - 20090
TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)**TELEFONO:**

+39 02 4452075

FAX:

+39 02-4450634

EMAIL:

sanosub@sanosub.com