

ОУФк-01 Солнышко - облучатель ультрафиолетовый кварцевый | Солнышко (Россия)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Грипп, ОРВИ и осложнения после них (острый тубоотит, острый ларинготрахеит, тонзиллит, острое воспаление верхнечелюстных пазух (гайморит) и.т.д.);
- Заболевания слизистых оболочек горла и носа;
- Вазомоторный ринит, острый хронический ринит;
- Заболевания наружного слухового прохода;
- Острый пародонтит, хронический пародонтоз, стоматит, инфильтраты после удаления зубов, воспаления десен;
- Гнойные раны, трофические язвы;
- Чистые раны;
- Бронхит;
- Бронхиальная астма;
- Переломы костей;
- УФО в послеоперационном периоде.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Злокачественные новообразования в любой период течения;
- Заболевания, в т.ч. после радикальных операций;
- Системные заболевания соединительной ткани;
- Активная форма туберкулеза легких;
- Гипертиреоз;
- Лихорадочные состояния;
- Склонность к кровотечению;
- Недостаточность кровообращения II и III степеней;
- Артериальная гипертензия III степени;
- Выраженный атеросклероз;
- Инфаркт миокарда (первые 2-3 недели);

- Острое нарушение мозгового кровообращения;
- Заболевания почек и печени с недостаточностью их функции;
- Язвенная болезнь в период обострения;
- Хронический гепатит, панкреатит при явлениях активности процесса;
- Кахексия;
- Повышенная чувствительность к УФ-лучам, фотодерматозы.

- **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Лампа типа ДКБУ-7.
- Эффективный диапазон излучений 180-275 нм (коротковолновый).
- Потребляемая от сети питания мощность не более 300 ВА.
- Время установления рабочего режима изделия не превышает 1 мин с момента загорания лампы облучателя.
- Изделие обеспечивает работу в течение 8 часов в сутки в циклическом режиме – 10 минут работа – 15 минут перерыв.
- Габаритные размеры облучателя: не более 275x145x140 мм.
- Масса комплекта не более: 1 кг.
- Питание от сети 220 В, частота 50 Гц.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Облучатель ультрафиолетовый кварцевый в варианте исполнения ОУФк-01 «Солнышко» – 1 шт.
- Очки защитные от УФ облучения – 1 шт.
- Тубус с выходным отверстием Ø5 мм – 1 шт.
- Тубус с выходным отверстием Ø15 мм – 1 шт.
- Тубус с выходным отверстием под углом 60° – 1 шт.
- Биодозиметр – 1 шт.
- Заслонка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации.
- Инструкция по применению.