

	AL-16300.V001 KATHETER MOUNT (ALTECH) ÜRÜN SPESİFİKASYONU AL-16300.V001 CATHETER MOUNT (ALTECH) TECHNICAL DATA SHEET Doküman No / Document No: PSAL-16300.V001
--	--

1. ÜRÜN TANIMI / *PRODUCT IDENTIFICATION*

AL-16300.V001 KATHETER MOUNT (ALTECH)

1.1. Ürün Sınıfı / *Product Class*

Class 2A

1.2. Uygulanan Standartlar / *Applicable Standards*

EN ISO 13485 Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes

ISO 5356-1 Anaesthetic and respiratory equipment -- Conical connectors -- Part 1: Cones and sockets

EN ISO 15223-1 Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied

TS EN ISO 5367 Anaesthetic and respiratory equipment - Breathing sets and connectors (ISO 5367:2014)

ISO 80369-7 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications

ISO 10993-1 Biological evaluation of medical devices - Part 1 Evaluation and testing within a risk management process

2. KULLANIM AMACI VE FONKSİYONEL TANIMI / *INTENDED USE AND FUNCTIONAL DESCRIPTION*

Kateter bağlantısı hastaya hava ve/veya anestezi gaz veren solunum/anestezi sistemlerinin bir parçası olarak kullanılır. Solunum gazlarının solunum sistemi ile mekanik olarak ventile edilen bir hastaya ait hasta arabirimi (örn. Endotrakeal tüp, maske) arasında iletimi için kullanılan solunum devresi hava yolu konektörüdür. Solunum/anestezi makinesine bağlı olan ve mekanik olarak solutulan hasta ile ventilasyon/anestezi devresi arasına bağlanır. Solunum gazlarının solunum sistemi ile mekanik olarak ventile edilen bir hastaya ait hasta arabirimi (örn. Endotrakeal tüp, maske) arasında iletimi için kullanılır. Çekme etkisini azaltarak solunum/anestezi devresi ve hasta mobilitesine katkıda bulunur. Üzerinde bulunan portlara göre gaz örnekleme, aspirasyon, bronkoskopi gibi prosedürlerde kateterizasyon kolaylığı sağlar.

The catheter mounts are used as part of breathing / anesthesia systems that deliver air and / or anesthetic gas to the patient. Breathing circuit airway connector used for the transmission of respiratory gases between the respiratory device system and the patient interface of a mechanically ventilated patient (eg, endotracheal tube, mask). It is connected between the mechanically inhaled patient connected to the breathing / anesthesia machine and the ventilation / anesthesia circuit. It is used for the delivery of respiratory gases between the respiratory device system and the patient interface of a mechanically ventilated patient (eg endotracheal tube, mask). It contributes to the breathing / anesthesia circuit and patient mobility by reducing the pulling effect. It provides ease of catheterization according to the ports on it in procedures such as gas sampling, aspiration, and bronchoscopy.

3. ÜRETİCİ / *MANUFACTURER*

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4. ÜRETİM / *PRODUCTION*

4.1. Ürün hammaddeleri ve çizimi / *Product raw materials and drawing*

	AL-16300.V001 KATHETER MOUNT (ALTECH) ÜRÜN SPESİFİKASYONU
	AL-16300.V001 CATHETER MOUNT (ALTECH) TECHNICAL DATA SHEET
Doküman No / Document No: PSAL-16300.V001	

Komponent Parça Numarası <i>Component PN</i>	Komponent Tanımı <i>Component Description</i>	Miktar <i>Qty</i>	Ölçüm Birimi <i>UoM</i>
151.03.104	SWIVEL CATHETER MOUNT 22 MM CONNECTOR SBC	1,00	Adet / <i>Pc</i>
151.03.105	SWIVEL CATHETER MOUNT 15 MM CONNECTOR SBC	1,00	Adet / <i>Pc</i>
151.03.106.02	CATHETER MOUNT CAP ELASTRON	1,00	Adet / <i>Pc</i>
151.03.151.01	CATHETER MOUNT BODY PART	1,00	Adet / <i>Pc</i>
151.03.193	15M - 22 F STRAIGHT CONNECTOR SBC	1,00	Adet / <i>Pc</i>
151.05.03.121	15 MM SMOOTHBORE CATHETER TUBING 15 CM CUT PVC	1,00	Adet / <i>Pc</i>

4.2. Kullanım Kılavuzu ve Etiketleme / *IFU and Labeling*

Parça Adı <i>Part name</i>	Üretici kodu <i>Manufacturer code</i>
CATHETER MOUNT IFU	150.02.305

	Ürün Etiket Kodu <i>Product Label Code</i>	Koli Etiket Kodu <i>Box Label Code</i>
Etiket <i>Label</i>	AW.04.ALT.AL.0659-REV.06	AW.04.ALT.AL.0643-REV.07

Sayfa / Page: 3 / 4

	AL-16300.V001 KATHETER MOUNT (ALTECH) ÜRÜN SPESİFİKASYONU AL-16300.V001 CATHETER MOUNT (ALTECH) TECHNICAL DATA SHEET Doküman No / Document No: PSAL-16300.V001
--	--

8. RAF ÖMRÜ VE SAKLAMA KOŞULLARI / SHELF-LIFE AND STORAGE CONDITIONS

Normal koşullar altında saklanması durumunda (orijinal ambalajında kuru ve oda sıcaklığında), ürün raf ömrü 5 (Beş) yıldır. Son kullanma tarihi etiket üzerinde yazılıdır.

The shelf-life of this product is 5 (five) years if the product is stored under normal conditions(room temperature, dry and original packaging). Expiration date is printed on the packaging label.

9. UYARILAR / WARNINGS

Tekrar kullanmayınız, yeniden işlemeyiniz veya tekrar steril etmeyiniz. Tekrar kullanım, yeniden işleme veya tekrar steril etme üründe yapısal değişikliğe sebep olabilir ve/veya hastada yaralanmaya, hastalığa veya ölüme yol açabilir. Tekrar kullanım, yeniden işleme veya tekrar steril etme üründeki kontaminasyon riski yaratabilir ve/veya hastada enfeksiyona yada çapraz enfeksiyona, bununla sınırlı olmamak kaydıyla bulaşıcı hastalıkların bir hastadan başka birine yayılmasına sebep olabilir. Üründe yaşanan kontaminasyon yaralanmaya, hastalığa veya hastanın ölümüne sebep olabilir.

Do not reuse, reprocess or re-sterilize. Reuse, reprocessing or re-sterilization may compromise the structural integrity of the device failure which, in turn, may result in patient injury, illness or death. Reuse, reprocessing or re-sterilization may also create risk of contamination of the device and/or cause patient infection or cross-infection, including but not limited to the transmission of infectious disease(s) from one patient to another .Contamination of the device may lead to injury, illness or death of the patient.