

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1591096726741

Denumirea procedurii de achiziție:

Deservirea dispozitivelor medicale

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lot 78 Mentenanța preventivă și corectivă la Microscop operator						
78.1	Set Integro- Microscop Operator Pentero Digital cu vizualizare - cu accesorii	OPMI PENTERO 900	Germania	Carl Zeiss	Mentenanța preventivă și corectivă la Set Integro- Microscop Operator Pentero Digital cu vizualizare - cu accesorii; o dată la 2 luni /la solicitare	Verificare mecanică și funcționării sistemului: - verificare opticilor și mecanice componente - curățarea suprafețelor operațional microscopului și capetelor de lumină - verificare mobile mecanice componente operațional microscopului - curățarea și lubrifierea mecanice componente (în caz de necesitate); - verificare funcționării butoanelor microscopului - verificare ieșirii puterii laser diode sistemului de autofocalizare - verificare calibrării autofocalizării - verificare sistemului de zoom (Zoom); - verificare sistemului de înregistrare, sincronizarea video-camerelor - verificare sursă de lumină (HLQ); - curățarea sursă de lumină de praf - verificare integrității acoperirii lampelor - verificare linii de alimentare sursă de lumină, șuruburilor de contact pe prezența semnelor de uzură - Verificare mecanice și electrice componente șuruburilor: - verificare conexiunilor de alimentare și linii de cabluri pe prezența semnelor de uzură, deteriorări - verificare roții de bază a stivii - verificare șuruburilor de fixare - verificare funcționării mecanismelor de frică pentru toate șuruburile, unde sunt utilizate - curățarea tuturor răcoarelor ventilatoarelor pe stivă - calibrarea șuruburilor 2 și 3 - verificare zero (de pornire) poziția senzitivă de măsurare - verificare sistemului de autobalansare - Configurarea sistemului / computerizată parte - verificare spațiu liber de pe disc dur al microscopului - verificare parametrii BIOS (bază de sistem de ieșire) și sistemului de timp - executarea rezervă de copiere a fișierelor sistemului, conținând informații despre configurații și calibrare date - curățarea computerului de bloc - schimbarea conductivității plăci	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesca În calitate de: Jurist

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316