

Mentenanța Periodică a X-ray Mobil XFM, ItalRay**Plan de Mentenanță**

Graficul de mentenanta 2026								
	SN:	Periodicitatea	07.26	08.26	09.26	10.26	11.26	12.26
XFM, Italray	11-399-21	3						

Lista lucrărilor de Mentenanță Periodică, conform recomandărilor producătorului, includ:

1. Verificarea vizuală;
2. Calibrarea părților mecanice;
3. Testare indicatori KV, mAs, ms;
4. Calibrare filamente Focus mic, Focus mare;
5. Calibrare detector;
6. MP a bazei de date și a sistemului de operare ;

ION LUNGU

Numele Prenumele administratorului

L.Ș.

Semnătura