





СТИЛЕТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ ТРУБКИ



Этот металлический стилет в полимерном чехле специально разработан для удобного и безопасного введения эндотрахеальной трубки. Благодаря оптимальному балансу гибкости и жесткости стилет легко направляет эндотрахеальную трубку при прохождении верхних дыхательных путей, повторяя их анатомическую форму.

УДОБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОЙ ТРУБКИ



- Гибкий металлический стилет в полимерном чехле
- Атравматичные закругленные концы
- Три варианта размера
- Цветовая кодировка размера стилета




Рис. 1. Введение эндотрахеальной трубки.

Гладкое полимерное покрытие и закругленные концы стилета предотвращают травмирование слизистой во время установки эндотрахеальной трубки.

Изогнутый проксимальный конец стилета препятствует его случайному ускользанию сквозь просвет эндотрахеальной трубки.




Рис. 2. Раздувание манжетки низкого давления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ





Рис. 2. Положение эндотрахеальной трубки с манжеткой в дыхательных путях.

Гибкий стилет повторяет все изгибы дыхательных путей во время продвижения трубки.

Стилет исполнен в трех вариантах, соответствующих размерам эндотрахеальных трубок производства «Каммед».

Код товара	Диаметр, мм	Fr	Длина, мм	Цветовой код
0221.03045307	2.3	7	180	
0221.03045410	3.3	10	230	
0221.03045514	4.6	14	330	