



NO COLLYSE

TREATMENT FOR SURFACE DISINFECTION- 99.9% BIODEGRADABLE

TREATMENT FOR SURFACE DISINFECTION--99.9% BIODEGRADABLE

Directions: Solution ready for use, designed for equipment meeting the Nocatec concept. Solution used as a bactericidal, fungicidal, virucidal and Sporicidal disinfectant. Use daily with 1 ml/m3. Solution with immediate action. Respect a 30 min contact time. During the diffusion, keep the room closed and do not enter in. Treatment should be conducted with no human presence. Biocide active substance: Stabilised hydrogen peroxide 6% (60 ml/l) - EC-231-765-0 / CAS = 7722-84-1. Product type 2 (P2) for professional use. Shelf life: 2 months in bottles equipped with cap back on. Disposal by aqueous dilution. Empty packaging completely recyclable. Store the product in its original packaging, upright and in a cool, well-ventilated place. Before any use, consult the Safety Data Sheet and Technical Data Sheet.

For professional use, consult the Safety Data Sheet and Technical Data Sheet.

Risks and precautions / WARNING H319: Causes serious eye irritation. P264: Wash hands thoroughly after handling. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Authorization holder: OxyPharm. Registration number: IE = PCS NUMBER 96581 - MT = 2015-07-23-805a

CS K DEZINFEKCI POVRCHŮ – PŘÍPRAVEK Z 99,9 % BIOLOGICKY ODBOURATELNÝ

[illegible]

HU FELÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSÉRE - 99,9%-BAN BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ

[illegible]

PL ŚRODEK PRZEZNACZONY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI – BIODEGRADOWALNY W 99,9%

[illegible]

RO TRATAMENT PENTRU DEZINFECTAREA SUPRAFEȚELOR - 99,9% BIODEGRADABIL

TRATAMENT PENTRU DEZINFECTAREA SUPRAFEȚELOR - 99,9% BIODEGRADABIL

Mod de utilizare: Soluție gata de utilizare, destinație pentru a prepara conform conceptului Nocolose. Soluție dezinfectantă bactericidă, fungicidă, virucidă și sporicidă. Utilizare: ca atare 1-3ml/m² pentru tratamente de prevenție zilnice ca atare 5 ml/m² conform EN17272. Soluție cu acțiune imediată. Respectați data de expirare de 60 min, respectiv 120 min. Pe durata tratamentului, închideți camera și nu intrați. Pacientul trebuie efectuată fără nicio persoană la fața locului. Substanța activă biocidă: Peroxid de Hidrogen stabilizat 08 (60 mg/ml). CAS = 7722-84-1. Tipul de preparare 2 (TP2) pentru utilizare profesională. Durata de valabilitate: 2 luni pentru recipientele designate și închise. Eliminare prin diluare ușoară. Ambalajele complete golite pot fi reciclate.

Indicații: Hidrogen stabilizat 08 (60 mg/ml). Ambalajul original. În poziție verticală și în fața ventilației și fetei. Înainte de utilizare, consultați fașa tehnică de securitate și fașa etichetă de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. Riscuri și precauții: ATENȚIE: H319. Căderea oclărilor gravă a ochilor. P264: Spălați-vă bine pe mâini după utilizare. P280: Purtați măști de protecție în timpul aplicării. P303+P361+P353: În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și dacă este locuri se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: P305+P351+P338: În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și dacă este locuri se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. Titlular autorizație: Aired-Air Chem. Număr de înregistrare: RO = 1501 BIO/02/07.23. CS Pharma 1 Science SRL - Sos Mihai Bravu 255, sec.3, București - 021 211 40 01

SL PRIPRAVEK ZA RAZKUŽEVANJE POVRŠIN

PRIPRAVEK ZA RAZKUŽEVANJE POVRŠIN

Nadih uporabe: raztopina, pripravljena za uporabo, namenjena za uporabo v aparatih, ki so v skladu s konceptom Nocotech. Dezinfekcijska, baktericidna, fungicidna, virucidna in sporecida raztopina. Uporablja se vsak dan z 1 m³/m². Raztopina je stabilna pri koncentraciji 60 mg/l. Vsebuje 60 mg/l aktivne snovi: stabilizator 60 mg/vodkov peroksid (60 ml/m²) EC = 231-765-0 s takojšnjim delovanjem. Upoštevajte kontaktni čas 60 minut. Med postopkom naj bo prostor zaprt in lina v nastopajoči. Postopek mora biti opravljen brez prisotnosti ljudi. Aktivna biocidna snov: stabilizator 60 mg/vodkov peroksid (60 ml/m²) EC = 231-765-0 / CAS = 7722-84-1. Nadih pripravek (TIPU) za profesionalno uporabo. Rok trajanja: 2 meseca za če odpirate in ponovno zaprete stekleničke. Odstranjevanje z vodno raztopino. Celotna izpraznjenja embalaža se lahko recikla. Izdelek shranjujte v originalni embalaži, v pokrovnosti in v suhih, hladnih, svetlih prostorih. Pred uporabo si ogledite varnostni in tehnični dokument proizvalca.

Tveganje, v pokrovnosti ukrep / POZOR: H314: povzroča hudo draženje oči. P264: po uporabi temeljito umijte roke. P280: Nosilci zaščitne opreme /zaščitno obleko/zaščitno za očala/zaščitno za obraz. P301 + P311 + P333: PRI STIKU Z OČMI: previlo Tveganje in previdnostni ukrepi / POZOR: H314: povzroča hudo draženje oči. P264: po uporabi temeljito umijte roke. P280: Nosilci zaščitne opreme /zaščitno obleko/zaščitno za očala/zaščitno za obraz. P301 + P311 + P333: PRI STIKU Z OČMI: previlo izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaminirane dele, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313: če draženje oči ne preneha: pošljite zdravniško pomoč. Imetnik dovoljenja: Oxym. Registracijska številka: SI=05799-001.



Marketed by:
Forgalmazza:
Wprowadzany do obrotu przez:
Comercializat de:
Název společnosti uvádějící přípravek na trh:
Trži:

OXY'PHARM
829 Rue Marcel Paul
94500 Champigny S/Marne
FRANCE
Tél. : +33 1 45 18 78 70
www.oxypharm.net



1 LITRE - NEUTRA
LOT B250523N/1
05/2025
4000 001



© 1995 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

OXY PHARM®