

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1675064420798</a>
<b>Denumirea procedurii de achiziție</b> Deservire și întreținere dispozitive medicale 2023

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>LOT 19</b>						
<b>Angiograf SHIMADZU Trinias C12</b>	Trinias C12	Japonia	Shimadzu	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice</li> <li>– Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice</li> <li>– Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului</li> <li>– Verificarea și curățirea filtrelor de aer</li> <li>– Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului)</li> <li>– Evaluarea și calibrarea calității imaginii</li> <li>– Instructajul personalului medical</li> <li>– mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie)</li> <li>– Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</li> <li>– verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune</li> <li>– înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program</li> </ul> <p><b>Serviciile vor fi prestate trimestrial</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice</li> <li>– Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice</li> <li>– Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului</li> <li>– Verificarea și curățirea filtrelor de aer</li> <li>– Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului)</li> <li>– Evaluarea și calibrarea calității imaginii</li> <li>– Instructajul personalului medical</li> <li>– mentenanța, reparația și calibrarea Angiomatului "Arterion Mark 7, Medrad"(parte din setul de angiografie)</li> <li>– Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</li> <li>– verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune</li> <li>– înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program</li> </ul> <p><b>Serviciile vor fi prestate trimestrial</b></p>	

LOT 20						
<p><b>Dispozitiv radiologic SHIMADZU FlexaVision F3</b></p>	<p><b>Flexavision F3</b></p>	<p>Japonia</p>	<p>Shimadzu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației)</li> <li>– Verificarea și ajustarea generatorului, (verificarea conexiunii la pamint , schimbarea uleiului in conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maxime a generatorului)</li> <li>– Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frânelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale)</li> <li>– Verificarea, curățarea și ungerea componențelor mecanice a mesei de scopie și grafie</li> <li>– Deservirea stației și a cititorului "<b>CR-IR 359 &amp; FCR Capsula XL II, Fujifilm</b>" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate.</li> <li>– Deservirea imprimantei "<b>DryPix 4000 Plus, Fujifilm</b>" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate.</li> <li>– Instruirea personalului medical</li> <li>– Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</li> <li>– verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune</li> <li>– înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program</li> </ul> <p><b>Serviciile vor fi prestate trimestrial</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației)</li> <li>– Verificarea și ajustarea generatorului, (verificarea conexiunii la pamint , schimbarea uleiului in conectoare, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentghen, verificarea puterii maxime a generatorului)</li> <li>– Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frânelor, limitelor de mișcare, colimatorului, coloanei verticale)</li> <li>– Verificarea, curățarea și ungerea componențelor mecanice a mesei de scopie și grafie</li> <li>– Deservirea stației și a cititorului "<b>CR-IR 359 &amp; FCR Capsula XL II, Fujifilm</b>" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate.</li> <li>– Deservirea imprimantei "<b>DryPix 4000 Plus, Fujifilm</b>" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate.</li> <li>– Instruirea personalului medical</li> <li>– Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</li> <li>– verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune</li> <li>– înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program</li> </ul> <p><b>Serviciile vor fi prestate trimestrial</b></p>	

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău

