

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1725029318831
Denumirea procedurii Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 14)

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7
LOT 5						
Pat pentru terapie cu aer fluidizat (împotriva arsurilor)	LI-7	Japonia	KEISEI MEDICAL INDUSTRIAL CO., LTD	Pat pentru terapie cu aer fluidizat (împotriva arsurilor) Descriere Acest pat este destinat pacienților în stare medie și gravă și oferă suport într-o stare de imponderabilitate, având la bază principii fizice de fluidizare a particulelor microscopice (microsfere medicale ceramice într-o coajă de silicon). Componente principale Consola de control În regimul de fluidizare continuă, microsferele ceramice sunt în mișcare constantă, asigurând suport cu o presiune de contact minimă pe corpul pacientului. În regimul de fluidizare pulsantă (obligatoriu), mișcarea microsferelor ceramice are loc periodic (cu o durată de	Pat pentru terapie cu aer fluidizat (împotriva arsurilor) Descriere Acest pat este destinat pacienților în stare medie și gravă și oferă suport într-o stare de imponderabilitate, având la bază principii fizice de fluidizare a particulelor microscopice (microsfere medicale ceramice într-o coajă de silicon). Componente principale Consola de control În regimul de fluidizare continuă, microsferele ceramice sunt în mișcare constantă, asigurând suport cu o presiune de contact minimă pe corpul pacientului. <i>pag.1 Operation manual</i> În regimul de fluidizare pulsantă (obligatoriu), mișcarea microsferelor ceramice are loc	CE/ DM000695868

			fluidizare de 5-10 secunde la fiecare 10-15 minute), oferind suport pacientului într-o poziție fixă. Aerul cald și uscat, la o temperatură prestabilită, va trece prin cearceaful filtrant, creând condiții confortabile pentru pacientul aflat în pat. Sistem mobil cu roți și sistem de blocare Da Fluxul de aer al sistemului: minim 1,3-1,7 m³ pe minut. Consumul de putere: 8 - 10 A. Scala de reglare a vitezei fluxului de microsferă în regim static: minim între 5 secunde și 30 de minute. Greutatea maximă a pacientului de până la 135 kg, înălțimea maximă a pacientului - 200 cm. Masa microsferelor încărcate: între 350 și 400 kg. Descarcare aerului se realizează prin valve speciale plasate în partea de jos a camerei de pat. Există un fund detașabil al camerei de pat cu un sistem de valve pentru servicii și întreținere rapide, precum și o profilaxie antibacteriană. Sistem de neutralizare a efectelor antistatice - Da Afișaj informativ pentru procesele de fluidizare, inclusiv	periodic (cu o durată de fluidizare de 10 secunde la fiecare 15 minute), oferind suport pacientului într-o poziție fixă. <i>pag.1 Operation Manual</i> Aerul cald și uscat, la o temperatură prestabilită, va trece prin cearceaful filtrant, creând condiții confortabile pentru pacientul aflat în pat. <i>Pag. 1 Operation manual</i> Sistem mobil cu roți și sistem de blocare Da . <i>pag. 11 Operation Manual</i> Fluxul de aer al sistemului: minim 1,7 m³ pe minut <i>pag. 29 Operation Manual</i> Consumul de putere: 1.1 kW/1.3 kW <i>pag. 29 Operation Manual</i> Scala de reglare a vitezei fluxului de microsferă în regim static: minim între 0 secunde și 9999 secunde. <i>pag.3 Brosura</i> Greutatea maximă a pacientului de până la 135 kg <i>pag. 29 Operation Manual</i> înălțimea maximă a pacientului - 200 cm. <i>pag. 29 Operation Manual</i>	
--	--	--	---	--	--

			monitorizarea greutateii pacientului - două valori: greutatea inițială la începutul tratamentului și greutatea în momentul curent, nivelul de fluidizare, parametrii fluidizării periodice de la 1 la 60 de secunde. Butonul de oprire de urgență a procesului - Da Afișaj pentru reglarea temperaturii microsferelor – Da Afișaj temperatura momentană a microsferelor - Da Dimensiuni pat: Lungime – de la 2.000 mm până la 2.200 mm; Lățime: de la 850 mm până la 905 mm: Înălțime: de la 700 mm până la 850 mm. Materiale consumabile și piese 1 Microsfere Specializate pentru fluidizarea în aparat 16-18 cutii de 25 kg fiecare 2 Filtru de aer Filtru încorporat pentru oprirea prafului în unitatea de presiune 1 buc. 3 Cearceaf special filtru pentru pacient Cearceaful superior pentru pacient 1 buc. 4 Cearceaf de polietilenă Cearceaful suplimentar peste cearceaful principal 1 buc. 5 Cearceaful principal Cearceaful dispus în cascadă de cearceafuri 1 buc.	Masa microsferelor încărcate: între 350 și 400 kg.DA, 400 kg (25 kg x16 cutii)microsphere incluse in configuratie, Pag. 4 Operation Manual. Descarcare aerului se realizează prin valve speciale plasate în partea de jos a camerei de pat. Există un fund detașabil al camerei de pat cu un sistem de valve pentru servicii și întreținere rapide, precum și o profilaxie antibacteriană. Pag.26 Operation manual Sistem de neutralizare a efectelor antistatice - Da , Statement producator atasata Afișaj informativ pentru procesele de fluidizare, inclusiv monitorizarea greutateii pacientului - două valori: greutatea inițială la începutul tratamentului și greutatea în momentul curent, pag.10 Oparation Manual nivelul de fluidizare, parametrii fluidizării periodice de la 1 la 60 de secunde - Da , Statement producator atasat Butonul de oprire de urgență a procesului - Da pag.14 Operation Manual Afișaj pentru reglarea temperaturii microsferelor – Da , Statement producator atasat	
--	--	--	--	--	--

				6 Cearceaf hidrofug Cearceaful pe care doarme direct pacientul 2 buc. 7 Cearceaf absorbant de apă Cearceaful pe care doarme pacientul, alt tip 2 buc. Condițiile de service și garanție pentru echipamentul medical furnizat Service-ul tehnic planificat se efectuează o dată la trimestru. Lucrările de service tehnic trebuie să respecte cerințele documentației de exploatare și trebuie să includă: - Înlocuirea componentelor uzate; - Înlocuirea sau restaurarea anumitor părți ale echipamentului medical; - Reglarea și ajustarea produsului; lucrări specifice acestui tip de produs și altele asemenea; - Curățarea, ungerea și, la nevoie, revizia mecanismelor principale și a ansamblurilor; - Eliminarea prafului, murdăriei, urmelor de coroziune și oxidare de pe suprafețele externe și interne ale carcasei produsului și ale componentelor sale (cu demontarea parțială a blocurilor și ansamblurilor); Alte operațiuni specificate în documentația de exploatare.	Dimensiuni pat: Lungime –2.200 mm Lățime: 905 mm Înălțime: 880 mm. <i>pag. 29 Operation Manual</i> Materiale consumabile și piese 1. Microsfere Specializate pentru fluidizarea în aparat 16 cutii de 25 kg fiecare DA 2. Filtru de aer Filtru încorporat pentru oprirea prafului în unitatea de presiune 1 buc. DA 3 Cearceaf special filtru pentru pacient Cearceaful superior pentru pacient 1 buc. DA 4 Cearceaf de polietilenă Cearceaful suplimentar peste cearceaful principal 1 buc. DA 5 Cearceaful principal Cearceaful dispus în cascadă de cearceafuri 1 buc. DA 6 Cearceaf hidrofug Cearceaful pe care doarme direct pacientul 2 buc. DA 7 Cearceaf absorbant de apă Cearceaful pe care doarme pacientul, alt tip 2 buc. DA Condițiile de service și garanție pentru echipamentul medical furnizat Service-ul tehnic planificat se efectuează o dată la trimestru. Lucrările de service tehnic respecta cerințele documentației de exploatare și includ:	
--	--	--	--	--	---	--

				Instrucțiuni de utilizare - În limba de stat - 1 buc	- Înlocuirea componentelor uzate; - Înlocuirea sau restaurarea anumitor părți ale echipamentului medical; - Reglarea și ajustarea produsului; lucrări specifice acestui tip de produs și altele asemenea; - Curățarea, ungerea și, la nevoie, revizia mecanismelor principale și a ansamblurilor; - Eliminarea prafului, murdăriei, urmelor de coroziune și oxidare de pe suprafețele externe și interne ale carcasei produsului și ale componentelor sale (cu demontarea parțială a blocurilor și ansamblurilor); Alte operațiuni specificate în documentația de exploatare. Instrucțiuni de utilizare - În limba de stat - 1 buc DA	
--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

In calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău