

Lot 8, Baie de apă

Model: 53DPH35000, Tissue floating bath DPH 35, Italia, Diapath

Parametri ceruti	Parametri oferiti
"Descrierea: Este intrebuintată la îndepărtarea ţesutului în parafina care vine din microtom, cu izolare termica pentru a minimiza pierderile de temperatură. Temperatura poate fi reglată şi controlată. Parametru Specificaţie: Baie de apa pentru histologie: Volumul vasului 1,5 - 2,5 litri Temperatura de setare de la temperatura ambientă până la $\geq 60^{\circ}\text{C}$ Precizie $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ Protecţie împotriva coroziunii, rezistenţă la uzură a stratului de acoperire sau acoperire similară (de exemplu: anodizare) Afisare digitala a temperaturii da Deconectare automată la supraîncălzire da Alimentare 220V, 50Hz Anul producerii minim 2023-24 Altele: Garanţie ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii şi a reparaţiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Certificate CE, ISO Instalarea şi testarea la locul necesar da Transportarea şi livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanţie şi postgaranţie da Prezentarea graficului de mentenanţă prevăzut de producător pentru perioada de garanţie 3 ani. Indicarea tuturor lucrărilor care se vor îndeplini. da Ghid rapid: Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată şi ataşată de dispozitiv. Manuale de utilizare: Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât şi în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ştampila unui birou de traduceri autorizat. Manual de service: Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât şi în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulaţie internaţională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) şi art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori : Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreţinerea zilnică	"Descrierea: Este intrebuintată la îndepărtarea ţesutului în parafina care vine din microtom, cu izolare termica pentru a minimiza pierderile de temperatură. Temperatura poate fi reglată şi controlată. Parametru Specificaţie: Baie de apa pentru histologie: Volumul vasului 1,2 litri Temperatura de setare de la temperatura ambientă până la 60°C Precizie $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ Protecţie împotriva coroziunii, rezistenţă la uzură a stratului de acoperire sau acoperire similară (de exemplu: anodizare) Afisare digitala a temperaturii da Deconectare automată la supraîncălzire da Alimentare 220V, 50Hz Anul producerii minim 2023-24 Altele: Garanţie 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii şi a reparaţiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Certificate CE, ISO Instalarea şi testarea la locul necesar da Transportarea şi livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanţie şi postgaranţie da Prezentarea graficului de mentenanţă prevăzut de producător pentru perioada de garanţie 3 ani. Indicarea tuturor lucrărilor care se vor îndeplini. da Ghid rapid: Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată şi ataşată de dispozitiv. Manuale de utilizare: Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât şi în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ştampila unui birou de traduceri autorizat. Manual de service: Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât şi în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulaţie internaţională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) şi art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori : Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreţinerea zilnică

Training pentru personal tehnic: Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. "	Training pentru personal tehnic: Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. "
---	---

DPH 35 Floating bath for histological sections

Digital electronic temperature control floating bath, with lamp and tank in pyrex glass

COD. 53DPH35000

Manufacturer: Diapath

**GENERAL FEATURES**

DPH 35 is a floating bath, to stretch out the histological sections embedded into the paraffin, after the cutting on the microtome.

The case of DPH 35 is made of stainless steel AISI 304 strong and easy to clean. It is equipped with both the heating element and the lamp for the lighting of histological sections.

The body of DPH 35 allows a comfortable and fast drying of the slides thanks to the heated perimeter.

The tank in pyrex glass contains the water to stretch out the histological sections, which is heated to a temperature setted by the digital electronic control.

The tank in pyrex glass can be raised, without lifting the entire structure, to change water and to clean.

The temperature is detected by a probe in direct contact with the water with excludable rotating arm (in case of operation with room temperature).

The temperature appears on the LED display which allows to set the heating temperature according to the needs of the operator.

The heating temperature is adjustable by the user.

1. Functions:

- Water heating to stretch out the histological sections
- Heated perimeter for the drying of around 42 standard slides after the application of the histological sections
- Lighting of the water in the glass tank, in order to highlight the shape of the sections

2. Capacity and productivity:

- Containment capacity of the tank, max 1200 ml
- Water heating time at 40°C, around 30 mins (with starting temperature at 25°C)


3. Installation:

- On counter, base with rubber feet for vibration damping
- Electrical supply is required, 230Vac 50-60Hz 1 A

4. Maintenance:

DPH 35 requires few periodic maintenance operations:

- Cleaning of external surface, with non-aggressive products
- Cleaning of the tank in pyrex glass, with descaling products

DPH 35 – Floating bath (COD. 53DPH35000)

- ① DPH 35 case, made of stainless steel AISI 304
- ② Tank in pyrex glass to contain the water, removable (capacity max 1200 ml)
- ③ Digital electronic temperature control, with LED display and buttons to set the heating temperature
- ④ Area for the slides heating after the application of histological sections
- ⑤ Temperature probe, installed on a rotating arm
- ⑥ Internal lamp for the lighting of histological sections stretched out on the water

TECHNICAL FEATURES

Type of instrument:	Floating bath for histological sections
Type of specimens:	Histological tissue, embedded into the paraffin
Capacity of the tank for the water:	max 1200 ml
Type of temperature setting:	Electronic control
Range of temperature adjustment:	from room temperature to 60°C
Heating time:	around 30 minutes (with starting temperature at 25°C)
Operational temperature:	39 - 41°C (adjustable)
Power:	240 Vac 50-60Hz
Electrical power consumption:	250 Watt

Dimensions and weight:

Dimensions:	330Wx400Dx140H mm
Clearances:	400Wx500D mm
Weight:	around 8 Kg

Accessories supplied:

Code 5351455000	Tank for DPH 35 in pyrex glass
-----------------	--------------------------------