

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: Licitatie deschisă: 21017606 / ocds-b3wdp1-MD-1578566505810		Data: 19-30.01.2020	Alternativa nr.: nu sunt
Denumirea licitației:	Consumabile și reagenți de laborator (repetat) conform cerintelor I.M.S.P. Institutul de Cardiologie		Pagina: 1 din 3

<u>Denumire Lot</u>	<u>Model produs propus</u>	<u>Tara de orig.</u>	<u>Producator</u>	<u>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</u>	<u>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</u>	<u>Standard e de referință</u>
Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul EasyLyte plus	Electrod Na p-u analizatorul EasyLyte plus	SUA	Medica Corp.	Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus	Electrod Na p-u analizatorul EasyLyte plus	
	Electrod K p-u analizatorul EasyLyte plus			Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus	Electrod K p-u analizatorul EasyLyte plus	
	Electrod Cl p-u analizatorul EasyLyte plus			Electrod Cl (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus	Electrod Cl p-u analizatorul EasyLyte plus	
	Electrod de referinta p-u analizatorul EasyLyte plus			Electrod de referinta (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus	Electrod de referinta p-u analizatorul EasyLyte plus	
	Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor.			Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor (original de la producator).	Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor	
	Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri			Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri original de la producator	Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri	
	Membrana de asamblare			Membrana de asamblare original de la producator	Membrana de asamblare	
	Pachet de reactieve(Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml			Pachet de reactieve(Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml original de la producator	Pachet de reactieve(Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml	
	Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml)			Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) original de la producator	Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml)	
	Solutie de spalare internal filling solution			Solutie de spalare internal filling solution	Solutie de spalare internal filling solution	
Investigații imunologice	CPR-LATEX	Marea Britanie	Lorne Lab.	CPR-LATEX pentru investigatiile calitative si semicalitative metoda latex,cu posibilitatea investigarii in varianta macro,in set sa fie inclus control negativ si pozitiv	CPR- LATEX. Investigații imunologice, pentru investigatiile calitative si semicalitative metoda latex, cu posibilitatea investigarii in varianta macro, in set inclus control negativ si pozitiv; 5ml=100teste	
Hemoglobina cu ferocianid,	Hemoglobina cu ferocianid,	Rusia	Agat	Hemoglobina cu ferocianid pentru determinarea fotoclorimetrica a hemoglobinei ,metoda manuala	Hemoglobina cu ferocianid. P/u determinarea fotoclorimetrica a hemoglobinei , metoda manuala; fl.50ml/3000ml sol. gata de lucru	
Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-60 locuri	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-locuri	Rusia	Minimed	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-60 locuri	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri	
Albumina (Albumin)	Albumina (Albumin)	Franta	Elitech	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: <0,15	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibratorMaterial pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizatăLimita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/lCoeficientul de variație intraserial: < 0,15Coeficientul de variație extraserial: <0,15	

Glucoza (Glucose)	Glucoza (Glucose)	Franta	Elitech	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 50-150 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0	
Fier (Iron)	Fier (Iron)	Franta	Elitech	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu feren pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 4.0	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu feren pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 4.0	
LDH (LDH)	LDH (LDH)	Franta	Elitech	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 10,0 Coeficientul de variație extraserial: < 8,0	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 60 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 10,0 Coeficientul de variație extraserial: < 8,0	
Proteina Totală (Total Protein)	Proteina Totală (Total Protein)	Franta	Elitech	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15	
Trigliceride (Triglycerides)	Trigliceride (Triglycerides)	Franta	Elitech	Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul 100-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0	Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul 50 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0	
Acidul Uric (Uric Acid)	Acidul Uric (Uric Acid)	Franta	Elitech	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 50 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urina Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15	

LDL Colesterol (LDL Cholesterol)	LDL Colesterol (LDL Cholesterol)	Franta	Elitech	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 80 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. BireagentMaterial pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizatăLimita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5Coeficientul de variație extraserial: < 1.0	
HDL Colesterol (HDL Cholesterol)	HDL Colesterol (HDL Cholesterol)	Franta	Elitech	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 2.0	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 80 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizatăLimita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 2.0	
Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.2% pentru coagulograma cu v= 3ml	Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.2% pentru coagulograma cu v= 3ml	Italia	Aptaca	Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.2% pentru coagulograma cu v= 3ml	Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.2% pentru coagulograma cu v= 3ml	
Set pentru determinarea fibrinogen (Plazma fără diluția leniritatea 0,9-10 gr/l, fl 8-10 ml)	Calus 100	MB	Helena Biosc.	Set pentru determinarea fibrinogen (Plazma fără diluția leniritatea 0,9-10 gr/l, fl 8-10 ml)	Set pentru determinarea fibrinogen (Plazma fără diluția leniritatea 0,9-10 gr/l, fl 5 ml)	
Soluție cu putere ionică scăzută (LISS) tipII	Soluție LISS	MB	Lorne Lab.	Soluție cu putere ionică scăzută (LISS) tipII, pentru tehnica de aglutinare în tub ph 6,5-7,0. Asigurarea creșterii ratei de asociere a anticorpilor și îmbunătățirea reacției antigenanticorp, fl 100-200 ml	Soluție cu putere ionică scăzută (LISS) tipII, fl 250 ml	
Eprubetă cu granule, volum sînge 8-10 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă	Eprubetă cu granule, volum sînge 10 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă	Italia	Aptaca	Eprubetă cu granule, volum sînge 8-10 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă	Eprubetă cu granule, volum sînge 10 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă	
Eprubetă cu granule, volum sînge 4-5 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă	Eprubetă cu granule, volum sînge 5 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă	Italia	Aptaca	Eprubetă cu granule, volum sînge 4-5 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă	Eprubetă cu granule, volum sînge 5 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă	
Eprubetă K3 EDTA volum sînge 2-3 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă	Eprubetă K3 EDTA volum sînge 2.5 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă	Italia	Aptaca	Eprubetă K3 EDTA volum sînge 2-3 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă	Eprubetă K3 EDTA volum sînge 2.5 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă	
Eprubetă tip I cu K3 EDTA volum sînge 8-10 ml	Eprubetă tip I cu K3 EDTA volum sînge 10 ml	Italia	Aptaca	Eprubetă tip I cu K3 EDTA volum sînge 8-10 ml	Eprubetă tip I cu K3 EDTA volum sînge 10 ml	

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DIN MOMENTUL INTRATII IN VIGOARE A CONTRACTULUI - 31 DECEMBRIE 2020, la solicitare.

Certificatele solicitate in specificatie - prezentarea in decurs de 3 zile de la solictare.

DDP - Franco destinație vămuit.

Oferta valabila: 60 zile

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: director-general

Ofertantul: “GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 65, of. 607