

## Specificații tehnice (F4.1)

|                       |                    |                  |                 |
|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Numărul licitației:   | 21015685           | Data: 06.12.2019 | Alternativa nr. |
| Denumirea licitației: | Echipament medical |                  | Pagina: 1-5     |

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor    | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                          | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Standard e de referință |
|------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 2                                           | 3                   | 4               | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                       |
|            | <b>Lotul 4 Glucometru, teste și lancete</b> |                     |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 33141100-1 | <b>4.1 Glucometru</b>                       | Clever Check        | Taiwan          | Tai Doc      | Codificare automată. Iluminare ecran. Necesită o picătură de sânge de doar 0,75μl pentru testare. Măsurare rapidă în doar 8 secunde. Capacitatea memorie: 150 măsurări cu dată și oră<br>Ecran LCD 47 mm x 33,5mm. Se autotestează la fiecare pornire. Deconectare automată după 2 minute de inactivitate. Precizie demonstrată. Utilizare simplă. | Codificare automată. Iluminare ecran. Necesită o picătură de sânge de doar <b>0,7μl</b> pentru testare. Măsurare rapidă în doar <b>7 secunde</b> . Capacitatea memorie: <b>450</b> măsurări cu dată și oră<br>Ecran LCD <b>89,8 mm x 52,4mm x 17,3 mm</b> . Se autotestează la fiecare pornire. Deconectare automată după <b>2 minute</b> de inactivitate. Precizie demonstrată. Utilizare simplă. | ISO, CE                 |
|            | <b>4.2 Teste</b>                            |                     |                 |              | Teste pentru glucometru<br>Ambalaj o cutie a câte 50 bucăți.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Teste pentru glucometru<br>Ambalaj o cutie a câte 50 bucăți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|            | <b>4.3 Lacete</b>                           |                     |                 |              | Lancete pentru glucometru<br>Ambalaj o cutie a câte 50 bucăți.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lancete pentru glucometru<br>Ambalaj o cutie a câte 50 bucăți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |

## Lotul 6 Dezinfectanți

|            |                                       |               |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|------------|---------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 33141100-1 | 6.1 Dezinfectant lichid, pentru mâini | Dr.Schumacher | Germania | Aseptoman | <p>Ambalat- 500 ml;<br/>Dezinfectant pe bază de alcool. pentru dezinfecția igienică și chimică a mâinilor și antebrățelor. cu larg spectru antimicrobian și o formulă lejeră, lămpede și textură nelipicioasă. cu uscare rapidă. Conține vitamine și ingrediente antioxidante, calmante, hidratante și emoliente ce previn uscare, iritațiile și îmbătrânirea cutanată prematură și protejează chiar și pielea sensibilă împotriva efectelor nedorite ale utilizării frecvente. lăsând mâinile curate și catifelte.</p> | <p>Ambalat la 1000 ml. <b>Dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool</b><br/>Efectiv împotriva Rota și Noro virusurilor</p> <p>Extrem de plăcut pentru piele<br/>Conține emolienți pentru îngrijirea pielii<br/><b>Proprietățile produsului</b><br/><b>Aseptoman®</b> este un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool care se fricționează în piele. <b>Aseptoman®</b> este excepțional de bun pentru piele. Este liber de ingrediente persistente cu acțiune pe termen lung, care ar putea avea un efect iritant sau sensibilizant asupra pielii. În plus, <b>Aseptoman®</b> conține emolienți de înaltă calitate, pentru îngrijirea pielii, care protejează pielea împotriva deshidratării. Este activ împotriva tuturor virusurilor precum Noro și Rota virusi.</p> <p><b>Domeniul de aplicare</b><br/>Dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor.</p> <p><b>Aplicarea</b><br/><b>Instrucțiuni de dozare:</b><br/><b>Aseptoman®</b> trebuie fricționat în mâinile uscate.<br/><b>Dezinfecția igienică a mâinilor:</b><br/>Nediluat 30 sec*<br/><b>Dezinfecția chirurgicală a mâinilor:</b><br/>Nediluat 1.5 min*</p> | CE,ISO |
|            |                                       |               |          | Descosept | <p>Gata de utilizare: Efect în * 30 secunde: Spectru: bactericid, fungicid, tuberculocid, virucid. Miros plăcut. Să conțină pulverizator. Ambalat - 1 litru.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Dezinfectant rapid pe baza de alcool pentru dezinfecția suprafețelor</b><br/><b>+liber de aldehyde</b><br/><b>+spectru larg de eficiență +împotriva virusurilor inclusiv Noro virusi</b><br/><b>+cu miros proaspăt</b><br/><b>Proprietățile produsului:</b><br/>Este un dezinfectant gata preparat, fără aldehyde pentru dezinfectarea rapidă pe baza de etanol și compusi cuaternari de amoniu. Recomandat pentru suprafețe greu accesibile.<br/>Spectru larg de eficiență împotriva virusurilor inclusiv Noro virusi.<br/><b>Adecvat pentru:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |

|  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Institutiile medicale si stomatologice, unde este necesara o dezinfectare rapida (ex.: scaune de tratament, ustensile si dispozitive ascutite).</p> <p>Cabinetele de oftalmologie si optica pentru prevenirea infectiei virale a ochilor.</p> <p>Dezinfectarea rapida a echipamentelor medicale din salile de operatie, inclusiv pentru mesele de operatie folosite intre interventiile chirurgicale.</p> <p>Plasti, saltele, paturi si perne.</p> <p>Ambulante si tomberoane.</p> <p>Mobilier general, cum ar fi: tavi, carucioare si cosuri pentru transportarea, de ex.: materiale de bandajare, cazi de baie, paturi de examinare, toalete.</p> <p>Combinezoane, pantofi, folosite in salile de operatie, sorturi de cauciuc, lenjerie.</p> <p><b>Gama de aplicare:</b></p> <p>Dezinfectia rapida a instrumentelor medicale.</p> <p>Dezinfectia si curatarea rapida a inventariului medical si toate tipurile de suprafete.</p> <p>Adecvat in special pentru suprafetele greu accesibile.</p> |  |
|  | <b>6.3 Dezinfectant instrumentar</b> |  |  |  | <p>Biguanid<br/>Flache N.</p> <p>Dezinfectant sub formă lichidă. gata preparat.</p> <p>Curățarea și dezinfectia se realizează prin imersia instrumentarului stomatologic (freze, instrumente diamantate. și de polizat, etc. ) Foarte mare putere de curățare.</p> <p>Bactericid" fungicid, tuberculoid.</p> <p>microbactericid.</p> <p>Virucid:hepatitza B, C, HIV. Adenovirus. Herpes virus. Polio virus. Timp de actiune: 30-60 secunde.</p> <p>Amplasat * 2 litri.</p> | <p><b>Domeniul de aplicare:</b></p> <p>dezinfectează și curăță toate tipurile de suprafețe și inventar medical, toate domeniile din industria alimentară și cantina bucătăriei.</p> <p><b>Compoziție:</b></p> <p>-16 % compuși cuaternari de amoniu</p> <p>-benzyl –C-12-16- alchili dimetilați, -cloruri</p> <p><b>Proprietăți antimicrobiene:</b></p> <p>-bactericid</p> <p>-tuberculoid</p> <p>-fungicid</p> <p>-virucid</p> <p><b>Compatibilitate:</b></p> <p>Binguanid Flache N este compatibil cu orice tip de suprafață. Totodată, soluția nu este compatibilă cu uleiurile naturale și sintetice, săpunurile sulfonate, alți detergenți, și alți surfactanți anionici.</p> <p><b>Domenii de utilizare:</b></p> <p>Binguanid Flache N este recomandat pentru dezinfectia și curatarea (fara aldehide) a dispozitivelor medicale ( ex: masti respiratorii si incubatoare, dezinfectia si curatarea instrumentarului medical si a tuturor tipurilor de</p>                                      |  |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>suprafete, ex: - podele din PVC/linoleum, sticla acrilica - dezinfectia si curatarea cazilor - dezinfectia suprafetelor din industria alimentara si a cantinelor (certificat de DVG pentru dezinfectia in industria alimentara).</p> <p><b>Mod de utilizare</b></p> <p>Soluția de lucru se prepară cu apă rece de la robinet prin adăugarea cantității recomandate de lichid concentrat și se amestecă bine. Acum soluția este gata pentru utilizare. Suprafețele se șterg bine cu soluția dată. Instrumentele sau aparatele medicale, care se pot dezasambla, se desfac în componente. Instrumentele sau părțile componente ale acestora se introduc în soluția de lucru imediat după utilizare, avînd grijă ca acestea să fie scufundate complet și evitînd formarea bulelor de aer. După trecerea timpului de acțiune recomandat, instrumentele se clătesc bine cu apă distilată.</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele Prenume: Moldoveanu Ruxanda

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „POLISANO PRIM” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Costiujeni 6/2