

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1772807354324

Obiectul achiziției: Materiale stomatologice

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Masă amprentară pe bază de silicon Zeta Plus	Zetaplus 900ml + Oranwash L 140ml Oferta Zhermack	Italia	Zhermack	Masă amprentară din trei componente: Vas de plastic- 900 ml- conținut chitos (văscozitate înaltă, culoare verde, miros mentolat); tub 140 ml Oranwash (pasta viscoasă, culoare oranj) + tub - 60 ml activator universal (conținut păstos, culoare roși/zmeurie).	Avantaje: Hidrocompatibilitatea fluidelor: permite obtinerea unei amprente precise Duritate finala ridicata: contribuie la obtinerea unui model precis dupa ce a fost turnat gipsul Rezistenta la rupere: reduce riscul de rupere a amprenteii in momentul cand este indepartata din gura pacientului Tehnica de mixare: manuala Date tehnice: Timp de lucru clinic (de la inceputul mixarii la, 23°C): 3:15min Timp in gura (la 35°C): 3:15min Timp de fixare: 4:30min Tehnica recomandata: tehnica de amprentare in 2 pasi ISO4823: consistenta chitoasa tip 0 Duritate: 70 Shore A Reproducerea detaliilor de suprafata: 50 µm Aroma: menta Oranwash L - material de amprenta pe baza de silicon, light body Avantaje: Hidrocompatibilitatea fluidelor: permite obtinerea unei amprente precise	Certificat CE

					Duritate finala ridicata: contribuie la obtinerea unui model precis dupa ce a fost turnat gipsul Rezistenta la rupere: reduce riscul de rupere a amprentei in momentul cand este indepartata din gura pacientului Tehnica de mixare: manuala Ideal in combinatie cu ZetaPlus Putty si Indurent Gel Date tehnice: Timp de lucru clinic (de la inceputul mixarii la, 23°C): 1:30min Timp in gura (la 35°C): 3:30min Timp de fixare: 5:00min Tehnica recomandata: tehnica de amprentare in 2 pasi ISO4823: consistenta light body tip 3 Duritate: 30 Shore A Reproducerea detaliilor de suprafata: 20 µm Aroma: portocala Indicatii: Tehnica de amprentare in 2 pasi Indurent Gel - gel catalizator Avantaje: Culoarea rosie permite recunoasterea usoara a omogenitatii amestecului Usor de masurat Poate fi utilizat cu toate materialele de amprenta pe baza de silicon de condensare de la Zhermack (ZetaPlus, Titanium, ZetaLabor) Utilizare facila Se poate folosi in diverse tehnici de amprentare Continut pachet: ZetaPlus Putty - 1 cutie x 900 ml Oranwash - 1 tub x 140 ml Indurent - 1 tub x 60 ml	
Lotul nr. 2 Ciment glassionomer imbogătit cu rășini Fuji I	Fuji I, GC 890363	Japonia	GC	Ciment ionomer de sticlă cu eliminare prolongată de ioni fluor pentru cimentările simple de rutina ale restaurărilor cu suport metalic. Compatibil mucoasă gingivală Timp de lucru prelungit, spatulare ușoară și manipulare confortabilă. Dimensiunea minimă a	Fuji I - primul ciment glassionomer de la GC, biocompatibil si fara rasina folosita in cimentari si fixari pe punti si coroane. Avantaje: Adeziune chimica pe structura dintelui - asigurare o sigilare marginala excelenta;	

				particulelor componente. Adeziunea excelentă permite o închidere marginală de durată. Priza rapidă, radioopacitate pentru cimentările simple lucrărilor cu suport metalic/zirconiu. Autogrant, Setul conține: vas de sticlă- minim 35 g pulbere, vas de plastic- minim 20 ml lichid, accesorii.	O soluție cu toleranță la umezeală atunci când un câmp uscat nu poate fi asigurat; Rapid și ușor, fără să necesite gravare și adeziune la dinte; Consistență cauciucată în timpul fixării pentru îndepărtarea ușoară a reziduurilor; Fără rasini - ideal pentru pacienții alergici la metacrilate. Risc de sensibilitate postoperatorie redus la minim. Indicații: Cimentarea restaurărilor pe baza de metal sau pe baza de zirconiu opac. Cimentarea pivotilor. Opțiune excelentă în cimentarea bonturilor de implant. Prezentare: Fuji 1:1 Set - 1 pulbere x 35g + 1 lichid x 20ml.
Lotul nr. 3 Ciment ionomer de sticlă radioopac pentru restaurări posterioare în capsule Fuji I GP	Fuji I capsule, 50 capsule, GC 003106	Japonia	GC	Ionomer de sticlă posterior condensabil ușor de folosit cu rezistență ridicată la abraziune; Nu necesită digă; Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune; Nu este necesară prepararea retentivă a cavității permitând tehnici conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrice metalice pentru modelare ușoară în cavitate; Aplicare într-o singură etapă; Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator; Bio-compatibilitate excelentă. Extra eliberare de fluor; Extra priză rapidă având însă un timp de lucru amplu; Extra transfluență pentru o estetică îmbunătățită. Timp de lucru (min'sec") la 23°C – 1,15. Timp de priză net (min'sec") la 23°C – 2,00. Timp final de începere a finisării (min'sec") la 37°C – 2,30. Ambalaj compus din 50 capsule. Capsula de 0,14 ml.	Cei peste 25 ani de utilizare documentată au dovedit că GC Fuji este sigur și eficient în cazul procedurilor de cimentare de rutină. Caracteristici și beneficii: Compatibil cu pulpa dentară și mucoasa gingivală cu risc redus de sensibilitate post-operatorie; Adeziune excelentă ce permite o închidere marginală de durată; Timp de lucru prelungit spatulare ușoară și manipulare confortabilă; Dimensiune minimă a particulelor componente; Inserare ușoară a restaurării; Priza rapidă; Radioopacitate excelentă; Eliberare prelungită de fluor. Indicații: GC Fuji I este ideal pentru cimentările simple de rutină ale restaurărilor cu suport metalic. Se folosește cu amalgamatorul Silver Mix. Prezentare: GC Fuji I CAPS Light Yellow cutie cu 50 capsule.

Lotul nr. 4 Ciment ionomer de sticlă radioopac pentru restaurări posterioare Fuji IX	Fuji IX GP 1-1 pkg, A3 15 g + 6.4 ml GC 003264	Japonia	GC	Ciment ionomer de sticlă compotibil cu suprafețe umede. Raportul pudră/lichid (g/g): 1,875/1,0 Timp de amestecare: 25-30 sec. Timp de priză net min. 2,20 sec. Depozitare la temperatura de 15-30°C Ambalare: pachet 1-1: minim 15g pudră, minim 8 g (6,4 ml) lichid, măsură pentru pudră, hârtie de amestec (Nr. 22). Sticlă de minim 15 g pudră cu măsură. Sticlă de minim 8 g (6,4 ml) lichid.	Consistentă condensabilă și nelipicioasă a lui GC Fuji IX GP îl face ideal pentru restaurările de clasă I II & V cu baza sau cu material pentru refaceri de bonturi. Proprietățile autentice ale ionomerului de sticlă în combinație cu ușurința utilizării fac ca GC Fuji IX GP să îndeplinească toate cerințele materialelor de restaurare moderne. Caracteristici și beneficii: Ionomer de sticlă posterior condensabil ușor de folosit cu rezistență ridicată la abraziune; Nu necesită digă; Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune; Nu este necesară prepararea retentivă a cavității permise și tehnici conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrice metalice pentru modelare ușoară în cavitate; Aplicare într-o singură etapă; Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator; Bio-compatibilitate excelentă. Mod de utilizare: Pe linga avantajele pentru restaurări posterioare GC Fuji IX GP este deseori ales atunci când nu s-a stabilit încă planul de tratament final. Sunt posibile mai multe tratamente: o tehnică sandwich cu un material compozit un inlay sau chiar obturația cu ionomer de sticlă. Prezentare: Fuji IX GP Set 1-1 A3 - 15g pulbere + 6.4ml lichid
Lotul nr. 5 Ciment ionomer de sticlă radioopac pentru restaurări posterioare în capsule Fuji IX GP Extra	Fuji IX GP Extra capsule, A2 50caps, GC 003281	Japonia	GC	Pentru restaurările de clasă I, II și V. Ionomer de sticlă posterior condensabil ușor de folosit cu rezistență ridicată la abraziune; Nu necesită digă; Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune; Nu este necesară prepararea retentivă a cavității permitând	Consistentă condensabilă și nelipicioasă a lui GC Fuji IX GP îl face ideal pentru restaurările de clasă I II & V cu baza sau cu material pentru refaceri de bonturi. Proprietățile autentice ale ionomerului de sticlă în combinație cu ușurința utilizării fac ca GC Fuji IX GP să îndeplinească toate cerințele materialelor de restaurare moderne.

				tehnici conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate; Aplicare într-o singură etapă; Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator; Bio-compatibilitate excelentă. Extra eliberare de fluor; Extra priza rapidă având însă un timp de lucru amplu; Extra transfluența pentru o estetică îmbunătățită. Timp de lucru (min'sec") la 23°C – 1,15. Timp de priză net (min'sec") la 23°C – 2,00. Timp final de începere a finisării (min'sec") la 37°C – 2,30. Ambalaj compus din 50 capsule. Capsula de 0,14 ml.	Caracteristici si beneficii: Ionomer de sticla posterior condensabil usor de folosit cu rezistenta ridicata la abraziune; Nu necesita diga; Adeziune intrinseca la smalt si dentina fara demineralizare si agenti de adeziune; Nu este necesara prepararea retentiva a cavitatii permitand tehnici conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrici metalice pentru modelare usoara in cavitate; Aplicare intr-o singura etapa; Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul post-operator; Bio-compatibilitate excelenta. Mod de utilizare: Pe langa avantajele pentru restaurari posterioare GC Fuji IX GP este deseori ales atunci cand nu s-a stabilit inca planul de tratament final. Sunt posibile mai multe tratamente: o tehnica sandwich cu un material compozit un inlay sau chiar obturatia cu ionomer de sticla. Caracteristici specifice pentru GC Fuji IX GP EXTRA: Extra eliberare de fluor; Extra priza rapida avand insa un timp de lucru amplu; Extra translucenta pentru o estetica imbunatatita.
Lotul nr. 9 Cement polialchenoic de sticlă Meron	Meron combi 1086 VOCO	Germania	Voco	Ciment polialchenoic de sticlă utilizat în cimentarea definitivă. Prezentare: cutie conține vas de sticlă – minim 35 g pulbere; vas de plastic cu capacitate de dozare- minim 15 ml lichid. Permite cimentarea definitivă a coroanelor/punților dentare, inlay-urilor, onlay-urilor.	Ciment glasionomer pentru cimentari definitive. Indicatii: Cimentari de coroane, incrustatii de tip Inlay Onlay, dispozitive radiculare, benzi ortodontice. Avantaje: Solubilitate redusa in gura Aciditate redusa Biocompatibil Aplicare rapida Prezentare: Set pulbere/lichid (35g/ 15ml)

Lotul nr. 10 Masă aprentantă Tropicalgin	Tropicalgin 453g , Zermack	Italia	Zhermack	Alginat cromatic cu priză rapidă. Timp de priză 2'35". Alginat cromatic în trei faze: violet (timpul de amestecare), faza portocalie (timpul de lucru), faza galbenă (timpul de inserare). Timp de lucru și de priză rapid. Tixotrop. Absorbție rapidă a apei. Amestecare ușoară. Masa omogenă; material neted, suprafețe compacte. Depozitare a amprentei pe termen lung. Ambalaj de 453 g.	Alginat cromatic cu priză rapidă. Timp de priză 2'35". Indicații: - Proteze mobile. - Modele de studiu. - Antagoniști în protetica fixă și mobilă. Caracteristici: - Alginat cromatic în trei faze: violet (timpul de amestecare), faza portocalie (timpul de lucru), faza galbenă (timpul de inserare). - Timp de lucru și de priză rapid. - Tixotrop. - Aroma de mango. Avantaje: - Absorbție rapidă a apei. - Amestecare ușoară. - Masa omogenă; material neted, suprafețe compacte. - Depozitare a amprentei pe termen lung. - Termen de garanție 5 ani de la data fabricației. Prezentare: 1 pungă x 453 g.	
Lotul nr. 19 Material bactericid pentru umplerea și tratarea canalelor radiculare - Abscess Remedy	Abscess Remedy w/dexam. (15+15ml) , PD	Elvetia	PD	Material radioopac, cu acțiune bactericidă, antiseptică și antiinflamatorie utilizat pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare infectate. Compoziția: paraformaldehidă, ulei de scorțișoară, umplutură de până la 100%. Ambalaj: 15 gr pulbere + 15 ml lichid	Abscess Remedy, material de obturație temporară a canalului radicular Un agent radioopac (pulbere și lichid) cu proprietăți bactericide și antiseptice. Utilizare: Obturație temporară a canalelor radiculare infectate după pulpectomie, când obturația finală este amânată. Lichidul Abscess Remedy poate fi utilizat pentru a îndepărta materialul de obturație temporară. Compoziție: Pulbere: paraformaldehidă, filler. Lichid: formaldehidă, creozot, timol, filler. Ambalaj: Set: 15 g pulbere; 15 ml lichid.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Popa În calitate de: Administrator
Ofertantul: Unident-AS SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocilor, 1

