

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
05.12.2020



ARTICOLO: **MICROPROVETTE ESENTI DA DNA, DNASI E RNASI**
ITEM: **MICRO TEST TUBES DNA, DNASE AND RNASE FREE**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Microprovette coniche in polipropilene con ottima trasparenza, graduate, con area di scrittura. Tappo con superficie scrivibile e perforabile. Le microprovette sono certificate esenti RNasi, DNasi, DNA umano, ATP, inibitori della PCR e Apirogene. Confezionate in sacchetti con zip, richiudibili. Utilizzabili in centrifuga fino a RCF 25.000 x g max (16.400 RPM). Autoclavabili aperti a 121°C per 20 minuti. Particolarmente indicati per applicazioni in PCR ed altre metodiche di biologia molecolare.

Conical micro test tubes in polypropylene, optimal transparency, graduated, with writing surface. Cap with writing area and pierceable. Micro test tubes are certified RNase, DNase, human DNA, ATP, PCR inhibition and Pyrogen free. Micro test tubes in Zip bags, reclosable, to be used in centrifuge at RCF 25,000 x g max (16,400 RPM). Autoclavable open at +121°C for 20 minutes. Particularly suitable for applications in PCR and other applications in molecular biology.

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CODICE ARTICOLO ITEM CODE	VOLUME	DIMENSIONI DIMENSIONS	CONFEZIONAMENTO / PACKAGING		
			QUANTITÀ QUANTITY	IMBALLO BOX	PESO WEIGHT
1303/F	2.0 ML	Ø 11 x 42 mm	1.000 pcs (2 x 500 pcs)	20x28x18 cm	1,32 Kg.
1003/F	1.5 ML	Ø 10 x 40 mm	1.000 pcs (2 x 500 pcs)	18x20x28 cm	1,1 Kg.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – container
Temperature tollerate	MIN -80°C MAX +121°C	Temperature range
RCF max	25.000 x G.	RCF max
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di “DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO” atto a contenere un campione biologico umano (per esempio urina, sangue, sperma, saliva, espettorato, pus, etc) al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > W050301020202 (Microprovette e coppette senza additivi in materiale plastico per analisi).

Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) codice 1303/F > 1899045/R / codice 1003/F > 1899034/R

Classificazione EDMA > 51091001 - Other containers for samples of human origin

*Intended purpose is “IN VITRO MEDICAL DEVICE” adapted to contain a human biological sample (for example urine, blood, semen, saliva, sputum, pus, etc) in order to perform diagnostic analysis laboratory. **For professional use only.***

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W050301020202 (Samples analyses, plastic microtubes without additives).

EDMA code > 51091001 - Other containers for samples of human origin

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable