


Verschiedenste Variationen für jeden Bedarf  
Various variations for every requirement

Umfangreiches Sortiment mit zahlreichen Kombinationen  
Extensive assortment with many combinations



**Bipolar**

Geräteseite / Unit connecting



Stecker Storz Fasszange Robi  
Plug Storz grasping forceps Robi

Stecker Storz Resektoskop, gewinkelt  
Plug Storz resectoscope, angled

Stecker Storz Resektoskop, gerade  
Plug Storz resectoscope, straight

Buchse socket 4mm  
Kabel Resektoskop cable resectoscope 2mm

Valleylab 	3 m	<b>92037</b>	<b>92209</b>	<b>92197</b>	<b>92451</b>
	5 m	<b>92038</b>	<b>92210</b>	<b>92198</b>	<b>92504</b>
Erbe VIO/ICC/ACC; Storz 	3 m	<b>92031</b>	<b>92205</b>	-	<b>92452</b>
	5 m	<b>92032</b>	<b>92206</b>	-	-
Martin; Berchtold; Integra 	3 m	<b>92033</b>	<b>92207</b>	<b>92211</b>	<b>92453</b>
	5 m	<b>92034</b>	<b>92208</b>	<b>92212</b>	-
Ellman 	3 m	-	-	-	-
	5 m	-	-	-	-
Uniflex 	3 m	-	-	-	-
	5 m	-	-	-	-
US-Modelle 2 Pol 	3 m	<b>92035</b>	-	-	-
	5 m	<b>92036</b>	-	-	-



Nicht konform mit der internationalen Norm IEC 60601-2-2:2010-01.  
Nur an bipolaren Ausgang von Hochfrequenzgeneratoren anschließen.  
Not conform with the international standard IEC 60601-2-2:2010-01.  
Connect to bipolar output for high-frequency generators only.