



Anexa 22

la Documentatia standard nr 115
din „15” septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1723548862213>

Obiectul achiziției: Reactive și consumabile de laborator pentru activitatea științifică

CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
33696500-0 - Reactivi de laborator	Lotul nr. 25 - 25. Lame de microscop H-E	Lame de microscop standard Superfrost galbene, recomandate, pentru HE si coloratii speciale- AA00008332E01MNZ10	SUA	EPREDIA	Lame de microscop (H-E) standard Superfrost galbene, cutie 50 unități	Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungii, bule etc.; transmisie	



Complete Laboratory Solutions

Authorized Partner
Thermal Analysis and Chromatography

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

						<p>spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.0 mm, lame cu margine mata (galbena) de 20 mm (la un capăt, pe ambele părți), cu cap rodă la 45°, pre- curată, gata de utilizare, autoclavabile, în cutii de maxim 50 de bucăți.</p>
<p>33696500- 0 - Reactivi de laborator</p>	<p>Lotul nr. 40 - 40. Anticorp mono-sau policlonal de iepure sau șoarece anti- HPV-11 E7</p>	<p>HPV, (BSB-66) MAb Predilute IVD-CE RTU, 15 mL- BSB 5654</p>	SUA	BIOSB	<p>HPV, (BSB-66) MMab Predilute IVD-CE RTU, 15 mL. Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro.</p>	<p>HPV, (BSB-66) MAb Predilute IVD-CE RTU, 15 mL. Utilizarea: recomandat pentru utilizarea în cercetări, in vitro.</p>



Complete Laboratory Solutions

Authorized Partner
Thermal Analysis and Chromatography

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

					<p>Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal, de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, pentru evaluarea anti-HPV-11 E7.</p> <p>Reactivitate: uman</p> <p>Clona: monoclonal/policlonal</p> <p>Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină.</p> <p>Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul descifrat din anexă.</p> <p>Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină.</p> <p>Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 70-90 teste.</p> <p>Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului.</p>	<p>Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal, de iepure sau șoarece, anti-uman, pentru evaluarea anti-HPV-11 E7.</p> <p>Reactivitate: uman</p> <p>Clona: monoclonal/policlonal</p> <p>Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină.</p> <p>Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul descifrat din anexă.</p> <p>Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină.</p> <p>Nr teste: 70-90 teste.</p> <p>Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului.</p> <p>Valabilitate – cel puțin 75% de la termenul de expirare.</p> <p>Caracteristica rezultatului colorării: este prezentă descrierea colorării în</p>
--	--	--	--	--	---	---



					<p>Valabilitate – nu mai mic de 75% de la termenul de expirare.</p> <p>Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile afectate.</p>	<p>brosura pentru țesuturile afectate.</p>
<p>33696500-0 - Reactivi de laborator</p>	<p>Lotul nr. 41 - 41. Anticorp mono-sau policlonal de iepure sau șoarece anti-Chlamidia trachomatis</p>	<p>Chlamydia Trachomatis antibody, Monoclonal, Mouse, 1 mg , ABIN809892</p>	<p>SUA</p>	<p>ANTIBODIES</p>	<p>Chlamydia Trachomatis antibody, Monoclonal, Mouse, 1 mg</p> <p>Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro.</p> <p>Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-Chlamidia trachomatis.</p> <p>Reactivitate: uman</p> <p>Clona: monoclonal/policlonal</p>	<p>Chlamydia Trachomatis antibody, Monoclonal, Mouse, 1 mg</p> <p>Utilizarea: pentru utilizarea în cercetări, in vitro.</p> <p>Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, anti-uman, recomandat pentru evaluarea anti-Chlamidia trachomatis.</p> <p>Reactivitate: uman</p> <p>Clona: monoclonal/policlonal</p> <p>Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni la parafină.</p> <p>Sistemul de vizualizare: compatibil pentru</p>



Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

					<p>Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină.</p> <p>Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul descifrat din anexă.</p> <p>Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină.</p> <p>Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 70-90 teste.</p> <p>Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului.</p> <p>Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare.</p> <p>Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru</p>	<p>vizualizare cu sistemul descifrat din anexă.</p> <p>Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină.</p> <p>Nr teste: 70-90 teste.</p> <p>Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului.</p> <p>Valabilitate cel puțin 75% de la termenul de expirare.</p> <p>Caracteristica rezultatului colorării: este prezentă descrierea colorării in broșura pentru țesuturile afectate.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--



Complete Laboratory Solutions

Authorized Partner
Thermal Analysis and Chromatography

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

					țesuturile afectate.			
33696500-0 - Reactivi de laborator	Lotul nr. 42 - 42. Anticorp mono-sau policlonal de iepure sau șoarece anti-HSV-2	Herpes Simplex Virus II, (Polyclonal) RPab Predilute IVD-CE, 15 mL BSB 2337	SUA	BIOSB	Herpes Simplex Virus II, (Polyclonal) RPab Predilute IVD-CE, 15 mL Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-Herpes Simplex Virus 2, în țesuturile afectate. Reactivitate: uman Clona: monoclonal/policlonal Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul descifrat din anexă.	Herpes Simplex Virus II, (Polyclonal) RPab Predilute IVD-CE, 15 mL Utilizarea: recomandat pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, anti-uman, recomandat pentru evaluarea anti-Herpes Simplex Virus 2, în țesuturile afectate. Reactivitate: uman Clona: monoclonal/policlonal Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul descifrat din anexă. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: 70-90 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele		



Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

					<p>Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină.</p> <p>Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 70-90 teste.</p> <p>Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului.</p> <p>Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare.</p> <p>Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile afectate.</p>	<p>de stocare/livrare ale producătorului.</p> <p>Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare.</p> <p>Caracteristica rezultatului colorării: este prezentă descrierea colorării în broșura pentru țesuturile afectate.</p>
33696500-0 - Reactivi de laborator	Lotul nr. 43 - 43. Anticorp mono-sau polyclonal de iepure sau șoarece anti-PGC / Pepsin C	PGC antibody (AA 21-120), 100 µL, Polyclonal, rabbit ABIN731213	SUA	ANTIBODIES	<p>PGC antibody (AA 21-120), 100 µL, Polyclonal, rabbit</p> <p>Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro.</p> <p>Format: Soluție de anticorp mono- sau</p>	<p>PGC antibody (AA 21-120), 100 µL, Polyclonal, rabbit</p> <p>Utilizarea: recomandat pentru utilizarea în cercetări, in vitro.</p> <p>Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau</p>



Complete Laboratory Solutions

Authorized Partner
Thermal Analysis and Chromatography

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

					<p>policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-PGC/Pepsin C, în țesuturile afectate.</p> <p>Reactivitate: uman</p> <p>Clona: monoclonal/policlonal</p> <p>Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină.</p> <p>Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul descifrat din anexă.</p> <p>Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină.</p> <p>Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 70-90 teste.</p> <p>Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de</p>	<p>șoarece, anti-uman, recomandat evaluarea anti-PGC/Pepsin C, în țesuturile afectate.</p> <p>Reactivitate: uman</p> <p>Clona: monoclonal/policlonal</p> <p>Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni la parafină.</p> <p>Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul descifrat din anexă.</p> <p>Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină.</p> <p>Nr teste: 70-90 teste.</p> <p>Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului.</p> <p>Valabilitate -cel puțin 75% de la termenul de expirare.</p> <p>Caracteristica rezultatului colorării: este prezentă descrierea colorării în broșura pentru țesuturile afectate.</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--



					<p>stocare/livrare ale producătorului.</p> <p>Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare.</p> <p>Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile afectate.</p>	
<p>33696500-0 - Reactivi de laborator</p>	<p>Lotul nr. 45 - 45. Coverslips, 4x50mm</p>	<p>Lamele de microscop, 24x50 mm No.: 1.5 (grosime 0,16 – 0,19 mm)- BB02400500AC13MNZ0</p>			<p>Dimensiuni 24 x 50 mm; grosime 0.13 – 0.16mm. Din sticla transparenta, fara zgirieturi, bule si striatii, plata. Se pot utiliza cu automatele de acoperit cu lamele. 100 buc/cutie</p>	<p>Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungii, bule etc.; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticlă borosilicată; destinate pentru aparate de acoperire</p>



Laboratorium
Together. A Step Forward™

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™

Authorized Partner

Thermal Analysis and Chromatography

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

						<p>automatizată; dim. 24x50 mm No.: 1.5 (grosime 0,16 – 0,19 mm), dispuse in coșuri a cite maxim 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producător Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele:

Cernei Silian

În calitate de: Administrator Lider grup Laboratorium Grup SRL

Ofertantul: LABORATORIUM

Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chișinău

Tel/Mob: +37360999911 Data: 26.08.2024