

INSTRUCȚIUNI

de utilizare a eprubetelor de testare

Nantong Tianye Labware Co.,Ltd

Producător: Sanhe Town, Haimen City, Jiangsu Province,
China

Chongqing New World Trading Co.,Ltd

Exportator: Address: Suite 2-4, Block 30, No. 11 Tianlan
Road, Jiangbei District, Chongqing, China

Scopul utilizării:

Eprubetele de laborator sunt destinate pentru testarea și/sau depozitarea substanțelor chimice și biomaterialelor, sunt utilizate în procesul de prelevare a probelor, cultivarea culturilor celulare în scopul cercetărilor și analizelor de laborator.

Descriere:

Eprubetele de laborator sunt recipiente cilindrice sau conice de diferite înălțimi și diametru, cu fundul în formă semicirculară, plană sau înclinată, în volume de la 3 la 50 ml, din sticlă borosilicată (BG), sticlă de sodiu (NG), polipropilenă (PP) sau polistiren (PS). Varietatea de configurații vă permite să selectați o eprubetă pentru o cercetare sau analiză compatibilă cu orice tip de montare, încălzire, centrifugare, ștative pentru eprubete și alte dispozitive de laborator.

Eprubetele gradate sunt utilizate pentru dozarea corectă și precisă a substanțelor, soluțiilor, indicatorilor lichizi și reactivi. Eprubetele cu capace bine montate oferă un mediu favorabil pentru depozitarea și transportarea de substanțe sensibile și ajută la evitarea contactului personalului cu substanțele periculoase.

Caracteristici tehnice:

- Eprubetele pentru testare din sticlă borosilicată (BG) sau sticlă de sodiu (NG) cu volume de la 4 la 47 ml, fără gradație și capace - sunt nesterile.
- Grosimea peretelui, diametrul și înălțimea eprubetelor este standard.
- Ambalarea se face în cantități mici pentru o utilizare mai comodă în laboratoare.
- Termenul de valabilitate: nelimitat.

Dimensiunile disponibile a eprubetelor (diametru X înălțime):

10x75mm; 12x75mm; 13x75mm; 12x100mm; 13x100mm; 15x100mm; 16x100mm; 16x102mm; 16x150mm

Procedura de distrugere după utilizare:

Eprubetele utilizate trebuie distruse în conformitate cu normele sanitaro-epidemiologice ale Republicii Moldova și cerințele de manipulare a deșeurilor medicale, în funcție de tipul de poluare biologică a mediului.

Distribuitor local:

“LifeMed Group” SRL

MD-3733, mun.Chișinău

com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9

Tel. +373 79511992, 79997471

e-mail: lifemedgr@gmail.com