

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET


DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE  
17.10.2023



ARTICOLO: **SPATOLE AD “L” STERILI**

ITEM: **STERILE L-SHAPE SPREADERS**

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION



#### SPATOLE AD “L” STERILI

Per batteriologia, con superficie completamente liscia e arrotondata che permette di distribuire anche campioni liquidi sulla superficie del terreno di coltura senza danneggiarlo.

Disponibili:

- Sterili in sacchetti da 5 pezzi
- Sterili in confezione singola

#### STERILE L-SHAPE SPREADERS

For bacteriology, with completely smooth rounded surface which enables to spread even liquid samples across the surface of agar plates without damaging it.

Available:

- Sterile in bags of 5 pieces
- Sterile individually wrapped

| Codice<br>Item code | Confezionamento interno<br>Inner packaging | Unità di vendita<br>Box | Misura esterna scatola<br>External box dimensions | Peso<br>Weight |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>5200/SG</b>      | Sacchetto da 5 pezzi<br>Bags of 5 pieces   | 2.000 pcs               | 39 x 26,5 x 28,5 cm - 0,029 m <sup>3</sup>        | 10,0 Kg.       |
| <b>5200/SG/CS</b>   | Confezione singola<br>Individually wrapped | 1.000 pcs               | 39 x 26,5 x 28,5 cm - 0,029 m <sup>3</sup>        | 5,2 Kg.        |

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI |                               | TECHNICAL FEATURES     |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Stato microbiologico       | <b>STERILE / STERILE</b>      | Microbiological status |
| Materiale impiegato        | POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE | Raw material           |
| Temperature tollerate      | MIN -10°C MAX +121°C          | Temperature range      |
| Forma                      | AD “L” / L-SHAPE              | Shape                  |
| Dimensioni                 | Ø4,9 x 150 x 37,6 MM.         | Dimensions             |
| Angolo                     | 100°                          | Angle                  |
| Peso                       | 3,3 GR.                       | Weight                 |
| Colore                     | BIANCO / WHITE                | Color                  |
| Validità del prodotto      | 5 ANNI / YEARS                | Shelf life             |



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: [info@aptaca.com](mailto:info@aptaca.com) – Website: [www.apataca.com](http://www.apataca.com)

## DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione d'uso è "Per usi generici di laboratorio", dispositivo adatto a distribuire campioni biologici umani sulla superficie di terreni di coltura/crescita al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio.

**Dispositivi fabbricati con Sistema Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI CEI EN ISO 13485.**

*The intended purpose is "For generic laboratory uses", device "suitable to spread human biological samples on the surface of culture media in order to perform diagnostic analysis laboratory."*

**Devices manufactured with Quality System compliant with the UNI EN ISO 9001 and UNI CEI EN ISO 13485 standards.**

## AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

### - Destinato esclusivamente ad uso professionale -

Non variare la destinazione d'uso. In caso di dubbio circa la destinazione d'uso, Vi preghiamo di contattare il Fabbricante.

Prima dell'utilizzo controllare la perfetta chiusura del dispositivo se applicabile. Manipolare utilizzando dispositivi di protezione individuale: pericolo di contaminazione.

Non utilizzare il Dispositivo in caso di evidenti segni di rottura, lesioni, fessurazioni che potrebbero comprometterne il corretto uso.

Non avvicinare il Dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Non utilizzare e smaltire il Dispositivo scaduto o con la confezione non integra. Non riutilizzare: Dispositivo monouso. L'eventuale riutilizzo potrebbe causare la contaminazione del campione.

Nel caso di dispositivo sterile o asettico: stato microbiologico garantito a confezione integra. Non ri-sterilizzare.

Utilizzare il Dispositivo unicamente con accessori compatibili e/o in dotazione (tappi, supporti, ecc.).

Non esporre direttamente ai raggi solari; proteggere dall'umidità (U.R. max 75% a 26°C).

Conservare in luogo asciutto, temperatura min. -10°C (14°F) max +50°C (122°F). Smaltire secondo le normative vigenti, pericolo di infezione.

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

### - For professional use only -

*Do not vary the intended purpose of the device. Please contact the Manufacturer in the event of doubts concerning the intended purpose.*

*Before use check the perfect closure of the device if applicable.*

*Handle using personal protective equipment: risk of contamination.*

*Do not use the Device in case of evident signs of breakage, injuries, cracks that could compromise its correct use.*

*Keep out of flame or heat sources which might damage the device.*

*Do not use after expiry date or if packing is opened.*

*Do not re-use: Disposable Device. Any reuse could cause sample contamination. If sterile or aseptic Device: Microbiological status in undamaged pack. Do not re-sterilize.*

*Use the Device only with compatible and / or supplied accessories (caps, supports, etc.).*

*Do not put under direct sun rays; store in a dry, cool place (U.R. max 75% at 26°C).*

*Store in dry place, temperature range: min. -10°C (14°F) max +50°C (122°F).*

*Disposal according to applicable regulations, risk of infection.*

*Before use with particular substances check the resistance/compatibility chart in our catalogue.*

## SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS (UNI EN CEI ISO 15223-1)



Data di produzione  
Date of manufacture



Codice articolo  
Catalogue number



Sterilizzazione con radiazioni ionizzanti  
Sterilization by ionizer rays



Data di scadenza  
Use-by date



Fabbricante  
Manufacturer



Proteggere dall'umidità  
Keep dry



Lotto  
Batch code



Monouso  
Do not re-use



Non esporre ai raggi del sole  
Keep away from sunlight