



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22  
la Documentatia standard nr. 115  
din 15 Septembrie 2021

### Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21348453 din 07.02.2025

Obiectul de achizitie: Servicii de mentenanță a stațiilor de producere a oxigenului medical pentru perioada anului 2025

| Nr.<br>d/o                                                                              | Denumirea serviciilor | Cantitate | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde<br>de referință | Specificația tehnică propusă, Standarde de<br>referință |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b><i>Lot 1. Mentenanța stației de producere a oxigenului, generator O2 INMATEC</i></b> |                       |           |                                                                    |                                                         |



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|     |                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | <b>Generator de oxigen Model POC 8300-MED</b> (Inmatec, Germania) | 1 buc. | Schimbare elemente filtrante:<br>-IPE123SMA de 0,01 micro<br>-IPE123CA de carbon activ<br>-IPE78FF3 de 3 micro<br>-P-SRFO 04/20 filtru steril<br>Verificare:<br>- Tensiune de alimentare (V)<br>- Putere consumată (W)<br>- Rezistență de izolație (MΩ)<br>- Rezistența conductorului de protecție (Ω)<br>- Curent de scurgere la pământ (μA)<br>- Curent de scurgere prin carcasă (μA)<br>- Curent de scurgere la pacient (μA)<br>**Recomandat ≤ 10 μA (Tip CF)<br>**Recomandat ≤ 100 μA (Tip B, BF)<br>- Testatarea funcționării purjelor de condens<br>- Testatarea valvelor de siguranță și de sens<br>- Verificarea funcționării valvelor solenoid<br>- Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare<br>- Verificarea funcționării presostatelor<br>- Verificarea funcționării panoului tactil<br>- Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii<br>- (Numai modul automat PSA), pornire și oprire);<br>- dacă este necesar și ajustare<br>- Curățare și remediere defecțiuni<br>- Panou tactil: număr de serie / versiune software | Schimbare elemente filtrante:<br>-IPE123SMA de 0,01 micro<br>-IPE123CA de carbon activ<br>-IPE78FF3 de 3 micro<br>-P-SRFO 04/20 filtru steril<br>Verificare:<br>- Tensiune de alimentare (V)<br>- Putere consumată (W)<br>- Rezistență de izolație (MΩ)<br>- Rezistența conductorului de protecție (Ω)<br>- Curent de scurgere la pământ (μA)<br>- Curent de scurgere prin carcasă (μA)<br>- Curent de scurgere la pacient (μA)<br>**Recomandat ≤ 10 μA (Tip CF)<br>**Recomandat ≤ 100 μA (Tip B, BF)<br>- Testatarea funcționării purjelor de condens<br>- Testatarea valvelor de siguranță și de sens<br>- Verificarea funcționării valvelor solenoid<br>- Testatarea dispozitivelor de măsurare și afișare<br>- Verificarea funcționării presostatelor<br>- Verificarea funcționării panoului tactil<br>- Verificare sistem de acționare împotriva întreruperii<br>- (Numai modul automat PSA), pornire și oprire);<br>- dacă este necesar și ajustare<br>- Curățare și remediere defecțiuni |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|     |                                                                  |        | - Număr ore de funcționare<br>- Interval de întreținere programat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Panou tactil: număr de serie / versiune software<br>- Număr ore de funcționare<br>- Interval de întreținere programat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 | <b>Compresor de aer Model ASD60/12 bar</b><br>(Kaeser, Germania) | 1 buc. | <b>KIT A (la solicitare):</b><br>-Plase filtrante 2<br>-Filtru de Ulei 1<br>-Filtru de aer 1<br>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L)<br>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L)<br><b>Alte Lucrari:</b><br>-Gresarea rulmentilor<br>-Verificarea cuplajului elastic<br>-Verificarea scurgerilor de ulei<br>-verificarea termostatlui electronic ETC<br>-curatarea compresorului si radiatorului<br>-Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor<br>Admisie, Presiune si Sens.<br>-Resetarea orelor de mentenanta<br>-Verificarea si resetarea SIGMA Control<br>-Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent). | <b>KIT A (la solicitare):</b><br>-Plase filtrante 2<br>-Filtru de Ulei 1<br>-Filtru de aer 1<br>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L)<br>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L)<br><b>Alte Lucrari:</b><br>-Gresarea rulmentilor<br>-Verificarea cuplajului elastic<br>-Verificarea scurgerilor de ulei<br>-verificarea termostatlui electronic ETC<br>-curatarea compresorului si radiatorului<br>-Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor<br>Admisie, Presiune si Sens.<br>-Resetarea orelor de mentenanta<br>-Verificarea si resetarea SIGMA Control<br>-Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent). |
| 1.3 | <b>Compresor de aer Model ASD60/12 bar</b><br>(Kaeser, Germania) | 1 buc. | <b>KIT C (a doua la solicitare):</b><br>-Plase filtrante 2<br>-Filtru de Ulei 1<br>-Filtru de aer 1<br>-Filtru separator 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>KIT C (a doua la solicitare):</b><br>-Plase filtrante 2<br>-Filtru de Ulei 1<br>-Filtru de aer 1<br>-Filtru separator 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|     |                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L)</li> <li>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L)</li> <li>-Kit intretinere supapa retinere</li> <li>-Kit intretinere supapa admisie</li> <li>-Kit intretinere supapa comanda aerisire</li> <li>-Kit intretinere supapa termostatica</li> <li>-Kit intretinere supapa golire</li> <li>-Rulmenti cu bile motor – ventilator 2</li> <li>-Kit service Unit Eco-drain 31 Vario</li> </ul> <p><b>Alte Lucrari:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Gresarea rulmentilor</li> <li>-Verificarea cuplajului elastic</li> <li>-Verificarea scurgerilor de ulei</li> <li>-verificarea termostatlui electronic ETC</li> <li>-curatarea compresorului si radiatorului</li> <li>-Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor</li> </ul> <p>Admisie, Presiune si Sens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Resetarea orelor de mentenanta</li> <li>-Verificarea si resetarea SIGMA Control</li> <li>-Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L)</li> <li>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L)</li> <li>-Kit intretinere supapa retinere</li> <li>-Kit intretinere supapa admisie</li> <li>-Kit intretinere supapa comanda aerisire</li> <li>-Kit intretinere supapa termostatica</li> <li>-Kit intretinere supapa golire</li> <li>-Rulmenti cu bile motor – ventilator 2</li> <li>-Kit service Unit Eco-drain 31 Vario</li> </ul> <p><b>Alte Lucrari:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Gresarea rulmentilor</li> <li>-Verificarea cuplajului elastic</li> <li>-Verificarea scurgerilor de ulei</li> <li>-verificarea termostatlui electronic ETC</li> <li>-curatarea compresorului si radiatorului</li> <li>-Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor</li> </ul> <p>Admisie, Presiune si Sens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Resetarea orelor de mentenanta</li> <li>-Verificarea si resetarea SIGMA Control</li> <li>-Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).</li> </ul> |
| 1.4 | <b>Uscător de Aer Model ACT 55</b><br>(Friulair, Italia) | 1 buc. | <p>1)Masina curatata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File”conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectarea unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1)Masina curatata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File”conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectarea unitatea pentru fire rupte, crăpate sau</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific.</li> <li>• Măsurăți și înregistrați amperajul. Verificarea dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații.</li> <li>• Inspectarea furtunurilor flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar.</li> <li>• La sfârșit, verificarea funcționarea mașinii.</li> </ul> <p>2) Condensatorul Desfacere/Curatare</p> | <p>goale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific.</li> <li>• Măsurăți și înregistrați amperajul. Verificarea dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații.</li> <li>• Inspectarea furtunurilor flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar.</li> <li>• La sfârșit, verificarea funcționarea mașinii.</li> </ul> <p>2) Condensatorul Desfacere/Curatare</p> |
| 1.5                                                                                   | <p><b>Sistemul de filtrare aer (NEA 226SMAx2 + NEA 242SMA + NEA340RD)</b></p> <p><b>Turn carbune EVO37 + Indicator Ulei rezidual A-4000-120</b></p> <p><b>Purja automata Ethadrian TRIM1</b></p> | 1 buc. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartuș cod. EAL2630SMA = 2 buc,</li> <li>- Cartuș cod. EAL2642SMA = 1 buc,</li> <li>- Cartuș cod. EAL2642rd1 = 1 buc,</li> <li>- Schimbarea carbune activ (cod.74C) + Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000 ore). Cod A-4000-121</li> </ul> <p>Mentenanța purja automata</p>                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartuș cod. EAL2630SMA = 2 buc,</li> <li>- Cartuș cod. EAL2642SMA = 1 buc,</li> <li>- Cartuș cod. EAL2642rd1 = 1 buc,</li> <li>- Schimbarea carbune activ (cod.74C) + Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000 ore). Cod A-4000-121</li> </ul> <p>Mentenanța purja automata</p>                                                                                                                                                                                     |
| 1.6                                                                                   | <p><b>Rezervor de aer 2000L, Model 212 Vertical</b></p> <p>Purja automată Ethadrian TRIM1</p>                                                                                                    | 1 buc. | <p>Verificarea Scurgeri</p> <p>Verificarea și mentenanța purja automată</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Verificarea Scurgeri</p> <p>Verificarea și mentenanța purja automată</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.7                                                                                   | <p><b>Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical)</b></p>                                                                                                                                   | 1 buc. | Verificarea scurgeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verificarea scurgeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.8                                                                                   | <p><b>Panou electric</b></p>                                                                                                                                                                     | 1 buc. | <p>Verificarea Panou electric</p> <p>Schimbarea siguranței</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Verificarea Panou electric</p> <p>Schimbarea siguranței</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Lot 2. Mentenanța stației de producere a oxigenului, generator O2 Sumer</b></p> |                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|     |                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | <b>Generator de oxigen Model OxyFresh 200</b><br>SUMER (Turcia)          | 1 buc. | Verificare/Testare/Calibrare Verificare UPS<br>Schneider Electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verificare/Testare/Calibrare Verificare UPS<br>Schneider Electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2 | <b>Compresor de aer</b><br><b>Model SK25/11 bar</b><br>Kaeser (Germania) | 1 buc. | <b>KIT B</b> (la PRIMA solicitare):<br>-Plase filtrante 2<br>- Spuma/Plasa radiator<br>-Filtru de Ulei 1<br>-Filtru de aer 1<br>- Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L)<br><b>Alte Lucrari:</b><br>- Gresarea rulmentilor<br>- Verificarea cuplajului elastic<br>- Verificarea scurgerilor de ulei<br>- verificarea termostatlui electronic ETC<br>- curatarea compresorului si radiatorului<br>- Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens.<br>- Resetarea orelor de mentenanta<br>- Verificarea si resetarea SIGMA Control<br>- Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent). | <b>KIT B</b> (la PRIMA solicitare):<br>-Plase filtrante 1<br>- Spuma/Plasa radiator<br>-Filtru de Ulei 1<br>-Filtru de aer 1<br>-Filtru separator<br>- Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L)<br><b>Alte Lucrari:</b><br>- Gresarea rulmentilor<br>- Verificarea cuplajului elastic<br>- Verificarea scurgerilor de ulei<br>- verificarea termostatlui electronic ETC<br>- curatarea compresorului si radiatorului<br>- Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens.<br>- Resetarea orelor de mentenanta<br>- Verificarea si resetarea SIGMA Control<br>- Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent). |
| 2.3 | <b>Compresor de aer Model SK25/11 bar</b><br>Kaeser (Germania)           | 1 buc. | <b>KIT C</b> (a doua la solicitare ) :<br>-Plase filtrante 2<br>-Filtru de Ulei 1<br>-Filtru de aer 1<br>- Filtru separator 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>KIT C</b> (a doua la solicitare ) :<br>-Plase filtrante 1<br>-Spumă radiator<br>-Filtru de Ulei 1<br>-Filtru de aer 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|     |                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L)</li> <li>- Cureau trapezoidala</li> <li>- Kit intretinere supapa retinere</li> <li>- Kit intretinere supapa admisie</li> <li>- Kit intretinere supapa comanda aerisire</li> <li>- Kit intretinere supapa termostatică</li> <li>- Kit intretinere supapa golire</li> <li>- Rulmenti cu bile motor – ventilator 2</li> <li>- Kit service Unit Eco-drain 31 Vario</li> </ul> <p><b>Alte Lucrari:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Gresarea rulmentilor</li> <li>-Verificarea cuplajului elastic</li> <li>-Verificarea scurgerilor de ulei</li> <li>- verificarea termostatlui electronic ETC</li> <li>- curatarea compresorului si radiatorului</li> <li>- Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens</li> <li>- Resetarea orelor de mentenanta</li> <li>- Verificarea si resetarea SIGMA Control</li> <li>- Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtru separator 1</li> <li>-Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L)</li> <li>- Cureau trapezoidala</li> <li>- Kit intretinere supapa min.presiune</li> <li>- Kit intretinere supapa admisie</li> <li>- Kit intretinere supapa comanda aerisire</li> <li>- Kit intretinere supapa termostatică</li> <li>- Kit intretinere Rulmenti</li> </ul> <p><b>Alte Lucrari:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Gresarea rulmentilor</li> <li>-Verificarea cuplajului elastic</li> <li>-Verificarea scurgerilor de ulei</li> <li>- verificarea termostatlui electronic ETC</li> <li>- curatarea compresorului si radiatorului</li> <li>- Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens</li> <li>- Resetarea orelor de mentenanta</li> <li>- Verificarea si resetarea SIGMA Control</li> <li>- Verificarea si ajustarea tensiunii de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent).</li> </ul> |
| 2.4 | <b>Uscator de Aer Model iDFA-60</b><br>SMC (Japonia) | 1 buc. | 1) Mașina curatata:<br>• Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Mașina curatata:<br>• Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|     |                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific.</li> <li>• Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații.</li> <li>• Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar.</li> <li>• La sfârșit, verificați funcționarea mașinii.</li> </ul> <p>2) Condensatorul Desfacere</p> | <p>inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific.</li> <li>• Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații.</li> <li>• Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar.</li> <li>• La sfârșit, verificați funcționarea mașinii.</li> </ul> <p>2) Condensatorul Desfacere</p> |
| 2.5 | <b>Sistemul de filtrare aer</b><br><b>MHA-260/G +G01;</b><br><b>MHA-260/H;</b><br><b>MHA-260/C;</b><br><b>MHA-260/DS (antibacterial).</b><br><br><b>Verificare/Curatare Purje.</b><br>SUMER (Turcia) | 1 buc. | Schimbare cartușe existente în dotarea instituției:<br>- Cartuș cod. W = 1 buc.<br>- Cartuș cod. G+G01= 1 buc.<br>- Cartuș cod. H =1 buc.<br>- Cartuș cod. C =1 buc.<br>- Cartuș cod. DS =1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schimbare cartușe existente în dotarea instituției:<br>- Cartuș cod. W = 1 buc.<br>- Cartuș cod. G+G01= 1 buc.<br>- Cartuș cod. H =1 buc.<br>- Cartuș cod. C =1 buc.<br>- Cartuș cod. DS =1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.6 | <b>Rezervor de Aer 500L (Model AVT500/11 bar)</b><br><b>Purja automata: model RD50016-15G</b><br>SUMER (Turcia)                                                                                      | 1 buc. | Verificare Scurgeri<br><br>Verificare purja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verificare Scurgeri<br><br>Verificare purja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.7 | <b>Rezervor de Oxigen AISI304 500L</b><br><b>Model AVT500/11 bar</b><br>SUMER (Turcia)                                                                                                               | 1 buc. | Verificare Scurgeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verificare Scurgeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.





I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|      |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.8  | <b>Sistem de filtrare antibacterian a oxigenului medical Model MHA-65/D+MHA-65/DS</b><br>SUMER (Turcia)                                                                                                                                               | 1 buc. | Schimbare elemente filtrante existente in dotarea institutiei:<br>-Model MHA-65/D<br>-Model MHA-65/DS             | Schimbare elemente filtrante existente in dotarea institutiei:<br>-Model MHA-65/D<br>-Model MHA-65/DS             |
| 2.9  | <b>Senzor de Oxigen Model OX-600 (RKI)</b><br>RKI (Japonia)                                                                                                                                                                                           | 1 buc. | Verificare/Testare/Calibrare<br>Schimbare Baterii la necesitate (preț neinclus)                                   | Verificare/Testare/Calibrare<br>Schimbare Baterii la necesitate (preț neinclus)                                   |
| 2.10 | <b>Detector de fum cu alarma</b><br>X-Sense                                                                                                                                                                                                           | 1 buc. | Verificare/Testare/Calibrare<br>Schimbare Baterii la necesitate (preț neinclus)                                   | Verificare/Testare/Calibrare<br>Schimbare Baterii la necesitate (preț neinclus)                                   |
| 2.11 | <b>Rampa cu butelii de rezerva</b><br><b>Model: PF-5121-0002 + PF40UT-000P</b><br><b>+PF-4202-0002+PF-3902- 0000+PF-</b><br><b>40DF-S002+KT-4200- 00EV+KT-4200-</b><br><b>0010+KT-2200-2000+KT-2200-HWA1+AQ-</b><br><b>2521-0001</b><br>MD-SRL/Italia | 1 buc. | Verificare/Testare/Calibrare<br><br>Schimbare garnituri la necesitate, Kit mentenanta reductoare (preț neinclus). | Verificare/Testare/Calibrare<br><br>Schimbare garnituri la necesitate, Kit mentenanta reductoare (preț neinclus). |
| 2.12 | <b>Control and Reducer Panel O2</b><br><b>MGSAPL6 + Transducer 0-16 bar</b><br><b>(cod. 10201010016)</b><br>Samaras Grecia                                                                                                                            | 1 buc. | Verificare/Testare/Calibrare<br><br>Schimbare garnituri la necesitate, Kit mentenanta reductoare (preț neinclus). | Verificare/Testare/Calibrare<br><br>Schimbare garnituri, senzor de presiune la necesitate (preț neinclus).        |
| 2.13 | <b>Conditioner Boch</b>                                                                                                                                                                                                                               | 1 buc. | Verificare/Testare/Calibrare<br>Schimbare Baterii la necesitate (preț neinclus)                                   | Verificare/Testare/Calibrare/Curatare/Suflare<br>Schimbare Baterii la necesitate (preț neinclus)                  |
| 2.14 | <b>Filtru de admisie a aerului în container</b><br><b>(Conform ISO 16890; Filter Class G3 - G4)</b><br>SUMER (Turcia)                                                                                                                                 | 1 buc. | Verificare/Curatare/Suflare<br>Schimbare Baterii la necesitate (preț neinclus)                                    | Verificare/Curatare/Suflare<br>Schimbare Filtru la necesitate (preț neinclus)                                     |
| 2.15 | <b>Sistem de drenare pentru evacuarea condensului din compresor și uscător</b>                                                                                                                                                                        | 1 buc. | Verificare/Curățare<br>Schimbare baterii la necesitate (preț neinclus)                                            | Verificare/Curățare                                                                                               |

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

|      |                       |        |                           |                                                               |
|------|-----------------------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
|      | SUMER (Turcia)        |        |                           | Schimbare element încălzitor la necesitate (preț<br>neinclus) |
| 2.16 | <b>Panou electric</b> | 1 buc. | Verificare Panou electric | Verificare Panou electric                                     |

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23  
la Documentatia standard nr. 115  
din 15 septembrie 2021

### Specificații de preț

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numarul procedurii de achizitie: 21348453 din 07.02.2025                                                                |
| Obiectul de achizitie: Servicii de mentenanță a stațiilor de producere a oxigenului medical pentru perioada anului 2025 |

| Cod CPV    | Nr. Lot      | Denumirea serviciilor                                              | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA)   | Suma (cu TVA)     |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 50000000-5 |              |                                                                    |                    |            |                        |                      |                   |                   |
|            | 1            | Mentenanța stației de producere a oxigenului, generator O2 INMATEC | Buc.               | 1          | 219.850,00             | 263.820,00           | 219.850,00        | 263.820,00        |
|            | 2            | Mentenanța stației de producere a oxigenului, generator O2 Sumer   | Buc.               | 1          | 127.280,00             | 152.736,00           | 127.280,00        | 152.736,00        |
|            | <b>TOTAL</b> |                                                                    |                    |            |                        |                      | <b>347.130,00</b> | <b>416.556,00</b> |

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.