

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
23.04.2021



CODICE ARTICOLO: **1022/V**
ITEM CODE:

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



CIOTOLINE PER ANALIZZATORI TIPO CENTRIFICHEM®

Da 2,0 ml. Prodotte in polistirolo cristallo con alta trasparenza ottica, antigraffio.
Apirogene, latex free

SAMPLE CUPS FOR CENTRIFICHEM® TYPE AUTOANALYZER

Volume 2.0 ml. Manufactured in crystal polystyrene with high optical clarity, non-scratch.
Pyrogen free and latex free

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	<i>Raw material – container</i>
Volume (ml)	2,0	<i>Volume (ml)</i>
Tipo	CENTRIFICHEM®	<i>Type</i>
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +70°C	<i>Temperature range</i>
Dimensioni (mm)	Ø16 x 24	<i>Dimensions (mm)</i>
Peso (gr.)	1,10	<i>Weight (gr.)</i>
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di “DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO” atto a contenere fluidi biologici umani al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio. **Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.**

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > W0503010203 (Cuvette in materiale plastico per analisi).

Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) > 1898052/R

Classificazione EDMA > 29011001 - Other Hardware + accessories + consumables + software

*Intended purpose is “In Vitro Medical Diagnostic Device”, adapted to contain human biological liquids in order to perform diagnostic analysis laboratory. **For professional use only.***

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W0503010203 (Samples analyses, plastic cuvettes)

EDMA code > 29011001 - Other Hardware + accessories + consumables + software

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the products

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, temperature range: min. -10 °C max. +50 °C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali

Before using with particular substances check the resistance/compatibility chart on our catalogue.

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): 10.000
Quantity (pcs):

Confezione interna (pz): 1.000
Internal packing (pcs):

QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE
MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Misura esterna scatola (cm): 52,5 x 37,5 x 35
External box dimensions (cm):

Peso (Kg): 10,9
Weight (Kg):

Volume (m³): 0,069
Volume (m³):

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable