


Langlebig, hoch flexibel und hochwertig
Durable, highly flexible and high quality


· Verbesserter Korrosionsschutz
durch versilberte Litzen unserer monopolaren
Anschlüsse

Improved corrosion protection through
silver-plated strands of our monopolar pins



Monopolar

Geräteseite / Unit connecting



Buchse
socket
4mm

Resektoskop
resectoscope
2mm

Olympus
Resektoskop
Olympus
resectoscope
3mm

Storz
Resektoskop,
gewinkelt
Storz
resectoscope,
angled

Storz
Resektoskop,
gerade
Storz
resectoscope,
straight

Arthroskopie,
6-Kant
arthroscopy
hexagon

Erbe VIO/ICC/ACC



3 m

92002

92011

-

-

-

92081

5 m

92003

92012

-

92061

92063

-

Martin; Berchtold; Integra



3 m

-

-

-

-

-

-

5 m

92175

92184

-

-

-

-

Erbe T-Serie / International 4mm



3 m

92004

92009

92089

92042

92062

-

5 m

92005

92010

92090

92050

-

-

Valleylab



3 m

92051

92013

-

-

-

-

5 m

92105

92014

-

-

-

-

Ellman



3 m

92203

-

-

-

-

-

5 m

-

-

-

-



-

-

Langlebig, hoch flexibel und hochwertig
Durable, highly flexible and high quality

Verbesserter Korrosionsschutz
durch versilberte Litzen, auch bei unseren
bipolaren Modellen

Improved corrosion protection through
silver-plated strands, also with our bipolar
models



Bipolar

Geräteseite / Unit connecting

Flachstecker, gerade <i>Flat plug, straight</i>	Flachstecker, gewinkelt <i>Flat plug, angled</i>	Flachstecker Vierkant <i>Flat plug, square</i>	2-Pin-Stecker, gewinkelt, US-Modell <i>2-pin plug, angled, US-model</i>

 Valleylab	3 m	92029	-	92019	92115
	5 m	92030	92196	92020	92094
 Erbe VIO/ICC/ACC; Storz	3 m	92023	-	92015	92110
	5 m	92024	92190	92016	92111
 Martin; Berchtold; Integra	3 m	92025	-	92017	92113
	5 m	92026	92192	92018	92092
 Ellman	3 m	92204	-	-	92138
	5 m	-	-	-	-
 Uniflex	3 m	92127	-	-	-
	5 m	92128	-	-	-
 US-Modelle 2 Pol	3 m	92027	-	92021	92114
	5 m	92028	92194	92022	92093



Nicht konform mit der internationalen Norm IEC 60601-2-2:2010-01.
Nur an bipolaren Ausgang von Hochfrequenzgeneratoren anschließen.
Not conform with the international standard IEC 60601-2-2:2010-01.
Connect to bipolar output for high-frequency generators only.