



100 years of Passion

For all information :

Pour tout renseignement :

Para más información :



Tel. (World -Mundo) : +33 3 25 02 10 35

Tél. (France) : 03 25 02 10 10

Monday to Friday - Du lundi au vendredi - De lunes a viernes

From 8:00 am to 6:00 pm (non stop) - De 8 heures à 18 heures - De las 8 a las 18



contact@landanger.com



Corporate office - Siège - Sede

LANDANGER

217 Rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

FRANCE

Manufacturing & Logistic - Production et Logistique - Fabricación y logística

Rue Renée et Louis Landanger

52000 Chaumont

FRANCE

Delacroix-Chevalier® is a brand of LANDANGER Company

Contact - Contact - Contacto :

La famille Landanger a travaillé pour les familles Delacroix et Chevalier pendant plus de 40 ans.

Depuis plus de 15 ans, Delacroix et Chevalier sont unis à la famille Landanger.

Une passion commune : développer avec vous l'excellence de l'instrumentation.

A Louis Landanger,

de la part de son petit fils.

La familia Landanger ha trabajado para las familias Delacroix y Chevalier durante más de 40 años.

Por más de 15 años, Delacroix y Chevalier están unidos a la familia Landanger.

Una pasión comuna : desarrollar con ustedes la excelencia de la instrumentación.

A Louis Landanger,

de parte de su nieto.



Delacroix-Chevalier

Paris



The team Landanger, 1952.

The Landanger family has worked for both the Delacroix family and the Chevalier family for over 40 years.

For the last 15 years, Delacroix and Chevalier are united to the Landanger family.

One common passion: to develop with you state-of-the-art instrumentation.

To Louis Landanger,
from his grandson.

Pictograms / Pictogrammes / Pictogramas



Resano



Cooley



DeBaKey

Indicates instrument jaws pattern.
Indique le modèle des mors.
Indica el modelo de las bocas.



TC Inserts

Jaws with serrated Tungsten Carbide inserts.
Mors avec inserts Tungstène striés.
Bocas con insertos de Tungsteno estriados.



Diamonite

Instrument jaws coated with tungsten carbide powder.
Mors micro diamantés.
Bocas micro diamantes.



TC Inserts

Instrument jaws with smooth Tungsten Carbide inserts.
Mors avec inserts Tungstène lisses.
Bocas con insertos de Tungsteno lisos.



Supercut

One blade is micro serrated, the other one is razor sharpened.
Une lame micro-dentée et une lame rasoir.
Una cuchilla de micro-serrado y una cuchilla de afeitar.



Ultracut

Razor sharpened blades.
Lames rasoir.
Cuchilla de afeitar.




Counterbalanced

Micro instrument heel is designed with a counterweight.
Contre-poids ajouté au talon de l'instrument.
Añadido peso contra el talón del instrumento.



Streamline

Avoids catching sutures in the articulation.
Évite de coincer les fils dans l'articulation.
Evita pellizcar el hilo en la articulación.



Indicates main dimensions of retractors.
Dimensions des écarteurs.
Dimensiones separadores.



Titanium

Indicates instrument availability in Titanium version.
Add Ti at the end of the code for the Titanium version.
Indique que l'instrument existe en version Titane.
Ajouter Ti à la fin de la référence pour le modèle Titane.
Indica que el instrumento está disponible en Titanio.
Añadir Ti al final de la referencia para el modelo de Titanio.

DC00000-00

Indicates the code article.
Référence de l'instrument.
Instrumento de referencia.



DC00000-00


The orange code identify the instrument pictured.
Le cadre orange correspond à la photo présentée.
El marco naranja corresponde a la foto presentada.



Scale
Échelle
Escala.

Indexes Summary / Sommaire des Index / Resumen de los Índices

Numerical Index / Index Numérique / Índice Numérico



P 5 - 20

Alphabetical Index / Index Alphabétique / Índice Alfabético

English




P 21 - 28

Français




P 29 - 36

Español




P 37 - 44

Numerical Index / Index Numérique / Índice Numérico

Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página
B25925	2	40	B404470	1	39	B80303	3	64
B35007	2	46	B404471	1	39	B80304	3	64
B35008	2	46	B40448	1	35	B80306	3	64
B35042	2	47	B60400	4.2	67	B80330	6	13
B35043	2	47	B60420	4.2	67	B803990	3	58
B35044	2	47	B60535	4.2	59	B80400	3	58
B35045	2	47	B60540	4.2	57	B80405	3	58
B35046	2	47	B60550	4.2	57	B80410	3	58
B35047	2	47	B60560	4.2	57	B80535	3	48
B35048	2	49	B60580	4.2	57	B80537	3	48
B35049	2	49	B60601	4.2	57	B80538	3	48
B35050	2	49	B60603	4.2	57	B805410	3	48
B35060	2	49	B60604	4.2	57	B80544	3	47
B35070	2	49	B60606	4.2	57	B80546	3	47
B35080	2	49	B60608	4.2	57	B80551	3	47
B35090	2	49	B60610	4.2	57	B86205	2	41
B35100	2	49	B60620	4.2	57	B86210	2	41
B351010	2	49	B60630	4.2	57	B86215	2	41
B351011	2	49	B60650	4.2	57	B86220	2	41
B351020	2	49	B60670	4.2	57	B86225	2	41
B351021	2	49	B60710	4.2	57	B86230	2	41
B35104	2	48	B60720	4.2	57	B86235	2	41
B35106	2	48	B60730	4.2	57	B86240	2	41
B35110	2	48	B60750	4.2	57	B86245	2	41
B35120	2	48	B60753	4.2	57	B86250	2	41
B35130	2	48	B60820	4.2	59	B86255	2	41
B35140	2	48	B60885	4.2	70	B86260	2	41
B35150	2	48	B60890	4.2	70	B86265	2	42
B35160	2	48	B65190	4.2	64	B86270	2	42
B35172	2	48	B65495	4.2	66	B86275	2	42
B35174	2	48	B65500	4.2	66	B86280	2	42
B351750	2	48	B802715	3	66	B86285	2	42
B351751	2	48	B802716	3	66	B86290	2	42
B351780	2	48	B802717	3	66	B86295	2	42
B351781	2	48	B802885	3	65	B86300	2	42
B35228	2	40	B802886	3	65	B86305	2	43
B35230	2	40	B802887	3	65	B86310	2	43
B35232	2	40	B802888	3	65	B86315	2	43
B35234	2	40	B802889	3	65	B86320	2	43
B35240	2	48	B802890	3	65	B86325	2	44
B35250	2	48	B802891	3	65	B86330	2	44
B35260	2	50	B802892	3	65	B86335	2	44
B40440	1	39	B802893	3	65	B86340	2	44
B40445	1	39	B802894	3	65	B86345	2	44
B404450	1	39	B802912	3	46	B86350	2	44
B404451	1	39	B802913	3	46	B86365	2	45
B404453	1	39	B802914	3	46	B86370	2	45
B404454	1	39	B802915	3	46	B86375	2	45
B40446	1	39	B80301	3	64	B86380	2	45
B40447	1	39	B80302	3	64	B86385	2	45

Numerical Index / Index Numérique / Índice Numérico

Code Référence Referencia		Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página		Code Référence Referencia		Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página		Code Référence Referencia		Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página
B86500		1	42		DC12001-18	+TI	1	3		DC12500-21SB		1	6
B86505		1	42		DC12001-21	+TI	1	3		DC12501-18		1	5
B86510		1	42		DC12001-23	+TI	1	3		DC12501-18S		1	6
B86515		1	42		DC12100-12		1	19		DC12501-18SB		1	6
B86520		1	43		DC12100-15	+TI	1	19		DC12501-21		1	5
B86525		1	43		DC12100-18	+TI	1	19		DC12501-21S		1	6
B86530		1	43		DC12100-21	+TI	1	19		DC12501-21SB		1	6
B86535		1	43		DC12101-12		1	19		DC12550-24S		1	13
B86540		1	43		DC12101-15	+TI	1	19		DC12600-15		1	20
B86545		1	43		DC12101-18	+TI	1	19		DC12600-18		1	20
B86550		1	43		DC12101-21	+TI	1	19		DC12600-21		1	20
B86555		1	43		DC12310-12		1	11		DC12601-15		1	20
B86600		1	44		DC12310-15	+TI	1	11		DC12601-18		1	20
B86610		1	44		DC12310-18	+TI	1	11		DC12601-21		1	20
B86700		1	36		DC12310-18S		1	12		DC12710-15		1	14
B86705		1	36		DC12310-18SB		1	12		DC12710-18		1	14
B86710		1	36		DC12310-21	+TI	1	11		DC12710-21		1	14
B86715		1	36		DC12310-21S		1	12		DC12810-15		1	18
B86720		1	36		DC12310-21SB		1	12		DC12810-18		1	18
B86725		1	36		DC12311-12		1	11		DC12810-21		1	18
B86730		1	38		DC12311-15	+TI	1	11		DC12900-12		1	7
B86735		1	38		DC12311-18	+TI	1	11		DC12900-15	+TI	1	7
B86740		1	38		DC12311-18S		1	12		DC12900-18	+TI	1	7
B86745		1	38		DC12311-18SB		1	12		DC12900-21	+TI	1	7
B86750		1	37		DC12311-21	+TI	1	11		DC12905-12		1	7
B86755		1	37		DC12311-21S		1	12		DC12905-15	+TI	1	7
B86760		1	37		DC12311-21SB		1	12		DC12905-18	+TI	1	7
B86765		1	37		DC12320-15		1	11		DC12905-21	+TI	1	7
B86770		1	37		DC12320-18		1	11		DC12920-15		1	9
B86775		1	37		DC12320-21		1	11		DC12920-18		1	9
B86780		1	37		DC12321-15		1	11		DC12920-18S		1	8
B86785		1	37		DC12321-18		1	11		DC12920-18SB		1	8
B95150		6	14		DC12321-21		1	11		DC12920-21		1	9
B95200		6	14		DC12330-18	+TI	1	15		DC12920-21S		1	8
B952014		6	14		DC12330-21	+TI	1	15		DC12920-21SB		1	8
B952018		6	14		DC12340-18	+TI	1	15		DC12925-15		1	9
B952020		6	14		DC12340-21	+TI	1	15		DC12925-18		1	9
B95205		6	14		DC12410-12		1	17		DC12925-21		1	9
B95210		6	14		DC12410-15	+TI	1	17		DC12940-18		1	10
DC12000-12		1	3		DC12410-18	+TI	1	17		DC12940-21		1	10
DC12000-15	+TI	1	3		DC12410-21	+TI	1	17		DC13010-18		1	21
DC12000-18	+TI	1	3		DC12411-12		1	17		DC13010-23	+TI	1	21
DC12000-18S		1	4		DC12411-15	+TI	1	17		DC13010-27		1	21
DC12000-18SB		1	4		DC12411-18	+TI	1	17		DC13010-32		1	21
DC12000-21	+TI	1	3		DC12411-21	+TI	1	17		DC13020-18		1	21
DC12000-21S		1	4		DC12500-18		1	5		DC13020-23	+TI	1	21
DC12000-21SB		1	4		DC12500-18S		1	6		DC13020-27		1	21
DC12000-23	+TI	1	3		DC12500-18SB		1	6		DC13020-32		1	21
DC12001-12		1	3		DC12500-21		1	5		DC13030-21S		1	16
DC12001-15	+TI	1	3		DC12500-21S		1	6		DC13030-24S		1	16

Numerical Index / Index Numérique / Índice Numérico

Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página
DC13040-21S		16	DC14001-14		27	DC15600-20		31
DC13040-24S		16	DC14001-18		27	DC15600-24		31
DC13100-16	+TI	24	DC14100-14		27	DC15600-28		33
DC13100-20	+TI	24	DC14100-18		27	DC15600-30		31
DC13100-24	+TI	24	DC14100-21		27	DC15700-15		31
DC13100-30		24	DC14110-14		27	DC15700-20		31
DC13101-12		24	DC14110-18		27	DC15700-24		31
DC13101-16		24	DC14210-14		27	DC15700-30		31
DC13101-20	+TI	24	DC14210-18		27	DC16600-11		40
DC13101-24		24	DC14211-14		27	DC16601-11		40
DC13101-30		24	DC14211-18		27	DC16700-11		40
DC13102-16		23	DC14300-12		28	DC16800-13		40
DC13102-20		23	DC14300-16		28	DC16900-13		40
DC13102-24		23	DC14300-20		28	DC17000-11		41
DC13103-16		23	DC14300-24		28	DC17001-11		41
DC13103-20		23	DC14310-12		28	DC17100-11		41
DC13103-24		23	DC14310-16		28	DC17200-13		41
DC13110-28		22	DC14310-20		28	DC17300-13		41
DC13200-16	+TI	24	DC14310-24		28	DC20000-18		13
DC13200-20	+TI	24	DC14800-15		29	DC20001-18		13
DC13200-24	+TI	24	DC14900-18	+TI	29	DC20010-18		12
DC13200-30		24	DC15100-12		30	DC20011-18	+TI	12
DC13201-24		26	DC15100-14		30	DC20023-16		21
DC13202-16		23	DC15100-16		30	DC20032-18		21
DC13202-20		23	DC15100-18		30	DC20033-18		21
DC13202-24		23	DC15100-21		30	DC20040-18		21
DC13300-16	+TI	24	DC15100-23		30	DC20041-12		5
DC13300-20	+TI	24	DC15100-25		30	DC20041-18		5
DC13300-24	+TI	24	DC15100-30		30	DC20041-21		5
DC13300-30		24	DC15200-15		34	DC20042-12		5
DC13302-16		23	DC15200-23		34	DC20042-18		5
DC13302-20		23	DC15200-25		34	DC20042-21		5
DC13302-24		23	DC15400-15		31	DC20043-12		5
DC13400-16		24	DC15400-20		31	DC20043-18		5
DC13400-20		24	DC15400-24		31	DC20043-21		5
DC13400-24		24	DC15400-30		31	DC20044-12		5
DC13400-30		24	DC15410-15		32	DC20044-18		5
DC13402-16		23	DC15410-18		32	DC20044-21		5
DC13402-20		23	DC15410-21		32	DC20045-12		5
DC13402-24		23	DC15420-15		32	DC20045-18		5
DC13500-16	+TI	25	DC15420-18		32	DC20045-21		5
DC13500-20	+TI	25	DC15420-21		32	DC20046-12		5
DC13500-24	+TI	25	DC15430-15		32	DC20046-18		5
DC13500-30		25	DC15430-18		32	DC20046-21		5
DC13550-16		25	DC15430-21		32	DC20050-12		8
DC13550-20		25	DC15500-15		31	DC20050-18		8
DC13550-24		25	DC15500-20		31	DC20050-21		8
DC13550-30		25	DC15500-24		31	DC20051-12		8
DC14000-14		27	DC15500-30		31	DC20051-18		8
DC14000-18		27	DC15600-15		31	DC20051-21		8

Numerical Index / Index Numérique / Índice Numérico

Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página
DC20052-12	2	8	DC20062-12	2	6	DC20112-18	2	19
DC20052-18	2	8	DC20062-15	2	6	DC20113-09	2	19
DC20052-21	2	8	DC20062-18 +TI	2	6	DC20113-12	2	19
DC20053-12	2	8	DC20062-18S	2	7	DC20113-15	2	19
DC20053-18	2	8	DC20062-18SB	2	7	DC20113-18 +TI	2	19
DC20053-21	2	8	DC20062-21	2	6	DC20114-18	2	12
DC20054-12	2	8	DC20062-21S	2	7	DC20120-15	2	16
DC20054-18	2	8	DC20062-21SB	2	7	DC20120-18	2	16
DC20054-21	2	8	DC20063-12	2	6	DC20121-15	2	16
DC20055-12	2	3	DC20063-15	2	6	DC20121-18	2	16
DC20055-15	2	3	DC20063-18 +TI	2	6	DC20121-18S	2	17
DC20055-18	2	3	DC20063-18S	2	7	DC20121-18SB	2	17
DC20055-18S	2	4	DC20063-18SB	2	7	DC20122-15	2	16
DC20055-21	2	3	DC20063-21	2	6	DC20122-18	2	16
DC20056-12	2	3	DC20063-21S	2	7	DC20122-18S	2	17
DC20056-15	2	3	DC20063-21SB	2	7	DC20122-18SB	2	17
DC20056-18	2	3	DC20064-12	2	6	DC20123-15	2	16
DC20056-18S	2	4	DC20064-15	2	6	DC20123-18	2	16
DC20056-21	2	3	DC20064-18 +TI	2	6	DC20124-15	2	16
DC20057-12	2	3	DC20064-18S	2	7	DC20124-18	2	16
DC20057-15	2	3	DC20064-18SB	2	7	DC20124-18S	2	17
DC20057-18	2	3	DC20064-21	2	6	DC20124-18SB	2	17
DC20057-18S	2	4	DC20064-21S	2	7	DC20130-18	2	18
DC20057-21	2	3	DC20064-21SB	2	7	DC20131-18	2	18
DC20058-12	2	3	DC20065-12	2	3	DC20132-18	2	18
DC20058-15	2	3	DC20065-18	2	3	DC20133-18	2	18
DC20058-18	2	3	DC20065-21	2	3	DC20134-18	2	18
DC20058-18S	2	4	DC20092-20	2	22	DC20140-18	2	20
DC20058-21	2	3	DC20093-20	2	22	DC20141-18	2	20
DC20059-12	2	3	DC20100-19	2	23	DC20142-18	2	9
DC20059-15	2	3	DC20100-22	2	23	DC20143-18	2	9
DC20059-18	2	3	DC20100-24	2	23	DC20143-18S	2	10
DC20059-18S	2	4	DC20101-19	2	23	DC20143-18SB	2	10
DC20059-21	2	3	DC20101-22 +TI	2	23	DC20144-18	2	9
DC20060-12	2	6	DC20101-24	2	23	DC20145-18	2	9
DC20060-15	2	6	DC20102-19	2	23	DC20146-18	2	9
DC20060-18	2	6	DC20102-22 +TI	2	23	DC20146-18S	2	10
DC20060-18S	2	7	DC20102-24	2	23	DC20146-18SB	2	10
DC20060-18SB	2	7	DC20103-19	2	23	DC20150-18	2	20
DC20060-21	2	6	DC20103-22 +TI	2	23	DC20151-18	2	20
DC20060-21S	2	7	DC20103-24	2	23	DC20152-18	2	11
DC20060-21SB	2	7	DC20110-12	2	19	DC20153-18	2	11
DC20061-12	2	6	DC20110-15	2	19	DC20154-18	2	11
DC20061-15	2	6	DC20110-18	2	19	DC20155-18	2	11
DC20061-18 +TI	2	6	DC20111-12	2	19	DC20156-18	2	11
DC20061-18S	2	7	DC20111-15	2	19	DC20160-12	2	14
DC20061-18SB	2	7	DC20111-18	2	19	DC20160-15	2	14
DC20061-21	2	6	DC20112-09	2	19	DC20160-18	2	14
DC20061-21S	2	7	DC20112-12	2	19	DC20160-20	2	14
DC20061-21SB	2	7	DC20112-15	2	19	DC20161-12	2	14

Numerical Index / Index Numérique / Índice Numérico

Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página
DC20161-15	2	14	DC21105-22	2	24	DC21223-18	2	28
DC20161-18	2	14	DC21106-28	2	24	DC21224-13	2	28
DC20161-20	2	14	DC21107-28	2	24	DC21224-18	2	28
DC20162-12	2	14	DC21108-28	2	24	DC21225-13	2	28
DC20162-15	2	14	DC21112-17	2	34	DC21225-18	2	28
DC20162-18	2	14	DC21120-22	2	38	DC21230-14	2	32
DC20162-20	2	14	DC21130-14	2	34	DC21230-17	2	32
DC20163-12	2	14	DC21130-18	2	34	DC21231-14	2	32
DC20163-15	2	14	DC21131-14	2	34	DC21231-17	2	32
DC20163-18	2	14	DC21131-18	2	34	DC21232-14	2	32
DC20163-20	2	14	DC21132-18	2	34	DC21232-17	2	32
DC20164-12	2	14	DC21150-15	2	26	DC21233-17	2	32
DC20164-15	2	14	DC21150-19	2	26	DC21234-14	2	32
DC20164-18	2	14	DC21151-15	2	26	DC21234-17	2	32
DC20164-20	2	14	DC21151-19	2	26	DC21235-14	2	32
DC20180-12	2	15	DC21152-15	2	26	DC21235-17	2	32
DC20180-18	2	15	DC21152-19	2	26	DC21260-00	2	30
DC20180-21	2	15	DC21161-19	2	25	DC21261-00	2	30
DC20181-12	2	15	DC21162-19	2	25	DC21270-00	2	31
DC20181-18	2	15	DC21170-14	2	29	DC21270-14	2	31
DC20181-21	2	15	DC21170-18	2	29	DC21272-14	2	31
DC20182-12	2	15	DC21171-14	2	29	DC21272-17	2	31
DC20182-18	2	15	DC21171-18	2	29	DC21273-14	2	31
DC20182-21	2	15	DC21172-14	2	29	DC21273-17	2	31
DC20183-12	2	15	DC21172-18	2	29	DC21274-00	2	31
DC20183-18	2	15	DC21173-14	2	29	DC21274-14	2	31
DC20183-21	2	15	DC21173-18	2	29	DC21275-00	2	31
DC20184-12	2	15	DC21174-14	2	29	DC21275-14	2	31
DC20184-18	2	15	DC21174-18	2	29	DC21276-14	2	31
DC20184-21	2	15	DC21180-14	2	33	DC21276-17	2	31
DC21000-24	+TI	2	DC21180-18	2	33	DC21290-00	2	33
DC21000-27	+TI	2	DC21181-14	2	33	DC21300-17	2	30
DC21001-24	+TI	2	DC21181-18	2	33	DC21320-18	2	30
DC21001-27	+TI	2	DC21211-15	2	27	DC21400-18	2	37
DC21050-18	2	35	DC21211-19	2	27	DC21400-20	2	37
DC21050-26	2	35	DC21212-15	2	27	DC21400-23	2	37
DC21100-14	2	24	DC21212-19	2	27	DC21410-18	2	37
DC21100-17	2	24	DC21213-15	2	27	DC21410-20	2	37
DC21101-14	2	24	DC21213-19	2	27	DC21410-23	2	37
DC21101-17	2	24	DC21214-15	2	27	DC22330-23	2	39
DC21102-14	2	24	DC21214-19	2	27	DC30000-00	3	10
DC21102-17	2	24	DC21215-15	2	27	DC30001-00	3	10
DC21103-14	2	24	DC21215-19	2	27	DC30002-00	3	11
DC21103-17	2	24	DC21220-17	2	39	DC30020-06	3	12
DC21103-22	2	24	DC21220-18	2	39	DC30030-00	3	12
DC21104-14	2	24	DC21221-13	2	28	DC30040-15	3	12
DC21104-17	2	24	DC21221-18	2	28	DC30050-25	3	12
DC21104-22	2	24	DC21222-13	2	28	DC30100-00	3	13
DC21105-14	2	24	DC21222-18	2	28	DC30145-30	3	8
DC21105-17	2	24	DC21223-13	2	28	DC30145-40	3	8

Numerical Index / Index Numérique / Índice Numérico

Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página
DC30145-70	3	8	DC30421-40	3	21	DC31010-30	3	27
DC30146-30	3	8	DC30422-50	3	21	DC31011-40	3	27
DC30146-40	3	8	DC30424-40	3	21	DC31020-30	3	27
DC30146-70	3	8	DC30430-00	3	21	DC31021-40	3	27
DC30147-00	3	7	DC30500-00	3	34	DC31030-00	3	27
DC30148-00	3	7	DC30510-22	3	34	DC31100-20	3	25
DC30149-01	3	6	DC30511-30	3	34	DC31100-75	3	25
DC30149-02	3	6	DC30512-35	3	34	DC31200-01	3	25
DC30151-50	3	7	DC30513-50	3	34	DC31200-02	3	25
DC30153-22	3	9	DC30600-00	3	35	DC31200-03	3	25
DC30153-27	3	9	DC30660-00	3	38	DC31200-04	3	25
DC30154-20	3	9	DC30661-20	3	38	DC31200-05	3	25
DC30154-25	3	9	DC30661-30	3	38	DC31300-01	3	36
DC30155-20	3	9	DC30661-40	3	38	DC31300-02	3	36
DC30155-25	3	9	DC30662-20	3	38	DC31300-03	3	36
DC30156-22	3	9	DC30662-30	3	38	DC31300-04	3	37
DC30156-27	3	9	DC30663-30	3	38	DC31300-05	3	37
DC30159-00	3	7	DC30664-20	3	38	DC31300-06	3	37
DC30159-02	3	7	DC30664-30	3	38	DC31400-00	3	31
DC30165-30	3	8	DC30664-40	3	38	DC31411-41	3	32
DC30165-40	3	8	DC30665-20	3	38	DC31500-00	3	31
DC30165-50	3	8	DC30665-30	3	38	DC31502-00	3	31
DC30166-30	3	8	DC30670-00	3	42	DC31510-40	3	31
DC30166-40	3	8	DC30700-00	3	22	DC31511-72	3	31
DC30166-50	3	8	DC30709-23	3	23	DC31600-08	3	32
DC30200-00	3	15	DC30710-28	3	23	DC31602-12	3	32
DC30200-99	3	15	DC30711-32	3	23	DC31610-45	3	32
DC30209-00	3	16	DC30712-38	3	23	DC31611-65	3	32
DC30210-20	3	16	DC30713-50	3	23	DC31650-00	3	28
DC30211-25	3	16	DC30714-00	3	23	DC31651-00	3	28
DC30212-20	3	16	DC30714-43	3	23	DC31652-00	3	28
DC30219-23	3	16	DC30720-10	3	23	DC31653-00	3	28
DC30220-28	3	16	DC30721-20	3	23	DC31654-00	3	29
DC30221-32	3	16	DC30722-25	3	23	DC31655-00	3	29
DC30222-38	3	16	DC30730-30	3	23	DC31656-00	3	29
DC30223-43	3	16	DC30731-30	3	23	DC31657-00	3	30
DC30224-50	3	16	DC30732-40	3	23	DC31658-00	3	30
DC30229-23	3	16	DC30733-50	3	23	DC31659-00	3	30
DC30230-28	3	16	DC30740-00	3	23	DC31700-00	3	33
DC30231-32	3	16	DC30800-00	3	40	DC31900-00	3	43
DC30232-38	3	16	DC30810-25	3	40	DC32000-00	3	44
DC30233-43	3	16	DC30811-35	3	40	DC32001-00	3	44
DC30234-50	3	16	DC30812-45	3	40	DC32100-00	3	18
DC30250-00	3	16	DC30813-55	3	40	DC32101-00	3	18
DC30260-00	3	17	DC30900-20	3	41	DC32300-00	3	39
DC30269-00	3	17	DC30900-35	3	41	DC32450-25	3	45
DC30300-00	3	19	DC30900-45	3	41	DC32450-28	3	45
DC30400-00	3	20	DC30900-55	3	41	DC32450-38	3	45
DC30412-32	3	21	DC30991-40	3	21	DC32450-54	3	45
DC30420-30	3	21	DC31000-90	3	26	DC32451-25	3	45

Numerical Index / Index Numérique / Índice Numérico

Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página
DC32451-28	3	45	DC36100-50	3	60	DC40057-27	4.2	34
DC32451-38	3	45	DC36100-90	3	60	DC40059-24	4.2	34
DC32451-54	3	45	DC36200-30	3	59	DC40060-20	4.2	40
DC32800-08	3	24	DC36400-24	3	55	DC40070-19	4.2	58
DC32801-06	3	24	DC36800-03	3	49	DC40071-23	+TI 4.2	58
DC33000-14	3	50	DC36800-06	3	49	DC40080-26	4.2	6
DC33000-17	3	50	DC36800-09	3	49	DC40081-24	4.2	9
DC33000-20	3	50	DC36800-12	3	49	DC40082-27	4.2	9
DC33010-25	3	52	DC36801-10	3	51	DC40083-31	+TI 4.2	9
DC33020-20	3	53	DC36801-13	3	51	DC40084-32	4.2	9
DC33020-30	3	53	DC36801-14	3	51	DC40087-26	4.2	4
DC33100-00	3	55	DC36801-15	3	51	DC40090-20	+TI 4.2	36
DC33100-28	3	55	DC36801-17	3	51	DC40091-18	+TI 4.2	36
DC33100-90	3	55	DC36801-29	3	51	DC40100-12	4.1	22
DC33110-00	3	55	DC36802-16	3	51	DC40101-12	4.1	22
DC33110-01	3	55	DC36802-17	3	51	DC40110-14	4.1	22
DC33120-00	3	55	DC36802-20	3	51	DC40111-14	4.1	22
DC33200-15	3	54	DC36802-24	3	51	DC40120-16	4.1	22
DC33200-20	3	54	DC36802-27	3	51	DC40121-16	4.1	22
DC33300-03	3	54	DC36802-28	3	51	DC40130-14	4.2	41
DC33300-04	3	54	DC36910-00	3	14	DC40131-16	4.2	41
DC33400-00	3	43	DC38000-27	3	56	DC40132-18	4.2	41
DC33410-25	3	62	DC38001-27	3	56	DC40133-20	4.2	41
DC33411-35	3	62	DC40000-14	4.1	23	DC40135-28	4.2	41
DC33700-09	3	63	DC40001-13	4.1	23	DC40140-14	4.2	41
DC33700-11	3	63	DC40002-11	4.1	23	DC40142-18	4.2	41
DC33700-13	3	63	DC40003-13	4.1	23	DC40143-20	4.2	41
DC33700-15	3	63	DC40004-13	4.1	23	DC40144-26	4.2	41
DC33700-18	3	63	DC40010-16	+TI 4.1	26	DC40145-28	4.2	41
DC33800-09	3	63	DC40011-17TI	4.1	44	DC40151-21	4.2	20
DC33800-11	3	63	DC40012-20TI	4.2	36	DC40152-20	4.2	20
DC33800-13	3	63	DC40013-21TI	4.2	42	DC40153-21	4.2	21
DC33800-15	3	63	DC40014-21TI	4.2	43	DC40154-20	4.2	21
DC33800-18	3	63	DC40020-15	+TI 4.1	26	DC40155-26	4.2	22
DC34000-14	3	64	DC40021-16	+TI 4.1	26	DC40156-18	4.2	23
DC34000-18	3	64	DC40030-17	4.2	59	DC40156-20	4.2	23
DC34000-22	3	64	DC40031-17	4.2	59	DC40157-14	4.2	24
DC34100-00	3	57	DC40040-19	4.2	35	DC40157-16	4.2	24
DC34200-02	3	57	DC40041-22	4.2	35	DC40157-18	4.2	24
DC34400-01	3	57	DC40042-19	4.2	35	DC40157-20	4.2	24
DC34400-02	3	57	DC40043-22	4.2	35	DC40158-23	4.2	24
DC34400-03	3	57	DC40044-18	4.2	35	DC40159-23	4.2	24
DC35600-25	3	61	DC40045-26	4.2	35	DC40165-21	4.2	22
DC35600-38	3	61	DC40050-20	+TI 4.2	34	DC40165-29	4.2	22
DC35600-50	3	61	DC40051-21	4.2	34	DC40165-32	4.2	22
DC35600-75	3	61	DC40052-25	+TI 4.2	34	DC40165-33	4.2	22
DC35800-40	3	59	DC40053-26	4.2	34	DC40166-16	4.2	32
DC35800-62	3	59	DC40054-25	4.2	34	DC40166-17	4.2	32
DC35801-40	3	59	DC40055-23	4.2	34	DC40167-17	4.2	32
DC35801-62	3	59	DC40056-30	+TI 4.2	34	DC40168-17	4.2	31

Numerical Index / Index Numérique / Índice Numérico

Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página
DC40169-16		31	DC40340-22	+TI	55	DC40604-13		21
DC40170-18		31	DC40341-23	+TI	55	DC40605-12		21
DC40200-17		29	DC40342-26		55	DC40606-12		21
DC40203-15		29	DC40343-20	+TI	55	DC40607-13		21
DC40204-17		29	DC40344-23	+TI	55	DC40610-18		45
DC40210-24		8	DC40345-26		55	DC40611-16		45
DC40210-25		8	DC40346-21		38	DC40612-21		45
DC40210-27		8	DC40347-22		38	DC40613-24		45
DC40220-17		28	DC40351-22		42	DC40614-18		45
DC40221-16		28	DC40352-22		43	DC40615-16		45
DC40222-18		28	DC40361-18		42	DC40616-17		45
DC40223-18		28	DC40362-26	+TI	43	DC40617-19		45
DC40230-16	+TI	41	DC40363-18		43	DC40618-20		63
DC40231-20		41	DC40370-12		43	DC40620-16	+TI	53
DC40232-19		41	DC40371-16		43	DC40621-17	+TI	53
DC40240-17		24	DC40372-15		43	DC40622-16		53
DC40241-17		24	DC40373-14		43	DC40623-17	+TI	53
DC40242-17	+TI	24	DC40380-26	+TI	39	DC40624-21		53
DC40250-25		50	DC40381-28		39	DC40625-22		53
DC40251-24		50	DC40400-20		44	DC40626-26		53
DC40252-25		50	DC40410-20		14	DC40628-17	+TI	41
DC40253-24		50	DC40411-20	+TI	14	DC40629-17	+TI	54
DC40255-26	+TI	3	DC40420-23		69	DC40630-16		54
DC40256-22		5	DC40421-25		69	DC40631-17		54
DC40257-27		5	DC40425-40		68	DC40632-20		54
DC40260-20		25	DC40425-50		68	DC40633-22		54
DC40261-25		25	DC40425-60		68	DC40634-25		54
DC40262-26		25	DC40426-40		68	DC40635-15		40
DC40263-26		25	DC40426-50		68	DC40635-15		54
DC40264-27		25	DC40426-60		68	DC40636-15		40
DC40265-24		25	DC40430-19		37	DC40636-15		54
DC40270-23		58	DC40431-19		37	DC40640-22	+TI	48
DC40271-26		58	DC40432-19		37	DC40641-26	+TI	48
DC40280-16		7	DC40433-19	+TI	37	DC40642-24		48
DC40280-26		7	DC40440-20		11	DC40643-27		48
DC40281-31		7	DC40441-20		11	DC40650-28		30
DC40290-20		10	DC40460-25		13	DC40651-25		30
DC40290-23		10	DC40480-26		29	DC40652-31		19
DC40290-26		10	DC40510-26		12	DC40653-18		18
DC40290-31		10	DC40511-26		12	DC40654-27		18
DC40291-20		10	DC40520-21		60	DC40655-33		18
DC40291-23		10	DC40521-22		60	DC40660-22		27
DC40291-26		10	DC40530-26		16	DC40661-27		27
DC40291-31		10	DC40540-21		15	DC40662-26	+TI	27
DC40300-31		17	DC40541-25		15	DC40663-20		27
DC40320-17		42	DC40542-30		15	DC40664-25		27
DC40321-18		42	DC40600-13		21	DC40665-27		27
DC40322-18		42	DC40601-12		21	DC40670-20		26
DC40323-18		42	DC40602-10	+TI	21	DC40671-25		26
DC40330-22		28	DC40603-13	+TI	21	DC40672-26		26

Numerical Index / Index Numérique / Índice Numérico

Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página
DC40673-26		26	DC41011-70		10	DC41240-55		8
DC40674-27		26	DC41012-75		10	DC41300-00		16
DC40680-20		46	DC41013-92		10	DC41301-00		16
DC40681-24		46	DC41015-30		10	DC41402-08		14
DC40690-17		62	DC41016-30		10	DC41410-11		15
DC40691-17		62	DC41029-40		9	DC41411-12		15
DC40692-17		62	DC41030-09		9	DC41412-11		15
DC40693-17		62	DC41031-13		9	DC41413-11		15
DC40700-14		44	DC41032-18		9	DC41500-03TI		18
DC40701-16		44	DC41033-10		9	DC41501-03TI		18
DC40702-16		44	DC41034-14		9	DC41502-03TI		18
DC40710-16	+TI	39	DC41035-22		9	DC41503-03TI		18
DC40711-16	+TI	39	DC41037-08		9	DC41504-04TI		18
DC40712-18	+TI	39	DC41038-12		9	DC41505-04TI		18
DC40713-18	+TI	39	DC41039-16		9	DC41506-05TI		18
DC40720-18	+TI	47	DC41040-20		9	DC41507-05TI		18
DC40721-19	+TI	47	DC41043-11		9	DC41510-03TI		18
DC40730-20		51	DC41044-16		9	DC41511-03TI		18
DC40730-24		51	DC41045-20		9	DC41512-03TI		18
DC40730-26		51	DC41050-20		9	DC41513-03TI		18
DC40730-28		51	DC41051-28		9	DC41514-04TI		18
DC40730-30		51	DC41052-00		11	DC41515-04TI		18
DC40730-32		51	DC41100-23	+TI	12	DC41516-05TI		18
DC40730-34		51	DC41101-29	+TI	12	DC41517-05TI		18
DC40730-36		51	DC41102-50	+TI	12	DC41520-03	+TI	19
DC40730-38		51	DC41103-66	+TI	12	DC41520-25		14
DC40730-40		51	DC41104-70	+TI	12	DC41521-03	+TI	19
DC40800-14		61	DC41105-21		12	DC41522-03	+TI	19
DC40801-15		61	DC41106-23	+TI	12	DC41523-03	+TI	19
DC40810-16		25	DC41107-32	+TI	12	DC41524-04	+TI	19
DC40811-17		25	DC41108-49	+TI	12	DC41525-04	+TI	19
DC40812-17		25	DC41109-64	+TI	12	DC41526-05	+TI	19
DC40820-18		33	DC41111-04		17	DC41527-05	+TI	19
DC40821-26		33	DC41114-04		17	DC41530-08		13
DC40830-16		30	DC41121-12		14	DC41531-09		13
DC40831-16		30	DC41121-15		14	DC41532-11		13
DC40832-15		30	DC41200-47		8	DC41533-13		13
DC40900-16		38	DC41200-51		8	DC41534-07		13
DC40900-23		64	DC41200-57		8	DC41535-08		13
DC41000-38		10	DC41210-44		8	DC41536-10		13
DC41001-47		10	DC41210-46		8	DC41537-11		13
DC41002-57		10	DC41210-49		8	DC41600-05		11
DC41003-65		10	DC41210-54		8	DC41602-05		11
DC41004-70		10	DC41220-49		8	DC41603-06		11
DC41005-75		10	DC41220-53		8	DC41610-35		20
DC41006-92		10	DC41220-57		8	DC41611-35		20
DC41007-38		10	DC41230-48		8	DC41612-35		20
DC41008-47		10	DC41230-50		8	DC41613-35		20
DC41009-57		10	DC41230-52		8	DC41700-06		16
DC41010-65		10	DC41240-50		8	DC41701-07		16

Numerical Index / Index Numérique / Índice Numérico

Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página
DC41702-08	4.1	16	DC41816-08	4.1	6	DC42013-00	4.1	31
DC41703-13	4.1	16	DC41816-11	4.1	6	DC42014-00	4.1	31
DC41704-06	4.1	16	DC41816-14	4.1	6	DC42015-00	4.1	31
DC41705-07	4.1	16	DC41816-17	4.1	6	DC42016-00	4.1	31
DC41706-08	4.1	16	DC41816-25	4.1	6	DC42017-00	4.1	31
DC41707-13	4.1	16	DC41816-36	4.1	6	DC42018-00	+TI 4.1	32
DC41710-05	4.1	16	DC41817-08	4.1	6	DC42019-30	+TI 4.1	32
DC41801-14	4.1	4	DC41817-11	4.1	6	DC42020-45	+TI 4.1	32
DC41803-14	4.1	4	DC41817-14	4.1	6	DC42021-60	+TI 4.1	32
DC41804-14	4.1	3	DC41817-17	4.1	6	DC42022-90	+TI 4.1	32
DC41805-14	4.1	3	DC41817-25	4.1	6	DC42023-00	4.1	32
DC41806-14	4.1	7	DC41817-36	4.1	6	DC42024-00	4.1	32
DC41807-18	4.1	7	DC41818-01	4.1	3	DC42025-00	4.1	32
DC41808-14	4.1	3	DC41818-02	4.1	3	DC42026-00	4.1	32
DC41810-08	4.1	5	DC41818-03	4.1	3	DC42027-00	4.1	32
DC41810-11	4.1	5	DC41819-01	4.1	3	DC42028-00	4.1	32
DC41810-14	4.1	5	DC41819-02	4.1	3	DC42029-00	4.1	32
DC41810-17	4.1	5	DC41819-03	4.1	3	DC42030-00	4.1	32
DC41810-25	4.1	5	DC41819-04	4.1	3	DC42031-00	4.1	32
DC41810-36	4.1	5	DC41819-05	4.1	3	DC42032-00	4.1	32
DC41811-08	4.1	5	DC41820-07	4.1	7	DC42033-00	4.1	32
DC41811-11	4.1	5	DC41821-07	4.1	7	DC42034-00	4.1	32
DC41811-14	4.1	5	DC41822-07	4.1	7	DC42035-00	4.1	32
DC41811-17	4.1	5	DC41823-07	4.1	7	DC42036-00	4.1	33
DC41811-25	4.1	5	DC41823-15	4.1	7	DC42037-30	4.1	33
DC41811-36	4.1	5	DC41824-07	4.1	7	DC42038-45	4.1	33
DC41812-08	4.1	5	DC41824-15	4.1	7	DC42039-60	4.1	33
DC41812-11	4.1	5	DC41825-07	4.1	7	DC42040-90	4.1	33
DC41812-14	4.1	5	DC41825-15	4.1	7	DC42041-00	4.1	33
DC41812-17	4.1	5	DC41826-07	4.1	7	DC42042-00	4.1	33
DC41812-25	4.1	5	DC41826-15	4.1	7	DC42043-00	4.1	33
DC41812-36	4.1	5	DC41827-07	4.1	7	DC42044-00	4.1	33
DC41813-08	4.1	5	DC41827-15	4.1	7	DC42045-00	4.1	33
DC41813-11	4.1	5	DC41828-07	4.1	7	DC42046-00	4.1	33
DC41813-14	4.1	5	DC41829-15	4.1	7	DC42047-00	4.1	33
DC41813-17	4.1	5	DC41830-15	4.1	7	DC42048-00	4.1	33
DC41813-25	4.1	5	DC41831-15	4.1	7	DC42049-00	4.1	33
DC41813-36	4.1	5	DC42000-00	4.1	31	DC42050-00	4.1	33
DC41814-08	4.1	6	DC42001-30	4.1	31	DC42051-00	4.1	33
DC41814-11	4.1	6	DC42002-45	4.1	31	DC42052-00	4.1	33
DC41814-14	4.1	6	DC42003-60	4.1	31	DC42053-00	4.1	33
DC41814-17	4.1	6	DC42004-90	4.1	31	DC42054-00	4.1	34
DC41814-25	4.1	6	DC42005-00	4.1	31	DC42055-30	4.1	34
DC41814-36	4.1	6	DC42006-00	4.1	31	DC42056-45	4.1	34
DC41815-08	4.1	6	DC42007-00	4.1	31	DC42057-60	4.1	34
DC41815-11	4.1	6	DC42008-00	4.1	31	DC42058-90	4.1	34
DC41815-14	4.1	6	DC42009-00	4.1	31	DC42059-00	4.1	34
DC41815-17	4.1	6	DC42010-00	4.1	31	DC42060-00	4.1	34
DC41815-25	4.1	6	DC42011-00	4.1	31	DC42061-00	4.1	34
DC41815-36	4.1	6	DC42012-00	4.1	31	DC42062-00	4.1	34

Numerical Index / Index Numérique / Índice Numérico

Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página
DC42063-00	4.1	34	DC45000-29	4.2	49	DC50010-12	5	3
DC42064-00	4.1	34	DC45001-25	4.2	49	DC50010-14	5	3
DC42065-00	4.1	34	DC45300-00	4.2	70	DC50011-18	5	3
DC42100-11	4.1	35	DC45600-14	4.1	46	DC50012-21	5	3
DC42101-12	4.1	35	DC45601-15	4.1	46	DC50013-23	+TI	5
DC42103-12	4.1	35	DC45602-15	4.1	46	DC50013-25	5	3
DC42104-13	4.1	35	DC45603-15	4.1	46	DC50020-12	5	3
DC42105-13	4.1	35	DC45604-15	4.1	46	DC50020-14	5	3
DC42106-15	4.1	35	DC45700-14	4.1	46	DC50021-18	+TI	5
DC42107-15	4.1	35	DC45701-16	4.1	46	DC50022-21	+TI	5
DC42108-12	4.1	35	DC45702-17	4.1	46	DC50023-23	5	3
DC42200-13	4.1	36	DC45703-16	4.1	46	DC50023-25	5	3
DC42201-13	4.1	36	DC45704-17	4.1	46	DC50030-12	5	3
DC42202-13	4.1	36	DC45900-15	4.2	66	DC50030-14	5	3
DC42203-12	4.1	36	DC45901-15	4.2	66	DC50031-18	+TI	5
DC42204-11	4.1	36	DC45902-19	4.2	66	DC50032-21	+TI	5
DC42205-15	4.1	36	DC45903-14	4.2	66	DC50033-23	5	3
DC42206-15	4.1	36	DC45904-15	4.2	66	DC50033-25	5	3
DC42207-15	4.1	36	DC45905-15	4.2	66	DC50040-14	5	5
DC42208-12	4.1	36	DC45906-19	4.2	66	DC50041-18	5	5
DC42300-14	4.1	37	DC45907-25	4.2	66	DC50042-21	5	5
DC42301-14	4.1	37	DC45910-15	4.2	66	DC50042-23	5	5
DC42302-14	4.1	37	DC45911-20	4.2	66	DC50042-25	5	5
DC42303-14	4.1	37	DC45912-22	4.2	66	DC50050-14	5	5
DC42304-14	4.1	37	DC45913-25	4.2	66	DC50051-18	+TI	5
DC42305-17	4.1	37	DC45914-30	4.2	66	DC50052-21	5	5
DC42306-14	4.1	37	DC46023-21	4.2	67	DC50052-23	5	5
DC42407-14	4.1	37	DC46031-21	4.2	67	DC50052-25	5	5
DC42411-15	4.1	37	DC46141-20	4.2	64	DC50060-14	5	5
DC42600-16	4.1	27	DC46142-20	4.2	64	DC50061-18	5	5
DC42601-16	4.1	27	DC46143-20	4.2	64	DC50062-21	5	5
DC42602-16	4.1	27	DC46144-23	4.2	64	DC50062-23	5	5
DC42603-16	4.1	27	DC46145-20	4.2	64	DC50062-25	5	5
DC42604-16	4.1	27	DC46146-23	4.2	64	DC50070-14	5	5
DC43710-13	1	45	DC46147-23	4.2	64	DC50071-18	5	5
DC43710-18	1	45	DC46148-21	4.2	65	DC50072-21	5	5
DC43710-21	1	45	DC46200-16	4.2	52	DC50072-23	5	5
DC43710-23	1	45	DC46200-19	4.2	52	DC50072-25	5	5
DC43710-25	1	45	DC50000-12	5	3	DC50100-12	5	7
DC43710-28	1	45	DC50000-14	5	3	DC50100-14	5	7
DC43711-13	1	45	DC50001-18	5	3	DC50101-18	+TI	5
DC43711-18	1	45	DC50001-18S	5	4	DC50101-18S	5	8
DC43711-21	1	45	DC50001-18SB	5	4	DC50101-18SB	5	8
DC43711-23	1	45	DC50002-21	5	3	DC50102-21	+TI	5
DC43711-25	1	45	DC50002-21S	5	4	DC50102-21S	5	8
DC43711-28	1	45	DC50002-21SB	5	4	DC50102-21SB	5	8
DC43712-26	4.2	57	DC50003-23	5	3	DC50103-23	+TI	5
DC43713-22	4.2	57	DC50003-23S	5	4	DC50103-23S	5	8
DC45000-19	4.2	49	DC50003-23SB	5	4	DC50103-23SB	5	8
DC45000-25	4.2	49	DC50003-25	5	3	DC50104-25	5	7

Numerical Index / Index Numérique / Índice Numérico

Code Référence Referencia		Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página		Code Référence Referencia		Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página		Code Référence Referencia		Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página
													
DC50110-12		5	7		DC50210-14		5	10		DC50322-23		5	17
DC50110-14		5	7		DC50211-18		5	10		DC50322-25		5	17
DC50111-18	+TI	5	7		DC50212-21		5	10		DC50330-14		5	17
DC50112-21	+TI	5	7		DC50213-23		5	10		DC50331-18		5	17
DC50113-23	+TI	5	7		DC50213-25		5	10		DC50332-21		5	17
DC50114-25		5	7		DC50220-12		5	10		DC50332-23		5	17
DC50120-12		5	7		DC50220-14		5	10		DC50332-25		5	17
DC50120-14		5	7		DC50221-18		5	10		DC50340-12		5	15
DC50121-18	+TI	5	7		DC50222-21		5	10		DC50340-14		5	15
DC50122-21	+TI	5	7		DC50223-23		5	10		DC50341-18		5	15
DC50123-23	+TI	5	7		DC50223-25		5	10		DC50341-18S		5	16
DC50124-25		5	7		DC50230-12		5	10		DC50341-18SB		5	16
DC50130-12		5	7		DC50230-14		5	10		DC50342-21		5	15
DC50130-14		5	7		DC50231-18		5	10		DC50342-21S		5	16
DC50131-18	+TI	5	7		DC50232-21		5	10		DC50342-21SB		5	16
DC50132-21	+TI	5	7		DC50233-23		5	10		DC50343-23		5	15
DC50133-23	+TI	5	7		DC50233-25		5	10		DC50343-23S		5	16
DC50134-25		5	7		DC50240-14		5	12		DC50343-23SB		5	16
DC50141-18	+TI	5	9		DC50241-18		5	12		DC50343-25		5	15
DC50142-21	+TI	5	9		DC50242-21		5	12		DC50350-12		5	15
DC50142-23		5	9		DC50242-23		5	12		DC50350-14		5	15
DC50142-25		5	9		DC50242-25		5	12		DC50351-18		5	15
DC50150-14		5	9		DC50250-14		5	12		DC50352-21		5	15
DC50151-18	+TI	5	9		DC50251-18		5	12		DC50353-23		5	15
DC50152-21	+TI	5	9		DC50252-21		5	12		DC50353-25		5	15
DC50152-23		5	9		DC50252-23		5	12		DC50360-12		5	15
DC50152-25		5	9		DC50252-25		5	12		DC50360-14		5	15
DC50160-14		5	9		DC50260-14		5	12		DC50361-18		5	15
DC50161-18	+TI	5	9		DC50261-18		5	12		DC50362-21		5	15
DC50162-21	+TI	5	9		DC50262-21		5	12		DC50363-23		5	15
DC50162-23		5	9		DC50262-23		5	12		DC50363-25		5	15
DC50162-25		5	9		DC50262-25		5	12		DC50370-12		5	15
DC50170-14		5	9		DC50270-14		5	12		DC50370-14		5	15
DC50171-18	+TI	5	9		DC50271-18		5	12		DC50371-18		5	15
DC50172-21	+TI	5	9		DC50272-21		5	12		DC50372-21		5	15
DC50172-23		5	9		DC50272-23		5	12		DC50373-23		5	15
DC50172-25		5	9		DC50272-25		5	12		DC50373-25		5	15
DC50200-12		5	10		DC50300-14		5	17		DC50400-14		5	20
DC50200-14		5	10		DC50301-18		5	17		DC50401-18		5	20
DC50201-18		5	10		DC50302-21		5	17		DC50402-21		5	20
DC50201-18S		5	11		DC50302-23		5	17		DC50402-23		5	20
DC50201-18SB		5	11		DC50302-25		5	17		DC50402-25		5	20
DC50202-21		5	10		DC50310-14		5	17		DC50410-14		5	20
DC50202-21S		5	11		DC50311-18		5	17		DC50411-18		5	20
DC50202-21SB		5	11		DC50312-21		5	17		DC50412-21		5	20
DC50203-23		5	10		DC50312-23		5	17		DC50412-23		5	20
DC50203-23S		5	11		DC50312-25		5	17		DC50412-25		5	20
DC50203-23SB		5	11		DC50320-14		5	17		DC50420-14		5	20
DC50203-25		5	10		DC50321-18		5	17		DC50421-18		5	20
DC50210-12		5	10		DC50322-21		5	17		DC50422-21		5	20

Numerical Index / Index Numérique / Índice Numérico

Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página
DC50422-23	5	20	DC50532-21	5	24	DC50623-23	5	30
DC50422-25	5	20	DC50532-23	5	24	DC50630-19	+TI 5	27
DC50430-14	5	20	DC50532-25	5	24	DC50631-19	+TI 5	27
DC50431-18	5	20	DC50540-14	5	22	DC50632-19	+TI 5	27
DC50432-21	5	20	DC50541-18	5	22	DC50633-19	+TI 5	27
DC50432-23	5	20	DC50541-18S	5	23	DC50634-23	+TI 5	27
DC50432-25	5	20	DC50541-18SB	5	23	DC50634-23S	5	28
DC50440-14	5	18	DC50542-21	5	22	DC50635-23	+TI 5	27
DC50441-18	5	18	DC50542-21S	5	23	DC50636-23	+TI 5	27
DC50441-18S	5	19	DC50542-21SB	5	23	DC50636-23S	5	28
DC50441-18SB	5	19	DC50543-23	5	22	DC50637-23	+TI 5	27
DC50442-21	5	18	DC50543-23S	5	23	DC50640-25	+TI 5	27
DC50442-21S	5	19	DC50543-23SB	5	23	DC50640-25S	5	28
DC50442-21SB	5	19	DC50543-25	5	22	DC50641-25	+TI 5	27
DC50443-23	5	18	DC50550-14	5	22	DC50642-25	+TI 5	27
DC50443-23S	5	19	DC50551-18	5	22	DC50642-25S	5	28
DC50443-23SB	5	19	DC50552-21	5	22	DC50643-25	+TI 5	27
DC50443-25	5	18	DC50553-23	5	22	DC50644-19	5	25
DC50450-14	5	18	DC50553-25	5	22	DC50644-23	5	25
DC50451-18	5	18	DC50560-14	5	22	DC50644-23S	5	26
DC50452-21	5	18	DC50561-18	5	22	DC50644-25	5	25
DC50453-23	5	18	DC50562-21	5	22	DC50644-25S	5	26
DC50453-25	5	18	DC50563-23	5	22	DC50645-19	5	25
DC50460-14	5	18	DC50563-25	5	22	DC50645-23	5	25
DC50461-18	5	18	DC50570-14	5	22	DC50645-25	5	25
DC50462-21	5	18	DC50571-18	5	22	DC50646-19	5	25
DC50463-23	5	18	DC50572-21	5	22	DC50646-23	5	25
DC50463-25	5	18	DC50573-23	5	22	DC50646-23S	5	26
DC50470-14	5	18	DC50573-25	5	22	DC50646-25	5	25
DC50471-18	5	18	DC50610-18	+TI 5	14	DC50646-25S	5	26
DC50472-21	5	18	DC50610-21	+TI 5	14	DC50647-19	5	25
DC50473-23	5	18	DC50610-23	+TI 5	14	DC50647-23	5	25
DC50473-25	5	18	DC50610-25	+TI 5	14	DC50647-25	5	25
DC50500-14	5	24	DC50611-18	+TI 5	14	DC50661-14	5	29
DC50501-18	5	24	DC50611-21	+TI 5	14	DC50662-14	5	29
DC50502-21	5	24	DC50611-23	+TI 5	14	DC50663-14	5	29
DC50502-23	5	24	DC50611-25	+TI 5	14	DC50664-14	5	29
DC50502-25	5	24	DC50612-18	+TI 5	14	DC50700-18	+TI 5	6
DC50510-14	5	24	DC50612-21	+TI 5	14	DC50700-21	+TI 5	6
DC50511-18	5	24	DC50612-23	+TI 5	14	DC50700-23	+TI 5	6
DC50512-21	5	24	DC50612-25	+TI 5	14	DC50700-25	+TI 5	6
DC50512-23	5	24	DC50613-18	+TI 5	14	DC50701-18	+TI 5	6
DC50512-25	5	24	DC50613-21	+TI 5	14	DC50701-21	+TI 5	6
DC50520-14	5	24	DC50613-23	+TI 5	14	DC50701-23	+TI 5	6
DC50521-18	5	24	DC50613-25	+TI 5	14	DC50701-25	+TI 5	6
DC50522-21	5	24	DC50614-18	5	29	DC50702-18	+TI 5	13
DC50522-23	5	24	DC50616-23	5	29	DC50702-21	+TI 5	13
DC50522-25	5	24	DC50620-23	5	30	DC50702-23	+TI 5	13
DC50530-14	5	24	DC50621-23	5	30	DC50702-25	+TI 5	13
DC50531-18	5	24	DC50622-23	5	30	DC50703-18	+TI 5	13

Numerical Index / Index Numérique / Índice Numérico

Code Référence Referencia		Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia		Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia		Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página
DC50703-21	+TI	5	13	DC51100-23		5	35	DC70402-25		6	6
DC50703-23	+TI	5	13	DC51110-13		5	36	DC70403-15		6	6
DC50703-25	+TI	5	13	DC51110-15		5	36	DC70403-25		6	6
DC50704-18	+TI	5	21	DC51110-18		5	36	DC70500-00		6	5
DC50704-21	+TI	5	21	DC51110-20		5	36	DC70600-00		6	5
DC50704-23	+TI	5	21	DC51110-23		5	36	DC70600-01		6	5
DC50704-25	+TI	5	21	DC51110-26		5	36	DC70700-00		6	5
DC50705-18	+TI	5	21	DC51120-15		5	37	DC70800-26		6	5
DC50705-21	+TI	5	21	DC51120-18		5	37	DC70810-26		6	5
DC50705-23	+TI	5	21	DC51120-20		5	37	DC70820-26		6	5
DC50705-25	+TI	5	21	DC51120-23		5	37	DC71200-00		7	16
DC50710-18	+TI	5	6	DC51130-13		5	38	DC71201-00		7	16
DC50710-21	+TI	5	6	DC51130-15		5	38	DC71202-25		7	16
DC50710-23	+TI	5	6	DC51130-18		5	38	DC71202-54		7	16
DC50710-25	+TI	5	6	DC51130-20		5	38	DC71203-25		7	16
DC50711-18	+TI	5	6	DC51130-23		5	38	DC71204-05		7	16
DC50711-21	+TI	5	6	DC51130-26		5	38	DC71204-06		7	16
DC50711-23	+TI	5	6	DC51140-18		5	39	DC71204-07		7	16
DC50711-25	+TI	5	6	DC51140-20		5	39	DC71204-08		7	16
DC50712-18	+TI	5	13	DC51140-23		5	39	DC71204-10		7	16
DC50712-21	+TI	5	13	DC51140-26		5	39	DC71204-12		7	16
DC50712-23	+TI	5	13	DC51140-30		5	39	DC71205-00		7	16
DC50712-25	+TI	5	13	DC51141-23		5	43	DC71206-00		7	16
DC50713-18	+TI	5	13	DC51141-26		5	43	DC71300-02		6	8
DC50713-21	+TI	5	13	DC51150-18		5	40	DC71300-05		6	8
DC50713-23	+TI	5	13	DC51150-20		5	40	DC71310-02		6	8
DC50713-25	+TI	5	13	DC51150-23		5	40	DC71320-02		6	8
DC50714-18	+TI	5	21	DC51150-26		5	40	DC71320-08		6	9
DC50714-21	+TI	5	21	DC51150-30		5	40	DC71321-08		6	9
DC50714-23	+TI	5	21	DC51160-15		5	41	DC71330-03		6	10
DC50714-25	+TI	5	21	DC51160-18		5	41	DC71340-07		6	11
DC50715-18	+TI	5	21	DC51160-20		5	41	DC71340-08		6	11
DC50715-21	+TI	5	21	DC51160-23		5	41	DC71340-09		6	11
DC50715-23	+TI	5	21	DC51160-26		5	41	DC71340-10		6	11
DC50715-25	+TI	5	21	DC51160-30		5	41	DC71350-03		6	7
DC51000-23		5	34	DC51170-16		5	42	DC71350-04		6	7
DC51010-24	+TI	5	33	DC51170-18		5	42	DC71350-05		6	7
DC51010-27	+TI	5	33	DC51170-20		5	42	DC71350-06		6	7
DC51011-24	+TI	5	33	DC51170-24		5	42	DC71350-07		6	7
DC51011-27	+TI	5	33	DC51170-26		5	42	DC71350-08		6	7
DC51012-24	+TI	5	33	DC51170-30		5	42	DC71350-09		6	7
DC51012-27	+TI	5	33	DC51171-20		5	42	DC71350-10		6	7
DC51050-18		5	32	DC51171-24		5	42	DC71350-11		6	7
DC51050-20		5	32	DC51171-26		5	42	DC71350-12		6	7
DC51050-22		5	32	DC51180-15		5	45	DC71350-13		6	7
DC51060-18		5	32	DC51180-18		5	45	DC71350-14		6	7
DC51060-22		5	32	DC51180-20		5	45	DC71410-05		6	4
DC51100-15		5	35	DC70401-15		6	6	DC71410-10		6	4
DC51100-18		5	35	DC70401-25		6	6	DC71410-15		6	4
DC51100-20		5	35	DC70402-15		6	6	DC71410-20		6	4

Numerical Index / Index Numérique / Índice Numérico

Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página	Code Référence Referencia	Chapter Chapitre Capítulo	Page Page Página
DC71410-25	6	4	G306300	5	46
DC71410-30	6	4	G30640	5	46
DC71410-35	6	4	J16240	3	57
DC71410-40	6	4	J16245	3	57
DC71410-45	6	4	J758200	5	47
DC71410-50	6	4	J758300	5	47
DC71410-70	6	4	V78130	6	15
DC71410-90	6	4			
DC71420-05	6	4			
DC71420-10	6	4			
DC71420-15	6	4			
DC71420-20	6	4			
DC71420-25	6	4			
DC71420-30	6	4			
DC71420-35	6	4			
DC71420-40	6	4			
DC71420-45	6	4			
DC71420-50	6	4			
DC71430-05	6	4			
DC71430-10	6	4			
DC71430-15	6	4			
DC71430-20	6	4			
DC71430-25	6	4			
DC71430-30	6	4			
DC71430-35	6	4			
DC71430-40	6	4			
DC71430-45	6	4			
DC71430-50	6	4			
DC71440-05	6	3			
DC71440-10	6	3			
DC71440-15	6	3			
DC71440-20	6	3			
DC71440-25	6	3			
DC71440-30	6	3			
DC71440-35	6	3			
DC71440-40	6	3			
DC71440-45	6	3			
DC71440-50	6	3			
DC71450-05	6	3			
DC71450-10	6	3			
DC71450-15	6	3			
DC71450-20	6	3			
DC71450-25	6	3			
DC71450-30	6	3			
DC71450-35	6	3			
DC71450-40	6	3			
DC71450-45	6	3			
DC71450-50	6	3			
DC71700-24	5	44			
DC72603-23	6	12			

Alphabetical Index



	Chapter	Page
#		
3 Points Retractor	3	18
4 Articulations	Needle Holders 5	33
A		
Adams	Retractors 3	5-9
Adlerkreutz	Prestige Tissue Forceps 1	37
Adson	Tissue Forceps 1	39
Adson Brown	Needle Pulling Forceps 1	35
Allis	Clamp 4.2	66
Alm	Retractors 3	46
Anastomosis Clamps	Derra DeBakey 4.1	24
	Cooley Derra 4.1	25
Andrews-Pynchon	Suction Tubes 6	8
Ankeney	Retractors 3	33
Articulated-Arms Retractor	3	39
Atrauma Tissue Forceps	DeBakey 1	23-26
	Gerald 1	27
B		
Babcock	Grasping Forceps 4.2	67
Baby Allis	Clamp 4.2	66
Baby Yankauer	Suction Tubes 6	8
Bailey	Rib Contractor 3	43
Ball Type Micro Scissors	2	14-18
Barraya	Prestige Tissue Forceps 1	37
Bayonet Micro Scissors	2	22
	Buck Gramcko 2	21
	Vannas 2	23
Beall Circumflex	Scissors 2	30
Beck	Clamp (Small) 4.1	41
Beck Cooley	Vessel Clamps 4.2	61
Beckman	Retractors 3	47
Biemer	Vascular Clips 4.1	3
Borowski	Hand Retractors 3	51
Boyd	Double Curved Scissors 2	39
Bronchus Clamps	Lees 4.2	69
	Price Thomas 4.2	70
	Mathey 4.2	70
Buck Gramcko	Bayonet Micro Scissors 2	21
Bulldog Clamps	Atraumatic 4.1	18-19
	Cooley 4.1	13
	Cooley (Ring Handle) 4.1	21
	DeBakey 4.1	9, 12, 17
	DeBakey (Ring Handle) 4.1	22-23
	DeBakey Glover 4.1	16
	DeBakey Gregory 4.1	15
	Diethrich 4.1	8-9
	Dubost 4.1	11
	Gregory 4.1	14
	Johns Hopkins 4.1	10
	Mini Glover 4.1	20
	Santulli 4.1	14
Bulldog Clamps (Atraumatic)	4.1	18-19
Burford	Retractors 3	31-32
Bypass + Retractor	Dubost Couëtill 3	22-23
C		
Carpentier	Clamp 4.2	49
	Dissecting Atrauma Tissue Forceps 1	21, 22
	Hand Retractors 3	50
	Hooks 3	55



Alphabetical Index

	Chapter	Page
Carpentier	Needle Holders	5 34
	Retractors	3 10-13
	Scissors	2 35
Castaneda	Clamp (Small)	4.1 31-36
Castroviejo	Micro Needle Holders	5 29
Cherry	Clamp	4.2 17
Chevret	Lung Hand Retractors	3 58
Chitwood-DeBakey	Needle Pulling Forceps	1 31-33
Christophe	Haemostatic Forceps	1 44
Clamp	Allis	4.2 66
	Baby Allis	4.2 66
	Carpentier	4.2 49
	Cherry	4.2 17
	Cooley	4.2 18-19, 27, 30-32, 48, 51, 53-54
	Cooley Parry	4.2 33
	DeBakey	4.2 4-10, 35
	DeBakey Bahnson	4.2 8
	DeBakey Harken	4.2 50
	DeBakey Morris	4.2 3, 5
	DeBakey Pean	4.2 41
	DeBakey Potts	4.2 38
	DeBakey Satinsky	4.2 25
	Dennis	4.2 20-24
	Diethrich	4.2 28
	Glover	4.2 55
	Hayes	4.2 39
	Henly	4.2 44
	Javid	4.2 52
	Judd Allis	4.2 66
	Kay Lambert	4.2 14
	Lemole	4.2 11
	Liddle	4.2 13
	Ochsner	4.2 29
	Petrella	4.2 68
	Weber	4.2 12
	Wylie	4.2 16
	Zangler	4.2 15
Clamp (Small)	Beck	4.1 41
	Castaneda	4.1 31-36
	Cooley	4.1 39-40
	DeBakey	4.1 27
Cooley	Bulldog Clamps	4.1 13
	Clamp	4.2 18-19, 27, 30-32, 48, 51, 53-54
	Clamp (Small)	4.1 39-40
	Ligature Carrier Clamps	4.2 62
	Multi-Purpose Clamps	4.2 46, 63
	Multi-Purpose Clamps (Small)	4.1 44
	Renal Artery Clamp	4.2 47
	Retractors	3 28-30, 49
	Suction Tubes	6 11
	Tangential Occlusion Clamps	4.2 26
	Vascular Clamps	4.2 45
	Vascular Clamps (Small)	4.1 37, 45
Cooley (Ring Handle)	Bulldog Clamps	4.1 21
Cooley Derra	Anastomosis Clamps	4.1 25
Cooley Mayo	Scissors	2 33
Cooley Parry	Clamp	4.2 33
Cosgrove	Retractors	3 14, 45
Couëtil	Sternal Retractor	3 15-17

Alphabetical Index



		Chapter	Page
Crile	Haemostatic Forceps	1	44
Crile Wood	Needle Holders	5	41
Cushing	Hooks	3	57
D			
Dale	Vascular Clamps (Small)	4.1	42
Dardik	Multi-Purpose Clamps (Small)	4.1	16
Davidson	Lung Spatulae	3	60
Davis	Dissectors	3	57
De Martel	Scissors	2	31
Deaver	Lung Spatulae	3	61
DeBakey	Atrauma Tissue Forceps	1	23-26
	Bulldog Clamps	4.1	9, 12, 17
	Clamp	4.2	4, 6-7, 9-10, 35
	Clamp (Small)	4.1	27
	Dilators	6	4
	Dissecting Clamps	4.2	58
	Ligature Carrier Clamps	4.2	59
	Micro Tissue Forceps	1	3, 5
	Multi-Purpose Clamps	4.2	34
	Multi-Purpose Clamps (Small)	4.1	29
	Needle Holders	5	39-40
	Scissors	2	24, 34
	Suction Tubes	6	10
	SuperGrip Micro Dissections	1	4
	Vascular Clamps	4.2	36
	Vascular Clamps (Small)	4.1	26
DeBakey (Ring Handle)	Bulldog Clamps	4.1	22-23
DeBakey Bahnson	Clamp	4.2	8
DeBakey Bainbridge	Vascular Clamps (Small)	4.1	28
DeBakey Glover	Bulldog Clamps	4.1	16
DeBakey Gregory	Bulldog Clamps	4.1	15
DeBakey Harken	Clamp	4.2	50
DeBakey Morris	Clamp	4.2	3, 5
DeBakey Pean	Clamp	4.2	41
DeBakey Potts	Clamp	4.2	38
DeBakey Satinsky	Clamp	4.2	25
DeBakey Semb	Ligature Carrier Clamps	4.2	58
Dennis	Clamp	4.2	20-24
Derra DeBakey	Anastomosis Clamps	4.1	24
Desmarres	Hand Retractors	3	64
Diethrich	Bulldog Clamps	4.1	8-9
Diethrich	Clamp	4.2	28
Diethrich	Scissors	2	28, 30
Diethrich-Potts	Scissors	2	29
	Dilators	6	3
	Dilators	DeBakey	6
	Dilators	Garrett	6
	Direct Vision	Intercostal Retractor	3
	Dissecting Atrauma Tissue Forcep	Carpentier	1
	Dissecting Clamps	DeBakey	4.2
	Dissectors	Davis	3
		Gemini	1
		O'Shaugnessy	1
		Redon	1
		Saylor	1
Double Curved Scissors		2	38
	Boyd	2	39
	Metzenbaum Fino	2	40
	Navarro	2	39



Alphabetical Index

		Chapter	Page
Double Curved Scissors	Ross	2	39
	Satinsky	2	40
Dubost	Bulldog Clamps	4.1	11
	Hand Retractors	3	62
	Sternal Retractor	3	20-21
	Suture Passers	6	5
Dubost Couëtil	Bypass + Retractor	3	22-23
Durand	Prestige Tissue Forceps	1	37
Duval	Grasping Forceps	4.2	64
F			
Favaloro	Scissors	2	30
Finochietto	Retractors	3	36-37
Finochietto-Mathey	Thoracic Retractor	3	34-35
Folding Instruments Holder	Lortat Jacob	6	15
Forceps	Potts-Smith	1	30
Frazier	Suction Tubes	6	7
G			
Garrett	Dilators	6	4
Gemini	Dissectors	1	45
Gerald	Atrauma Tissue Forceps	1	27
Gibbon	Rib Contractor	3	44
Gill-Vernet	Hand Retractors	3	63
Glover	Clamp	4.2	55
	Vascular Clamps	4.2	42-43
Grasping Forceps		5	45-46
	Babcock	4.2	67
	Duval	4.2	64
Gregory	Bulldog Clamps	4.1	14
	Profunda Clamps	4.1	43
H			
Haemostatic Forceps	Christophe	1	44
	Crile	1	44
	Halstead	1	42
	Leriche	1	43
Halstead	Haemostatic Forceps	1	42
Hand Retractors		3	52-54
	Borowski	3	51
	Carpentier	3	50
	Desmarres	3	64
	Dubost	3	62
	Gill-Vernet	3	63
	Kocher-Langenbeck	3	65
	Martin	3	66
	Ross	3	51
	Semb	3	54
	Simon	3	66
Harrington	Lung Spatulae	3	59
Hayes	Clamp	4.2	39
Hegar	Needle Holders	5	37
Hegemann	Scissors	2	27
Henly	Clamp	4.2	44
Hooks		3	56
	Carpentier	3	55
	Cushing	3	57
	Krayenbuhl	3	57
I			
Intercostal Retractor	Direct Vision	3	40
	Tuffier	3	41

Alphabetical Index



		Chapter	Page
J			
Jacobson	Micro Scissors	2	3, 5-6, 8-9, 11-13
	Micro Needle Holders	5	14, 25-29
	SuperGrip Micro Scissors	2	4, 7, 10
Jameson	Prestige Scissors	2	44
Javid	Clamp	4.2	52
Jeweler Tissue Forceps		1	40, 41
Johns Hopkins	Bulldog Clamps	4.1	10
Judd Allis	Clamp	4.2	66
K			
Kay Lambert	Clamp	4.2	14
Kienny	Vein Holder	6	13
Kocher-Langenbeck	Hand Retractors	3	65
Krayenbuhl	Hooks	3	57
L			
Lees	Bronchus Clamps	4.2	69
Leland Jones	Vascular Clamps	4.2	37
Lemole	Clamp	4.2	11
Leriche	Haemostatic Forceps	1	43
Liddle	Clamp	4.2	13
Ligature Carrier Clamps	Cooley	4.2	62
	DeBakey	4.2	59
	DeBakey Semb	4.2	58
Lillehei-Potts	Scissors	2	33
Lortat Jacob	Folding Instruments Holder	6	15
Lung Hand Retractors	Chevret	3	58
Lung Spatulae	Davidson	3	60
	Deaver	3	61
	Harrington	3	59
M			
Mac Indoe	Needle Pulling Forceps	1	29
Martin	Hand Retractors	3	66
Mathey	Bronchus Clamps	4.2	70
Mayo	Prestige Scissors	2	41
	Scissors	2	47
Mayo Hegar	Needle Holders	5	42
Mayo Lexer	Prestige Scissors	2	41
	Scissors	2	46
Mayo Stille	Prestige Scissors	2	41
Metzenbaum	Prestige Scissors	2	37, 42
	Scissors	2	48
Metzenbaum Fino	Double Curved Scissors	2	40
	Prestige Scissors	2	42
	Scissors	2	49
Micro Needle Holders		5	3, 6-7, 9-10, 12-13, 15, 17-18, 20-24, 30
	Castroviejo	5	29
	Jacobson	5	14, 25-29
Micro Ryder	Needle Holders	5	36
Micro Scissors	Jacobson	2	3, 5-6, 8-9, 11-13
		2	19, 20
Micro Tissue Forceps	DeBakey	1	3, 5
Micro Vascular Needle Holders		5	35
Micro-Adson	Adson Tissue Forceps	1	39
Mini Glover	Bulldog Clamps	4.1	20
Mini Sternotomy Retractor		3	19
Multi-Purpose Clamps	DeBakey	4.2	34
	Cooley	4.2	46, 63
Multi-Purpose Clamps (Small)	Cooley	4.1	44
	Dardik	4.1	46



Alphabetical Index

		Chapter	Page
Multi-Purpose Clamps (Small)	DeBakey	4.1	29
Murphy	Tubing Clamps	6	14
N			
Natali	Spatulae	3	57
Navarro	Double Curved Scissors	2	39
	Needle Holders	5	43
	Pulmonary Hilum Dissectors	4.2	57
	Retractors	3	38
	Rib Contractor	3	42
	Scalpel handle	6	12
Needle Holders		5	32
	4 Articulations	5	33
	Carpentier	5	34
	Crile Wood	5	41
	DeBakey	5	39-40
	Hegar	5	37
	Mayo Hegar	5	42
	Micro Ryder	5	36
	Navarro	5	43
	Ryder	5	38
Needle Pulling Forceps	Adson Brown	1	35
	Chitwood-DeBakey	1	31-33
	Cushing	1	29
	Mac Indoe	1	29
	Wangensteen	1	34
O			
O'Shaugnessy	Dissectors	1	46
Ochsner	Clamp	4.2	29
P			
Petrella	Clamp	4.2	68
Poole	Suction Tubes	6	9
Potts-Smith	Forceps	1	30
	Scissors	2	25-26
Prestige Delicate Tissue Forceps		1	38
Prestige Scissors	Jameson	2	44
	Mayo	2	41
	Mayo Lexer	2	41
	Mayo Stille	2	41
	Metzenbaum	2	37, 42
	Metzenbaum Fino	2	42
	Reynolds	2	44
	Stevens	2	37
	Wagner	2	43
Prestige Tissue Forceps		1	36
	Adlerkreutz	1	37
	Barraya	1	37
	Durand	1	37
Price Thomas	Bronchus Clamps	4.2	70
Profunda Clamps	Gregory	4.1	43
Pulmonary Hilum Dissectors	Navarro	4.2	57
R			
Redon	Dissectors	1	47
Renal Artery Clamp		4.2	40
	Cooley	4.2	47
Retractor Key Handles		3	24
Retractors	Adams	3	5-9
	Alm	3	46
	Ankeney	3	33
	Beckman	3	47

Alphabetical Index



		Chapter	Page
Retractors	Burford	3	31-32
	Carpentier	3	10-13
	Cooley	3	28-30, 49
	Cosgrove	3	14, 45
	Finochietto	3	36-37
	Navarro	3	38
	Weitlaner	3	48
Reynolds	Prestige Scissors	2	44
Rib Contractor	Bailey	3	43
	Gibbon	3	44
	Navarro	3	42
	Sellor	3	43
Ross	Double Curved Scissors	2	39
Ross	Hand Retractors	3	51
Rumel	Suture Passers	6	5
Ryder	Needle Holders	5	38
S			
Santulli	Bulldog Clamps	4.1	14
Satinsky	Double Curved Scissors	2	40
Saylor	Dissectors	1	47
Scalpel handle	Navarro	6	12
Scheibe	Vascular Clamps (Small)	4.1	38
Scissors		2	32, 36
	Beall Circumflex	2	30
	Carpentier	2	35
	Cooley Mayo	2	33
	De Martel	2	31
	DeBakey	2	24, 34
	Diethrich	2	28, 30
	Diethrich-Potts	2	29
	Favaloro	2	30
	Hegemann	2	27
	Lillehei-Potts	2	33
	Mayo	2	47
	Mayo Lexer	2	46
	Metzenbaum	2	48
	Metzenbaum Fino	2	49
	Potts-Smith	2	25
	Potts-Smith	2	26
	Toennis Adson	2	50
Sellor	Rib Contractor	3	43
Semb	Hand Retractors	3	54
Simon	Hand Retractors	3	66
Spatulae	Natali	3	57
	Toennis	3	57
Sternal Retractor		3	25-27
	Couëtil	3	15-17
	Dubost	3	20-21
Stevens	Prestige Scissors	2	37
Subramanian Atrauma Vascular Clamps		4.1	30
Suction Tubes		6	6
	Andrews-Pynchon	6	8
	Baby Yankauer	6	8
	Cooley	6	11
	DeBakey	6	10
	Frazier	6	7
	Poole	6	9
	Yankauer	6	8
SuperGrip Micro Dissections		1	8, 12-13



Alphabetical Index

		Chapter	Page
SuperGrip Micro Dissections	DeBakey	1	4
SuperGrip Micro Needle Holders		5	4, 8, 11, 16, 19, 23
SuperGrip Micro Scissors	Jacobson	2	4, 7, 10, 17
Suture Passers	Dubost	6	5
	Rumel	6	5
T			
Tangential Occlusion Clamps	Cooley	4.2	26
Thoracic Retractor	Finochietto-Mathey	3	34-35
Thumb Delicate Tissue Forceps		1	28
Tissue Forceps	Adson	1	39
	Micro-Adson	1	39
Toennis	Spatulae	3	57
Toennis Adson	Scissors	2	50
Tubing Clamps	Murphy	6	14
Tuffier	Intercostal Retractor	3	41
Tying Micro Tissue Forceps		1	7, 9-11, 14-20
V			
Vannas	Bayonet Micro Scissors	2	23
Vascular Clamps	Cooley	4.2	45
	DeBakey	4.2	36
	Glover	4.2	42-43
	Leland Jones	4.2	37
	Wylie	4.2	60
Vascular Clamps (Small)	Cooley	4.1	37, 45
	Dale	4.1	42
	DeBakey	4.1	26
	DeBakey Bainbridge	4.1	28
	Scheibe	4.1	38
	Biemer	4.1	3
Vascular Clips		5	44
Vascular Knot Pusher		6	13
Vein Holder	Kienny	4.2	61
Vessel Clamps	Beck Cooley	4.1	5-7
Vessel Clips		4.1	4
Vessel Clips Applying Forceps		4.1	4
W			
Wagner	Prestige Scissors	2	43
Wangensteen	Needle Pulling Forceps	1	34
Weber	Clamp	4.2	12
Weitlaner	Retractors	3	48
Wire Cutters		5	47
Wylie	Clamp	4.2	16
	Vascular Clamps	4.2	60
Y			
Yankauer	Suction Tubes	6	8
Z			
Zangler	Clamp	4.2	15

Index Alphabétique



		Chapitre	Page
#			
4 Articulations	Porte-Aiguilles	5	33
A			
Adams	Écarteurs	3	5-9
Adlerkreutz	Pinces Prestige	1	37
Adson	Pinces Adson	1	39
Adson Brown	Pinces pour Aiguilles	1	35
Allis	Clamp	4.2	66
Alm	Écarteurs	3	46
Andrews-Pynchon	Canules d'Aspiration	6	8
Ankeney	Écarteurs	3	33
Applicateurs pour Clips Vasculaires		4.1	4
B			
Babcock	Pinces à Préhension	4.2	67
Baby Allis	Clamp	4.2	66
Baby Yankauer	Canules d'Aspiration	6	8
Bailey	Rapprocheur de Côtes	3	43
Barraya	Pinces Prestige	1	37
Beall Circumflex	Ciseaux	2	30
Beck	Clamp (Petit)	4.1	41
Beck Cooley	Clamps Vasculaires	4.2	61
Beckman	Écarteurs	3	47
Biemer	Clips Approximateurs	4.1	3
Borowski	Écarteurs à Main	3	51
Boyd	Ciseaux Double Courbure	2	39
Buck Gramcko	Micro Ciseaux Baïonnette	2	21
Burford	Écarteurs	3	31-32
C			
Canules d'Aspiration		6	6
	Andrews-Pynchon	6	8
	Baby Yankauer	6	8
	Cooley	6	11
	DeBakey	6	10
	Frazier	6	7
	Poole	6	9
	Yankauer	6	8
Carpentier	Ciseaux	2	35
	Clamp	4.2	49
	Crochets	3	55
	Écarteurs	3	10-13
	Écarteurs à Main	3	50
	Pince Carpentier Atraumatique	1	22
	Pinces Carpentier Atraumatiques	1	21
	Porte-Aiguilles	5	34
Castaneda	Clamp (Petit)	4.1	31-36
Castroviejo	Micro Porte-Aiguilles	5	29
Chausse Veine	Kienny	6	13
Cherry	Clamp	4.2	17
Chevret	Écarteurs à Poumon	3	58
Chitwood-DeBakey	Pinces pour Aiguilles	1	31-33
Christophe	Pinces Hémostatiques	1	44
Ciseaux		2	32, 36
	DeBakey	2	24
	Beall Circumflex	2	30
	Carpentier	2	35
	Cooley Mayo	2	33
	De Martel	2	31
	DeBakey	2	34
	Diethrich	2	28, 30



Index Alphabétique

	Chapitre	Page
Ciseaux	Diethrich-Potts	2 29
	Favaloro	2 30
	Hegemann	2 27
	Lillehei-Potts	2 33
	Mayo	2 47
	Mayo Lexer	2 46
	Metzenbaum	2 48
	Metzenbaum Fino	2 49
	Potts-Smith	2 25, 26
	Toennis Adson	2 50
Ciseaux Double Courbure		2 38
	Boyd	2 39
	Metzenbaum Fino	2 40
	Navarro	2 39
	Ross	2 39
	Satinsky	2 40
Ciseaux Prestige	Jameson	2 44
	Mayo	2 41
	Mayo Lexer	2 41
	Mayo Stille	2 41
	Metzenbaum	2 37, 42
	Metzenbaum Fino	2 42
	Reynolds	2 44
	Stevens	2 37
	Wagner	2 43
Clamp	Allis	4.2 66
	Baby Allis	4.2 66
	Carpentier	4.2 49
	Cherry	4.2 17
	Cooley	4.2 18-19, 27, 30-32, 48, 51, 53-54
	Cooley Parry	4.2 33
	DeBakey	4.2 4, 6-7, 9-10, 35
	DeBakey Bahnson	4.2 8
	DeBakey Harken	4.2 50
	DeBakey Morris	4.2 3, 5
	DeBakey Pean	4.2 41
	DeBakey Potts	4.2 38
	DeBakey Satinsky	4.2 25
	Dennis	4.2 20-24
	Diethrich	4.2 28
	Glover	4.2 55
	Hayes	4.2 39
	Henly	4.2 44
	Javid	4.2 52
	Judd Allis	4.2 66
	Kay Lambert	4.2 14
	Lemole	4.2 11
	Liddle	4.2 13
	Ochsner	4.2 29
	Petrella	4.2 68
	Weber	4.2 12
	Wylie	4.2 16
	Zangler	4.2 15
Clamp (Petit)	Beck	4.1 41
	Castaneda	4.1 31-36
	Cooley	4.1 39-40
	DeBakey	4.1 27
Clamp pour Artère Rénale		4.2 40
	Cooley	4.2 47

Index Alphabétique



	Chapitre	Page
Clamps à Bronches	Lees	4.2 69
	Mathey	4.2 70
	Price Thomas	4.2 70
Clamps Bulldog	Atraumatic	4.1 18-19
	Cooley	4.1 13
	Cooley (à Anneaux)	4.1 21
	DeBakey	4.1 9, 12, 17
	DeBakey (à Anneaux)	4.1 22-23
	DeBakey Glover	4.1 16
	DeBakey Gregory	4.1 15
	Diethrich	4.1 8-9
	Dubost	4.1 11
	Gregory	4.1 14
	Johns Hopkins	4.1 10
	Mini Glover	4.1 20
	Santulli	4.1 14
Clamps Dissecteur	DeBakey	4.2 56
Clamps Multi-Fonctions	Cooley	4.2 46, 63
	DeBakey	4.2 34
Clamps Multi-Fonctions (Petit)	Cooley	4.1 44
	Dardik	4.1 46
	DeBakey	4.1 29
Clamps Passe-Fils	Cooley	4.2 62
	DeBakey	4.2 59
	DeBakey Semb	4.2 58
Clamps pour Anastomoses	Cooley Derra	4.1 25
	Derra DeBakey	4.1 24
Clamps pour Occlusion Tangentielle	Cooley	4.2 26
Clamps pour Vaisseaux Profonds	Gregory	4.1 43
Clamps Vasculaires	Beck Cooley	4.2 61
Clamps Vasculaires	Cooley	4.2 45
	DeBakey	4.2 36
	Glover	4.2 42-43
	Leland Jones	4.2 37
	Wylie	4.2 60
Clamps Vasculaires (Petit)	Cooley	4.1 37
	Cooley	4.1 45
	Dale	4.1 42
	DeBakey	4.1 26
	DeBakey Bainbridge	4.1 28
	Scheibe	4.1 38
Clamps Vasculaires Atraumatiques		4.1 30
Clips Approximateurs	Biemer	4.1 3
Clips Vasculaires		4.1 5-7
Cooley	Canules d'Aspiration	6 11
	Clamp	4.2 18-19, 27, 30-32, 48, 51, 53-54
	Clamp (Petit)	4.1 39-40
	Clamp pour Artère Rénale	4.2 47
	Clamps Bulldog	4.1 13
	Clamps Multi-Fonctions	4.2 46, 63
	Clamps Multi-Fonctions (Petit)	4.1 44
	Clamps Passe-Fils	4.2 62
	Clamps pour Occlusion Tangentielle	4.2 26
	Clamps Vasculaires	4.2 45
	Clamps Vasculaires (Petit)	4.1 37, 45
	Écarteurs	3 28-30, 49
Cooley (à Anneaux)	Clamps Bulldog	4.1 21
Cooley Derra	Clamps pour Anastomoses	4.1 25
Cooley Mayo	Ciseaux	2 33



Index Alphabétique

		Chapitre	Page
Cooley Parry	Clamp	4.2	33
Cosgrove	Écarteurs	3	14, 45
Couëtil	Écarteur Sternal	3	15-17
Coupe Fils		5	47
Crile	Pinces Hémostatiques	1	44
Crile Wood	Porte-Aiguilles	5	41
Crochets		3	56
	Carpentier	3	55
	Cushing	3	57
	Krayenbuhl	3	57
Cushing	Crochets	3	57
D			
Dale	Clamps Vasculaires (Petit)	4.1	42
Dardik	Clamps Multi-Fonctions (Petit)	4.1	46
Davidson	Spatules à Poumon	3	60
Davis	Dissecteurs	3	57
De Martel	Ciseaux	2	31
Deaver	Spatules à Poumon	3	61
DeBakey	Canules d'Aspiration	6	10
	Ciseaux	2	24, 34
	Clamp	4.2	4, 6-7, 9-10, 35
	Clamp (Petit)	4.1	27
	Clamps Bulldog	4.1	9, 12, 17
	Clamps Dissecteur	4.2	56
	Clamps Multi-Fonctions	4.2	34
	Clamps Multi-Fonctions (Petit)	4.1	29
	Clamps Passe-Fils	4.2	59
	Clamps Vasculaires	4.2	36
	Clamps Vasculaires (Petit)	4.1	26
	Micro Pinces à Dissection SuperGrip	1	4
	Micro Pinces	1	3, 5
	Pinces Atraumatiques	1	23-26
	Porte-Aiguilles	5	39-40
	Testeurs	6	4
DeBakey (à Anneaux)	Clamps Bulldog	4.1	22-23
DeBakey Bahnson	Clamp	4.2	8
DeBakey Bainbridge	Clamps Vasculaires (Petit)	4.1	28
DeBakey Glover	Clamps Bulldog	4.1	16
DeBakey Gregory	Clamps Bulldog	4.1	15
DeBakey Harken	Clamp	4.2	50
DeBakey Morris	Clamp	4.2	3, 5
DeBakey Pean	Clamp	4.2	41
DeBakey Potts	Clamp	4.2	38
DeBakey Satinsky	Clamp	4.2	25
DeBakey Semb	Clamps Passe-Fils	4.2	58
Dennis	Clamp	4.2	20-24
Derra DeBakey	Clamps pour Anastomoses	4.1	24
Desmarres	Écarteurs à Main	3	64
Diethrich	Ciseaux	2	28, 3
Diethrich	Clamp	4.2	28
Diethrich	Clamps Bulldog	4.1	8-9
Diethrich-Potts	Ciseaux	2	29
Direct Vision	Écarteur Intercostal	3	40
Dissecteurs	Davis	3	57
	Gemini	1	45
	O'Shaugnessy	1	46
	Redon	1	47
	Saylor	1	47
	Navarro	4.2	57

Index Alphabétique



		Chapitre	Page
Dubost	Clamps Bulldog	4.1	11
	Écarteur Sternal	3	20-21
	Écarteurs à Main	3	62
	Tire-Fils	6	5
Dubost Couëtil	Écarteur Bypass +	3	22-23
Durand	Pincés Prestige	1	37
Duval	Pincés à Préhension	4.2	64
E			
Écarteur 3 Points		3	18
Écarteur à Bras Articulés		3	39
Écarteur Bypass +	Dubost Couëtil	3	22-23
Écarteur Intercostal	Direct Vision	3	40
	Tuffier	3	41
Écarteur Mini-Sternotomie		3	19
Écarteur Sternal		3	25-27
	Couëtil	3	15-17
	Dubost	3	20-21
Écarteur Thoracique	Finochietto-Mathey	3	34-35
Écarteurs	Adams	3	5-9
	Carpentier	3	10-13
	Alm	3	46
	Ankeney	3	33
	Beckman	3	47
	Burford	3	31-32
	Cooley	3	28-30, 49
	Cosgrove	3	14, 45
	Finochietto	3	36-37
	Navarro	3	38
	Weitlaner	3	48
Écarteurs à Main		3	52-54
	Borowski	3	51
	Carpentier	3	50
	Desmarres	3	64
	Dubost	3	62
	Gill-Vernet	3	63
	Kocher-Langenbeck	3	65
	Martin	3	66
	Ross	3	51
	Semb	3	54
	Simon	3	66
Écarteurs à Poumon	Chevret	3	58
F			
Favaloro	Ciseaux	2	30
Finochietto	Écarteurs	3	36-37
Finochietto-Mathey	Écarteur Thoracique	3	34-35
Frazier	Canules d'Aspiration	6	7
G			
Garrett	Testeurs	6	4
Gemini	Dissecteurs	1	45
Gerald	Pincés Atraumatiques Gerald	1	27
Gibbon	Rapprocheur de Côtes	3	44
Gill-Vernet	Écarteurs à Main	3	63
Glover	Clamp	4.2	55
	Clamps Vasculaires	4.2	42-43
Gregory	Clamps Bulldog	4.1	14
	Clamps pour Vaisseaux Profonds	4.1	43
H			
Halstead	Pincés Hémostatiques	1	42
Harrington	Spatules à Poumon	3	59



Index Alphabétique

		Chapitre	Page
Hayes	Clamp	4.2	39
Hegar	Porte-Aiguilles	5	37
Hegemann	Ciseaux	2	27
Henly	Clamp	4.2	44
J			
Jacobson	Micro Ciseaux	2	3, 5-6, 8-9, 11-13
	Micro Ciseaux SuperGrip	2	4, 7, 10
	Micro Porte-Aiguilles	5	14, 25-29
Jameson	Ciseaux Prestige	2	44
Javid	Clamp	4.2	52
Johns Hopkins	Clamps Bulldog	4.1	10
Judd Allis	Clamp	4.2	66
K			
Kay Lambert	Clamp	4.2	14
Kienny	Chausse Veine	6	13
Kocher-Langenbeck	Écarteurs à Main	3	65
Krayenbuhl	Crochets	3	57
L			
Lees	Clamps à Bronches	4.2	69
Leland Jones	Clamps Vasculaires	4.2	37
Lemole	Clamp	4.2	11
Leriche	Pincers Hémostatiques	1	43
Liddle	Clamp	4.2	13
Lillehei-Potts	Ciseaux	2	33
Lortat Jacob	Porte Instruments	6	15
M			
Mac Indoe	Pincers pour Aiguilles	1	29
Manche de Bistouris	Navarro	6	12
Martin	Écarteurs à Main	3	66
Mathey	Clamps à Bronches	4.2	70
Mayo	Ciseaux	2	47
	Ciseaux Prestige	2	41
Mayo Hegar	Porte-Aiguilles	5	42
Mayo Lexer	Ciseaux	2	46
	Ciseaux Prestige	2	41
Mayo Stille	Ciseaux Prestige	2	41
Metzenbaum	Ciseaux	2	48
	Ciseaux Prestige	2	37, 42
Metzenbaum Fino	Ciseaux	2	49
	Ciseaux Double Courbure	2	40
	Ciseaux Prestige	2	42
Micro Ciseaux		2	19, 20
	Jacobson	2	3, 5-6, 8-9, 11-13
Micro Ciseaux à Extrémité Sphérique		2	14-18
Micro Ciseaux Baïonnette		2	22
	Buck Gramcko	2	21
	Vannas	2	23
Micro Ciseaux Baïonnette		2	17
Micro Ciseaux SuperGrip		2	17
	Jacobson	2	4, 7, 10, 17
Micro Pincers	DeBakey	1	3, 5
Micro Pincers à Dissection		1	7, 9-11, 14-20
Micro Pincers à Dissection SuperGrip		1	8, 12-13
	DeBakey	1	4
Micro Porte-Aiguilles		5	3, 6-7, 9-10, 12-13, 15, 17-18, 20-24, 30
	Castroviejo	5	29
Micro Porte-Aiguilles	Jacobson	5	14, 25-29
Micro Porte-Aiguilles SuperGrip		5	4, 8, 11, 16, 19, 23
Micro Ryder	Porte-Aiguilles	5	36
Micro-Adson	Pincers Adson	1	39

Index Alphabétique



		Chapitre	Page
Mini Glover	Clamps Bulldog	4.1	20
Murphy	Presse-Tubes	6	14
N			
Natali	Spatules	3	57
Navarro	Ciseaux Double Courbure	2	39
	Dissecteurs Hile Pulmonaire	4.2	57
	Écarteurs	3	38
	Manche de Bistouris	6	12
	Porte-Aiguilles	5	43
	Rapprocheur de Côtes	3	42
O			
O'Shaugnessy	Dissecteurs	1	46
Ochsner	Clamp	4.2	29
P			
Petrella	Clamp	4.2	68
Pince Atraumatique	Carpentier	1	22
Pincès à Préhension	Babcock	4.2	67
	Duval	4.2	64
Pincès à Torsader les Fils		5	45-46
Pincès	Adson	1	39
Pincès	Micro-Adson	1	39
	Potts-Smith	1	30
Pincès Atraumatiques	Carpentier	1	21
	DeBakey	1	23-26
	Gerald	1	27
Pincès Délicates		1	28
Pincès Délicates Prestige		1	38
Pincès d'Horloger		1	40, 41
Pincès Hémostatiques	Christophe	1	44
	Crile	1	44
	Halstead	1	42
	Leriche	1	43
Pincès pour Aiguilles	Adson Brown	1	35
	Chitwood-DeBakey	1	31-33
	Cushing	1	29
	Mac Indoe	1	29
	Wangensteen	1	34
Pincès Prestige		1	36
	Adlerkreutz	1	37
	Barraya	1	37
	Durand	1	37
Poignées pour écarteur		3	24
Poole	Canules d'Aspiration	6	9
Porte Instruments	Lortat Jacob	6	15
Porte-Aiguilles		5	32
	4 Articulations	5	33
	Carpentier	5	34
	Crile Wood	5	41
	DeBakey	5	39-40
	Hegar	5	37
	Mayo Hegar	5	42
	Micro Ryder	5	36
	Navarro	5	43
	Ryder	5	38
Porte-Aiguilles Micro Vasculaire		5	35
Potts-Smith	Ciseaux	2	25-26
	Pincès	1	30
Pousse-Noeuds Vasculaire		5	44
Presse-Tubes	Murphy	6	14



Index Alphabétique

		Chapitre	Page
Price Thomas	Clamps à Branches	4.2	70
R			
Rapprocheur de Côtes	Bailey	3	43
	Gibbon	3	44
	Navarro	3	42
	Sellor	3	43
Redon	Dissecteurs	1	47
Reynolds	Ciseaux Prestige	2	44
Ross	Ciseaux Double Courbure	2	39
	Écarteurs à Main	3	51
Rumel	Tire-Fils	6	5
Ryder	Porte-Aiguilles	5	38
S			
Santulli	Clamps Bulldog	4.1	14
Satinsky	Ciseaux Double Courbure	2	40
Saylor	Dissecteurs	1	47
Scheibe	Clamps Vasculaires (Petit)	4.1	38
Sellor	Rapprocheur de Côtes	3	43
Semb	Écarteurs à Main	3	54
Simon	Écarteurs à Main	3	66
Spatules	Natali	3	57
	Toennis	3	57
Spatules à Poumon	Davidson	3	60
	Deaver	3	61
	Harrington	3	59
Stevens	Ciseaux Prestige	2	37
T			
Testeurs		6	3
	DeBakey	6	4
	Garrett	6	4
Tire-Fils	Dubost	6	5
	Rumel	6	5
Toennis	Spatules	3	57
Toennis Adson	Ciseaux	2	50
Tuffier	Écarteur Intercostal	3	41
V			
Vannas	Micro Ciseaux Baïonnette	2	23
W			
Wagner	Ciseaux Prestige	2	43
Wangenstein	Pinces pour Aiguilles	1	34
Weber	Clamp	4.2	12
Weitlaner	Écarteurs	3	48
Wylie	Clamp	4.2	16
	Clamps Vasculaires	4.2	60
Y			
Yankauer	Canules d'Aspiration	6	8
Z			
Zangler	Clamp	4.2	15

Índice Alfabético



		Capítulo	Página
#			
4 Articulaciones	Porta Agujas	5	33
A			
Adams	Separadores	3	5-9
Adlerkreutz	Pinzas Prestige	1	37
Adson	Pinzas Adson	1	39
Adson Brown	Pinzas para Agujas	1	35
Allis	Clamp	4.2	66
Alm	Separadores	3	46
Andrews-Pynchon	Canulas de Aspiración	6	8
Ankeney	Separadores	3	33
Aplicadores para Clips Vasculares		4.1	4
Aprieta-Tubos	Murphy	6	14
Arrimador de Costillas	Bailey	3	43
	Gibbon	3	44
	Navarro	3	42
	Sellor	3	43
Asas para Separador		3	24
B			
Babcock	Pinzas de Presión	4.2	67
Baby Allis	Clamp	4.2	66
Baby Yankauer	Canulas de Aspiración	6	8
Bailey	Arrimador de Costillas	3	43
Barraya	Pinzas Prestige	1	37
Beall Circumflex	Tijeras	2	30
Beck	Clamp (Pequeñas)	4.1	41
Beck Cooley	Clamps Vasculares	4.2	61
Beckman	Separadores	3	47
Biemer	Clips Aproximadores	4.1	3
Borowski	Separadores a Mano	3	51
Boyd	Tijeras Angulo Doble	2	39
Buck Gramcko	Micro Tijeras Bayoneta	2	21
Burford	Separadores	3	31-32
C			
Calza Venas	Kienny	6	13
Canulas de Aspiración		6	6
	Andrews-Pynchon	6	8
	Baby Yankauer	6	8
	Cooley	6	11
	DeBakey	6	10
	Frazier	6	7
	Poole	6	9
	Yankauer	6	8
Carpentier	Clamp	4.2	49
	Ganchos	3	55
	Pinzas Atraumáticas	1	21, 22
	Porta Agujas	5	34
	Separadores	3	10-13
	Separadores a Mano	3	50
	Tijeras	2	35
Castaneda	Clamp (Pequeñas)	4.1	31-36
Castroviejo	Micro Porta Agujas	5	29
Cherry	Clamp	4.2	17
Chevret	Separadores para Pulmón	3	58
Chitwood-DeBakey	Pinzas para Agujas	1	31-33
Christophe	Pinzas Hemostáticas	1	44
Clamp	Allis	4.2	66
	Baby Allis	4.2	66
	Carpentier	4.2	49



Índice Alfabético

	Capítulo	Página
Clamp	Cherry	4.2 17
	Cooley	4.2 18-19, 27, 30-32, 48, 51, 53-54
	Cooley Parry	4.2 33
	DeBakey	4.2 4, 6-7, 9-10, 34
	DeBakey Bahnson	4.2 8
	DeBakey Harken	4.2 50
	DeBakey Morris	4.2 3, 5
	DeBakey Pean	4.2 41
	DeBakey Potts	4.2 38
	DeBakey Satinsky	4.2 25
	Dennis	4.2 20-24
	Diethrich	4.2 28
	Glover	4.2 55
	Hayes	4.2 39
	Henly	4.2 44
	Javid	4.2 52
	Judd Allis	4.2 66
	Kay Lambert	4.2 14
	Lemole	4.2 11
	Liddle	4.2 13
	Ochsner	4.2 29
	Petrella	4.2 68
	Weber	4.2 12
	Wylie	4.2 16
	Zangler	4.2 15
Clamp (Pequeñas)	Beck	4.1 41
	Castaneda	4.1 31-36
	Cooley	4.1 39-40
	DeBakey	4.1 27
Clamp para Artería Renal		4.2 40
	Cooley	4.2 47
Clamps Bulldog	Atraumatic	4.1 18-19
	Cooley	4.1 13
	Cooley (con Anillos)	4.1 21
	DeBakey	4.1 9, 12, 17
	DeBakey (con Anillos)	4.1 22-23
	DeBakey Glover	4.1 16
	DeBakey Gregory	4.1 15
	Diethrich	4.1 8-9
	Dubost	4.1 11
	Gregory	4.1 14
	Johns Hopkins	4.1 10
	Mini Glover	4.1 20
	Santulli	4.1 14
Clamps Dissector	DeBakey	4.2 58
Clamps Multiuso	Cooley	4.2 46, 63
	DeBakey	4.2 34
Clamps Multiuso (Pequeñas)	Cooley	4.1 44
	Dardik	4.1 46
	DeBakey	4.1 29
Clamps para Anastomosis	Cooley Derra	4.1 25
	Derra DeBakey	4.1 24
Clamps para Bronquios	Lees	4.2 69
	Mathey	4.2 70
	Price Thomas	4.2 70
Clamps para Oclusión Tangencial	Cooley	4.2 26
Clamps para Vasos Profundos	Gregory	4.1 43
Clamps Pasa Hilo	Cooley	4.2 62
	DeBakey	4.2 59

Índice Alfabético



		Capítulo	Página
Clamps Pasa Hilo	DeBakey Semb	4.2	58
Clamps Vasculares	Beck Cooley	4.2	61
	Cooley	4.2	45
	DeBakey	4.2	36
	Glover	4.2	42-43
	Leland Jones	4.2	37
	Wylie	4.2	60
Clamps Vasculares (Pequeñas)	Cooley	4.1	37, 45
	Dale	4.1	42
	DeBakey	4.1	26
	DeBakey Bainbridge	4.1	28
	Scheibe	4.1	38
Clamps Vasculares Atraumáticos		4.1	30
Clips Aproximadores	Biemer	4.1	3
Clips Vasculares		4.1	5-7
Comprobadores		6	3
	DeBakey	6	4
	Garrett	6	4
Cooley	Canulas de Aspiración	6	11
	Clamp	4.2	18-19, 27, 30-32, 48, 53-54
	Clamp (Pequeñas)	4.1	39-40
	Clamp para Artería Renal	4.2	47
	Clamps Bulldog	4.1	13
	Clamps Multiuso	4.2	46, 63
	Clamps Multiuso (Pequeñas)	4.1	44
	Clamps para Oclusión Tangencial	4.2	26
	Clamps Pasa Hilo	4.2	62
	Clamps Vasculares	4.2	45
	Clamps Vasculares (Pequeñas)	4.1	37, 45
	Separadores	3	28-30, 49
Cooley (con Anillos)	Clamps Bulldog	4.1	21
Cooley Derra	Clamps para Anastomosis	4.1	25
Cooley Mayo	Tijeras	2	33
Cooley Parry	Clamp	4.2	33
Corta Hilos		5	47
Cosgrove	Separadores	3	14, 45
Couëtil	Separador Externo	3	15-17
Crile	Pinzas Hemostáticas	1	44
Crile Wood	Porta Agujas	5	41
Cushing	Ganchos	3	57
D			
Dale	Clamps Vasculares (Pequeñas)	4.1	42
Dardik	Clamps Multiuso (Pequeñas)	4.1	46
Davidson	Espátulas para Pulmón	3	60
Davis	Disectores	3	57
De Martel	Tijeras	2	31
Deaver	Espátulas para Pulmón	3	61
DeBakey	Canulas de Aspiración	6	10
	Clamp	4.2	4, 6-7, 9-10, 35
	Clamp (Pequeñas)	4.1	27
	Clamps Bulldog	4.1	9, 12, 17
	Clamps Dissector	4.2	55
	Clamps Multiuso	4.2	34
	Clamps Multiuso (Pequeñas)	4.1	29
	Clamps Pasa Hilo	4.2	59
	Clamps Vasculares	4.2	36
	Clamps Vasculares (Pequeñas)	4.1	26
	Comprobadores	6	4
	Micro Pinzas DeBakey	1	3, 5



Índice Alfabético

		Capítulo	Página
DeBakey	Micro Pinzas para Disección SuperGrip	1	4
	Pinzas DeBakey Atraumáticas	1	23-26
	Porta Aguja	5	39-40
	Tijeras	2	24, 34
DeBakey (con Anillos)	Clamps Bulldog	4.1	22-23
DeBakey Bahnson	Clamp	4.2	8
DeBakey Bainbridge	Clamps Vasculares (Pequeñas)	4.1	28
DeBakey Glover	Clamps Bulldog	4.1	16
DeBakey Gregory	Clamps Bulldog	4.1	15
DeBakey Harken	Clamp	4.2	50
DeBakey Morris	Clamp	4.2	3, 5
DeBakey Pean	Clamp	4.2	41
DeBakey Potts	Clamp	4.2	38
DeBakey Satinsky	Clamp	4.2	25
DeBakey Semb	Clamps Pasa Hilo	4.2	58
Dennis	Clamp	4.2	20-24
Derra DeBakey	Clamps para Anastomosis	4.1	24
Desmarres	Separadores a Mano	3	64
Diethrich	Clamp	4.2	28
	Clamps Bulldog	4.1	8-9
	Tijeras	2	28
	Tijeras	2	30
Diethrich-Potts	Tijeras	2	29
Direct Vision	Separador Intercostal	3	40
Disectores	Davis	3	57
	Gemini	1	45
	O'Shaugnessy	1	46
	Redon	1	47
	Saylor	1	47
Disectores Hilio Pulmonar	Navarro	4.2	57
Dubost	Clamps Bulldog	4.1	11
	Separador Eterna	3	20-21
	Separadores a Mano	3	62
	Tira Hilos	6	5
Dubost Couëtil	Separador Bypass +	3	22-23
Durand	Pinzas Prestige	1	37
Duval	Pinzas de Prensión	4.2	64
E			
Empuja Nudos Vascular		5	44
Espátulas	Toennis	3	57
Espátulas	Natali	3	57
Espátulas para Pulmón	Davidson	3	60
	Deaver	3	61
	Harrington	3	59
F			
Favaloro	Tijeras	2	30
Finochietto	Separadores	3	36-37
Finochietto-Mathey	Separador Torácico	3	34-35
Frazier	Canulas de Aspiración	6	7
G			
Ganchos		3	56
	Carpentier	3	55
	Cushing	3	57
	Krayenbuhl	3	57
Garrett	Comprobadores	6	4
Gemini	Disectores	1	45
Gerald	Pinzas Atraumáticas Gerald	1	27
Gibbon	Arrimador de Costillas	3	44
Gill-Vernet	Separadores a Mano	3	63

Índice Alfabético



	Capítulo	Página
Glover	Clamp	55
	Clamps Vasculares	42-43
Gregory	Clamps Bulldog	14
	Clamps para Vasos Profundos	43
H		
Halstead	Pinzas Hemostáticas	42
Harrington	Espátulas para Pulmón	59
Hayes	Clamp	39
Hegar	Porta Agujas	37
Hegemann	Tijeras	27
Henly	Clamp	44
J		
Jacobson	Micro Porta Agujas	14, 25-29
	Micro Tijeras	3, 5-6, 8-9, 11-13
	Micro Tijeras SuperGrip	4, 7, 10
Jameson	Tijeras Prestige	44
Javid	Clamp	52
Johns Hopkins	Clamps Bulldog	10
Judd Allis	Clamp	66
K		
Kay Lambert	Clamp	14
Kienny	Calza Venas	13
Kocher-Langenbeck	Separadores a Mano	65
Krayenbuhl	Ganchos	57
L		
Lees	Clamps para Bronquios	69
Leland Jones	Clamps Vasculares	37
Lemole	Clamp	11
Leriche	Pinzas Hemostáticas	43
Liddle	Clamp	13
Lillehei-Potts	Tijeras	33
Lortat Jacob	Porta Instrumentos	15
M		
Mac Indoe	Pinzas para Agujas	29
Mango de Bisturí	Navarro	12
Martin	Separadores a Mano	66
Mathey	Clamps para Bronquios	70
Mayo	Tijeras	47
	Tijeras Prestige	41
Mayo Hegar	Porta Agujas	42
Mayo Lexer	Tijeras	46
	Tijeras Prestige	41
Mayo Stille	Tijeras Prestige	41
Metzenbaum	Tijeras	48
	Tijeras Prestige	37, 42
Metzenbaum Fino	Tijeras	49
	Tijeras Angulo Doble	40
	Tijeras Prestige	42
Micro Pinzas de disección		7, 9-10, 11, 14-20
Micro Pinzas DeBakey	DeBakey	3, 5
Micro Pinzas para Disección SuperGrip		8, 12-13
Micro Pinzas para Disección SuperGrip	DeBakey	4
Micro Porta Agujas	Castroviejo	29
	Jacobson	14, 25-29
		3, 6-7, 9-10, 12-13, 15, 17-18, 20-24, 30
Micro Porta Agujas SuperGrip		4, 8, 11, 16, 19, 23
Micro Ryder	Porta Agujas	36
Micro Tijeras		19-20
	Buck Gramcko	21



Índice Alfabético

	Capítulo	Página
Micro Tijeras	Jacobson 2	3, 5-6, 8-9, 11-13
	Vannas 2	23
Micro Tijeras con Extremidad Esférica	2	14-18
Micro Tijeras SuperGrip	2	17
	Jacobson 2	4, 7, 10
Micro-Adson	Pinzas Adson 1	39
Mini Glover	Clamps Bulldog 4.1	20
Murphy	Aprieta-Tubos 6	14
N		
Natali	Espátulas 3	57
Navarro	Arrimador de Costillas 3	42
	Disectores Hilio Pulmonar 4.2	57
	Mango de Bisturí 6	12
	Porta Agujas 5	43
	Separadores 3	38
	Tijeras Angulo Doble 2	39
O		
O'Shaugnessy	Disectores 1	46
Ochsner	Clamp 4.2	29
P		
Petrella	Clamp 4.2	68
Pinzas	Adson 1	39
	Micro-Adson 1	39
	Potts-Smith 1	30
Pinzas Atraumáticas	Carpentier 1	21, 22
	Gerald 1	27
	DeBakey 1	23-26
Pinzas de Presión	Duval 4.2	64
	Babcock 4.2	67
Pinzas de Relojero	1	40, 41
Pinzas Delicadas	1	28
Pinzas Delicadas Prestige	1	38
Pinzas Hemostáticas	Christophe 1	44
	Crile 1	44
	Halstead 1	42
	Leriche 1	43
Pinzas para Agujas	Adson Brown 1	35
	Chitwood-DeBakey 1	31-33
	Cushing 1	29
	Mac Indoe 1	29
	Wangensteen 1	34
Pinzas para Retorcer los Hilos	5	45-46
Pinzas Prestige	1	36
	Adlerkreutz 1	37
	Barraya 1	37
	Durand 1	37
Poole	Canulas de Aspiración 6	9
Porta Agujas	5	32
	4 Articulaciones 5	33
	Carpentier 5	34
	Crile Wood 5	41
	DeBakey 5	39-40
	Hegar 5	37
	Mayo Hegar 5	42
	Micro Ryder 5	36
	Navarro 5	43
	Ryder 5	38
Porta Agujas Micro Vascular	5	35
Porta Instrumentos	Lortat Jacob 6	15

Índice Alfabético



		Capítulo	Página
Potts-Smith	Pinzas Potts-Smith	1	30
	Tijeras	2	25-26
Price Thomas	Clamps para Bronquios	4.2	70
R			
Redon	Disectores	1	47
Reynolds	Tijeras Prestige	2	44
Ross	Separadores a Mano	3	51
	Tijeras Angulo Doble	2	39
Rumel	Tira Hilos	6	5
Ryder	Porta Aguja	5	38
S			
Santulli	Clamps Bulldog	4.1	14
Satinsky	Tijeras Angulo Doble	2	40
Saylor	Disectores	1	47
Scheibe	Clamps Vasculares (Pequeñas)	4.1	38
Sellor	Arrimador de Costillas	3	43
Semb	Separadores a Mano	3	54
Separador 3 Puntos		3	18
Separador Bypass +	Dubost Couëtil	3	22-23
Separador con Brazos Articulados		3	39
Separador ETERNAL		3	25-27
	Couëtil	3	15-17
	Dubost	3	20-21
Separador Intercostal	Direct Vision	3	40
	Tuffier	3	41
Separador Mini-Esternotomía		3	19
Separador Torácico	Finochietto-Mathey	3	34-35
Separadores	Adams	3	5-9
	Alm	3	46
	Ankeney	3	33
	Beckman	3	47
	Burford	3	31-32
	Carpentier	3	10-13
	Cooley	3	28-30, 49
	Cosgrove	3	14, 45
	Finochietto	3	36-37
	Navarro	3	38
	Weitlaner	3	48
Separadores a Mano		3	52-54
	Borowski	3	51
	Carpentier	3	50
	Desmarres	3	64
	Dubost	3	62
	Gill-Vernet	3	63
	Kocher-Langenbeck	3	65
	Martin	3	66
	Ross	3	51
	Semb	3	54
	Simon	3	66
Separadores para Pulmón	Chevret	3	58
Simon	Separadores a Mano	3	66
Stevens	Tijeras Prestige	2	37
T			
Tijeras		2	32, 36
	Beall Circumflex	2	30
	Carpentier	2	35
	Cooley Mayo	2	33
	De Martel	2	31
	DeBakey	2	24, 34



Índice Alfabético

	Capítulo	Página
Tijeras	Diethrich	2 28, 30
	Diethrich-Potts	2 29
	Favaloro	2 30
	Hegemann	2 27
	Lillehei-Potts	2 33
	Mayo	2 47
	Mayo Lexer	2 46
	Metzenbaum	2 48
	Metzenbaum Fino	2 49
	Potts-Smith	2 25
	Potts-Smith	2 26
	Toennis Adson	2 50
Tijeras Angulo Doble		2 38
	Boyd	2 39
	Metzenbaum Fino	2 40
	Navarro	2 39
	Ross	2 39
	Satinsky	2 40
Tijeras Prestige	Jameson	2 44
	Mayo	2 41
	Mayo Lexer	2 41
	Mayo Stille	2 41
	Metzenbaum	2 37, 42
	Metzenbaum Fino	2 42
	Reynolds	2 44
	Stevens	2 37
	Wagner	2 43
Tira Hilos	Dubost	6 5
	Rumel	6 5
Toennis	Espátulas	3 57
Toennis Adson	Tijeras	2 50
Tuffier	Separador Intercostal	3 41
V		
Vannas	Micro Tijeras Bayoneta	2 23
W		
Wagner	Tijeras Prestige	2 43
Wangenstein	Pinzas para Agujas	1 34
Weber	Clamp	4.2 12
Weitlaner	Separadores	3 48
Wylie	Clamp	4.2 16
	Clamps Vasculares	4.2 60
Y		
Yankauer	Canulas de Aspiración	6 8
Z		
Zangler	Clamp	4.2 15

Micro Dissections / Pinces à Dissection / Pinzas para Disección

DeBakey



P 3 - 4 - 5 - 6

SuperGrip
SuperGrip
SuperGrip



P 4 - 6 - 8 - 12 - 13 - 16

Counterbalanced
Contrebalancée
Contrabalanceada



P 5 - 6 - 9 - 14 - 18 - 20

Ring Tip
Extrémité Anneau
Extremidad Anillo



P 7 - 8 - 9 - 10

With Platform
Avec Plateforme
Con Plataforma



P 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18

Without Platform
Sans Plateforme
Sin Plataforma



P 19 - 20

Atrauma and Delicate Tissue Forceps / Pinces Atraumatiques et Délicates / Pinzas Atraumáticas y Delicadas

Carpentier



P 21 - 22

DeBakey



P 23 - 24 - 25

Bayonet
Baïonnette
Bayoneta



P 26

Gerald



P 27

Delicate
Délicates
Delicadas



P 28

Needle Pulling Forceps / Pinces pour Aiguilles / Pinzas para Aguja

Mac Indoe



P 29

Cushing



P 29

Potts-Smith



P 30

Chitwood-DeBakey



P 31-32-33

Wangensteen



P 34

Adson Brown



P 35

Prestige and Delicate Tissue Forceps / Pinces Prestige et Délicates / Pinzas Prestige y Delicadas

Prestige
Prestige
Prestige



P 36

Barraya



P 37

Adlerkreutz



P 37

Durand



P 37

Delicate Prestige
Délicates Prestige
Delicadas Prestige



P 38

Dissecting Forceps Chapter / [Chapitre Pincès à Dissection](#) / [Capítulo Pinzas para Disección](#)

 Adson Tissue Forceps / [Pincès Adson](#) / [Pinzas Adson](#)

Adson

Micro Adson



P 39



P 39

 Jeweler Tissue Forceps / [Pincès d'Horloger](#) / [Pinzas de Relojero](#)


P 40 - 41

 Prestige Haemostatic Forceps / [Pincès Hémostatiques Prestige](#) / [Pinzas Hemostáticas Prestige](#)

Halstead

Leriche

Crile

Christophe



P 42



P 43



P 44



P 44

 Dissectors / [Dissecteurs](#) / [Disectores](#)

Gemini

O'Shaugnessy

Saylor

Redon



P 45



P 46



P 47



P 47

DeBakey Micro Tissue Forceps / Micro Pinces DeBakey / Micro Pinzas DeBakey



1.3 mm Jaws - 180 g Pressure
Mors 1,3 mm - Pression 180 g
Bocas 1,3 mm - Presión 180 g

DeBakey

Straight
Droite
Recta

DC12000-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC12000-15 

L : 150 mm - 6"

 **DC12000-18** 

L : 180 mm - 7"

DC12000-21 

L : 210 mm - 8"

DC12000-23 

L : 230 mm - 9"

Angled
Coudée
Angulada

DC12001-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC12001-15 

L : 150 mm - 6"

 **DC12001-18** 

L : 180 mm - 7"

DC12001-21 

L : 210 mm - 8"

DC12001-23 

L : 230 mm - 9"

SuperGrip Micro Dissections / [Micro Pinces à Dissection SuperGrip](#) / Micro Pinzas para Disección SuperGrip


DeBakey

1.3 mm Jaws - SuperGrip - 180 g Pressure

[Mors 1,3 mm - SuperGrip - Pression 180 g](#)

Bocas 1,3 mm - SuperGrip - Presión 180 g

DeBakey

 Straight
[Droite](#)
 Recta
**DC12000-18S B**

L : 180 mm - 7"

DC12000-21S B

L : 210 mm - 8"



DeBakey Micro Tissue Forceps / Micro Pinces DeBakey / Micro Pinzas DeBakey

1.3 mm Jaws - Counterbalanced - 180 g Pressure
Mors 1,3 mm - Contrebalancée - Pression 180 g
Bocas 1,3 mm - Contrabalanceada - Presión 180 g



DeBakey



Counterbalanced

DeBakey

Straight
Droite
Recta



DC12500-18

L : 180 mm - 7"

DC12500-21

L : 210 mm - 8"

Angled
Coudée
Angulada




DC12501-18

L : 180 mm - 7"

DC12501-21

L : 210 mm - 8"



SuperGrip Micro Dissections / Micro Pincers à Dissection SuperGrip / Micro Pinzas para Disección SuperGrip

1.3 mm Jaws - SuperGrip - Counterbalanced - 180 g Pressure

Mors 1,3 mm - SuperGrip - Contrebalancée - Pression 180 g

Bocas 1,3 mm - SuperGrip - Contrabalanceada - Presión 180 g



DeBakey



Counterbalanced

DeBakey

 Straight
 Droite
 Recta

DC12500-18S **B**

L : 180 mm - 7"

DC12500-21S **B**

L : 210 mm - 8"

 Angled
 Coudée
 Angulada

 **DC12501-18S** **B**

L : 180 mm - 7"

DC12501-21S **B**

L : 210 mm - 8"

**B**



Ring Tip - 180 g Pressure
Extrémité Anneau - Pression 180 g
Extremidad Anillo - Presión 180 g

Ø 1 mm

DC12900-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC12900-15 

L : 150 mm - 6"

DC12900-18 

L : 180 mm - 7"

DC12900-21 

L : 210 mm - 8"

Ø 2 mm

DC12905-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC12905-15 

L : 150 mm - 6"

 **DC12905-18** 

L : 180 mm - 7"

DC12905-21 

L : 210 mm - 8"



SuperGrip Micro Dissections / **Micro Pincers à Dissection SuperGrip** / Micro Pinzas para Disección SuperGrip

Ring Tip - SuperGrip - 180 g Pressure
 Extrémité Anneau - SuperGrip - Pression 180 g
 Extremidad Anillo - SuperGrip - Presión 180 g



Ø 1 mm

 **DC12920-18S** **B**

L : 180 mm - 7"

DC12920-21S **B**

L : 210 mm - 8"



Tying Micro Tissue Forceps / **Micro Pinces à Dissection** / Micro Pinzas de disección

Ring Tip - Counterbalanced - 180 g Pressure
Extrémité Anneau - Contrebalancée - Pression 180 g
Extremidad Anillo - Contrabalanceada - Presión 180 g



Diamondite



Counterbalanced

Ø 1 mm



DC12920-15

L : 150 mm - 6"

DC12920-18

L : 180 mm - 7"

DC12920-21

L : 210 mm - 8"

Ø 2 mm



DC12925-15

L : 150 mm - 6"



DC12925-18

L : 180 mm - 7"

DC12925-21

L : 210 mm - 8"



Tying Micro Tissue Forceps / **Micro Pinces à Dissection** / Micro Pinzas de disección

Ring Tip - Heavy Model - 250 g Pressure
Extrémité Anneau - Modèle Fort - Pression 250 g
Extremidad Anillo - Modelo Fuerte - Presión 250 g



Ø 1 mm



DC12940-18

L : 180 mm - 7"

DC12940-21

L : 210 mm - 8"



 : Add TI for Titanium Model / **Ajoutez TI pour le Modèle Titane** / Añadir TI para Modelo Titanio

Tying Micro Tissue Forceps / Micro Pinces à Dissection / Micro Pinzas de disección



With Platform - 180 g Pressure
Avec Plateforme - Pression 180 g
Con Plataforma - Presión 180 g

Straight
Droite
Recta

0.4 x 7 mm

DC12310-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC12310-15 

L : 150 mm - 6"

 **DC12310-18** 

L : 180 mm - 7"

DC12310-21 

L : 210 mm - 8"

0.8 x 7 mm

DC12320-15

L : 150 mm - 6"

DC12320-18

L : 180 mm - 7"

DC12320-21

L : 210 mm - 8"

Curved
Courbe
Curva

0.4 x 7 mm

DC12311-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC12311-15 

L : 150 mm - 6"

 **DC12311-18** 

L : 180 mm - 7"

DC12311-21 

L : 210 mm - 8"

0.8 x 7 mm

DC12321-15

L : 150 mm - 6"

DC12321-18

L : 180 mm - 7"

DC12321-21

L : 210 mm - 8"

 : Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titano

SuperGrip Micro Dissections / Micro Pincers à Dissection SuperGrip / Micro Pinzas para Disección SuperGrip

With Platform - SuperGrip - 180 g Pressure
Avec Plateforme - SuperGrip - Pression 180 g
Con Plataforma - SuperGrip - Presión 180 g



Straight
Droite
Recta

0.4 x 7 mm

 **DC12310-18S** **B**

L : 180 mm - 7"

DC12310-21S **B**

L : 210 mm - 8"

Curved
Courbe
Curva

0.4 x 7 mm

 **DC12311-18S** **B**

L : 180 mm - 7"

DC12311-21S **B**

L : 210 mm - 8"

B

B : Add «B» for SuperGrip black coating / Ajoutez «B» pour un revêtement noir / Añadir «B» para un revestimiento negro

NEW
NOUVEAU
NUEVO



DeBakey



Counterbalanced

Straight
Droite
Recta

2.6 mm



DC12550-24S

L : 240 mm - 9 1/2"



Tying Micro Tissue Forceps / **Micro Pincés à Dissection** / Micro Pinzas de disección

With Platform - Counterbalanced - 180 g Pressure
Avec Plateforme - Contrebalancée - Pression 180 g
Con Plataforma - Contrabalanceada - Presión 180 g



Diamondite



Counterbalanced

0.4 x 7 mm

DC12710-15

L : 150 mm - 6"

**DC12710-18**

L : 180 mm - 7"


DC12710-21

L : 205 mm - 8"



Tying Micro Tissue Forceps / **Micro Pincès à Dissection** / Micro Pinzas de disección

With Platform - Heavy Model - 250 g Pressure
Avec Plateforme - Modèle Fort - Pression 250 g
Con Plataforma - Modelo Fuerte - Presión 250 g



 : Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titano

SuperGrip Tying Micro Tissue Forceps / Micro Pinces à Dissection SuperGrip / Micro Pinzas de disección SuperGrip



Resano



DeBakey

Heavy Model
Modèle Fort
Modelo Fuerte

NEW
NOUVEAU
NUEVO



DeBakey

3.5 mm



DC13030-21S

L : 210 mm - 8"

DC13030-24S

L : 240 mm - 9 1/2"

3.5 mm



DC13040-21S

L : 210 mm - 8"

DC13040-24S

L : 240 mm - 9 1/2"



Tying Micro Tissue Forceps / Micro Pinces à Dissection / Micro Pinzas de disección

With Platform and Teeth - 180 g Pressure
Avec Plateforme et Griffes - Pression 180 g
Con Plataforma y Uñas - Presión 180 g



Straight
Droite
Recta

Teeth
Griffes
Uñas
1 x 2

0.5 x 6 mm

DC12410-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC12410-15

L : 150 mm - 6"

 **DC12410-18**

L : 180 mm - 7"

DC12410-21

L : 205 mm - 8"



Curved
Courbe
Curva

Teeth
Griffes
Uñas
1 x 2

0.5 x 6 mm

DC12411-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC12411-15

L : 150 mm - 6"

 **DC12411-18**

L : 180 mm - 7"

DC12411-21

L : 205 mm - 8"



Tying Micro Tissue Forceps / **Micro Pinces à Dissection** / Micro Pinzas de disección

With Platform and Teeth - Counterbalanced - 180 g Pressure
 Avec Plateforme et Griffes - Contrebalancée - Pression 180 g
 Con Plataforma y Uñas - Contrabalanceada - Presión 180 g



Diamondite



Counterbalanced

Teeth
 Griffes
 Uñas
 1 x 2

0.5 x 6 mm

**DC12810-15**

L: 150 mm - 6"

DC12810-18

L: 180 mm - 7"

**DC12810-21**

L: 205 mm - 8"





Without Platform - 180 g Pressure
Sans Plateforme - Pression 180 g
Sin Plataforma - Presión 180 g

Straight
Droite
Recta

0.4 mm

DC12100-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC12100-15

L : 150 mm - 6"

 **DC12100-18**

L : 180 mm - 7"

DC12100-21

L : 210 mm - 8"



Curved
Courbe
Curva

0.4 mm

DC12101-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC12101-15

L : 150 mm - 6"

 **DC12101-18**

L : 180 mm - 7"

DC12101-21

L : 210 mm - 8"



Tying Micro Tissue Forceps / **Micro Pinces à Dissection** / Micro Pinzas de disección

Without Platform - Counterbalanced - 180 g Pressure

Sans Plateforme - Contrebalancée - Pression 180 g

Sin Plataforma - Contrabalanceada - Presión 180 g



Diamondite



Counterbalanced

 Straight
 Droite
 Recta

0.4 mm

DC12600-15

L : 150 mm - 6"

**DC12600-18**

L : 180 mm - 7"

DC12600-21

L : 205 mm - 8"


 Curved
 Courbe
 Curva

0.4 mm

DC12601-15

L : 150 mm - 6"

**DC12601-18**

L : 180 mm - 7"

DC12601-21

L : 205 mm - 8"



The "Magic Forceps" - Resano Jaws
La "Pince Magique" - Mors Resano
La "Pinza Mágica" - Bocas Resano



Carpentier

Soft
Souple
Flexible

170 g Pressure
Pression 170 g
Presión 170 g



DC13020-18

L : 180 mm - 6"



DC13020-23

L : 230 mm - 9 1/2"



DC13020-27

L : 270 mm - 11"

DC13020-32

L : 320 mm - 13"

Strong
Forte
Fuerte

300 g Pressure
Pression 300 g
Presión 300 g



DC13010-18

L : 180 mm - 6"



DC13010-23

L : 230 mm - 9 1/2"



DC13010-27

L : 270 mm - 11"

DC13010-32

L : 320 mm - 13"



Carpentier Dissecting Atrauma Tissue Forceps / **Pince Carpentier Atraumatique** / Pinza Carpentier Atraumática

3 Articulations
3 Articulations
3 Articulationes

Carpentier





120 g Pressure
Pression 120 g
Presión 120 g

DeBakey

1 mm

DC13103-16

L : 160 mm - 6"

DC13103-20

L : 200 mm - 8"

DC13103-24

L : 240 mm - 9 1/2"

1.5 mm

DC13102-16

L : 160 mm - 6"



DC13102-20

L : 200 mm - 8"

DC13102-24

L : 240 mm - 9 1/2"

2 mm

DC13202-16

L : 160 mm - 6"

DC13202-20

L : 200 mm - 8"

DC13202-24

L : 240 mm - 9 1/2"

2.8 mm

DC13302-16

L : 160 mm - 6"

DC13302-20

L : 200 mm - 8"

DC13302-24

L : 240 mm - 9 1/2"

3.5 mm

DC13402-16

L : 160 mm - 6"

DC13402-20

L : 200 mm - 8"

DC13402-24

L : 240 mm - 9 1/2"



DeBakey Atrauma Tissue Forceps / Pinces DeBakey Atraumatiques / Pinzas DeBakey Atraumáticas

 200g Pressure
 Pression 200 g
 Presión 200 g


DeBakey

DeBakey

1 mm

DC13101-12L : 120 mm - 4 ³/₄"**DC13101-16**

L : 160 mm - 6"

DC13101-20 

L : 200 mm - 8"

DC13101-24L : 240 mm - 9 ¹/₂"**DC13101-30**

L : 300 mm - 12"

1.5 mm

DC13100-16 

L : 160 mm - 6"

**DC13100-20** 

L : 200 mm - 8"

DC13100-24 L : 240 mm - 9 ¹/₂"**DC13100-30**

L : 300 mm - 12"

2 mm

DC13200-16 

L : 160 mm - 6"

DC13200-20 

L : 200 mm - 8"

DC13200-24 L : 240 mm - 9 ¹/₂"**DC13200-30**

L : 300 mm - 12"

2.8 mm

DC13300-16 

L : 160 mm - 6"

DC13300-20 

L : 200 mm - 8"

DC13300-24 L : 240 mm - 9 ¹/₂"**DC13300-30**

L : 300 mm - 12"

3.5 mm

DC13400-16

L : 160 mm - 6"

DC13400-20

L : 200 mm - 8"

DC13400-24L : 240 mm - 9 ¹/₂"**DC13400-30**

L : 300 mm - 12"

 : Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titano

60° Angled - 200 g Pressure
Coudée 60° - Pression 200 g
Angulada 60° - Presión 200 g



DeBakey

2.0 x 10 mm

DC13550-16

L : 160 mm - 6"

DC13550-20

L : 200 mm - 8"

DC13550-24

L : 240 mm - 9 1/2"

DC13550-30

L : 300 mm - 12"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

2.0 x 20 mm

DC13500-16

L : 160 mm - 6"



DC13500-20

L : 200 mm - 8"

DC13500-24

L : 240 mm - 9 1/2"

DC13500-30

L : 300 mm - 12"



Bayonet DeBakey Dissecting Forceps / Pince DeBakey à Baïonnette / Pinza DeBakey con Bayoneta



DeBakey

Bayonet
Baïonnette
Bayoneta

DeBakey

2 mm

DC13201-24

L : 240 mm - 9 1/2"





Diamonite

Gerald

Straight
Droite
Recta

Ring Tip
Extrémité Anneau
Extremidad con Anillo

Ø 1 mm

DC14000-14

L : 140 mm - 5 1/2"



DC14000-18

L : 180 mm - 7"

Smooth Jaws
Mors Lisses
Bocas Lisas

1 mm

DC14100-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC14100-18

L : 180 mm - 7"

DC14100-21

L : 200 mm - 8"

Straight
Droite
Recta

With Platform
Avec Plateforme
Con Plataforma

1 mm

DC14110-14

L : 140 mm - 5 1/2"



DC14110-18

L : 180 mm - 7"

With Platform - Teeth : 1 x 2
Avec Plateforme - Griffes : 1 x 2
Con Plataforma - Uñas : 1 x 2

1 mm

DC14210-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC14210-18

L : 180 mm - 7"

Curved
Courbe
Curva

Ring Tip
Extrémité Anneau
Extremidad con Anillo

Ø 1 mm

DC14001-14

L : 140 mm - 5 1/2"



DC14001-18

L : 180 mm - 7"

With Platform - Teeth : 1 x 2
Avec Plateforme - Griffes : 1 x 2
Con Plataforma - Uñas : 1 x 2

1 mm

DC14211-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC14211-18

L : 180 mm - 7"

Thumb Delicate Tissue Forceps / *Pinces Délicates* / Pinzas Delicadas



1 mm

DC14300-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"



DC14300-16

L : 160 mm - 6"

DC14300-20

L : 200 mm - 8"

DC14300-24

L : 240 mm - 9 ¹/₂"



2 mm

DC14310-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"



DC14310-16

L : 160 mm - 6"

DC14310-20

L : 200 mm - 8"

DC14310-24

L : 240 mm - 9 ¹/₂"





Mac Indoe

Cushing

1.5 mm

DC14800-15

L : 150 mm - 6"

1 mm

DC14900-18

L : 180 mm - 7"



Potts-Smith Forceps / Pincers Potts-Smith / Pinzas Potts-Smith



Potts-Smith

1.8 mm

DC15100-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC15100-14

L : 140 mm - 5 ¹/₂"



DC15100-16

L : 160 mm - 6"

DC15100-18

L : 180 mm - 7"

DC15100-21

L : 210 mm - 8"

DC15100-23

L : 230 mm - 9 ¹/₂"

DC15100-25

L : 250 mm - 10"

DC15100-30

L : 300 mm - 11 ³/₄"

NEW
NOUVEAU
NUEVO



Needle Pulling Forceps / Pinces pour Aiguilles / Pinzas para Aguja

Flat Handle
Manche Plat
Mango plano

Chitwood-DeBakey



DeBakey



TC Inserts

1.5 mm

DC15400-15

L : 150 mm - 6"

DC15400-20

L : 200 mm - 8"

 **DC15400-24**

L : 240 mm - 9 1/2"

DC15400-30

L : 300 mm - 11 3/4"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

2 mm

DC15500-15

L : 150 mm - 6"

DC15500-20

L : 200 mm - 8"

DC15500-24

L : 240 mm - 9 1/2"

DC15500-30

L : 300 mm - 11 3/4"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

2.7 mm

DC15600-15

L : 150 mm - 6"

DC15600-20

L : 200 mm - 8"

 **DC15600-24**

L : 240 mm - 9 1/2"

DC15600-30

L : 300 mm - 11 3/4"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

3.5 mm

DC15700-15

L : 150 mm - 6"

DC15700-20

L : 200 mm - 8"

DC15700-24

L : 240 mm - 9 1/2"

DC15700-30

L : 300 mm - 11 3/4"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

Needle Pulling Forceps / *Pinces pour Aiguilles* / *Pinzas para Aguja*s

Round Handle
Manches Ronds
Mango Redondo

NEW
NOUVEAU
NUEVO

Chitwood-DeBakey



DeBakey



TC Inserts

1 mm



DC15410-15

L : 150 mm - 6"

DC15410-18

L : 180 mm - 7"



DC15410-21

L : 210 mm - 8"

1.5 mm



DC15430-15

L : 150 mm - 6"

DC15430-18

L : 180 mm - 7"

DC15430-21

L : 210 mm - 8"

1.3 mm



DC15420-15

L : 150 mm - 6"

DC15420-18

L : 180 mm - 7"

DC15420-21

L : 210 mm - 8"



NEW
NOUVEAU
NUEVO

Chitwood-DeBakey



DeBakey



TC Inserts



DC15600-28

L : 280 mm - 11"





Wangensteen

**DC15200-15**

L : 150 mm - 6"

DC15200-23

L : 230 mm - 9"

DC15200-25L : 250 mm - 9¹/₂"




Chapter 2
Chapitre 2
Capítulo 2

Adson Brown



B40448
L : 120 mm - 4^{3/4}"

Prestige Tissue Forceps / Pinces Prestige / Pinzas Prestige



Chapter 2
Chapitre 2
Capítulo 2

Without Teeth
Sans Griffes
Sin Uñas



B86715

L : 140 mm - 5 1/2"

B86720

L : 160 mm - 6"



B86725

L : 180 mm - 7"



Teeth
Griffes
Uñas
1 x 2



B86700

L : 140 mm - 5 1/2"


B86705

L : 160 mm - 6"



B86710

L : 180 mm - 7"



Chapter 2
Chapitre 2
Capítulo 2

Barraya



Narrow Jaws - Squared
Mors Étroits - Quadrillés
Bocas Estrechas - Cuadriculadas

Teeth
Griffes
Uñas
2 x 3

B86750

L : 160 mm - 6"

B86755

L : 180 mm - 7"



B86760

L : 200 mm - 7³/₄"

Adlerkreutz



With Platform
Avec plateforme
Con Plataforma

Teeth
Griffes
Uñas
3 x 4

B86765

L : 160 mm - 6"

B86770

L : 180 mm - 7"



B86775

L : 200 mm - 7³/₄"

Durand



Russian Model
Patte de Velours
Modelo Ruso

Without Teeth
Sans Griffes
Sin Uñas

B86780


L : 150 mm - 6"



B86785

L : 200 mm - 7³/₄"

Prestige Delicate Tissue Forceps / Pinces Délicates Prestige / Pinzas Delicadas Prestige



Chapter 2
Chapitre 2
Capítulo 2

Fine Model
Modèle Fin
Modelo Fino

Teeth
Griffes
Uñas
1 x 2



B86730

L : 140 mm - 5 1/2"

Without Teeth
Sans Griffes
Sin Uñas



B86735

L : 140 mm - 5 1/2"

Teeth
Griffes
Uñas
1 x 2



B86740

L : 200 mm - 8"


Without Teeth
Sans Griffes
Sin Uñas



B86745

L : 200 mm - 8"

Adson Tissue Forceps / Pinces Adson / Pinzas Adson



Chapter 2
Chapitre 2
Capítulo 2

Adson

2 mm



Without Teeth
Sans Griffes
Sin Uñas



B40440

L : 120 mm - 4 ³/₄"

B404450

L : 150 mm - 6"

B404453

L : 180 mm - 7"



Teeth
Griffes
Uñas
1 x 2



B40445

L : 120 mm - 4 ³/₄"

B404451

L : 150 mm - 6"

B404454

L : 180 mm - 7"

Micro-Adson

1 mm



Without Teeth
Sans Griffes
Sin Uñas



B40447

L : 120 mm - 4 ³/₄"

B404470

L : 150 mm - 6"



Teeth
Griffes
Uñas
1 x 2



B40446

L : 120 mm - 4 ³/₄"

B404471

L : 150 mm - 6"

Jeweler Tissue Forceps / **Pinces d'Horloger** / Pinzas de Relojero



Curved
Courbe
Curva

DC16601-11

L : 110 mm - 4"



Straight
Droite
Recta

DC16600-11

L : 110 mm - 4"



DC16800-13

L : 130 mm - 5"



45°

DC16700-11

L : 110 mm - 4"



DC16900-13

L : 130 mm - 5"



Curved
Courbe
Curva

DC17001-11

L : 110 mm - 4"

Straight
Droite
Recta

DC17000-11

L : 110 mm - 4"



DC17200-13

L : 130 mm - 5"

45°

DC17100-11

L : 110 mm - 4"



DC17300-13

L : 130 mm - 5"



Chapter 4
Chapitre 4
Capítulo 4

Halstead

Straight
Droit
Recta



With Teeth
Avec Griffes
Con Uñas



B86500

L : 120 mm - 4 4/5"

Without Teeth
Sans Griffes
Sin Uñas

B86505

L : 120 mm - 4 4/5"

Curved
Courbe
Curva



With Teeth
Avec Griffes
Con Uñas

B86510


L : 120 mm - 4 4/5"

Without Teeth
Sans Griffes
Sin Uñas



B86515

L : 120 mm - 4 4/5"



Chapter 4
Chapitre 4
Capítulo 4

Leriche

Straight
Droit
Recta



With Teeth
Avec Griffes
Con Uñas



B86520

L : 150 mm - 5 ⁴/₅"

B86540

L : 180 mm - 7"



With Teeth
Avec Griffes
Con Uñas

B86530

L : 150 mm - 5 ⁴/₅"

B86550

L : 180 mm - 7"



Without Teeth
Sans Griffes
Sin Uñas

B86525

L : 150 mm - 5 ⁴/₅"

B86545

L : 180 mm - 7"



Without Teeth
Sans Griffes
Sin Uñas

B86535

L : 150 mm - 5 ⁴/₅"


B86555

L : 180 mm - 7"



Prestige Haemostatic Forceps / Pincers Hémostatiques Prestige / Pinzas Hemostáticas Prestige

Curved / Courbe / Curva



Chapter 4
Chapitre 4
Capítulo 4

Crile



Without Teeth
Sans Griffes
Sin Uñas

B86600

L : 140 mm - 5"

Christophe



Without Teeth
Sans Griffes
Sin Uñas

B86610

L : 160 mm - 6 1/3"

No Scale / **Pas d'Échelle** / Sin Escala

Gemini



DC43710-13

L : 140 mm - 5 ²/₅"

Jaws / **Mors** / Bocas : 1.6 mm

DC43710-18

L : 180 mm - 7"

Jaws / **Mors** / Bocas : 1.8 mm



DC43710-21

L : 205 mm - 8 ¹/₃"

Jaws / **Mors** / Bocas : 2.0 mm

DC43710-23

L : 230 mm - 9"

Jaws / **Mors** / Bocas : 2.0 mm

DC43710-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅"

Jaws / **Mors** / Bocas : 2.0 mm

DC43710-28

L : 280 mm - 11"

Jaws / **Mors** / Bocas : 2.0 mm

1.3 mm Jaws
Mors 1,3 mm
Bocas 1,3 mm



DC43711-13

L : 135 mm - 5 ²/₅"

DC43711-18

L : 180 mm - 7"

1.5 mm Jaws
Mors 1,5 mm
Bocas 1,5 mm

DC43711-21

L : 210 mm - 8 ¹/₃"

DC43711-23

L : 230 mm - 9"

DC43711-25


L : 250 mm - 9 ⁴/₅"

DC43711-28

L : 280 mm - 11"

O'Shaugnessy Dissectors / Dissecteurs O'Shaugnessy / Disectores O'Shaugnessy

O'Shaugnessy



Chapter 4
Chapitre 4
Capítulo 4

Fine
Modèle Fin
Modelo Fin



B60540

L : 140 mm - 5 1/2"

B60550

L : 180 mm - 7"

B60560

L : 200 mm - 7 4/5"

B60580

L : 240 mm - 9 1/2"

Strong
Modèle Fort
Modelo Fuerte



B60610

L : 140 mm - 5 1/2"

B60620

L : 180 mm - 7"

B60630

L : 200 mm - 7 4/5"

B60650

L : 240 mm - 9 1/2"

B60670

L : 300 mm - 11 4/5"

90°

Fine
Modèle Fin
Modelo Fin



B60601

L : 140 mm - 5 1/2"

B60603

L : 180 mm - 7"

B60604

L : 200 mm - 7 4/5"

B60606

L : 240 mm - 9 1/2"

B60608

L : 300 mm - 11 4/5"

Strong
Modèle Fort
Modelo Fuerte



B60710

L : 140 mm - 5 1/2"

B60720

L : 180 mm - 7"



B60730

L : 200 mm - 7 4/5"


B60750

L : 240 mm - 9 1/2"

B60753

L : 300 mm - 11 4/5"





Chapter 4
Chapitre 4
Capítulo 4

Saylor



B60820

L : 260 mm - 10 ¹/₅"

Redon



B60535

L : 140 mm - 5 ¹/₂"

Jacobson Micro Scissors / Micro Ciseaux Jacobson / Micro Tijeras Jacobson

7 mm

10 mm

10 mm
Streamline

14 mm



P 3 - 5



P 6 - 8



P 9 - 11



P 12 - 13

Jacobson SuperGrip Micro Scissors / Micro Ciseaux SuperGrip Jacobson / Micro Tijeras SuperGrip Jacobson

7 mm

10 mm

10 mm
Streamline

10 mm
Ball / Boule / Bola



P 4



P 7



P 10



P 17

Ball Type Micro Scissors / Micro Ciseaux à Extrémité Sphérique / Micro Tijeras con Extremidad Esférica

7 mm

10 mm



P 14 - 15



P 16 - 18

Micro Scissors / Micro Ciseaux / Micro Tijeras

10 mm

Vannas

10 mm
Streamline



P 19



P 19



P 20

Bayonet Micro Scissors / Micro Ciseaux Baïonnette / Micro Tijeras Bayoneta

Buck Gramcko

Tenotomy / Ténotomie / Tenotomia

Vannas



P 21



P 22



P 23

Ring Handle Scissors / Ciseaux à Anneaux / Tijeras de Anillo

DeBaKey

Potts
Smith

Hegemann

Diethrich

Diethrich
Potts

Favaloro

Beall
Circumflex

Diethrich

De Martel

Cooley
Mayo

Lillehei
Potts

DeBaKey

Carpentier



P 24



P 25 - 26



P 27



P 28



P 29



P 30



P 30



P 30



P 31



P 32



P 33



P 33



P 34



P 35



P 36

Ring Handle Prestige Scissors / Ciseaux Prestige à Anneaux / Tijeras de Anillo Prestige

Metzenbaum Stevens

Boyd

Ross

Navarro

Metzenbaum
Fino

Satinsky

Mayo

Mayo
Stille

Mayo
Lexer

Metzenbaum

Metzenbaum
Fino



P 37



P 37



P 38



P 39



P 39



P 39



P 40



P 40



P 41



P 41



P 41



P 42



P 43

Scissors / Ciseaux / Tijeras

Wagner

Reynolds

Jameson

Mayo-Lexer

Mayo

Metzenbaum

Metzenbaum Fino

Toennis Adson



P 44



P 45



P 45



P 46



P 47



P 48



P 49



P 49



P 50

Jacobson Micro Scissors / Micro Ciseaux Jacobson / Micro Tijeras Jacobson

7 mm Blades - Round Handle
Lames 7 mm - Manche Rond
Lamas 7 mm - Mango Redondo

Jacobson

25°

DC20055-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20055-15

L : 150 mm - 6"



DC20055-18

L : 180 mm - 7"

DC20055-21

L : 210 mm - 8"

45°

DC20056-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20056-15

L : 150 mm - 6"

DC20056-18

L : 180 mm - 7"

DC20056-21

L : 210 mm - 8"

60°

DC20057-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20057-15

L : 150 mm - 6"

DC20057-18

L : 180 mm - 7"

DC20057-21

L : 210 mm - 8"

90°

DC20058-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20058-15

L : 150 mm - 6"

DC20058-18

L : 180 mm - 7"

DC20058-21

L : 210 mm - 8"

125°

Axis
Axe
Eje

DC20059-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20059-15

L : 150 mm - 6"

DC20059-18

L : 180 mm - 7"

DC20059-21

L : 210 mm - 8"

Circumflex / Circonflexe / Circunflejo

Axis
Axe
Eje

DC20065-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20065-18

L : 180 mm - 7"

DC20065-21

L : 210 mm - 8"

7 mm Blades - SuperGrip
Lames 7 mm - SuperGrip
Lamas 7 mm - SuperGrip

Jacobson

25°

DC20055-18S

L : 180 mm - 7"

90°

DC20058-18S

L : 180 mm - 7"

45°

 **DC20056-18S**

L : 180 mm - 7"

125°

DC20059-18S

L : 180 mm - 7"

60°

DC20057-18S


L : 180 mm - 7"



Jacobson Micro Scissors / Micro Ciseaux Jacobson / Micro Tijeras Jacobson

7 mm Blades - Flat Handle
Lames 7 mm - Manche Plat
Lamas 7 mm - Mango Plano

Jacobson



Jacobson Micro Scissors / Micro Ciseaux Jacobson / Micro Tijeras Jacobson

10 mm Blades - Round Handle
Lames 10 mm - Manche Rond
Lamas 10 mm - Mango Redondo

25°



DC20060-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20060-15

L : 150 mm - 6"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

DC20060-18

L : 180 mm - 7"

DC20060-21

L : 210 mm - 8"

45°



DC20061-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20061-15

L : 150 mm - 6"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

DC20061-18

L : 180 mm - 7"

+Ti

DC20061-21

L : 210 mm - 8"

60°



DC20062-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20062-15

L : 150 mm - 6"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

DC20062-18

L : 180 mm - 7"

+Ti

DC20062-21

L : 210 mm - 8"

Jacobson



90°



DC20063-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20063-15

L : 150 mm - 6"

NEW
NOUVEAU
NUEVO



DC20063-18

L : 180 mm - 7"

+Ti

DC20063-21

L : 210 mm - 8"

125°



DC20064-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20064-15

L : 150 mm - 6"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

DC20064-18

L : 180 mm - 7"

+Ti

DC20064-21

L : 210 mm - 8"

+Ti : Add Ti for Titanium Model / Ajoutez Ti pour le Modèle Titane / Añadir Ti para Modelo Titano

10 mm Blades - SuperGrip
Lames 10 mm - SuperGrip
Lamas 10 mm - SuperGrip

Jacobson



DC20060-18S **B**

L : 180 mm - 7"

DC20060-21S **B**

L : 210 mm - 8"



DC20063-18S **B**

L : 180 mm - 7"

DC20063-21S **B**

L : 210 mm - 8"



 **DC20061-18S** **B**

L : 180 mm - 7"

DC20061-21S **B**

L : 210 mm - 8"



DC20064-18S **B**

L : 180 mm - 7"

DC20064-21S **B**

L : 210 mm - 8"



DC20062-18S **B**

L : 180 mm - 7"

DC20062-21S **B**

L : 210 mm - 8"



B

B : Add «B» for SuperGrip black coating / Ajoutez «B» pour un revêtement noir / Añadir «B» para un revestimiento negro

Jacobson Micro Scissors / **Micro Ciseaux Jacobson** / Micro Tijeras Jacobson

10 mm Blades - Flat Handle
Lames 10 mm - Manche Plat
Lamas 10 mm - Mango Plano

Jacobson



DC20050-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"



DC20050-18

L : 180 mm - 7"

DC20050-21

L : 210 mm - 8"



DC20051-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20051-18

L : 180 mm - 7"

DC20051-21

L : 210 mm - 8"



DC20052-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20052-18

L : 180 mm - 7"

DC20052-21

L : 210 mm - 8"



DC20053-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20053-18

L : 180 mm - 7"

DC20053-21

L : 210 mm - 8"



DC20054-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20054-18

L : 180 mm - 7"

DC20054-21


L : 210 mm - 8"

Jacobson Micro Scissors / Micro Ciseaux Jacobson / Micro Tijeras Jacobson

10 mm Blades - Streamline - Round Handle
Lames 10 mm - Streamline - Manche Rond
Lamas 10 mm - Streamline - Mango Redondo



Jacobson





Streamline

10 mm Blades - Streamline - SuperGrip
Lames 10 mm - Streamline - SuperGrip
Lamas 10 mm - Streamline - SuperGrip

Jacobson



B : Add «B» for SuperGrip black coating / Ajoutez «B» pour un revêtement noir / Añadir «B» para un revestimiento negro

Jacobson Micro Scissors / Micro Ciseaux Jacobson / Micro Tijeras Jacobson



10 mm Blades - Streamline - Flat Handle
Lames 10 mm - Streamline - Manche Plat
Lamas 10 mm - Streamline - Mango Plano

Jacobson



Jacobson Micro Scissors / **Micro Ciseaux Jacobson** / Micro Tijeras Jacobson

14 mm Blades - Round Handle
Lames 14 mm - Manche Rond
Lamas 14 mm - Mango Redondo

Jacobson

Straight - Sharp
Droit - Pointu
Recta - Agudo



Curved - Sharp
Courbe - Pointu
Curva - Agudo



Curved - Blunt
Courbe - Mousse
Curva - Desafilado



Jacobson Micro Scissors / Micro Ciseaux Jacobson / Micro Tijeras Jacobson

14 mm Blades - Flat Handle
Lames 14 mm - Manche Plat
Lamas 14 mm - Mango Plano

Jacobson

Straight
Droit
Recta



DC20000-18

L : 180 mm - 7"

Curved
Courbe
Curva



DC20001-18

L : 180 mm - 7"



Ball Type Micro Scissors / Micro Ciseaux à Extrémité Sphérique / Micro Tijeras con Extremidad Esférica

7 mm Blades - Ball 1 mm - Round Handle
Lames 7 mm - Sphère 1 mm - Manche Rond
Lamas 7 mm - Esfera 1 mm - Mango Redondo

25°

DC20160-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20160-15

L : 150 mm - 6"

DC20160-18

L : 180 mm - 7"

DC20160-20

L : 210 mm - 8"

45°

DC20161-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20161-15

L : 150 mm - 6"

DC20161-18

L : 180 mm - 7"

DC20161-20

L : 210 mm - 8"

60°

DC20162-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20162-15

L : 150 mm - 6"



DC20162-18

L : 180 mm - 7"

DC20162-20

L : 210 mm - 8"

90°

DC20163-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20163-15

L : 150 mm - 6"

DC20163-18

L : 180 mm - 7"

DC20163-20

L : 210 mm - 8"

125°

DC20164-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20164-15

L : 150 mm - 6"

DC20164-18

L : 180 mm - 7"

DC20164-20

L : 210 mm - 8"



NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

NEW
NOUVEAU
NUEVO

Ball Type Micro Scissors / Micro Ciseaux à Extrémité Sphérique / Micro Tijeras con Extremidad Esférica

7 mm Blades - Ball 1 mm - Flat Handle
Lames 7 mm - Sphère 1 mm - Manche Plat
Lamas 7 mm - Esfera 1 mm - Mango Plano

25°

DC20180-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20180-18

L : 180 mm - 7"

DC20180-21

L : 210 mm - 8"

90°

DC20183-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20183-18

L : 180 mm - 7"

DC20183-21

L : 210 mm - 8"

45°

DC20181-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20181-18

L : 180 mm - 7"

DC20181-21

L : 210 mm - 8"

125°

DC20184-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20184-18

L : 180 mm - 7"

DC20184-21

L : 210 mm - 8"

60°

DC20182-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"



DC20182-18

L : 180 mm - 7"


DC20182-21

L : 210 mm - 8"




Ball Type Micro Scissors / Micro Ciseaux à Extrémité Sphérique / Micro Tijeras con Extremidad Esférica

10 mm Blades - Ball 1.5 mm - Round Handle
Lames 10 mm - Sphère 1,5 mm - Manche Rond
Lamas 10 mm - Esfera 1,5 mm - Mango Redondo




10 mm Blades - 1.5 mm Ball - SuperGrip
Lames 10 mm - Boule 1,5 mm - SuperGrip
Lamas 10 mm - Bola 1,5 mm - SuperGrip



Ball Type Micro Scissors / Micro Ciseaux à Extrémité Sphérique / Micro Tijeras con Extremidad Esférica

10 mm Blades - Ball 1.5 mm - Flat Handle
Lames 10 mm - Sphère 1,5 mm - Manche Plat
Lamas 10 mm - Esfera 1,5 mm - Mango Plano



Micro Scissors / Micro Ciseaux / Micro Tijeras

10 mm Blades - Round Handle
Lames 10 mm - Manche Rond
Lamas 10 mm - Mango Redondo

Vannas

Tenotomy
Ténotomie
Tenotomía

Straight
Droit
Recta



DC20110-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20110-15

L : 150 mm - 6"

DC20110-18

L : 180 mm - 7"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

Straight
Droit
Recta



DC20112-09

L : 90 mm - 3 ¹/₂"

DC20112-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20112-15

L : 150 mm - 6"

DC20112-18

L : 180 mm - 7"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

Curved
Courbe
Curva



DC20111-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20111-15

L : 150 mm - 6"



DC20111-18

L : 180 mm - 7"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

Curved
Courbe
Curva



DC20113-09

L : 90 mm - 3 ¹/₂"

DC20113-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC20113-15

L : 150 mm - 6"

DC20113-18

L : 180 mm - 7"

NEW
NOUVEAU
NUEVO



Micro Scissors / Micro Ciseaux / Micro Tijeras

10 mm Blades - Streamline
Lames 10 mm - Streamline
Lamas 10 mm - Streamline



Streamline

Flat Handle
Manche Plat
Mango Plano

Round Handle
Manche Rond
Mango Redondo

Straight
Droit
Recta



DC20150-18

L : 180 mm - 7"

Straight
Droit
Recta



DC20140-18

L : 180 mm - 7"

Curved
Courbe
Curva



DC20151-18

L : 180 mm - 7"

Curved
Courbe
Curva



DC20141-18

L : 180 mm - 7"



Buck Gramcko

Straight
Droit
Recta



DC20032-18

L : 185 mm - 7 ¹/₄"

125°

DC20040-18

L : 180 mm - 7"

Curved
Courbe
Curva

DC20023-16

L : 160 mm - 6"

DC20033-18

L : 185 mm - 7 ¹/₄"



Bayonet Micro Scissors / Micro Ciseaux Baïonnette / Micro Tijeras Bayoneta

Tenotomy - Streamline
Ténotomie - Streamline
Tenotomía - Streamline



Streamline

Straight
Droit
Recta



DC20092-20

L : 200 mm - 7 ³/₄"

Curved
Courbe
Curva



DC20093-20

L : 200 mm - 7 ³/₄"



Bayonet Micro Scissors / Micro Ciseaux Baïonnette / Micro Tijeras Bayoneta

Vannas

Tenotomy
Ténotomie
Tenotomía

Straight
Droit
Recta

Straight
Droit
Recta

DC20100-19

L : 190 mm - 7 1/2"



DC20100-22

L : 225 mm - 8 3/4"

DC20100-24

L : 240 mm - 9 1/2"

DC20102-19

L : 190 mm - 7 1/2"



DC20102-22

L : 225 mm - 8 3/4"

DC20102-24

L : 240 mm - 9 1/2"

Curved
Courbe
Curva

Curved
Courbe
Curva

DC20101-19

L : 190 mm - 7 1/2"

DC20101-22

L : 225 mm - 8 3/4"

DC20101-24

L : 240 mm - 9 1/2"

DC20103-19

L : 190 mm - 7 1/2"

DC20103-22

L : 225 mm - 8 3/4"

DC20103-24

L : 240 mm - 9 1/2"



DeBakey Scissors / Ciseaux DeBakey / Tijeras DeBakey

Angled - Sharp
Coudé - Pointu
Angulada - Aguda
25°

DC21100-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21100-17

L : 165 mm - 6 1/2"

DC21103-22

L : 225 mm - 8 1/4"

DC21106-28

L : 280 mm - 11"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

45°

DC21101-14

L : 140 mm - 5 1/2"



DC21101-17

L : 165 mm - 6 1/2"

DC21104-22

L : 220 mm - 8 1/4"

DC21107-28

L : 280 mm - 11"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

60°

DC21102-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21102-17

L : 165 mm - 6 1/2"

DC21105-22

L : 220 mm - 8 1/4"

DC21108-28

L : 280 mm - 11"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

DeBakey



Angled - Blunt
Coudé - Mousse
Angulada - Desafilada
25°

DC21103-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21103-17

L : 165 mm - 6 1/2"

45°

DC21104-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21104-17

L : 165 mm - 6 1/2"

60°

DC21105-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21105-17

L : 165 mm - 6 1/2"

Potts-Smith Scissors / Ciseaux Potts-Smith / Tijeras Potts-Smith

TC Tungsten Carbide
TC Carbure de Tungstène
TC Carburo de Tungsteno




Potts-Smith

45°



60°



Potts-Smith Scissors / Ciseaux Potts-Smith / Tijeras Potts-Smith

20 mm Blades

Lames 20 mm

Lamas 20 mm

Potts-Smith



25°

DC21150-15

L : 150 mm - 5 ⁷/₈"

DC21150-19

L : 190 mm - 7 ¹/₂"



60°

DC21152-15

L : 150 mm - 5 ⁷/₈"

DC21152-19

L : 190 mm - 7 ¹/₂"



45°


DC21151-15

L : 150 mm - 5 ⁷/₈"



DC21151-19

L : 190 mm - 7 ¹/₂"



Hegemann Scissors / Ciseaux Hegemann / Tijeras Hegemann

10 mm Blades

Lames 10 mm

Lamas 10 mm

Hegemann

25°



DC21211-15

L : 150 mm - 5 ⁷/₈"



DC21211-19

L : 190 mm - 7 ¹/₂"

90°



DC21214-15

L : 150 mm - 5 ⁷/₈"

DC21214-19

L : 190 mm - 7 ¹/₂"

45°



DC21212-15

L : 150 mm - 5 ⁷/₈"

DC21212-19

L : 190 mm - 7 ¹/₂"

125°



DC21215-15

L : 150 mm - 5 ⁷/₈"

DC21215-19

L : 190 mm - 7 ¹/₂"

60°




DC21213-15

L : 150 mm - 5 ⁷/₈"

DC21213-19

L : 190 mm - 7 ¹/₂"



Diethrich

25°



DC21221-13

L : 130 mm - 5"

DC21221-18

L : 180 mm - 7"

90°



DC21224-13

L : 130 mm - 5"

DC21224-18

L : 180 mm - 7"

45°



DC21222-13

L : 130 mm - 5"

DC21222-18

L : 180 mm - 7"

125°



DC21225-13

L : 130 mm - 5"

 **DC21225-18**

L : 180 mm - 7"

60°



DC21223-13

L : 130 mm - 5"

DC21223-18

L : 180 mm - 7"



Diethrich-Potts

25°



DC21170-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21170-18

L : 180 mm - 7"

90°



DC21173-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21173-18

L : 180 mm - 7"

45°



DC21171-14

L : 140 mm - 5 1/2"

 **DC21171-18**

L : 180 mm - 7"

125°



DC21174-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21174-18

L : 180 mm - 7"

60°



DC21172-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21172-18

L : 180 mm - 7"



Beall Circumflex

115°

Favaloro

125°

Diethrich

125°

Sharp
Pointu
Agudo



DC21260-00

L : 150 mm - 6"

Blunt
Mousse
Desafilado

DC21261-00

L : 150 mm - 6"

Fine
Fin
Fino

DC21320-18

L : 180 mm - 7"

With Ratchet
Avec Crémaillère
Con Cremallera

DC21300-17

L : 170 mm - 6 ³/₄"

De Martel

Straight - Blunt
Droit - Mousse
Recta - Desafilada



DC21273-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21273-17

L : 175 mm - 6 3/4"

Curved - Sharp
Courbe - Pointu
Curva - Aguda



DC21276-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21276-17

L : 170 mm - 6 3/4"

Curved - Blunt
Courbe - Mousse
Curva - Desafilada



DC21272-14

L : 140 mm - 5 1/2"



DC21272-17

L : 170 mm - 6 3/4"

Angled - Sharp
Coudé - Pointu
Angulada - Aguda



DC21275-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21275-00

L : 180 mm - 7"

Angled - Sharp
Coudé - Pointu
Angulada - Aguda



DC21270-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21270-00

L : 180 mm - 7"

Angled - Blunt
Coudé - Mousse
Angulada - Desafilada



DC21274-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21274-00

L : 180 mm - 7"



Angled - Sharp
Coudé - Pointu
Angulada - Aguda



45°

DC21233-17

L : 170 mm - 6 1/2"

Fine - Sharp
Fin - Pointu
Fina - Aguda



DC21235-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21235-17

L : 170 mm - 6 1/2"

Angled - Blunt
Coudé - Mousse
Angulada - Desafilada



DC21232-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21232-17

L : 170 mm - 6 1/2"

Curved - Blunt
Courbe - Mousse
Curva - Desafilada



DC21230-14

L : 140 mm - 5 1/2"



DC21230-17

L : 170 mm - 6 1/2"

Curved - Sharp
Courbe - Pointu
Curva - Aguda



DC21231-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21231-17

L : 170 mm - 6 1/2"

Straight - Sharp
Droit - Pointu
Recta - Aguda



DC21234-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21234-17

L : 170 mm - 6 1/2"



Coolley Mayo

Lillehei-Potts

Straight
Droit
Recta



DC21290-00

L : 180 mm - 7"



DC21180-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC21180-18

L : 180 mm - 7"

Curved
Courbe
Curva



DC21181-14

L : 140 mm - 5 1/2"



DC21181-18

L : 180 mm - 7"



DeBakey



Blunt
Mousse
Desafilada

DC21112-17

L : 175 mm - 6 ³/₄"



Straight - Sharp
Droit - Pointu
Recta - Aguda

DC21130-14

L : 140 mm - 5 ¹/₂"



DC21130-18

L : 180 mm - 7"

Curved - Sharp
Courbe - Pointu
Curva - Aguda



DC21131-14

L : 140 mm - 5 ¹/₂"

DC21131-18

L : 180 mm - 7"

Angled - Sharp
Coudé - Pointu
Angulada - Aguda
90°



DC21132-18

L : 180 mm - 7"



Carpentier



DC21050-18

L : 180 mm - 7"



85°

DC21050-26

L : 260 mm - 10"

4 Articulations
4 Articulations
4 Articulaciones

Straight
Droit
Recta



 **DC21000-24** 

L : 240 mm - 9 1/2"

DC21000-27 

L : 270 mm - 10 1/2"



Curved
Courbe
Curva



 **DC21001-24** 

L : 240 mm - 9 1/2"

DC21001-27 

L : 270 mm - 10 1/2"

Ultracut Prestige Scissors / Ciseaux Prestige Ultracut / Tijeras Prestige Ultracut

Curved - Ultracut
Courbe - Ultracut
Curva - Ultracut



Metzenbaum

Stevens



DC21400-18

L : 180 mm - 7"

DC21400-20

L : 200 mm - 7 4/5"

DC21400-23

L : 230 mm - 9"



DC21410-18

L : 180 mm - 7"

DC21410-20

L : 200 mm - 7 4/5"

DC21410-23

L : 230 mm - 9"



Double Curved Scissors / Ciseaux Double Courbure / Tijeras Angulo Doble

NEW
NOUVEAU
NUEVO



Supercut



DC21120-22

L : 220 mm - 8 ³/₄"

Double Curved Scissors / Ciseaux Double Courbure / Tijeras Angulo Doble

Boyd

Ross

Navarro

Fine - Lightly Curved
Fin - Légèrement Courbe
Fino - Ligeramente Curva



DC21220-18
L : 180 mm - 7"




DC21220-17
L : 170 mm - 6 ³/₄"



DC22330-23
L : 230 mm - 10"

Double Curved Scissors / Ciseaux Double Courbure / Tijeras Angulo Doble



Chapter 3
Chapitre 3
Capítulo 3

Satinsky

Metzenbaum Fino



B35228

L : 150 mm - 6"



B35230

L : 180 mm - 7"

B35232

L : 200 mm - 8"

B35234


L : 230 mm - 9"

B25925

L : 245 mm - 9 1/2"



Prestige Mayo Scissors / Ciseaux Mayo Prestige / Tijeras Mayo Prestige



Chapter 3
Chapitre 3
Capítulo 3



Supercut

Straight
Droit
Recta

Mayo

Flat Blades
Lames Plates
Lamas Planas

B86215

L : 150 mm - 6"

B86220

L : 170 mm - 6 ³/₄"

B86225

L : 230 mm - 9"

Mayo Stille

Round Blades
Lames Rondes
Lamas Redondas

B86245

L : 150 mm - 6"

B86250

L : 170 mm - 6 ³/₄"

Mayo Lexer



B86205

L : 160 mm - 6 ¹/₂"

Supercut
Supercut
Supercut

Curved
Courbe
Curva

Mayo

Flat Blades
Lames Plates
Lamas Planas

B86230

L : 150 mm - 6"

B86235

L : 170 mm - 6 ³/₄"

B86240

L : 230 mm - 9"

Mayo Stille

Round Blades
Lames Rondes
Lamas Redondas

B86255

L : 150 mm - 6"

B86260

L : 170 mm - 6 ³/₄"

Mayo Lexer



B86210


L : 160 mm - 6 ¹/₂"



Prestige Metzenbaum Scissors / Ciseaux Prestige Metzenbaum / Tijeras Prestige Metzenbaum

Supercut
Supercut
Supercut

Metzenbaum



Chapter 3
Chapitre 3
Capítulo 3



Supercut

Straight
Droit
Recta

B86265

L : 115 mm - 4 1/2"



B86275

L : 145 mm - 5 3/4"

B86280

L : 180 mm - 7"

Curved
Courbe
Curva

B86270

L : 115 mm - 4 1/2"



B86285

L : 145 mm - 5 3/4"

B86290


L : 180 mm - 7"

B86295

L : 200 mm - 7 3/4"

B86300

L : 230 mm - 9 1/4"



Supercut
Supercut
Supercut

Metzenbaum Fino



Chapter 3
Chapitre 3
Capítulo 3



Supercut

Straight
Droit
Recta

B86305

L : 145 mm - 5 ³/₄"

Curved
Courbe
Curva



B86310

L : 145 mm - 5 ³/₄"

B86315

L : 180 mm - 8"


B86320

L : 230 mm - 9"



Prestige Scissors / Ciseaux Prestige / Tijeras Prestige

Supercut
Supercut
Supercut



Chapter 3
Chapitre 3
Capítulo 3



Supercut

Straight - Sharp
Droit - Pointu
Recta - Aguda



B86325

L : 115 mm - 4 1/2"

Curved - Sharp
Courbe - Pointu
Curva - Aguda



B86330

L : 115 mm - 4 1/2"

Delicate - Curved - Blunt - Narrow
Délicat - Courbe - Mousse - Étroit
Delicada - Curva - Desafilada - Estrecha



B86345

L : 110 mm - 4 1/2"

B86350

L : 140 mm - 5 1/2"

Wagner

Straight - Sharp
Droit - Pointu
Recta - Aguda



B86335

L : 120 mm - 4 3/4"

Wagner

Curved - Sharp
Courbe - Pointu
Curva - Aguda




B86340

L : 120 mm - 4 3/4"



Prestige Scissors / Ciseaux Prestige / Tijeras Prestige



Chapter 3
Chapitre 3
Capítulo 3



Supercut

Reynolds

Straight
Droit
Recta



B86370

L : 150 mm - 6"

Reynolds

Curved
Courbe
Curva



B86365

L : 130 mm - 5"

B86375

L : 150 mm - 6"



Jameson

Curved
Courbe
Curva



B86380

L : 150 mm - 6"

B86385

L : 180 mm - 7"

Mayo Lexer Scissors / Ciseaux Mayo Lexer / Tijeras Mayo Lexer

TC Tungsten Carbide
TC Carbure de Tungstène
TC Carburo de Tungsteno

Mayo Lexer



Chapter 3
Chapitre 3
Capítulo 3



TC Insert

Straight
Droit
Recta

B35007

L : 160 mm - 6 1/2"



Curved
Courbe
Curva

B35008


L : 160 mm - 6 1/2"



Mayo Scissors / Ciseaux Mayo / Tijeras Mayo

TC Tungsten Carbide
TC Carbure de Tungstène
TC Carburo de Tungsteno

Mayo



Chapter 3
Chapitre 3
Capítulo 3



TC Insert

Straight
Droit
Recta

B35042

L : 140 mm - 5 1/2"



B35044

L : 170 mm - 6 3/4"

B35046

L : 230 mm - 9"

Curved
Courbe
Curva

B35043

L : 140 mm - 5 1/2"



B35045

L : 170 mm - 6 3/4"

B35047

L : 230 mm - 9"



Metzenbaum Scissors / Ciseaux Metzenbaum / Tijeras Metzenbaum

TC Tungsten Carbide
TC Carbure de Tungstène
TC Carburo de Tungsteno

Metzenbaum



Chapter 3
Chapitre 3
Capítulo 3



TC Insert

Straight
Droit
Recta

B35104

L : 115 mm - 4 1/2"

B35110

L : 150 mm - 6"



B35130

L : 180 mm - 7"

B35150

L : 200 mm - 7 3/4"

B35172

L : 230 mm - 9"

B351750

L : 250 mm - 10"

B351780

L : 280 mm - 11"

B35250

L : 300 mm - 11 3/4"

Curved
Courbe
Curva

B35106

L : 115 mm - 4 1/2"

B35120

L : 150 mm - 6"



B35140

L : 180 mm - 7"

B35160

L : 200 mm - 7 3/4"

B35174

L : 230 mm - 9"

B351751


L : 250 mm - 10"

B351781

L : 280 mm - 11"

B35240


L : 300 mm - 11 3/4"



Metzenbaum Fino Scissors / Ciseaux Metzenbaum Fino / Tijeras Metzenbaum Fino

TC Tungsten Carbide
TC Carbure de Tungstène
TC Carburo de Tungsteno

Metzenbaum Fino



Chapter 3
Chapitre 3
Capítulo 3



TC Insert

Straight
Droit
Recta

B35048

L : 150 mm - 6"



B35050

L : 180 mm - 7"

B35070

L : 200 mm - 8"

B35090

L : 230 mm - 9"

B351010

L : 250 mm - 10"

B351020

L : 280 mm - 11"

Curved
Courbe
Curva

B35049

L : 150 mm - 6"



B35060

L : 180 mm - 7"

B35080

L : 200 mm - 8"

B35100

L : 230 mm - 9"

B351011

L : 250 mm - 10"

B351021


L : 280 mm - 11"



Scissors / Ciseaux / Tijeras

TC Tungsten Carbide
TC Carbure de Tungstène
TC Carburo de Tungsteno

Toennis Adson




Chapter 3
Chapitre 3
Capítulo 3



TC Insert

B35260

L : 180 mm - 7"



Sternal Retractors / Écarteurs Sternaux / Retradores Esternal

Adams



P 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Carpentier



P 10 - 11 - 12

Carpentier

Pediatric / Pédiatrique / Pediátrico



P 13

Cossgrove



P 14

Couëtil



P 15 - 16 - 17

3 points
3 points
3 puntos



P 18

Mini Sternotomy
Mini-Sternotomie
Mini-Esternotomia



P 19

Dubost



P 20 - 21

Bypass +



P 22 - 23

Morse-Favaloro



P 25

Sternal Retractor
Ecarteur Sternal
Separadores para Esternón



P 26 - 27

Cooley



P 28 - 29 - 30

Burford



P 31 - 32

Ankeney



P 33

Intercostal Retractors / Écarteurs Intercostaux / Separadores Intercostales

Finochietto-Mathey



P 34 - 35

Finochietto



P 36 - 37

Navarro



P 38

Articulated-Arms



P 39

Direct Vision



P 40

Tuffier



P 41

Rib Contractors / Rapprocheurs de Côtes / Arrimadores de Costillas

Navarro



P 42

Bailey



P 43

Sellor



P 43

Gibbon



P 43

Retractors / Écarteurs / Separadores

Alm



P 46



P 45

Retractors / Écarteurs / Separadores

Beckmann



P 47

Weitlaner



P 48

Hand-held Retractors / Écarteurs à Main / Separadores de Mano

Cooley



P 49

Carpentier



P 50

Ross



P 51

Borowski



P 51



P 52



P 53

Semb



P 54

Spatulae, Hooks and Dissectors / Spatules, Crochets et Dissecteurs / Espátulas, Ganchos y Disectores

Carpentier



P 55



P 56

Toennis



P 57

Natali



P 57

Cushing



P 57

Krayenbuhl



P 57

Lung Spatulae / Spatules à Poumons / Espátulas para Pulmón

Chevret



P 58

Harrington



P 59

Davidson



P 60

Deaver



P 61

Hand-held Retractors / Écarteurs à Main / Separadores de Mano

Dubost



P 62

Gill-Vernet



P 63

Desmarres



P 64

Kocher-Langenbeck



P 65

Martin



P 66

Simon



P 66


Retractors Key Handles / Poignées pour Écarteurs / Asas para Separadores

For Retractor / Pour Écarteurs / Para Separadores : Carpentier / Dubost / Finochietto / Couëtil / Mathey



P 24

Build Your Retractor / Composez Votre Écarteur / Componga Su Separador



Example: Rack Down Configuration - Progressive Blade Sizes

Exemple : Configuration Crémaillère Basse - Valves Sternales Progressives

Ejemplo: Configuración de Bastidor Bajo - Válvulas Esternal Progresivas

① Choose Your Retractor Frame / Choisissez Votre Base d'Écarteur / Elige Tu Base de Retractor

Rack down / Crémaillère basse / Cremallera baja



DC30149-01

c max: 180mm - d: 180mm

Rack up / Crémaillère haute / Cremallera alta



DC30149-02


c max: 180mm - d: 160mm

Included / Inclus / Incluidos :

Fixed Arm With Rack / Bras fixe avec crémaillère / Brazo fijo con cremallera

Mobile Arm With Key Hole / Bras mobile / Brazo móvil con cerradura

Key Handle / Poignée / Mango



② Choose Your Accessories / Choisissez Vos Accessoires / Elige Tus Accesorios

Medial Rail System With Screw
Mat avec Vis pour Barre Transversale
Matt con Tornillo para Barra Transversal



DC30148-00

240 mm - 9 1/2"

Transverse Rail
Barre Transversale
Barra Transversal



DC30147-00

170 mm - 6 3/4"

Attachment Bracket
Système de Fixation
Sistema de Fijación



DC30159-02

35 mm - 1 1/2"

Screw
Vis
Tornillo




DC30151-50

50 mm - 2"

Sterilization Tray - Instruments not included
Panier de Stérilisation - Instruments non inclus
Bandeja de Esterilización - Instrumentos no incluidos

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DC30159-00

540 x 250 x 70 mm - 21 1/4" x 10" x 2 3/4"

③ Choose Your Sternal Blades / Choisissez Vos Valves Sternal / Elige Tus Sternal Cuchillas

For Modern Sternotomy
Pour la sternotomie moderne
Para esternotomía moderna

Sternal Blades compatible with DC30149-01
Valves sternales compatibles avec DC30149-01
Cuchillas Sternal compatibles con DC30149-01

For Conventional Sternotomy
Pour la sternotomie conventionnelle
Para esternotomía convencional



DC30145-30

a: 50mm - b: 30mm




DC30145-40

a: 50mm - b: 40mm

DC30145-70

a: 70mm - b: 40mm



DC30165-30

a: 97mm - b: 30mm

DC30165-40

a: 97mm - b: 40mm




DC30165-50

a: 97mm - b: 50mm

For Modern Sternotomy
Pour la sternotomie moderne
Para esternotomía moderna

Sternal Blades compatible with DC30149-02
Valves sternales compatibles avec DC30149-02
Cuchillas Sternal compatibles con DC30149-02

For Conventional Sternotomy
Pour la sternotomie conventionnelle
Para esternotomía convencional



DC30146-30

a: 50mm - b: 30mm





DC30146-40

a: 50mm - b: 40mm

DC30146-70

a: 70mm - b: 40mm



DC30166-30

a: 97mm - b: 30mm

DC30166-40

a: 97mm - b: 40mm



DC30166-50

a: 97mm - b: 50mm

④ Choose Your Hooks / Choisissez Vos Valves en Fil / Elige Tus Valvas en Hilo

Long & Thin Hook
Valve en fil longue et fine
Válvula Ancha y Fina



DC30153-22

a : 20 mm - b : 34 mm
L : 220 mm - x : 150 mm

Medium Hook
Valve en fil moyenne
Válvula Mediana



DC30154-20

a : 26 mm - b : 34 mm
L : 200 mm - x : 150 mm

Large Hook
Valve en fil large
Válvula Ancha



DC30155-20

a : 35 mm - b : 34 mm
L : 200 mm - x : 150 mm



DC30156-22

a : 35 mm - b : 16 mm
L : 220 mm - x : 150 mm



DC30153-27

a : 20 mm - b : 34 mm
L : 270 mm - x : 200 mm



DC30154-25

a : 26 mm - b : 34 mm
L : 250 mm - x : 200 mm




DC30155-25

a : 35 mm - b : 34 mm
L : 250 mm - x : 200 mm



DC30156-27

a : 35 mm - b : 16 mm
L : 270 mm - x : 200 mm



"Original"

Carpentier



DC30000-00

Rack down / Crémaillère basse / Cremallera baja

a : 98 mm - b : 39 mm - c max : 180 mm - d : 175 mm


Included / Inclus / Incluidos : DC30040-15 (pair / paire / par)
DC30050-25 (pair / paire / par)

DC30001-00

Rack up / Crémaillère haute / Cremallera alta

a : 98 mm - b : 39 mm - c max : 180 mm - d : 175 mm

Included / Inclus / Incluidos : DC30040-15 (pair / paire / par)
DC30050-25 (pair / paire / par)



"Original"

Carpentier




Hooks angle higher / Sighting system / Malleable hooks
Angulation augmentée / Système de visée / Crochets malléables
Angulación aumentada / Sistema de mira / Ganchos maleables

DC30002-00

Rack down / Crémaillère basse / Cremallera baja

a : 98 mm - b : 39 mm - c max : 120 mm - d : 175 mm

Included / Inclus / Incluidos : DC30040-15 (pair / paire / par)
DC30050-25 (pair / paire / par)



Carpentier Retractor Hooks / Crochets pour Écarteur Carpentier / Ganchos para Separador Carpentier

Malleable Hooks / Crochets Malléables / Ganchos Maleables

Carpentier



DC30020-06

For Retractor > 2013
Pour Ecarteur > 2013
Para Retractor > 2013



Unit / Unité / Unidad

DC30030-00

L : 225 mm
Width / Largeur / Anchura
16 mm
Thickness / Épaisseur / Espesor
2 mm



Pair / Paire / Par

DC30040-15

L : 195 mm
Width / Largeur / Anchura
16 mm
Thickness / Épaisseur / Espesor
2 mm



Pair / Paire / Par

DC30050-25

L : 190 mm
Width / Largeur / Anchura
16 mm
Thickness / Épaisseur / Espesor
2 mm


Carpentier




DC30100-00

a : 55 mm - b : 16 mm - c max : 120 mm - d : 103 mm

Included hooks / *Inclus crochets* / Ganchos incluidos : 120 x 9 mm (pair / *paire* / par)



Cosgrove




DC36910-00

a : 100 mm - b : 30 mm - c max : 220 mm - d : 200 mm

Included / *Inclus* / *Incluidos* :


- 3 Hooks / *Crochets* / *Ganchos* 28 x 80 mm
- 3 Hooks / *Crochets* / *Ganchos* 38 x 80 mm
- 1 Hook / *Crochet* / *Gancho* 42 x 65 mm



Couëtil Sternal Retractor / Écarteur Sternal Couëtil / Separador Esternal Couëtil

"Original"

Couëtil



DC30200-00

a : 98 mm - b : 23 mm - c max : 205 mm - d : 180 mm


Included / **Inclus** / **Incluidos** : DC30210-20
DC30220-28
DC30221-32

DC30200-99

NEW
NOUVEAU
NUEVO

a : 98 mm - b : 23 mm - c max : 205 mm - d : 180 mm

Retractor Only Without Blade and Hook / **Écarteur seul sans Valve ni Crochet** / Separador solo sin Cuchilla y Gancho





"U" Shape
Valve "U"
Válvula "U"




DC30210-20

a : 100 mm - b : 20 mm

DC30211-25

a : 100 mm - b : 25 mm


Couëtil



"U" Shape
Valve "U"
Válvula "U"

DC30212-20

a : 30 mm - b : 20 mm



Sharp
Pointu
Agudo

DC30219-23

L : 23 mm - W : 20 mm

DC30220-28

L : 28 mm - W : 20 mm

DC30221-32

L : 32 mm - W : 20 mm



DC30222-38


L : 38 mm - W : 20 mm

DC30223-43

L : 43 mm - W : 20 mm

DC30224-50

L : 50 mm - W : 20 mm



Blunt
Mousse
Desafilado

DC30229-23

L : 23 mm - W : 20 mm

DC30230-28

L : 28 mm - W : 20 mm

DC30231-32

L : 32 mm - W : 20 mm



DC30232-38

L : 38 mm - W : 20 mm

DC30233-43


L : 43 mm - W : 20 mm

DC30234-50

L : 50 mm - W : 20 mm

Sterilization Tray - Instruments not included
Panier de Stérilisation - Instruments non inclus
Bandeja de Esterilización - Instrumentos no incluidos

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DC30209-00

400 x 245 x 70 mm - 15 3/4" x 9 3/4" x 2 3/4"

NEW
NOUVEAU
NUEVO



Adjustable Hook
Crochet Adjustable
Gancho Adjustable

DC30250-00

L : 120 mm

Sternal Retractor / Écarteur Sternal / Separador Esternal

Designed by Pr Couëttil / Développé par le Pr Couëttil / Desarrollado por Pr Couëttil



DC30260-00

a : 98 mm - b : 23 mm - c max : 205 mm - d : 180 mm


Included: Hooks (x2)

Inclus : Crochets (x2)

Incluidos : Ganchos (x2)

Sterilization Tray - Instruments not included
Panier de Stérilisation - Instruments non inclus
Bandeja de Esterilización - Instrumentos no incluidos


No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala




DC30269-00

400 x 250 x 70 mm - 15 3/4" x 10" x 2 3/4"

NEW
NOUVEAU
NUEVO





DC32100-00


For Left Artery / Pour Artère Gauche / Para la Arteria Izquierda

a : 80 mm - b : 60 mm - c max : 165 mm - d : 170 mm


DC32101-00

For Right Artery / Pour Artère Droite / Para la Arteria Derecha

a : 80 mm - b : 60 mm - c max : 165 mm - d : 170 mm



Mini Sternotomy Retractor / Écarteur Mini-Sternotomie / Separador Mini-Esternotomia




DC30300-00

a : 30 mm - b : 20 mm - c max : 120 mm - d : 75 mm

Included / Inclus / Incluidos : DC30222-38 : Hook / Crochet / Gancho - L : 38 mm

DC30223-43 : Hook / Crochet / Gancho - L : 43 mm

DC30212-20 : "U" Shape Blade / Valve "U" / Válvula "U" - a : 38 mm



Dubost Sternal Retractor / Écarteur Sternal Dubost / Separador Esternal Dubost

"Original"

Dubost




DC30400-00

a : 97 mm - c max : 195 mm - d : 160 mm

Included / **Inclus** / **Incluidos** : DC30420-30 (pair / **paire** / **par**) - b : 30 mm

DC30421-40 (pair / **paire** / **par**) - b : 40 mm

DC30422-50 (pair / **paire** / **par**) - b : 50 mm



Dubost



Pair / Paire / Par

DC30412-32

a : 75 mm - b : 30 mm - ASIA model / Modèle ASIE / Modelo ASIA



DC30420-30

a : 97 mm - b : 30 mm




DC30421-40

a : 97 mm - b : 40 mm



DC30422-50

a : 97 mm - b : 50 mm



Unit / Unité / Unidad

DC30430-00

L : 97 mm

Dubost Sternum Approximator


Approximateur Dubost pour Sternum

Aproximador Dubost para Esternum



Dubost Blade for Silicone Pad
Valve Dubost pour Protection Silicone
Válvula Dubost para Protección Silicona

DC30424-40




Silicone Pad
Protection Silicone
Protección Silicona

DC30991-40



Dubost Couëtil

Dubost set-up / Configuration Dubost / Configuración Dubost



IMA set-up / Configuration AMI / Configuración AMI



DC30700-00

c max : 230 mm - d : 170 mm

Included / Inclus / Incluidos : DC30710-28


DC30711-32


DC30722-25 - a : 100 mm - b : 25 mm

DC30731-30 (pair / paire / par) - a : 97 mm - b : 30 mm

DC30732-40 (pair / paire / par) - a : 97 mm - b : 40 mm

DC30733-50 (pair / paire / par) - a : 97 mm - b : 50 mm





Sharp
Pointu
Agudo

DC30709-23

L : 23 mm - W : 20 mm



DC30710-28

L : 28 mm - W : 20 mm

DC30711-32

L : 32 mm - W : 20 mm

DC30712-38

L : 38 mm - W : 20 mm

DC30714-43

L : 43 mm - W : 20 mm

DC30713-50

L : 50 mm - W : 20 mm



DC30714-00

L : 120 mm

Ajustable atrauma hook

Crochet Ajustable Atraumatique

Gancho Ajustable Atraumático



"U" Shape
Valve "U"
Válvula "U"



DC30720-10

a : 30 mm - b : 20 mm

DC30721-20

a : 100 mm - b : 20 mm

DC30722-25

a : 100 mm - b : 25 mm



Unit / Unité / Unidad

DC30740-00

L : 97 mm

Sternal approximator

Approximateur Sternal

Aproximador Esternal



Pair / Paire / Par



DC30731-30

a : 97 mm - b : 30 mm

DC30732-40

a : 97 mm - b : 40 mm

DC30733-50


a : 97 mm - b : 50 mm



Pair / Paire / Par

DC30730-30

a : 75 mm - b : 30 mm



Retractor Key Handles / Poignées pour Écarteur / Asas para Separador

For Retractor / Pour Écarteurs / Para Separadores : Carpentier - Dubost - Finochietto - Couëtil - Mathey - Adams

For Retractors from 2010* to 2012
Pour Écarteurs de 2010* à 2012
Para Separadores de 2010* a 2012



DC32800-08

Step / Pas / Paso : 8 mm

For Retractors since 2013
Pour Écarteurs depuis 2013
Para Separadores desde 2013



DC32801-06

Step / Pas / Paso : 8 mm

*For retractors bought before 2010, contact us for spare parts

*Pour les écarteurs achetés avant 2010, contactez-nous pour les pièces détachées

*Para separadores comprados antes de 2010, contactenos para piezas montables

Morse Favaloro Sternal Retractors / Écarteurs Sternaux Morse Favaloro / Separadores Esternales Morse Favaloro

Child / **Enfant** / Niño



DC31100-20

a : 20 mm - b : 12 mm - c max : 155 mm - d : 120 mm - Curved Arms / **Bras Courbe** / Brazo Curvo

DC31100-75

a : 20 mm - b : 40 mm - c max : 155 mm - d : 175 mm - Curved Arms / **Bras Courbe** / Brazo Curvo

DC31200-01

a : 20 mm - b : 20 mm - c max : 160 mm - d : 120 mm - Straight Arms / **Bras Droit** / Brazo Recto

DC31200-02

a : 20 mm - b : 20 mm - c max : 160 mm - d : 120 mm - Curved Arms / **Bras Courbe** / Brazo Curvo

Adult / **Adulte** / Adulto



DC31200-03


a : 28 mm - b : 20 mm - c max : 200 mm - d : 150 mm - Straight Arms / **Bras Droit** / Brazo Recto

DC31200-04

a : 28 mm - b : 20 mm - c max : 200 mm - d : 150 mm - Curved Arms / **Bras Courbe** / Brazo Curvo

DC31200-05

a : 20 mm - b : 40 mm - c max : 200 mm - d : 150 mm - Curved Arms / **Bras Courbe** / Brazo Curvo






DC31000-90

a : 100 mm - b : 30 mm - c max : 190 mm - d : 190 mm

Included / *Inclus* / *Incluidos* : DC31020-30 (pair / *paire* / *par*)
DC31030-00 (pair / *paire* / *par*)





4 Blades / 4 Valves / 4 Válvulas

DC31010-30

a : 28 mm - b : 30 mm



Pair / Paire / Par

DC31020-30

a : 100 mm - b : 30 mm Cooley



4 Blades / 4 Valves / 4 Válvulas

DC31011-40

a : 28 mm - b : 40 mm



Pair / Paire / Par

DC31021-40


a : 100 mm - b : 40 mm Cooley



DC31030-00

L : 160 mm

Inserts / Inserts / Inserts



Accessories only for DC31000-90 / Accessoires uniquement pour DC31000-90 / Accesorios sólo para DC31000-90

Cooley Retractor / Écarteur Cooley / Separador Cooley

Child
Enfant
Niño

DC31650-00

a : 45 mm - b : 24 mm - c max : 155 mm - d : 100 mm



Adult Small
Adulte, Petit modèle
Adulto, Pequeño Modelo

DC31651-00

a : 50 mm - b : 30 mm - c max : 185 mm - d : 145 mm



Adult
Adulte
Adulto

DC31652-00


a : 105 mm - b : 30 mm - c max : 195 mm - d : 165 mm



Adult Large
Adulte, Grand modèle
Adulto, Gran Modelo

DC31653-00

a : 110 mm - b : 32 mm - c max : 230 mm - d : 205 mm





Aluminum
Aluminium
Aluminio

Cooley



Neonatal
Nouveau Né
Recién Nacido

DC31654-00

a : 15 mm - b : 9 mm - c max : 72 mm - d : 55 mm



Infant
Premier Âge
Primera Edad

DC31655-00


a : 15 mm - b : 12 mm - c max : 85 mm - d : 55 mm



Baby
Nourrisson
Niño de Pecho

DC31656-00

a : 30 mm - b : 15 mm - c max : 105 mm - d : 80 mm





Aluminum
Aluminium
Aluminio

Cooley

Child

Enfant

Niño

DC31657-00

a : 45 mm - b : 20 mm - c max : 160 mm - d : 100 mm



Adult

Adulte

Adulto

DC31658-00

a : 100 mm - b : 35 mm - c max : 180 mm - d : 180 mm




Adult Large

Adulte, Grand modèle

Adulto Gran Modelo


DC31659-00

a : 115 mm - b : 35 mm - c max : 230 mm - d : 205 mm



Burford

Adult
Adulte
Adulto



DC31500-00

c max : 200 mm - d : 195 mm

Included / Inclus / Incluidos : DC31510-40 (pair / paire / par)
DC31511-72 (pair / paire / par)

DC31502-00

c max : 300 mm - d : 195 mm

Included / Inclus / Incluidos : DC31510-40 (pair / paire / par)
DC31511-72 (pair / paire / par)



Pair / Paire / Par

DC31510-40

a : 65 mm - b : 40 mm



Pair / Paire / Par

DC31511-72


a : 65 mm - b : 72 mm

Child
Enfant
Niño

DC31400-00

c max : 130 mm - d : 120 mm


Included / Inclus / Incluidos : a : 42 mm - b : 40 mm (pair / paire / par)
a : 42 mm - b : 30 mm (pair / paire / par)





Aluminum
Aluminium
Aluminio

Burford



DC31600-08

c max : 250 mm - d : 200 mm

Included / **Inclus** / **Incluidos** : DC31610-45 (pair / **paire** / par)
DC31611-65 (pair / **paire** / par)

DC31602-12



c max : 290 mm - d : 200 mm

Included / **Inclus** / **Incluidos** : DC31610-45 (pair / **paire** / par)
DC31611-65 (pair / **paire** / par)



Pair / **Paire** / Par

DC31610-45

a : 60 mm - b : 45 mm



Pair / **Paire** / Par

DC31611-65


a : 60 mm - b : 65 mm




Pair / **Paire** / Par

DC31411-41

a : 42 mm - b : 40 mm




Ankeney




DC31700-00

a : 3 x 35 mm - b : 35 mm - c max : 210 mm - d : 300 mm



Finochietto-Mathey



DC30500-00

c max : 190 mm - d : 160 mm

Included / **Inclus** / **Incluidos** : DC30510-22 (pair / **paire** / par)
DC30511-30 (pair / **paire** / par)
DC30512-35 (pair / **paire** / par)
DC30513-50 (pair / **paire** / par)



DC30510-22

Pair / **Paire** / Par

a : 58 mm - b : 22 mm



DC30511-30

Pair / **Paire** / Par

a : 38 mm - b : 30 mm




DC30512-35

Pair / **Paire** / Par

a : 62 mm - b : 35 mm

DC30513-50

a : 65 mm - b : 50 mm




Finochietto-Mathey



DC30600-00

c max : 130 mm - d : 105 mm

Included / **Inclus** / **Incluidos** : a : 40 mm - b : 25 mm (pair / **paire** / par)
a : 40 mm - b : 35 mm (pair / **paire** / par)
a : 40 mm - b : 40 mm (pair / **paire** / par)



Finochietto

Neonatal
Nouveau Né
Recién Nacido

DC31300-01

a : 7 mm - b : 6 mm - c max : 36 mm - d : 27 mm



Infant
Premier Âge
Primera Edad

DC31300-02


a : 15 mm - b : 12 mm - c max : 80 mm - d : 55 mm



Baby
Nourrisson
Niño de Pecho

DC31300-03

a : 30 mm - b : 28 mm - c max : 100 mm - d : 75 mm



Finochietto

Adult Small
Adulte, Petit modèle
Adulto, Pequeño Modelo

DC31300-04

a : 45 mm - b : 30 mm - c max : 155 mm - d : 110 mm



Adult Medium
Adulte, Modèle moyen
Adulto Mediano Modelo

DC31300-05



a : 62 mm - b : 45 mm - c max : 190 mm - d : 140 mm



Adult Large
Adulte, Grand modèle
Adulto Gran Modelo

DC31300-06

a : 65 mm - b : 75 mm - c max : 195 mm - d : 140 mm



Navarro



DC30660-00

c max : 140 mm - d : 200 mm

Included / **Inclus** / **Incluidos** : DC30663-30 (x 2)
DC30661-30 (pair / **paire** / par)
DC30662-30 (pair / **paire** / par)



Pair / **Paire** / Par

DC30661-20

a : 55 mm - b : 20 mm - x : 13 mm



DC30661-30

a : 55 mm - b : 30 mm - x : 13 mm

DC30661-40

a : 55 mm - b : 40 mm - x : 13 mm

DC30664-20

a : 55 mm - b : 20 mm - x : 16 mm

DC30664-30

a : 55 mm - b : 30 mm - x : 16 mm

DC30664-40

a : 55 mm - b : 40 mm - x : 16 mm



Pair / **Paire** / Par

DC30662-20

a : 27 mm - b : 20 mm - x : 13 mm



DC30662-30

a : 27 mm - b : 30 mm - x : 13 mm

DC30665-20

a : 27 mm - b : 20 mm - x : 16 mm

DC30665-30


a : 27 mm - b : 30 mm - x : 16 mm




Unit / **Unité** / Unidad

DC30663-30

a : 55 mm - b : 30 mm




Articulated-Arms Retractor / Écarteur à Bras Articulés / Separador con Brazos Articulados




DC32300-00

c max : 130 mm - d : 100 mm

Included / **Inclus** / **Incluidos** : a : 35 mm - b : 35 mm (pair / **paire** / par)
a : 35 mm - b : 50 mm (pair / **paire** / par)
a : 35 mm - b : 63 mm (pair / **paire** / par)



Direct Vision Intercostal Retractor / Écarteur Intercostal Direct Vision / Separador Intercostal Direct Vision



Soft tissue malleable blades
Lames malléables pour tissus mous
Cuchillas maleables para tejidos blandos

Rib retraction blades
Lames pour écartement intercostal
Hojas de separación intercostal

DC30800-00

c max : 90 mm - d : 80 mm

Included / Inclus / Incluidos : DC30810-25 (pair / paire / par)
DC30813-55 (pair / paire / par)



DC30810-25

a : 11 mm - b : 25 mm



DC30811-35

a : 11 mm - b : 35 mm




DC30812-45

a : 11 mm - b : 45 mm



DC30813-55

a : 11 mm - b : 55 mm



Tuffier



DC30900-20

a : 20 mm - b : 18 mm - c max : 120 mm - d : 80 mm

DC30900-35


a : 30 mm - b : 26 mm - c max : 135 mm - d : 90 mm

DC30900-45

a : 45 mm - b : 45 mm - c max : 210 mm - d : 110 mm

DC30900-55

a : 45 mm - b : 45 mm - c max : 135 mm - d : 105 mm



Navarro



DC30670-00

L : 210 mm - 8"

a : 30 mm - b : 15 mm - c : 65 mm

Bailey



DC33400-00

L : 180 mm - 7"

Sellor



DC31900-00

L : 200 mm - 7^{3/4}"

With Swivel Claws

Avec Mâchoires Pivotantes

Con Mandíbulas Pivotantes

Gibbon



DC32000-00

L : 165 mm - 6^{1/2} "

Claws / [Mâchoires](#) / Mandíbulas : 45 mm




DC32001-00

L : 165 mm - 6^{1/2} "

Claws / [Mâchoires](#) / Mandíbulas : 34 mm

3 x 3 Hooks
Crochets 3 x 3
Ganchos 3 x 3



DC32450-25

L : 30 mm - 1" - E : 25 mm



DC32451-25

L : 30 mm - 1" - E : 25 mm



DC32450-28

L : 35 mm - 1 1/4" - E : 30 mm



DC32451-28

L : 35 mm - 1 1/4" - E : 30 mm



DC32450-38

L : 45 mm - 1 1/2" - E : 35 mm



DC32451-38

L : 45 mm - 1 1/2" - E : 35 mm



DC32450-54

L : 50 mm - 2" - E : 40 mm



DC32451-54

L : 50 mm - 2" - E : 40 mm



Chapter 7
Chapitre 7
Capítulo 7

Alm

Sharp
Pointu
Agudo



B802912

L : 70 mm - 2 ³/₄ "
Width / Largeur / Anchura : 6 mm



B802914

L : 100 mm - 4 "
Width / Largeur / Anchura : 6 mm

Blunt
Mousse
Desafilado




B802913

L : 70 mm - 2 ³/₄ "
Width / Largeur / Anchura : 6 mm



B802915

L : 100 mm - 4 "
Width / Largeur / Anchura : 6 mm



Chapter 7
Chapitre 7
Capítulo 7

Beckmann



B80544

L : 140 mm - 5 1/2 "

Width / Largeur / Anchura : 8 mm



B80546

L : 170 mm - 6 3/4 "

Width / Largeur / Anchura : 10 mm




B80551

L : 210 mm - 8 "

Width / Largeur / Anchura : 16 mm

Weitlaner



Cooley

Right
Droite
Derecha



DC36800-03

L : 215 mm - W : 25 mm - D : 35 mm

DC36800-06

L : 215 mm - W : 40 mm - D : 35 mm

DC36800-09

L : 215 mm - W : 50 mm - D : 35 mm

Left
Gauche
Izquierda

DC36800-12

L : 250 mm - W : 50 mm - D : 10 mm



Carpentier



DC33000-14

L : 240 mm - 9 1/2 "

Width / Largeur / Anchura : 14 mm



DC33000-17

L : 240 mm - 9 1/2 "

Width / Largeur / Anchura : 17 mm



DC33000-20

L : 240 mm - 9 1/2 "

Width / Largeur / Anchura : 20 mm

Ross

Borowski



DC36801-10

L : 245 mm - 9 ³/₄ "
40 x 21 mm

DC36801-13

L : 245 mm - 9 ³/₄ "
13 x 23 mm

DC36801-14

L : 245 mm - 9 ³/₄ "
13 x 27 mm

DC36801-15

L : 245 mm - 9 ³/₄ "
15 x 16 mm

DC36801-17

L : 245 mm - 9 ³/₄ "
17 x 23 mm

DC36801-29

L : 245 mm - 9 ³/₄ "
29 x 29 mm



DC36802-16

L : 270 mm - 10 ³/₅ "
16 x 23 mm

DC36802-17

L : 270 mm - 10 ³/₅ "
17 x 21 mm

DC36802-20

L : 270 mm - 10 ³/₅ "
20 x 25 mm

DC36802-24

L : 270 mm - 10 ³/₅ "
24 x 27 mm

DC36802-27

L : 270 mm - 10 ³/₅ "
28 x 20 mm

DC36802-28

L : 270 mm - 10 ³/₅ "
28 x 29 mm

NEW
NOUVEAU
NUEVO



DC33010-25

L : 230 mm - 9"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

20 mm



DC33020-20

L : 230 - 300 mm - 9"-12"

Adjustable length
Longueur réglable
Longitud ajustable



30 mm



DC33020-30

L : 230 - 300 mm - 9"-12"


Adjustable length
Longueur réglable
Longitud ajustable



Semb



Carpentier



Semi sharp hook
Crochet semi-pointu
Gancho semi puntiagudo

DC38000-27

L : 270 mm - 11 "



2 semi sharp hooks
2 crochets semi-pointus
2 ganchos semi puntiagudos

DC38001-27

L : 270 mm - 11 "



Toennis



Wide
Large
Ancho
DC34200-02
L : 240 mm - 10"

Natali



DC34100-00
L : 200 mm - 7 1/2"

Cushing



J16240
L : 190 mm - 7 1/2"
a : 4 mm

J16245
L : 190 mm - 7 1/2"
a : 6 mm

Krayenbuhl




Ball Tip
Embout Sphérique
Contera Esférica
DC34400-01
L : 185 mm - 7 1/4"

Narrow
Étroit
Estrecho
DC34400-02
L : 185 mm - 7 1/4"

Wide
Large
Ancho
DC34400-03
L : 185 mm - 7 1/4"

Chevret Lung Retractors / Écarteurs à Poumon Chevret / Separadores para Pulmón Chevret




Chapter 7
Chapitre 7
Capítulo 7

Chevret



B803990

L : 255 mm - 10" - W : 25 mm



B80400

L : 300 mm - 12" - W : 60 mm

B80405

L : 300 mm - 12" - W : 80 mm

B80410

L : 300 mm - 12" - W : 100 mm

Lung Spatulae / *Spatules à Poumon* / Espátulas para Pulmón

Harrington



Silicone Handle
Manche Silicone
Mango de Silicona



DC35800-40

A - L : 320 mm - 13"

Width / *Largeur* / Anchura
40 mm

Depth / *Profondeur* / Profundidad
127 mm

DC35800-62

B - L : 320 mm - 13"

Width / *Largeur* / Anchura
62 mm

Depth / *Profondeur* / Profundidad
127 mm



DC35801-40

A - L : 320 mm - 13"

Width / *Largeur* / Anchura
40 mm

Depth / *Profondeur* / Profundidad
127 mm

DC35801-62

B - L : 320 mm - 13"


Width / *Largeur* / Anchura
62 mm

Depth / *Profondeur* / Profundidad
127 mm

DC36200-30

L : 300 mm - 12"

Davidson



DC36100-50

L : 160 mm - a : 50 mm - b : 75 mm

DC36100-90

L : 160 mm - a : 90 mm - b : 75 mm

Deaver Lung Spatulae / *Spatules à Poumon Deaver* / Espátulas para Pulmón Deaver



DC35600-25

L : 300 mm - 12 "

Depth / *Profondeur* / Profundidad : 25 mm

DC35600-38

L : 300 mm - 12 "

Depth / *Profondeur* / Profundidad : 38 mm

DC35600-50

L : 300 mm - 12 "


Depth / *Profondeur* / Profundidad : 50 mm


DC35600-75

L : 300 mm - 12 "


Depth / *Profondeur* / Profundidad : 75 mm

Dubost





Desmarres



Chapter 7
Chapitre 7
Capítulo 7



B80301

L : 150 mm - 6" - W : 6 mm



B80302

L : 150 mm - 6" - W : 8 mm



B80303

L : 150 mm - 6" - W : 10 mm



B80304

L : 150 mm - 6" - W : 12 mm



B80306

L : 150 mm - 6" - W : 15 mm



DC34000-14

L : 250 mm - 10" - W : 14 mm



DC34000-18


L : 250 mm - 10" - W : 18 mm



DC34000-22

L : 250 mm - 10" - W : 22 mm





Chapter 7
Chapitre 7
Capítulo 7



Kocher-Langenbeck



B802885

L : 215 mm - 8 1/2 "
Width / Largeur / Anchura : 6 mm - D : 25 mm

B802886

L : 215 mm - 8 1/2 "
Width / Largeur / Anchura : 8 mm - D : 25 mm

B802887

L : 215 mm - 8 1/2 "
Width / Largeur / Anchura : 8 mm - D : 35 mm

B802888

L : 215 mm - 8 1/2 "
Width / Largeur / Anchura : 11 mm - D : 35 mm

B802889

L : 215 mm - 8 1/2 "
Width / Largeur / Anchura : 15 mm - D : 35 mm

B802890

L : 215 mm - 8 1/2 "
Width / Largeur / Anchura : 11 mm - D : 42 mm

B802891

L : 215 mm - 8 1/2 "
Width / Largeur / Anchura : 11 mm - D : 55 mm

B802892

L : 215 mm - 8 1/2 "
Width / Largeur / Anchura : 14 mm - D : 70 mm


B802893

L : 215 mm - 8 1/2 "
Width / Largeur / Anchura : 12 mm - D : 80 mm

B802894

L : 215 mm - 8 1/2 "
Width / Largeur / Anchura : 16 mm - D : 80 mm

Retractors / Écarteurs à Main / Separadores de Mano



Chapter 7
Chapitre 7
Capítulo 7

Martin

Simon



B802717

L : 260 mm - 10 "

Width / *Largeur* / Anchura : 27 mm - D : 105 mm



B802715

L : 280 mm - 11 "

Width / *Largeur* / Anchura : 22 mm - D : 115 mm

B802716

L : 280 mm - 11 "

Width / *Largeur* / Anchura : 27 mm - D : 115 mm

Small Clamps Chapter / Chapitre Petits Clamps / Capítulo Pequeñas Clamps

Bulldog Clips / Clips Bulldog / Clips Bulldog

Biemer Clips

Vessel Clips

Micro Vessel Clips



P 3



P 4 - 5 - 6



P 7

Bulldog Clamps / Clamps Bulldog / Clamps Bulldog

Diethrich

DeBakey

Hess

Johns Hopkins

Dubost

DeBakey

Cooley

Santulli

Gregory

DeBakey Gregory



P 8 - 9



P 9



P 9



P 10



P 11



P 12



P 13



P 14



P 14



P 15

DeBakey Glover

DeBakey Bulldog

Atraumatic Bulldog

Mini Glover



P 16



P 17



P 18 - 19



P 20

Ring Handle Bulldog Clamps / Clamps Bulldog à Anneaux / Bulldog Clamps con Anillos

Cooley Bulldog

DeBakey Bulldog



P 21



P 22 - 23

Small Clamps Chapter / Chapitre Petits Clamps / Capítulo Pequeñas Clamps

Vascular Clamps / Clamps Vasculaires / Clamps Vasculares

DeBaKey Derra Cooley Derra DeBaKey Delicate DeBaKey DeBaKey Bainbridge DeBaKey Multi-Purpose Subramanian



P 24



P 25



P 26



P 27



P 28



P 29



P 30

Castaneda

Cooley

Scheibe

Cooley

Beck

Dale

Gregory

Cooley

Dardik



P 31 to/a/a 36



P 37



P 38



P 39 - 40



P 47



P 42



P 43



P 44 - 45



P 46

Biemer Bulldog Clips Approximators / Clips Approximateurs Biemer / Clips Aproximadores Biemer

Temporary Use / Usage Temporaire / Uso Temporal

Applying Forceps
Applicateur
Aplicador




Pressure / Pression / Presión : 20 - 30 g



DC41818-03

L : 17 mm
Jaws / Mors / Bocas : 9 mm
Max Opening / Ouverture / Apertura : 5 mm



DC41819-04

L : 17 mm
Jaws / Mors / Bocas : 9 mm
Max Opening / Ouverture / Apertura : 5 mm

Pressure / Pression / Presión : 30 - 40 g



DC41818-01

L : 15 mm
Jaws / Mors / Bocas : 6 mm
Max Opening / Ouverture / Apertura : 4 mm



DC41819-01

L : 15 mm
Jaws / Mors / Bocas : 6 mm
Max Opening / Ouverture / Apertura : 4 mm

DC41818-02

L : 18 mm
Jaws / Mors / Bocas : 9 mm
Max Opening / Ouverture / Apertura : 5 mm

DC41819-02

L : 18 mm
Jaws / Mors / Bocas : 9 mm
Max Opening / Ouverture / Apertura : 5 mm



DC41819-03

L : 16 mm
Jaws / Mors / Bocas : 9 mm
Max Opening / Ouverture / Apertura : 5 mm



DC41808-14

L : 145 mm - 5^{4/5}"
Jaws / Mors / Bocas : 12 mm

DC41804-14

L : 145 mm - 5^{4/5}"
Jaws / Mors / Bocas : 8 mm
Without Lock / Sans Verrou / Sin Cerradura



DC41805-14

L : 145 mm - 5^{4/5}"
Jaws / Mors / Bocas : 12 mm
With Lock / Avec Verrou / Con Cerradura



DC41819-05

L : 16 mm
Jaws / Mors / Bocas : 9 mm
Max Opening / Ouverture / Apertura : 5 mm



DC41801-14

L : 140 mm - 5^{1/2}"



DC41803-14

L : 140 mm - 5^{1/2}"

Temporary Use / Usage Temporaire / Uso Temporal

Veins
Veines
Venas



DC41810-08

L : 8 mm - $\varnothing$: 0.4 mm -> 1.0 mm



DC41810-11

L : 11 mm - $\varnothing$: 0.6 mm -> 1.5 mm

DC41810-14

L : 14 mm - $\varnothing$: 1.0 mm -> 2.0 mm

DC41810-17

L : 17 mm - $\varnothing$: 1.0 mm -> 2.2 mm

DC41810-25

L : 25 mm - $\varnothing$: 1.5 mm -> 3.5 mm

DC41810-36

L : 36 mm - $\varnothing$: 2.0 mm -> 5.0 mm



DC41812-08

L : 8 mm - $\varnothing$: 0.4 mm -> 1.0 mm



DC41812-11

L : 11 mm - $\varnothing$: 0.6 mm -> 1.5 mm

DC41812-14

L : 14 mm - $\varnothing$: 1.0 mm -> 2.0 mm

DC41812-17

L : 17 mm - $\varnothing$: 1.0 mm -> 2.2 mm

DC41812-25

L : 25 mm - $\varnothing$: 1.5 mm -> 3.5 mm

DC41812-36

L : 36 mm - $\varnothing$: 2.0 mm -> 5.0 mm



DC41811-08

L : 8 mm - $\varnothing$: 0.4 mm -> 1.0 mm



DC41811-11

L : 11 mm - $\varnothing$: 0.6 mm -> 1.5 mm

DC41811-14

L : 14 mm - $\varnothing$: 1.0 mm -> 2.0 mm

DC41811-17

L : 17 mm - $\varnothing$: 1.0 mm -> 2.2 mm

DC41811-25

L : 25 mm - $\varnothing$: 1.5 mm -> 3.5 mm

DC41811-36

L : 36 mm - $\varnothing$: 2.0 mm -> 5.0 mm



DC41813-08

L : 8 mm - $\varnothing$: 0.4 mm -> 1.0 mm



DC41813-11

L : 11 mm - $\varnothing$: 0.6 mm -> 1.5 mm

DC41813-14

L : 14 mm - $\varnothing$: 1.0 mm -> 2.0 mm

DC41813-17

L : 17 mm - $\varnothing$: 1.0 mm -> 2.2 mm

DC41813-25

L : 25 mm - $\varnothing$: 1.5 mm -> 3.5 mm

DC41813-36

L : 36 mm - $\varnothing$: 2.0 mm -> 5.0 mm

Use with applying forceps p.4 / À utiliser avec les applicateurs p.4 / Utilizar con los aplicadores p.4

Temporary Use / Usage Temporaire / Uso Temporal

Arteries
Artères
Arterias



DC41814-08

L : 8 mm - $\varnothing$: 0.4 mm -> 1.0 mm



DC41814-11

L : 11 mm - $\varnothing$: 0.6 mm -> 1.5 mm

DC41814-14

L : 14 mm - $\varnothing$: 1.0 mm -> 2.0 mm

DC41814-17

L : 17 mm - $\varnothing$: 1.0 mm -> 2.2 mm

DC41814-25

L : 25 mm - $\varnothing$: 1.5 mm -> 3.5 mm

DC41814-36

L : 36 mm - $\varnothing$: 2.0 mm -> 5.0 mm



DC41816-08

L : 8 mm - $\varnothing$: 0.4 mm -> 1.0 mm



DC41816-11

L : 11 mm - $\varnothing$: 0.6 mm -> 1.5 mm

DC41816-14

L : 14 mm - $\varnothing$: 1.0 mm -> 2.0 mm

DC41816-17

L : 17 mm - $\varnothing$: 1.0 mm -> 2.2 mm

DC41816-25

L : 25 mm - $\varnothing$: 1.5 mm -> 3.5 mm

DC41816-36

L : 36 mm - $\varnothing$: 2.0 mm -> 5.0 mm



DC41815-08

L : 8 mm - $\varnothing$: 0.4 mm -> 1.0 mm



DC41815-11

L : 11 mm - $\varnothing$: 0.6 mm -> 1.5 mm

DC41815-14

L : 14 mm - $\varnothing$: 1.0 mm -> 2.0 mm

DC41815-17

L : 17 mm - $\varnothing$: 1.0 mm -> 2.2 mm

DC41815-25

L : 25 mm - $\varnothing$: 1.5 mm -> 3.5 mm

DC41815-36

L : 36 mm - $\varnothing$: 2.0 mm -> 5.0 mm



DC41817-08

L : 8 mm - $\varnothing$: 0.4 mm -> 1.0 mm



DC41817-11

L : 11 mm - $\varnothing$: 0.6 mm -> 1.5 mm

DC41817-14

L : 14 mm - $\varnothing$: 1.0 mm -> 2.0 mm

DC41817-17

L : 17 mm - $\varnothing$: 1.0 mm -> 2.2 mm

DC41817-25

L : 25 mm - $\varnothing$: 1.5 mm -> 3.5 mm

DC41817-36

L : 36 mm - $\varnothing$: 2.0 mm -> 5.0 mm

Use with applying forceps p.4 / À utiliser avec les applicateurs p.4 / Utilizar con los aplicadores p.4

Bulldog Clips and Approximators / Clips Bulldog et Approximateurs / Clips Bulldog y Aproximadores

Temporary Use / Usage Temporaire / Uso Temporal

Pressure / Pression / Presión : 70 g

Applying Forceps
Applicateur
Aplicador



 **DC41806-14**

L : 150 mm - 6"
With Lock
Avec Verrou
Con Cerradura

DC41807-18

L : 180 mm - 7"
With Lock / Bayonet Shape
Avec Verrou / Baïonnette
Con Cerradura / Bayoneta

Straight
Droits
Rectas



DC41820-07

L : 22 mm - 4/5"

Jaws / Mors / Bocas : 10 x 1.5 mm

DC41821-07

L : 20 mm - 4/5"

Jaws / Mors / Bocas : 8 x 1.0 mm

DC41822-07

L : 17 mm - 3/4"

Jaws / Mors / Bocas : 6 x 0.8 mm

DC41823-07

L : 15 mm - 2/3"

Jaws / Mors / Bocas : 4 x 0.75 mm

DC41824-07

L : 12 mm - 1/2"

Jaws / Mors / Bocas : 6 x 1.0 mm

Lightly Curved
Légèrement Courbes
Ligeramente Curvas



DC41825-07

L : 17 mm - 3/4"

Jaws / Mors / Bocas : 6 x 1.0 mm

Angled
Coudés
Anguladas



DC41827-07

L : 17 mm - 3/4"

Jaws / Mors / Bocas : 6 x 1.0 mm

Very Curved
Très Courbes
Muy Curvas



DC41826-07

L : 17 mm - 3/4"

Jaws / Mors / Bocas : 6 x 1.0 mm

Curved
Courbes
Curvas



DC41828-07

L : 22 mm - 4/5"

Jaws / Mors / Bocas : 10 x 1.0 mm

Pressure / Pression / Presión : 150 g

Straight
Droits
Rectas



DC41829-15

L : 26 mm - 1"

Jaws / Mors / Bocas : 10 x 2.0 mm



DC41830-15

L : 23 mm - 3/4"

Jaws / Mors / Bocas : 8 x 2.0 mm

DC41824-15

L : 20 mm - 4/5"

Jaws / Mors / Bocas : 6 x 1.0 mm

DC41823-15

L : 18 mm - 3/4"

Jaws / Mors / Bocas : 4 x 0.75 mm

Lightly Curved
Légèrement Courbes
Ligeramente Curvas



DC41825-15

L : 17 mm - 3/4"

Jaws / Mors / Bocas : 6 x 1.0 mm

Angled
Coudés
Anguladas



DC41827-15

L : 17 mm - 3/4"

Jaws / Mors / Bocas : 6 x 1.0 mm

Very Curved
Très Courbes
Muy Curvas



DC41826-15

L : 17 mm - 3/4"

Jaws / Mors / Bocas : 6 x 1.0 mm

Angled to Side
Coudés sur le Côté
Anguladas en el Lado



DC41831-15

L : 20 mm - 4/5"

Jaws / Mors / Bocas : 8 x 2.0 mm

Diethrich Bulldog Clamps / Clamps Bulldog Diethrich / Clamps Bulldog Diethrich

Pressure / Pression / Presión : 80 g

Diethrich

Serrated Jaws
Mors Striés
Bocas Estriadas



Straight
Droits
Rectas

DC41220-49

L : 47 mm - 2"

Jaws / Mors / Bocas : 9 mm



DC41220-53

L : 50 mm - 2"

Jaws / Mors / Bocas : 12 mm

DC41220-57

L : 59 mm - 2 1/4"

Jaws / Mors / Bocas : 20 mm



Angled
Coudés
Anguladas

DC41230-48

L : 45 mm - 2"

Jaws / Mors / Bocas : 9 mm

DC41230-50

L : 48 mm - 2"

Jaws / Mors / Bocas : 12 mm



DC41230-52

L : 53 mm - 2"

Jaws / Mors / Bocas : 20 mm



Smooth Jaws
Mors Lisses
Bocas Lisas

Angled
Coudés
Anguladas

DC41240-50

L : 50 mm - 2"

Jaws / Mors / Bocas : 14 mm



DC41240-55

L : 55 mm - 2 1/4"

Jaws / Mors / Bocas : 20 mm



DeBaKey



Straight
Droits
Rectas



DC41200-47

L : 51 mm - 2"

Jaws / Mors / Bocas : 10 mm

DC41200-51

L : 55 mm - 2"

Jaws / Mors / Bocas : 14 mm

DC41200-57

L : 57 mm - 2 1/5"

Jaws / Mors / Bocas : 20 mm



Angled
Coudés
Anguladas

DC41210-44

L : 47 mm - 1 4/5"

Jaws / Mors / Bocas : 10 mm



DC41210-46

L : 50 mm - 1 4/5"

Jaws / Mors / Bocas : 14 mm

DC41210-49

L : 53 mm - 2"

Jaws / Mors / Bocas : 20 mm



Curved
Courbes
Curvas

DC41210-54

L : 54 mm - 2 1/5"

Jaws / Mors / Bocas : 20 mm

Bulldog Clamps / Clamps Bulldog / Clamps Bulldog

Pressure / Pression / Presión : 250 g

Diethrich

Straight
Droit
Recta



Serrated Jaws
Mors Striés
Bocas Estriadas

DC41029-40

L : 40 mm - 1 1/2"

Jaws / Mors / Bocas : 12 mm



Serrated Jaws
Mors Striés
Bocas Estriadas

DC41030-09

L : 52 mm - 2"

Jaws / Mors / Bocas : 8 mm

DC41031-13

L : 57 mm - 2 1/4"

Jaws / Mors / Bocas : 13 mm

DC41032-18

L : 63 mm - 2 1/2"

Jaws / Mors / Bocas : 18 mm

DeBakey Jaws
Mors DeBakey
Bocas DeBakey

DC41033-10

L : 53 mm - 2"

Jaws / Mors / Bocas : 12 mm

DC41034-14

L : 56 mm - 2 1/4"

Jaws / Mors / Bocas : 14 mm

DC41035-22

L : 63 mm - 2 1/2"

Jaws / Mors / Bocas : 22 mm

Angled
Coudé
Angulada



Serrated Jaws
Mors Striés
Bocas Estriadas

DC41037-08

L : 51 mm - 2"

Jaws / Mors / Bocas : 8 mm

DC41038-12

L : 55 mm - 2 1/4"

Jaws / Mors / Bocas : 12 mm

DC41039-16

L : 58 mm - 2 1/2"

Jaws / Mors / Bocas : 19 mm

Pressure / Pression / Presión : 250 g

Curved
Courbe
Curva



Serrated Jaws
Mors Striés
Bocas Estriadas

DC41040-20

L : 60 mm - 2 1/2"

Jaws / Mors / Bocas : 20 mm

DeBakey



DeBakey Jaws
Mors DeBakey
Bocas DeBakey

DC41043-11

L : 52 mm - 2"

Jaws / Mors / Bocas : 11 mm

DC41044-16

L : 55 mm - 2 1/4"

Jaws / Mors / Bocas : 16 mm

DC41045-20

L : 58 mm - 2 1/2"

Jaws / Mors / Bocas : 20 mm

Angled
Coudé
Angulada



Hess

Serrated Jaws
Mors Striés
Bocas Estriadas

DC41050-20

L : 55 mm - 2 1/4"

Jaws / Mors / Bocas : 20 mm

DC41051-28

L : 60 mm - 2 1/2"

Jaws / Mors / Bocas : 30 mm

Pressure / Pression / Presión : 500 g

Johns Hopkins

Serrated Jaws
Mors Striés
Bocas Estriadas

Straight
Droit
Recta



DC41015-30

L : 30 mm - 1 1/5"

DC41000-38

L : 38 mm - 1 1/2"

DC41001-47

L : 47 mm - 2"

DC41002-57

L : 57 mm - 2 1/4"

DC41003-65

L : 65 mm - 2 1/2"

DC41004-70

L : 70 mm - 2 3/4"

 **DC41005-75**

L : 75 mm - 3"

DC41006-92

L : 92 mm - 3 1/2"

Curved
Courbe
Curva



DC41016-30

L : 30 mm - 1 1/5"

DC41007-38

L : 38 mm - 1 1/2"

DC41008-47

L : 47 mm - 2"

DC41009-57

L : 57 mm - 2 1/4"

DC41010-65

L : 65 mm - 2 1/2"

DC41011-70

L : 70 mm - 2 3/4"

 **DC41012-75**

L : 75 mm - 3"

DC41013-92

L : 92 mm - 3 1/2"

Bulldog Clamps / Clamps Bulldog / Clamps Bulldog

Pressure / Pression / Presión : 300 g

Bulldog Clamp Setting Forceps
Applicateur pour Clamp Bulldog
Aplicador para Clamp Bulldog

Dubost

Serrated Jaws
Mors Striés
Bocas Estriadas



DC41600-05

L : 50 mm - 2"



DC41602-05

L : 50 mm - 2"



DC41603-06

L : 60 mm - 2 1/4"



DC41052-00

L : 240 mm - 9 1/2"



DeBakey Bulldog Clamps / Clamps Bulldog DeBakey / Clamps Bulldog DeBakey

Pressure / Pression / Presión : 250 g



DeBakey

DeBakey

Straight
Droit
Recta



DC41100-23

L : 80 mm - 3 1/5"

Jaws / Mors / Bocas : 23 mm

DC41101-29

L : 88 mm - 3 1/2"

Jaws / Mors / Bocas : 29 mm

DC41102-50

L : 110 mm - 4 1/3"

Jaws / Mors / Bocas : 50 mm

DC41103-66

L : 125 mm - 4 4/5"

Jaws / Mors / Bocas : 66 mm

DC41104-70

L : 130 mm - 5 1/5"

Jaws / Mors / Bocas : 70 mm

: Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titano

Curved
Courbe
Curva



DC41105-21

L : 77 mm - 3"

Jaws / Mors / Bocas : 21 mm

DC41106-23

L : 80 mm - 3 1/5"

Jaws / Mors / Bocas : 23 mm

DC41107-32

L : 90 mm - 3 1/2"

Jaws / Mors / Bocas : 32 mm

DC41108-49

L : 105 mm - 4 1/5"

Jaws / Mors / Bocas : 49 mm

DC41109-64

L : 123 mm - 4 4/5"

Jaws / Mors / Bocas : 64 mm



Cooley

Straight
Droit
Recta



DC41530-08

L : 80 mm - 3"

Jaws / Mors / Bocas : 24 mm



DC41531-09

L : 90 mm - 3 1/2"

Jaws / Mors / Bocas : 32 mm

DC41532-11

L : 110 mm - 4 2/5"

Jaws / Mors / Bocas : 47 mm

DC41533-13

L : 130 mm - 5 1/5"

Jaws / Mors / Bocas : 70 mm

Curved
Courbe
Curva



DC41534-07

L : 75 mm - 3"

Jaws / Mors / Bocas : 24 mm



DC41535-08

L : 80 mm - 3"

Jaws / Mors / Bocas : 32 mm

DC41536-10

L : 100 mm - 4"

Jaws / Mors / Bocas : 47 mm

DC41537-11

L : 115 mm - 4 3/5"

Jaws / Mors / Bocas : 70 mm



Santulli



DC41520-25

L : 80 mm - 3"



DC41402-08

L : 80 mm - 3"

Gregory



DC41121-15

L : 110 mm - 4 ²/₅"



DC41121-12

L : 115 mm - 4 ³/₅"



DeBakey Gregory



DC41410-11

L : 105 mm - 4 1/5"



DC41411-12

L : 120 mm - 4 4/5"



DC41412-11

L : 110 mm - 4 2/5"



DC41413-11

L : 110 mm - 4 2/5"

DeBakey Glover Bulldog Clamps / Clamps Bulldog Glover DeBakey / Clamps Bulldog Glover DeBakey

Adjustable Pressure / Pression Réglable / Presión regulable



Glover
Satinsky



DC41300-00

L : 58 mm - 2 1/5"

DeBakey Glover

Angled
Coudé
Angulada



DC41710-05

L : 53 mm - 2 1/4"

Carotid
Carotide
Carótida



DC41301-00

L : 87 mm - 3 2/5"

Straight
Droit
Recta



DC41700-06

L : 50 mm - 2 1/4"

DC41701-07

L : 80 mm - 3 1/4"

DC41702-08

L : 93 mm - 3 2/3"

DC41703-13

L : 128 mm - 5"

Curved
Courbe
Curva



DC41704-06

L : 58 mm - 2 1/3"

DC41705-07

L : 65 mm - 2 1/2"

DC41706-08

L : 86 mm - 3 2/5"

DC41707-13

L : 130 mm - 5 1/5"

DeBakey Bulldog Clamps / Clamps Bulldog DeBakey / Clamps Bulldog DeBakey

Adjustable Pressure / Pression Réglable / Presión regulable



DeBakey

Straight
Droit
Recta



DC41111-04

L : 45 mm - 1 ^{3/4}"

Curved
Courbe
Curva



DC41114-04

L : 47 mm - 1 ^{4/5}"

Atraumatic Bulldog Clamps / Clamps Bulldog Atraumatiques / Clamps Bulldog Atraumáticos

Titanium Mini Glover / Mini Glover Titane / Mini Glover Titanio

Pressure / Pression / Presión : 400 g



Artery
Artères
Arterias



DC41500-03TI

L : 30 mm - 1 1/5"

DC41502-03TI

L : 35 mm - 1 1/4"

DC41504-04TI

L : 40 mm - 1 3/5"

DC41506-05TI

L : 50 mm - 2"



Artery
Artères
Arterias



DC41510-03TI

L : 30 mm - 1 1/5"

DC41512-03TI

L : 35 mm - 1 1/4"

DC41514-04TI

L : 40 mm - 1 3/5"

DC41516-05TI

L : 50 mm - 2"

Pressure / Pression / Presión : 200 g



Vein
Veines
Venas



DC41501-03TI

L : 30 mm - 1 1/5"

DC41503-03TI

L : 35 mm - 1 1/4"

DC41505-04TI

L : 40 mm - 1 3/5"

DC41507-05TI

L : 50 mm - 2"



Vein
Veines
Venas



DC41511-03TI

L : 30 mm - 1 1/5"

DC41513-03TI

L : 35 mm - 1 1/4"

DC41515-04TI

L : 40 mm - 1 3/5"

DC41517-05TI

L : 50 mm - 2"

Atraumatic Bulldog Clamps / Clamps Bulldog Atraumatiques / Clamps Bulldog Atraumáticos

Mini Glover Strongly Curved / Mini Glover Très Courbe / Mini Glover Muy Curvo

Pressure / Pression / Presión : 400 g



Artery

Artères

Arterias

DC41520-03



L : 30 mm - 1 1/5"

DC41522-03



L : 35 mm - 1 1/4"



DC41524-04



L : 40 mm - 1 3/5"

DC41526-05



L : 50 mm - 1 4/5"

Pressure / Pression / Presión : 200 g



Vein

Veines

Venas

DC41521-03



L : 30 mm - 1 1/5"

DC41523-03



L : 35 mm - 1 1/4"



DC41525-04



L : 40 mm - 1 3/5"

DC41527-05



L : 50 mm - 2"

: Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titanio

Bulldog Clamps / Clamps Bulldog / Clamps Bulldog

Pressure / Pression / Presión : 80 g

Mini Glover

Straight
Droit
Recta



DC41610-35

L : 35 mm - 1 1/4"

Jaws / Mors / Bocas : 14 mm

Curved
Courbe
Curva



DC41611-35

L : 35 mm - 1 1/4"

Jaws / Mors / Bocas : 14 mm

Curved
Courbe
Curva



DC41612-35

L : 35 mm - 1 1/4"

Jaws / Mors / Bocas : 14 mm

Angled
Coudé
Angulada



DC41613-35

L : 35 mm - 1 1/4"

Jaws / Mors / Bocas : 14 mm

Cooley Ring Handle Bulldog Clamps / Clamps Bulldog à Anneaux Cooley / Clamps Bulldog con Anillos Cooley



Cooley

Straight Shanks
Branches Droites
Bocas Rectas



DC40600-13

L : 130 mm - 5 1/5"

Cooley



Angled Shanks
Branches Coudées
Bocas Anguladas

Curved Shanks
Branches Courbes
Bocas Curvas



DC40603-13

L : 130 mm - 5 1/5"



DC40604-13

L : 130 mm - 5 1/5"



DC40605-12

L : 120 mm - 4 4/5"



DC40601-12

L : 125 mm - 4 4/5"



DC40602-10

L : 105 mm - 4 1/5"



DC40607-13

L : 135 mm - 5 2/5"



DC40606-12

L : 125 mm - 4 4/5"

 : Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titanio



Mosquito



DC40100-12

L : 125 mm - 5"

Kelly



DC40110-14

L : 150 mm - 6"

Rankin



DC40120-16

L : 160 mm - 6 ¹/₃"



Mosquito



DC40101-12

L : 125 mm - 5"

Kelly



DC40111-14

L : 150 mm - 6"

Rankin



DC40121-16

L : 160 mm - 6 ¹/₃"

DeBakey Ring Handle Bulldog Clamps / Clamps Bulldog à Anneaux DeBakey / Clamps Bulldog con Anillos DeBakey

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



Straight Shanks
Branches Droites
Bocas Rectas



DC40000-14

L : 130 mm - 5 1/5"

DeBakey

Curved Shanks
Branches Courbes
Bocas Curvas



DC40003-13

L : 130 mm - 5 1/5"



DC40001-13

L : 130 mm - 5 1/5"



Angled Shanks
Branches Coudées
Bocas Anguladas



DC40004-13

L : 130 mm - 5 1/5"



DC40002-11

L : 110 mm - 4 2/5"



DeBakey Derra Anastomosis Clamps / Clamps Derra DeBakey pour Anastomoses / Clamps Derra DeBakey para Anastomosis

Curved Shanks / Branches Courbes / Bocas Curvas

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DeBakey

DeBakey Derra



DC40240-17

L: 170 mm - 6 ²/₃"



DC40241-17

L: 170 mm - 6 ²/₃"



DC40242-17

L: 170 mm - 6 ²/₃"



 : Add Ti for Titanium Model / Ajoutez Ti pour le Modèle Titane / Añadir Ti para Modelo Titanio

Cooley Derra Anastomosis Clamps / Clamps Derra Cooley pour Anastomoses / Clamps Derra Cooley para Anastomosis

Curved Shanks / Branches Courbes / Bocas Curvas

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



Cooley

Cooley Derra



DC40810-16

L : 170 mm - 6 ²/₃"



DC40811-17

L : 175 mm - 6 ⁴/₅"



DC40812-17

L : 170 mm - 6 ²/₃"

DeBakey Vascular Clamps / **Clamps Vasculaires DeBakey** / Clamps Vasculares DeBakey

No Scale / **Pas d'Échelle** / Sin Escala



DeBakey



DeBakey

Straight Shanks
Branches Droites
Bocas Rectas

Angled Shanks
Branches Coudées
Bocas Anguladas



DC40010-16

L : 170 mm - 6 ³/₄"



DC40021-16

L : 160 mm - 6 ¹/₃"



DC40020-15

L : 150 mm - 5 ⁴/₅"



: Add TI for Titanium Model / **Ajoutez TI pour le Modèle Titane** / Añadir TI para Modelo Titanio

Very Delicate DeBakey Clamps / **Clamps DeBakey Très Délicats** / Clamps DeBakey muy Delicados

No Scale / **Pas d'Échelle** / Sin Escala



DeBakey



DeBakey


Straight Shanks
Branches Droites
Bocas Rectas

Curved Shanks
Branches Courbes
Bocas Curvas



DC42600-16

L : 165 mm - 6 1/2"



DC42601-16

L : 160 mm - 6 1/3"



DC42602-16

L : 155 mm - 6"



DC42603-16

L : 150 mm - 5 4/5"



DC42604-16

L : 155 mm - 6"



Straight Shanks / **Branches Droites** / Bocas Rectas



DeBakey

DeBakey Bainbridge

DC40220-17

L : 170 mm - 6 ²/₃"



DC40222-18

L : 185 mm - 7 ¹/₃"

DC40221-16

L : 160 mm - 6 ¹/₃"



DC40223-18

L : 185 mm - 7 ¹/₃"



DeBakey Multi-Purpose Clamps / Clamps DeBakey Multi-Fonctions / Clamps DeBakey Multi-Usa

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



DeBakey



DeBakey

Straight Shanks
Branches Droites
Bocas Rectas

Angled Shanks
Branches Coudées
Bocas Anguladas



DC40200-17

L : 170 mm - 6 ²/₃"



DC40203-15

L : 140 mm - 5 ²/₅"



DC40204-17

L : 175 mm - 7"



No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DeBakey



Straight Shanks
Branches Droites
Bocas Rectas

Angled Shanks
Branches Coudées
Bocas Anguladas



DC40830-16

L : 165 mm - 6 1/2"



Right
Droite
Derecho

DC40831-16

L : 160 mm - 6 1/3"



Left
Gauche
Izquierda

DC40832-15

L : 155 mm - 6"




Castaneda Clamps / Clamps Castaneda / Clamps Castaneda

Straight Shanks / Branches Droites / Bocas Rectas

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala




Castaneda



Castaneda Clamps / Clamps Castaneda / Clamps Castaneda

Curved Shanks / Branches Courbes / Bocas Curvas

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



Ⓣ: Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titanio


Castaneda Clamps / Clamps Castaneda / Clamps Castaneda

Angled Shanks / Branches Coudées / Bocas Anguladas

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



Castaneda



Ⓟ : Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titanio

Castaneda Clamps / **Clamps Castaneda** / Clamps Castaneda

Very Angled Shanks / **Branches Coudées** / Bocas Muy Anguladas


No Scale / **Pas d'Échelle** / Sin Escala



DeBakey



Castaneda



DC42054-00

L : 120 mm - 4 4/5"



DC42055-30

L : 125 mm - 4 4/5"



DC42056-45

L : 120 mm - 4 4/5"



DC42057-60

L : 120 mm - 4 4/5"



DC42058-90

L : 120 mm - 4 4/5"



DC42059-00

L : 120 mm - 4 4/5"



DC42060-00

L : 120 mm - 4 4/5"



DC42061-00

L : 120 mm - 4 4/5"



DC42062-00

L : 120 mm - 4 4/5"



DC42063-00

L : 120 mm - 4 4/5"



DC42064-00

L : 120 mm - 4 4/5"



DC42065-00

L : 120 mm - 4 4/5"



Castaneda Clamps / Clamps Castaneda / Clamps Castaneda

Curved Shanks / Branches Courbes / Bocas Curvas


No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



DeBailey



Castaneda



Castaneda Clamps / Clamps Castaneda / Clamps Castaneda


Angled Shanks / Branches Coudées / Bocas Anguladas

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



Castaneda

Serrated and Graduated Jaws
Mors Gradués et Striés
Bocas Graduadas y Estriadas



Cooley Vascular Clamps / Clamps Vasculaires Cooley / Clamps Vasculares Cooley

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



Cooley

Cooley

Straight Shanks
Branches Droites
Bocas Rectas

Curved Shanks
Branches Courbes
Bocas Curvas



Scheibe Atrauma Vascular Clamp / **Clamp Scheibe Vasculaire Atraumatique** / Clamp Scheibe Vascular Atraumático

Angled Shanks / **Branches Coudées** / Bocas Anguladas

No Scale / **Pas d'Échelle** / Sin Escala



Cooley



Scheibe



DC40900-16

L : 165 mm - 6 1/2"

Cooley Clamps / Clamps Cooley / Clamps Cooley

Angled Shanks / Branches Coudées / Bocas Anguladas

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DC40710-16

L : 165 mm - 6 1/2"



DC40711-16

L : 170 mm - 6 2/3"



DC40712-18

L : 180 mm - 7"



DC40713-18

L : 185 mm - 7 1/3"



: Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titanio

Cooley Clamps / Clamps Cooley / Clamps Cooley

Straight Shanks / Branches Droites / Bocas Rectas

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



Cooley



Cooley

NEW
NOUVEAU
NUEVO



DC40635-15

L : 145 mm - 5 ³/₄"



DC40636-15


L : 145 mm - 5 ³/₄"

Beck Clamps / Clamps Beck / Clamps Beck

Straight Shanks / Branches Droites / Bocas Rectas

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala

Beck



: Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titanio

Dale Peripheral Vascular Clamps / **Clamps Vasculaires Périphériques Dale** / Clamps Vasculares Periféricas Dale

Curved Shanks / **Branches Courbes** / Bocas Curvas

No Scale / **Pas d'échelle** / Sin Escala



Dale



DC40320-17
L : 175 mm - 6 ⁴/₅"

DC40322-18
L : 185 mm - 7 ¹/₃"



DC40321-18
L : 180 mm - 7"



DC40323-18
L : 185 mm - 7 ¹/₃"

Gregory Profunda Clamps / Clamps Gregory pour Vaisseaux Profonds / Clamps Gregory para Vasos Profundos

Straight Shanks / Branches Droites / Bocas Rectas

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DeBakey

Gregory

DC40370-12

L : 120 mm - 4 ⁴/₅"



DC40371-16

L : 160 mm - 6 ¹/₃"

DC40372-15

L : 195 mm - 7 ²/₃"

DC40373-14

L : 140 mm - 5 ¹/₂"

Cooley Multi-Purpose Clamps / Clamps Cooley Multi-Fonctions / Clamps Cooley Multi Usos

Curved Shanks / Branches Courbes / Bocas Curvas

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



Cooley

Cooley



DC40700-14

L : 150 mm - 5 1/4"



DC40701-16

L : 160 mm - 6 1/3"

DC40702-16

L : 170 mm - 6 2/3"

DC40011-17TI

L : 170 mm - 6 2/3"

**NEW
NOUVEAU
NUEVO**

Cooley Vascular Clamps / **Clamps Vasculaires Cooley** / Clamps Vasculares Cooley

Curved Shanks / **Branches Courbes** / Bocas Curvas

No Scale / **Pas d'Échelle** / Sin Escala



Cooley

Cooley



DC40614-18

L : 185 mm - 7 ¹/₃"

DC40615-16

L : 165 mm - 6 ¹/₂"

DC40616-17

L : 175 mm - 6 ⁴/₅"



DC40617-19

L : 190 mm - 7 ¹/₂"

Dardik Multi-Purpose Clamps / **Clamps Dardik Multi-Fonctions** / Clamps Dardik Multi Usos

Straight Shanks / **Branches Droites** / Bocas Rectas




Dardik




Clamps Chapter / Chapitre Clamps / Capítulo Clamps


Clamps / Clamps / Clamps




Tangential Occlusion Clamps / Clamps pour Occlusion Tangentielle / Clamps para Oclusión Tangencial



Vessels Clamps / Clamps pour Vaisseaux / Clamps para Vasos



Special Clamps / Clamps Spéciaux / Clamps Especiales



Dissectors / Dissecteurs / Disectores

DeBakey

Navarro



P 56



P 57

Ligature Carriers / Clamps Passe-Fils / Clamps Pasa Hilos

DeBakey Semb

DeBakey

Wylie

Cooley Beck

Cooley



P 58



P 59



P 60



P 61



P 62 - 63

Grasping Forceps / Pinces à Préhension / Pinzas de Prensión

Duval

Navarro

Allis

Babcock

Petrella

Lees

Price Thomas

Mathey



P 64



P 65



P 66



P 67



P 68



P 69



P 70



P 70

DeBakey Morris Clamp / Clamp Morris DeBakey / Clamp Morris DeBakey

DeBakey Morris

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DeBakey Clamp / Clamp DeBakey / Clamp DeBakey

Progressive Clamping Pressure / [Pression du Clamp Progressive](#) / Presión de Sujeción Progresiva

No Scale / [Pas d'Échelle](#) / Sin Escala



DeBakey

With Locking Mechanism
[Avec Verrouillage](#)
Con cerradura



NEW
NOUVEAU
NUEVO



DC40087-26

L : 260 mm - 10 1/4"



DeBakey Morris Clamps / Clamps Morris DeBakey / Clamps Morris DeBakey

DeBakey Morris

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



DeBakey



DC40256-22

L : 215 mm - 8 1/2"



DC40257-27

L : 260 mm - 10 1/4"

DeBakey Clamp / Clamp DeBakey / Clamp DeBakey

DeBakey

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DeBakey



DC40080-26

L : 265 mm - 10 1/2"

DeBakey Clamps / Clamps DeBakey / Clamps DeBakey

DeBakey

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



DeBakey

Straight Shanks
Branches Droites
Bocas Rectas



DC40280-16

L : 160 mm - 6 1/3"

Curved Shanks
Branches Courbes
Bocas Curvas



DC40280-26

L : 265 mm - 10 2/5"



DC40281-31

L : 300 mm - 12 1/5"



DeBakey Bahnson

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DeBakey



DC40210-24

L : 235 mm - 9 1/4"



DC40210-25

L : 250 mm - 9 4/5"

DC40210-27

L : 265 mm - 10 2/5"

DeBakey Clamps / Clamps DeBakey / Clamps DeBakey

DeBakey

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



DeBakey



DC40081-24

L: 260 mm - 10 1/4"



DC40082-27

L: 270 mm - 10 2/3"



DC40083-31

L: 310 mm - 12 1/5"

DC40084-32

L: 325 mm - 12 4/5"

DeBakey



DeBakey



DC40290-20

L : 210 mm - 7 ⁴/₅"



DC40290-23

L : 230 mm - 9"

DC40290-26

L : 270 mm - 10 ²/₃"

DC40290-31

L : 315 mm - 12 ²/₅"



DC40291-20

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC40291-23

L : 230 mm - 9"

DC40291-26

L : 255 mm - 10"

DC40291-31

L : 310 mm - 12 ¹/₅"

Lemole Clamps / Clamps Lemole / Clamps Lemole

Lemole

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



DeBakey



DC40440-20

L : 205 mm - 8"

Width / *Largeur* / Anchura : 16 mm

Depth / *Profondeur* / Profundidad : 41 mm



DC40441-20

L : 205 mm - 8"

Width / *Largeur* / Anchura : 23 mm

Depth / *Profondeur* / Profundidad : 45 mm

Weber Clamps / **Clamps Weber** / Clamps Weber

Weber

No Scale / **Pas d'Échelle** / Sin Escala



DeBakey



Left
Gauche
Izquierda

DC40511-26

L: 270 mm - 10 ²/₃"

Right
Droite
Derecho



DC40510-26

L: 270 mm - 10 ²/₃"

Liddle Clamp / **Clamp Liddle** / Clamp Liddle



DeBakey

Liddle

No Scale / **Pas d'Échelle** / Sin Escala



DC40460-25

L : 260 mm - 10 ¹/₅"

Kay Lambert Clamps / Clamps Kay Lambert / Clamps Kay Lambert

Kay Lambert

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



: Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titanio

Zangler Clamps / Clamps Zangler / Clamps Zangler

Zangler

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



DeBakey



1 x 2



DC40540-21

L : 215 mm - 8 1/2"

DC40541-25

L : 235 mm - 9 2/5"



2 x 3

DC40542-30

L : 300 mm - 11 4/5"



Wylie Clamp / Clamp Wylie / Clamp Wylie

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DeBakey

Wylie

Straight Shanks
Branches Droites
Bocas Rectas



DC40530-26

L : 260 mm - 10 1/5"

Cherry Clamp / Clamp Cherry / Clamp Cherry

Cherry

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



DeBakey



DC40300-31

L: 315 mm - 12 2/5"

Cooley Clamps / Clamps Cooley / Clamps Cooley

Cooley

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



Cooley



1 x 1



DC40653-18

L : 180 mm - 7"

1 x 1

DC40654-27

L : 270 mm - 10 ²/₃"

2 x 2

DC40655-33

L : 325 mm - 12 ⁴/₅"

Cooley Clamp / Clamp Cooley / Clamp Cooley



Cooley

Cooley

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



2 x 2

DC40652-31

L : 320 mm - 12 1/2"

Dennis



DeBakey


Straight Shanks
Branches Droites
Bocas Rectas



DC40151-21

L : 215 mm - 8 1/2"

Curved Shanks
Branches Courbes
Bocas Curvas



DC40152-20

L : 200 mm - 8"



NEW
NOUVEAU
NUEVO

Dennis



Straight Shanks
Branches Droites
Bocas Rectas



DC40153-21

L : 215 mm - 8 1/2"

Curved Shanks
Branches Courbes
Bocas Curvas

NEW
NOUVEAU
NUEVO



DC40154-20

L : 200 mm - 8"



Dennis

Straight Shanks
Branches Droites
Bocas Rectas

NEW
NOUVEAU
NUEVO



DC40155-26

L : 260 mm - 10 1/4"

DC40165-21

L : 215 mm - 8 1/2"



DC40165-29

L : 290 mm - 11 1/2"

DC40165-32

L : 315 mm - 12 1/2"

DC40165-33

L : 330 mm - 13"

Dennis

Curved Shanks
Branches Courbes
Bocas Curvas



NEW
NOUVEAU
NUEVO



DC40156-18
L : 170 mm - 6 ³/₄"



DC40156-20
L : 200 mm - 8"

Dennis

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DeBakey

Curved Shanks
Branches Courbes
Bocas Curvas



NEW
NOUVEAU
NUEVO



DC40157-14

L : 170 mm - 6 ³/₄"

Jaws / Mors / Bocas : 70 mm

DC40157-16

L : 160 mm - 6 ¹/₄"

Jaws / Mors / Bocas : 40 mm

DC40157-18

L : 180 mm - 7"

Jaws / Mors / Bocas : 65 mm



DC40157-20

L : 200 mm - 7 ³/₄"

Jaws / Mors / Bocas : 90 mm

DC40158-23

L : 250 mm - 9 ³/₄"

Jaws / Mors / Bocas : 70 mm

DC40159-23

L : 255 mm - 10"


Jaws / Mors / Bocas : 85 mm

DeBakey Satinsky

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DeBakey



DC40260-20

L : 200 mm - 7 ⁴/₅"



DC40261-25

L : 245 mm - 9 ²/₃"

DC40262-26

L : 260 mm - 10 ¹/₅"

DC40265-24

L : 240 mm - 9 ¹/₂"

DC40264-27

L : 270 mm - 10 ²/₃"

DC40263-26

L : 265 mm - 10 ²/₅"

Tangential Occlusion Clamps / Clamps pour Occlusion Tangentielle / Clamps para Oclusión Tangencial

Cooley

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



Cooley



DC40670-20

L : 195 mm - 7 ²/₃"

DC40671-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅"

DC40672-26

L : 260 mm - 10 ¹/₅"



DC40674-27

L : 270 mm - 10 ²/₃"



DC40673-26

L : 265 mm - 10 ²/₅"

Cooley Clamps / Clamps Cooley / Clamps Cooley



Cooley

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DC40660-22

L : 225 mm - 8 ⁴/₅"



DC40661-27

L : 265 mm - 10 ²/₅"

DC40662-26

L : 260 mm - 10 ¹/₅"



DC40663-20

L : 200 mm - 7 ⁴/₅"

DC40664-25

L : 255 mm - 10"

DC40665-27

L : 270 mm - 10 ²/₃"

: Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titanio

Diethrich Clamp / **Clamp Diethrich** / Clamp Diethrich

Diethrich

No Scale / **Pas d'échelle** / Sin Escala



DeBakey



DC40330-22

L : 200 mm - 7 ⁴/₅"

Ochsner Clamp / [Clamp Ochsner](#) / Clamp Ochsner

Ochsner

No Scale / [Pas d'Échelle](#) / Sin Escala



DeBakey



DC40480-26

L: 260 mm - 10 ¹/₅"



Cooley



 **DC40650-28**
L : 270 mm - 10 ²/₃"



DC40651-25
L : 255 mm - 10"

NEW
NOUVEAU
NUEVO

Cooley

Curved Shanks
Branches Courbes
Bocas Curvas



Cooley



 **DC40168-17**
L: 165 mm - 6 1/2"

DC40169-16
L: 155 mm - 6"

DC40170-18
L: 175 mm - 7"

NEW
NOUVEAU
NUEVO



Coolley

Coolley

Curved Shanks
Branches Courbes
Bocas Curvas



DC40166-16

L : 165 mm - 6 1/2"

Jaws / Mors / Bocas : 40 mm

DC40166-17

L : 170 mm - 6 3/4"

Jaws / Mors / Bocas : 15 mm

DC40167-17

L : 175 mm - 7"

Cooley Parry

No Scale / [Pas d'Échelle](#) / Sin Escala



Cooley



DC40820-18

L : 180 mm - 7"




DC40821-26

L : 240 mm - 9 1/2"



DeBakey



Ⓢ: Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titano

DeBakey Clamps / Clamps DeBakey / Clamps DeBakey

DeBakey

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DeBakey

Angled Shanks
Branches Coudées
Bocas Anguladas

DC40042-19

L : 200 mm - 8"



DC40043-22

L : 215 mm - 8 1/2"

Straight Shanks
Branches Droites
Bocas Rectas

DC40040-19

L : 200 mm - 8"

DC40041-22

L : 220 mm - 8 2/3"

Curved Shanks
Branches Courbes
Bocas Curvas



DC40044-18

L : 185 mm - 7 1/3"

DC40045-26

L : 265 mm - 10 2/5"

DeBakey Vascular Clamps / **Clamps Vasculaires DeBakey** / Clamps Vasculares DeBakey

DeBakey

No Scale / **Pas d'échelle** / Sin Escala



DeBakey



DC40090-20

L : 200 mm - 8"



**NEW
NOUVEAU
NUEVO**

DC40012-20TI

L : 200 mm - 8"



DC40091-18

L : 180 mm - 7"



: Add TI for Titanium Model / **Ajoutez TI pour le Modèle Titane** / Añadir TI para Modelo Titanio

Leland Jones



Straight
Droit
Recta



DC40430-19

L : 195 mm - 7 2/3"

Angled 10°
Coudé 10°
Angulada 10°



DC40431-19

L : 190 mm - 7 1/2"

Angled 30°
Coudé 30°
Angulada 30°



DC40432-19

L : 185 mm - 7 1/3"

Curved Shanks
Branches Courbes
Bocas Curvas



Angled 45°
Coudé 45°
Angulado 45°

DC40433-19

L : 185 mm - 7 1/3"



 : Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titanio

DeBakey Potts Clamps / Clamps Potts DeBakey / Clamps Potts DeBakey



DeBakey

DeBakey Potts

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



DC40346-21

L : 210 mm - 8 1/3"



DC40347-22

L : 225 mm - 8 4/5"

Hayes Clamps / Clamps Hayes / Clamps Hayes

Hayes

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DeBakey



70°



DC40380-26

L : 280 mm - 11"



50°

DC40380-26TI

L : 260 mm - 10 1/5"



70°

DC40381-28

L : 280 mm - 11"

Renal Artery Clamp / Clamp pour Artère Rénale / Clamp para Artería Renal

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



DeBakey



DC40060-20

L : 205 mm - 8"

DeBakey Pean



DeBakey



DC40130-14

L : 140 mm - 5 1/2"

DC40131-16

L : 160 mm - 6 1/4"

 **DC40132-18**

L : 180 mm - 7"

DC40133-20

L : 200 mm - 7 4/5"

DC40135-28

L : 280 mm - 11"

DC40140-14

L : 140 mm - 5 1/2"

 **DC40142-18**

L : 180 mm - 7"

DC40143-20

L : 200 mm - 7 4/5"

DC40144-26

L : 260 mm - 10"

DC40145-28

L : 280 mm - 11"

Glover



DC40351-22

L : 220 mm - 8 ²/₃"

DC40361-18

L : 185 mm - 7 ¹/₃"

DC40013-21TI

L : 210 mm - 8 ¹/₄"

NEW
NOUVEAU
NUEVO



: Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titanio

Glover



DC40014-21Ti

L : 215 mm - 8 1/2"

**NEW
NOUVEAU
NUEVO**



DC40352-22

L : 225 mm - 8 4/5"

DC40363-18

L : 180 mm - 7"



DC40362-26

L : 260 mm - 10 1/5"

Henly Clamp / **Clamp Henly** / Clamp Henly

Henly

No Scale / **Pas d'Échelle** / Sin Escala



DeBakey



DC40400-20

L : 200 mm - 7 ⁴/₅"

Cooley Vascular Clamps / **Clamps Vasculaires Cooley** / Clamps Vasculares Cooley

Cooley

No Scale / **Pas d'échelle** / Sin Escala



Cooley



DC40610-18

L : 180 mm - 7"



DC40611-16

L : 160 mm - 6 1/2"

DC40612-21

L : 215 mm - 8 1/2"

DC40613-24

L : 245 mm - 9 1/2"

Cooley

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



Cooley



DC40680-20

L : 205 mm - 8"



DC40681-24

L : 240 mm - 9 1/2"

Renal Artery Clamps / *Clamps pour Artère Rénale* / *Clamps para Artería Renal*



Cooley

Cooley

No Scale / *Pas d'Échelle* / *Sin Escala*



DC40720-18



L : 185 mm - 7¹/₅"



DC40721-19



L : 195 mm - 7¹/₃"

 : Add Ti for Titanium Model / *Ajoutez Ti pour le Modèle Titane* / *Añadir Ti para Modelo Titanio*

Cooley Clamps / Clamps Cooley / Clamps Cooley

Cooley

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



Cooley



DC40642-24

L : 245 mm - 9 ²/₃"



DC40643-27

L : 270 mm - 10 ²/₃"

DC40640-22

L : 220 mm - 8 ²/₃"



DC40641-26

L : 260 mm - 10 ¹/₅"



: Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titano

Carpentier Clamps / Clamps Carpentier / Clamps Carpentier

Carpentier

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



Resano Jaws
Mors Resano
Bocas Resano



DC45000-19

L: 190 mm - 7 1/2"

DC45000-25

L: 250 mm - 9 4/5"

DC45000-29

L: 290 mm - 11 2/5"



No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DC45001-25

L: 250 mm - 9 4/5"

DeBakey Harken

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DeBakey



DC40250-25

L : 240 mm - 9 1/2"



DC40251-24

L : 240 mm - 9 1/2"



DC40252-25

L : 245 mm - 9 2/3"



DC40253-24

L : 240 mm - 9 1/2"

Cooley Clamps / Clamps Cooley / Clamps Cooley

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



Cooley



DC40730-20

L : 210 mm - 8 ¹/₃" - Ø : 20 FR

DC40730-24

L : 160 mm - 6 ¹/₃" - Ø : 24 FR

DC40730-26

L : 185 mm - 7 ¹/₃" - Ø : 26 FR

DC40730-28

L : 190 mm - 7 ¹/₂" - Ø : 28 FR

DC40730-30

L : 195 mm - 7 ²/₃" - Ø : 30 FR

DC40730-32

L : 195 mm - 7 ²/₃" - Ø : 32 FR

DC40730-34

L : 195 mm - 7 ²/₃" - Ø : 34 FR



DC40730-36

L : 195 mm - 7 ²/₃" - Ø : 36 FR

DC40730-38

L : 200 mm - 7 ⁴/₅" - Ø : 38 FR

DC40730-40

L : 210 mm - 8 ¹/₃" - Ø : 40 FR

Javid



DC46200-16

L : 160 mm - 6 ¹/₃"



DC46200-19

L : 190 mm - 7 ¹/₂"

Cooley Clamps / Clamps Cooley / Clamps Cooley

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



Cooley

Cooley

Straight Shanks
Branches Droites
Bocas Rectas



DC40620-16

L : 160 mm - 6 1/3"



DC40621-17

L : 175 mm - 6 4/5"



DC40622-16

L : 160 mm - 6 1/3"

DC40623-17

L : 175 mm - 6 4/5"



DC40624-21

L : 210 mm - 8 1/3"

DC40625-22

L : 220 mm - 8 2/3"

DC40626-26

L : 260 mm - 10 1/5"

: Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titanio

Cooley Clamps / Clamps Cooley / Clamps Cooley

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



Cooley

Cooley



DC40629-17

L : 170 mm - 6 ²/₃"



DC40631-17

L : 175 mm - 6 ⁴/₅"

DC40632-20

L : 205 mm - 8"



25°

DC40635-15

L : 155 mm - 6"



DC40630-16

L : 160 mm - 6 ¹/₃"



DC40633-22

L : 220 mm - 8 ²/₃"

DC40634-25

L : 255 mm - 10"



45°

DC40636-15

L : 155 mm - 6"

: Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titanio

Glover Clamps / Clamps Glover / Clamps Glover

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



DeBakey

Straight Shanks
Branches Droites
Bocas Rectas

Glover

Angled Shanks
Branches Coudées
Bocas Anguladas




Ⓣ : Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titanio

DeBakey

No Scale / **Pas d'Échelle** / Sin Escala



DeBakey



DC40070-19

L : 190 mm - 7 1/2"



DC40071-23

L : 230 mm - 9"



 : Add TI for Titanium Model / **Ajoutez TI pour le Modèle Titane** / Añadir TI para Modelo Titanio

Navarro



DC43713-22


L : 220 mm - 8 ²/₃"

DC43712-26

L : 260 mm - 10 ¹/₅"

DeBakey Semb

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



DeBakey Ligature Carrier Clamps / Clamps Passe-Fils DeBakey / Clamps Pasa Hilo DeBakey



DeBakey

DeBakey

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



DC40030-17

L: 170 mm - 6 ³/₄"



DC40031-17

L: 170 mm - 6 ³/₄"

Wylie Vascular Clamps / Clamps Vasculaires Wylie / Clamps Vasculares Wylie



DeBakey

Wylie



DC40520-21

L : 210 mm - 8 1/3"



DC40521-22

L : 240 mm - 9 1/2"

Cooley Beck Vessel Clamps / **Clamps Vasculaires Beck Cooley** / Clamps Vasculares Beck Cooley


Cooley Beck

No Scale / **Pas d'Échelle** / Sin Escala



DC40800-14

L : 150 mm - 6"



DC40801-15

L : 150 mm - 6"

Cooley Ligature Carrier Clamps / Clamps Passe-Fils Cooley / Clamps Pasa Hilo Cooley

Cooley

No Scale / Pas d'échelle / Sin Escala



Cooley




DC40690-17

L : 170 mm - 6 ²/₃"



DC40691-17

L : 170 mm - 6 ²/₃"



DC40692-17

L : 170 mm - 6 ²/₃"



DC40693-17

L : 170 mm - 6 ²/₃"

Cooley

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



Duval



DC46141-20

L : 205 mm - 8"
Width / Largeur / Anchura : 14 mm

DC46142-20

L : 200 mm - 7 ⁴/₅"
Width / Largeur / Anchura : 18 mm



B65190

L : 205 mm - 8"



DC40900-23

L : 230 mm - 9"
Width / Largeur / Anchura : 25 mm



DC46143-20

L : 200 mm - 7 ⁴/₅"
Width / Largeur / Anchura : 14 mm

DC46144-23

L : 235 mm - 9 ¹/₄"
Width / Largeur / Anchura : 14 mm

DC46145-20

L : 200 mm - 7 ⁴/₅"
Width / Largeur / Anchura : 18 mm

DC46146-23

L : 230 mm - 9"
Width / Largeur / Anchura : 18 mm

DC46147-23

L : 230 mm - 9"
Width / Largeur / Anchura : 28 mm



Navarro



DC46148-21

L : 210 mm - 8 ¹/₃"

Allis Clamps / Clamps Allis / Clamps Allis

Atraumatic Jaws
Mors Atraumatiques
Bocas Atraumáticas



B65495

L : 160 mm - 6 ¹/₃"

B65500

L : 200 mm - 7 ⁴/₅"

Atraumatic Jaws
Mors Atraumatiques
Bocas Atraumáticas



DC45910-15

L : 155 mm - 6"

DC45911-20

L : 195 mm - 7 ²/₃"

DC45912-22

L : 220 mm - 8 ²/₃"

DC45913-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅"

DC45914-30

L : 300 mm - 11 ⁴/₅"



Allis

2 x 3



DC45900-15

L : 150 mm - 5 ⁴/₅"

Judd Allis

3 x 4



DC45901-15

L : 150 mm - 5 ⁴/₅"

DC45902-19

L : 190 mm - 7 ¹/₂"

Baby Allis

4 x 5



DC45903-14

L : 140 mm - 5 ¹/₂"

DC45904-15

L : 150 mm - 5 ⁴/₅"

Allis

5 x 6



DC45905-15

L : 150 mm - 5 ⁴/₅"



DC45906-19

L : 190 mm - 7 ¹/₂"

DC45907-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅"

Babcock



DC46023-21

L : 210 mm - 8 1/3"



DC46031-21

L : 210 mm - 8 1/3"

B60400


L : 160 mm - 6 1/3"

B60420

L : 200 mm - 7 4/5"



Petrella



Lees Bronchus Clamps / Clamps Lees à Bronches / Clamps Lees para Bronquios



DeBailey

Lees

No Scale / Pas d'Échelle / Sin Escala



Straight Shanks
Branches Droites
Bocas Rectas



DC40420-23

L : 230 mm - 9"

Curved Shanks
Branches Courbes
Bocas Curvas



DC40421-25

L : 250 mm - 9 4/5"



Bronchus Clamps / Clamps à Bronches / Clamps para Bronquios

Teeth on the right
Dents à droite
Dientes a la derecha

Price Thomas

Mathey

B60885

L : 215 mm - 8 1/2"

Teeth on the left
Dents à gauche
Dientes a la izquierda




B60890

L : 215 mm - 8 1/2"

DC45300-00

L : 220 mm - 8 2/3"




Needle Holders Chapter / Chapitre Porte-Aiguilles / Capítulo Porta Aguja

Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Aguja



Ring Handle Needle Holders / Porte-Aiguilles à Anneaux / Porta Aguja con Anillos



Vascular Knot Pusher / Pousse-Noeuds Vasculaire / Empuja Nudos Vascular



P 44

Grasping Forceps / [Pinces à Torsader](#) / Pinzas para Retorcer



P 45 - 46

Wire Cutters / [Coupe Fils](#) / Corta Hilos



P 47

Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Agujas

Width : 0.3 mm - For Suture : 12/0 -> 8/0 - Round Handle
Largeur : 0.3 mm - Pour Suture : 12/0 -> 8/0 - Manche Rond
Anchura : 0.3 mm - Para Sutura : 12/0 -> 8/0 - Mango Redondo



Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo

DC50020-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC50020-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50021-18

L : 180 mm - 7"

DC50022-21

L : 205 mm - 8"

DC50023-23

L : 225 mm - 9"

DC50023-25

L : 250 mm - 10"

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
Curva - Sin Cerrojo

DC50030-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC50030-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

 **DC50031-18**

L : 180 mm - 7"

DC50032-21

L : 205 mm - 8"

DC50033-23

L : 225 mm - 9"

DC50033-25

L : 250 mm - 10"

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo

DC50000-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC50000-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

 **DC50001-18**

L : 180 mm - 7"

DC50002-21

L : 205 mm - 8"

DC50003-23

L : 225 mm - 9"

DC50003-25

L : 250 mm - 10"

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
Curva - Con Cerrojo

DC50010-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC50010-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50011-18

L : 180 mm - 7"

DC50012-21

L : 205 mm - 8"

DC50013-23

L : 225 mm - 9"

DC50013-25

L : 250 mm - 10"

SuperGrip Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles SuperGrip / Micro Porta Aguja SuperGrip

Width : 0.3 mm - For Suture : 12/0 -> 8/0 - SuperGrip
 Largeur : 0.3 mm - Pour Suture : 12/0 -> 8/0 - SuperGrip
 Anchura : 0.3 mm - Para Sutura : 12/0 -> 8/0 - SuperGrip



0.3 mm



DC50001-18S

B

L : 180 mm - 7"

DC50002-21S

B

L : 205 mm - 8"

DC50003-23S

B

L : 225 mm - 9"

Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Agujas

Width : 0.3 mm - For Suture : 12/0 -> 8/0 - Flat Handle
Largeur : 0.3 mm - Pour Suture : 12/0 -> 8/0 - Manche Plat
Anchura : 0.3 mm - Para Sutura : 12/0 -> 8/0 - Mango Plano



Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo

DC50060-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50061-18

L : 180 mm - 7"

DC50062-21

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC50062-23

L : 230 mm - 9"

DC50062-25

L : 245 mm - 10"

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo

DC50040-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

 **DC50041-18**

L : 180 mm - 7"

DC50042-21

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC50042-23

L : 230 mm - 9"

DC50042-25

L : 245 mm - 10"

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
Curva - Sin Cerrojo

DC50070-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

 **DC50071-18**

L : 180 mm - 7"

DC50072-21

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC50072-23

L : 230 mm - 9"

DC50072-25

L : 245 mm - 10"

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
Curva - Con Cerrojo

DC50050-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50051-18 

L : 180 mm - 7"

DC50052-21

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC50052-23

L : 230 mm - 9"

DC50052-25

L : 245 mm - 10"



Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Agujas

Width : 0.4 mm - For Suture : 11/0 -> 7/0 - Round Handle
Largeur : 0.4 mm - Pour Suture : 11/0 -> 7/0 - Manche Rond
Anchura : 0.4 mm - Para Sutura : 11/0 -> 7/0 - Mango Redondo

NEW
NOUVEAU
NUEVO



Diamondite



Streamline

Straight - Without Ratchet

Droit - Sans Verrou

Recta - Sin Cerrojo

DC50700-18 
L : 180 mm - 7"

DC50700-21 
L : 210 mm - 8"

DC50700-23 
L : 230 mm - 9"

DC50700-25 
L : 250 mm - 10"

Straight - With Ratchet

Droit - Avec Verrou

Recta - Con Cerrojo

DC50701-18 
L : 180 mm - 7"

 **DC50701-21** 
L : 210 mm - 8"

DC50701-23 
L : 230 mm - 9"

DC50701-25 
L : 250 mm - 10"

Curved - Without Ratchet

Courbe - Sans Verrou

Curva - Sin Cerrojo

DC50710-18 
L : 180 mm - 7"

DC50710-21 
L : 210 mm - 8"

DC50710-23 
L : 230 mm - 9"

DC50710-25 
L : 250 mm - 10"

Curved - With Ratchet

Courbe - Avec Verrou

Curva - Con Cerrojo

DC50711-18 
L : 180 mm - 7"

DC50711-21 
L : 210 mm - 8"

DC50711-23 
L : 230 mm - 9"

DC50711-25 
L : 250 mm - 10"

 : Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane /
Añadir TI para Modelo Titanio

Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Agujas

Width : 0.5 mm - For Suture : 10/0 -> 7/0 - Round Handle
Largeur : 0.5 mm - Pour Suture : 10/0 -> 7/0 - Manche Rond
Anchura : 0.5 mm - Para Sutura : 10/0 -> 7/0 - Mango Redondo



Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo

DC50120-12

L : 120 mm - 4 ³/₄ "

DC50120-14

L : 145 mm - 5 ³/₄ "

DC50121-18 

L : 180 mm - 7 "

DC50122-21 

L : 205 mm - 8 "

DC50123-23 

L : 225 mm - 9 "

DC50124-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅ "

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
Curva - Sin Cerrojo

DC50130-12

L : 120 mm - 4 ³/₄ "

DC50130-14

L : 145 mm - 5 ³/₄ "



DC50131-18 

L : 180 mm - 7 "

DC50132-21 

L : 205 mm - 8 "

DC50133-23 

L : 225 mm - 9 "

DC50134-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅ "

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo

DC50100-12

L : 120 mm - 4 ³/₄ "

DC50100-14

L : 145 mm - 5 ³/₄ "



DC50101-18 

L : 180 mm - 7 "

DC50102-21 

L : 205 mm - 8 "

DC50103-23 

L : 225 mm - 9 "

DC50104-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅ "

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
Curva - Con Cerrojo

DC50110-12

L : 120 mm - 4 ³/₄ "

DC50110-14

L : 145 mm - 5 ³/₄ "

DC50111-18 

L : 180 mm - 7 "

DC50112-21 

L : 205 mm - 8 "

DC50113-23 

L : 225 mm - 9 "

DC50114-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅ "

 : Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane /
Añadir TI para Modelo Titanio

SuperGrip Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles SuperGrip / Micro Porta Aguja SuperGrip

Width : 0.5 mm - For Suture : 10/0 -> 7/0 - SuperGrip
 Largeur : 0.5 mm - Pour Suture : 10/0 -> 7/0 - SuperGrip
 Anchura : 0.5 mm - Para Sutura : 10/0 -> 7/0 - SuperGrip



DC50101-18S

B

L : 180 mm - 7"

DC50102-21S

B

L : 205 mm - 8"

DC50103-23S

B

L : 225 mm - 9"

B : Add «B» for SuperGrip black coating / Ajoutez «B» pour un revêtement noir / Añadir «B» para un revestimiento negro

Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Agujas

Width : 0.5 mm - For Suture : 10/0 -> 7/0 - Flat Handle
Largeur : 0.5 mm - Pour Suture : 10/0 -> 7/0 - Manche Plat
Anchura : 0.5 mm - Para Sutura : 10/0 -> 7/0 - Mango Plano



Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo



L : 145 mm - 5 ³/₄"



L : 180 mm - 7"



L : 215 mm - 8 ¹/₂"



L : 230 mm - 9"



L : 245 mm - 10"

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo



L : 145 mm - 5 ³/₄"



L : 180 mm - 7"



L : 215 mm - 8 ¹/₂"



L : 230 mm - 9"



L : 245 mm - 10"

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
Curva - Sin Cerrojo



L : 145 mm - 5 ³/₄"



L : 180 mm - 7"



L : 215 mm - 8 ¹/₂"



L : 230 mm - 9"



L : 245 mm - 10"

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
Curva - Con Cerrojo



L : 145 mm - 5 ³/₄"



L : 180 mm - 7"



L : 215 mm - 8 ¹/₂"



L : 230 mm - 9"



L : 245 mm - 10"

 : Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titano

Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Agujas



Width : 0.8 mm - For Suture : 9/0 -> 7/0 - Round Handle
 Largeur : 0.8 mm - Pour Suture : 9/0 -> 7/0 - Manche Rond
 Anchura : 0.8 mm - Para Sutura : 9/0 -> 7/0 - Mango Redondo

Straight - Without Ratchet
 Droit - Sans Verrou
 Recta - Sin Cerrojo



DC50220-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC50220-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50221-18

L : 180 mm - 7"

DC50222-21

L : 205 mm - 8"

DC50223-23

L : 225 mm - 9"

DC50223-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅"

Curved - Without Ratchet
 Courbe - Sans Verrou
 Curva - Sin Cerrojo



DC50230-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC50230-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"



DC50231-18

L : 180 mm - 7"

DC50232-21

L : 205 mm - 8"

DC50233-23

L : 225 mm - 9"

DC50233-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅"



Straight - With Ratchet
 Droit - Avec Verrou
 Recta - Con Cerrojo



DC50200-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC50200-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"



DC50201-18

L : 180 mm - 7"

DC50202-21

L : 205 mm - 8"

DC50203-23

L : 225 mm - 9"

DC50203-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅"

Curved - With Ratchet
 Courbe - Avec Verrou
 Curva - Con Cerrojo



DC50210-12

L : 120 mm - 4 ³/₄"

DC50210-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50211-18

L : 180 mm - 7"

DC50212-21

L : 205 mm - 8"

DC50213-23

L : 225 mm - 9"

DC50213-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅"

SuperGrip Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles SuperGrip / Micro Porta Aguja SuperGrip

Width : 0.8 mm - For Suture : 9/0 -> 7/0 - SuperGrip
 Largeur : 0.8 mm - Pour Suture : 9/0 -> 7/0 - SuperGrip
 Anchura : 0.8 mm - Para Sutura : 9/0 -> 7/0 - SuperGrip



DC50201-18S

B

L : 180 mm - 7"

DC50202-21S

B

L : 210 mm - 8"

DC50203-23S

B

L : 225 mm - 9"

Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Agujas

Width : 0.8 mm - For Suture : 9/0 -> 7/0 - Flat Handle
Largeur : 0.8 mm - Pour Suture : 9/0 -> 7/0 - Manche Plat
Anchura : 0.8 mm - Para Sutura : 9/0 -> 7/0 - Mango Plano



Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo

DC50260-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50261-18

L : 180 mm - 7"

DC50262-21

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC50262-23

L : 230 mm - 9"

DC50262-25

L : 245 mm - 10"

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo

DC50240-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

 **DC50241-18**

L : 180 mm - 7"

DC50242-21

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC50242-23

L : 230 mm - 9"

DC50242-25

L : 245 mm - 10"

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
Curva - Sin Cerrojo

DC50270-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

 **DC50271-18**

L : 180 mm - 7"

DC50272-21

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC50272-23

L : 230 mm - 9"

DC50272-25

L : 245 mm - 10"

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
Curva - Con Cerrojo

DC50250-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50251-18

L : 180 mm - 7"

DC50252-21

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC50252-23

L : 230 mm - 9"

DC50252-25

L : 245 mm - 10"

Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Agujas

Width : 0.8 mm - For Suture : 9/0 -> 7/0 - Round Handle
Largeur : 0.8 mm - Pour Suture : 9/0 -> 7/0 - Manche Rond
Anchura : 0.8 mm - Para Sutura : 9/0 -> 7/0 - Mango Redondo

NEW
NOUVEAU
NUEVO



Diamondite



Streamline

Straight - Without Ratchet

Droit - Sans Verrou

Recta - Sin Cerrojo

DC50702-18 
L : 180 mm - 7"

DC50702-21 
L : 210 mm - 8"

DC50702-23 
L : 230 mm - 9"

DC50702-25 
L : 250 mm - 10"

Straight - With Ratchet

Droit - Avec Verrou

Recta - Con Cerrojo

DC50703-18 
L : 180 mm - 7"

 **DC50703-21** 
L : 210 mm - 8"

DC50703-23 
L : 230 mm - 9"

DC50703-25 
L : 250 mm - 10"

Curved - Without Ratchet

Courbe - Sans Verrou

Curva - Sin Cerrojo

DC50712-18 
L : 180 mm - 7"

DC50712-21 
L : 210 mm - 8"

DC50712-23 
L : 230 mm - 9"

DC50712-25 
L : 250 mm - 10"

Curved - With Ratchet

Courbe - Avec Verrou

Curva - Con Cerrojo

DC50713-18 
L : 180 mm - 7"

DC50713-21 
L : 210 mm - 8"

DC50713-23 
L : 230 mm - 9"

DC50713-25 
L : 250 mm - 10"

 : Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane /
Añadir TI para Modelo Titanio

Jacobson Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles Jacobson / Micro Porta Aguja Jacobson

Width : 1.0 mm - For Suture : 8/0 -> 6/0 - Round Handle
Largeur : 1,0 mm - Pour Suture : 8/0 -> 6/0 - Manche Rond
Anchura : 1,0 mm - Para Sutura : 8/0 -> 6/0 - Mango Redondo



Jacobson

Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo

- DC50611-18**  L : 180 mm - 7"
- DC50611-21**  L : 210 mm - 8"
- DC50611-23**  L : 230 mm - 9"
- DC50611-25**  L : 250 mm - 10"

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo

- DC50610-18**  L : 180 mm - 7"
- DC50610-21**  L : 210 mm - 8"
-  **DC50610-23**  L : 230 mm - 9"
- DC50610-25**  L : 250 mm - 10"

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
Curva - Sin Cerrojo

- DC50613-18**  L : 180 mm - 7"
- DC50613-21**  L : 210 mm - 8"
-  **DC50613-23**  L : 230 mm - 9"
- DC50613-25**  L : 250 mm - 10"

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
Curva - Con Cerrojo

- DC50612-18**  L : 180 mm - 7"
- DC50612-21**  L : 210 mm - 8"
- DC50612-23**  L : 230 mm - 9"
- DC50612-25**  L : 250 mm - 10"

 : Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titano

Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Agujas

Smooth Jaws - Width : 1.0 mm - For Suture : 8/0 -> 6/0 - Round Handle
Mors Lisses - Largeur : 1,0 mm - Pour Suture : 8/0 -> 6/0 - Manche Rond
Bocas Lisas - Anchura : 1,0 mm - Para Sutura : 8/0 -> 6/0 - Mango Redondo



Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo

- DC50350-12**
L : 120 mm - 4 ³/₄"
- DC50350-14**
L : 145 mm - 5 ³/₄"
- DC50351-18**
L : 180 mm - 7 "
- DC50352-21**
L : 205 mm - 8 "
- DC50353-23**
L : 225 mm - 9 "
- DC50353-25**
L : 250 mm - 9 ⁴/₅ "

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
Curva - Sin Cerrojo

- DC50370-12**
L : 120 mm - 4 ³/₄"
- DC50370-14**
L : 145 mm - 5 ³/₄"
-  **DC50371-18**
L : 180 mm - 7 "
- DC50372-21**
L : 205 mm - 8 "
- DC50373-23**
L : 225 mm - 9 "
- DC50373-25**
L : 250 mm - 9 ⁴/₅ "

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo

- DC50340-12**
L : 120 mm - 4 ³/₄"
- DC50340-14**
L : 145 mm - 5 ³/₄"
- DC50341-18**
L : 180 mm - 7 "
- DC50342-21**
L : 205 mm - 8 "
- DC50343-23**
L : 225 mm - 9 "
- DC50343-25**
L : 250 mm - 9 ⁴/₅ "

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
Curva - Con Cerrojo

- DC50360-12**
L : 120 mm - 4 ³/₄"
- DC50360-14**
L : 145 mm - 5 ³/₄"
-  **DC50361-18**
L : 180 mm - 7 "
- DC50362-21**
L : 205 mm - 8 "
- DC50363-23**
L : 225 mm - 9 "
- DC50363-25**
L : 250 mm - 9 ⁴/₅ "



SuperGrip Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles SuperGrip / Micro Porta Aguja SuperGrip

Smooth Jaws - Width : 1.0 mm - For Suture : 8/0 -> 6/0 - SuperGrip
Mors Lisses - Largeur : 1,0 mm - Pour Suture : 8/0 -> 6/0 - SuperGrip
Bocas Lisas - Anchura : 1,0 mm - Para Sutura : 8/0 -> 6/0 - SuperGrip



DC50341-18S

B

L : 180 mm - 7"

DC50342-21S

B

L : 205 mm - 8"

DC50343-23S

B

L : 225 mm - 9"

Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Aguja

Smooth Jaws - Width : 1.0 mm - For Suture : 8/0 -> 6/0 - Flat Handle
Mors Lisses - Largeur : 1,0 mm - Pour Suture : 8/0 -> 6/0 - Manche Plat
Bocas Lisas - Anchura : 1,0 mm - Para Sutura : 8/0 -> 6/0 - Mango Plano



Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo

DC50310-14

L : 145 mm - 5 3/4"

DC50311-18

L : 180 mm - 7"

DC50312-21

L : 215 mm - 8 1/2"

DC50312-23

L : 230 mm - 9"

DC50312-25

L : 245 mm - 10"

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo

DC50300-14

L : 145 mm - 5 3/4"

DC50301-18

L : 180 mm - 7"

DC50302-21

L : 215 mm - 8 1/2"

DC50302-23

L : 230 mm - 9"

DC50302-25

L : 245 mm - 10"

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
Curva - Sin Cerrojo

DC50330-14

L : 145 mm - 5 3/4"



DC50331-18

L : 180 mm - 7"

DC50332-21

L : 215 mm - 8 1/2"

DC50332-23

L : 230 mm - 9"

DC50332-25

L : 245 mm - 10"

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
Curva - Con Cerrojo

DC50320-14

L : 145 mm - 5 3/4"



DC50321-18

L : 180 mm - 7"

DC50322-21

L : 215 mm - 8 1/2"

DC50322-23

L : 230 mm - 9"

DC50322-25

L : 245 mm - 10"



Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Agujas

Smooth Jaws - Width : 1.2 mm - For Suture : 7/0 -> 5/0 - Round Handle
Mors Lisses - Largeur : 1,2 mm - Pour Suture : 7/0 -> 5/0 - Manche Rond
Bocas Lisas - Anchura : 1,2 mm - Para Sutura : 7/0 -> 5/0 - Mango Redondo



Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo

DC50450-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50451-18

L : 180 mm - 7"

DC50452-21

L : 205 mm - 8"

DC50453-23

L : 225 mm - 9"

DC50453-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅"

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo

DC50440-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50441-18

L : 180 mm - 7"

DC50442-21

L : 205 mm - 8"

DC50443-23

L : 225 mm - 9"

DC50443-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅"

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
Curva - Sin Cerrojo

DC50470-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50471-18

L : 180 mm - 7"

DC50472-21

L : 205 mm - 8"

DC50473-23

L : 225 mm - 9"

DC50473-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅"

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
Curva - Con Cerrojo

DC50460-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50461-18

L : 180 mm - 7"

DC50462-21

L : 205 mm - 8"

DC50463-23

L : 225 mm - 9"

DC50463-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅"

: Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titano

SuperGrip Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles SuperGrip / Micro Porta Aguja SuperGrip

Smooth Jaws - Width : 1.2 mm - For Suture : 7/0 -> 5/0 - SuperGrip
Mors Lisses - Largeur : 1,2 mm - Pour Suture : 7/0 -> 5/0 - SuperGrip
Bocas Lisas - Anchura : 1,2 mm - Para Sutura : 7/0 -> 5/0 - SuperGrip



DC50441-18S B

L : 180 mm - 7"



DC50442-21S B

L : 205 mm - 8"

DC50443-23S B

L : 225 mm - 9"

Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Aguja



Smooth Jaws - Width : 1.2 mm - For Suture : 7/0 -> 5/0 - Flat Handle
Mors Lisses - Largeur : 1,2 mm - Pour Suture : 7/0 -> 5/0 - Manche Plat
Bocas Lisas - Anchura : 1,2 mm - Para Sutura : 7/0 -> 5/0 - Mango Plano

Straight - Without Ratchet

Droit - Sans Verrou

Recta - Sin Cerrojo

DC50410-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50411-18

L : 180 mm - 7"

DC50412-21

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC50412-23

L : 230 mm - 9"

DC50412-25

L : 245 mm - 10"

Straight - With Ratchet

Droit - Avec Verrou

Recta - Con Cerrojo

DC50400-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50401-18

L : 180 mm - 7"

DC50402-21

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC50402-23

L : 230 mm - 9"

DC50402-25

L : 245 mm - 10"

Curved - Without Ratchet

Courbe - Sans Verrou

Curva - Sin Cerrojo

DC50430-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50431-18

L : 180 mm - 7"

DC50432-21

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC50432-23

L : 230 mm - 9"

DC50432-25

L : 245 mm - 10"

Curved - With Ratchet

Courbe - Avec Verrou

Curva - Con Cerrojo

DC50420-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50421-18

L : 180 mm - 7"

DC50422-21

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC50422-23

L : 230 mm - 9"

DC50422-25

L : 245 mm - 10"

Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Aguja

Width : 1.2 mm - For Suture : 7/0 -> 5/0 - Round Handle
Largeur : 1.2 mm - Pour Suture : 7/0 -> 5/0 - Manche Rond
Anchura : 1.2 mm - Para Sutura : 7/0 -> 5/0 - Mango Redondo

NEW
NOUVEAU
NUEVO



Diamondite



Streamline

Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo

-  **DC50704-18** 
L : 180 mm - 7"
- DC50704-21** 
L : 210 mm - 8"
- DC50704-23** 
L : 230 mm - 9"
- DC50704-25** 
L : 250 mm - 10"

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo

-  **DC50705-18** 
L : 180 mm - 7"
-  **DC50705-21** 
L : 210 mm - 8"
- DC50705-23** 
L : 230 mm - 9"
- DC50705-25** 
L : 250 mm - 10"

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
Curva - Sin Cerrojo

-  **DC50714-18** 
L : 180 mm - 7"
- DC50714-21** 
L : 210 mm - 8"
- DC50714-23** 
L : 230 mm - 9"
- DC50714-25** 
L : 250 mm - 10"

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
Curva - Con Cerrojo

-  **DC50715-18** 
L : 180 mm - 7"
- DC50715-21** 
L : 210 mm - 8"
- DC50715-23** 
L : 230 mm - 9"
- DC50715-25** 
L : 250 mm - 10"

 : Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane /
Añadir TI para Modelo Titanio

Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Agujas



Smooth Jaws - Width : 1.5 mm - For Suture : 6/0 -> 4/0 - Round Handle
Mors Lisses - Largeur : 1,5 mm - Pour Suture : 6/0 -> 4/0 - Manche Rond
Bocas Lisas - Anchura : 1,5 mm - Para Sutura : 6/0 -> 4/0 - Mango Redondo

Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo

DC50550-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50551-18

L : 180 mm - 7 "

DC50552-21

L : 205 mm - 8 "

DC50553-23

L : 225 mm - 9 "

DC50553-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅ "

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo

DC50540-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50541-18

L : 180 mm - 7 "

DC50542-21

L : 205 mm - 8 "

DC50543-23

L : 225 mm - 9 "

DC50543-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅ "

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
Curva - Sin Cerrojo

DC50570-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"



DC50571-18

L : 180 mm - 7 "

DC50572-21

L : 205 mm - 8 "

DC50573-23

L : 225 mm - 9 "

DC50573-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅ "

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
Curva - Con Cerrojo

DC50560-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"



DC50561-18

L : 180 mm - 7 "

DC50562-21

L : 205 mm - 8 "

DC50563-23

L : 225 mm - 9 "

DC50563-25

L : 250 mm - 9 ⁴/₅ "

SuperGrip Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles SuperGrip / Micro Porta Aguja SuperGrip

Smooth Jaws - Width : 1.5 mm - For Suture : 6/0 -> 4/0 - SuperGrip
Mors Lisses - Largeur : 1,5 mm - Pour Suture : 6/0 -> 4/0 - SuperGrip
Bocas Lisas - Anchura : 1,5 mm - Para Sutura : 6/0 -> 4/0 - SuperGrip



DC50541-18S

B

L : 180 mm - 7"

DC50542-21S

B

L : 205 mm - 8"

DC50543-23S

B

L : 225 mm - 9"

Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Agujas



Smooth Jaws - Width : 1.5 mm - For Suture : 6/0 -> 4/0 - Flat Handle
Mors Lisses - Largeur : 1,5 mm - Pour Suture : 6/0 -> 4/0 - Manche Plat
Bocas Lisas - Anchura : 1,5 mm - Para Sutura : 6/0 -> 4/0 - Mango Plano

Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo

DC50510-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50511-18

L : 180 mm - 7 "

DC50512-21

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC50512-23

L : 230 mm - 9"

DC50512-25

L : 245 mm - 10 "

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo

DC50500-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"

DC50501-18

L : 180 mm - 7 "

DC50502-21

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC50502-23

L : 230 mm - 9"

DC50502-25

L : 245 mm - 10 "

Curved - Without Ratchet
Courbe - Sans Verrou
Curva - Sin Cerrojo

DC50530-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"



DC50531-18

L : 180 mm - 7 "

DC50532-21

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC50532-23

L : 230 mm - 9"

DC50532-25

L : 245 mm - 10 "

Curved - With Ratchet
Courbe - Avec Verrou
Curva - Con Cerrojo

DC50520-14

L : 145 mm - 5 ³/₄"



DC50521-18

L : 180 mm - 7 "

DC50522-21

L : 215 mm - 8 ¹/₂"

DC50522-23

L : 230 mm - 9"

DC50522-25

L : 245 mm - 10 "

Jacobson Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles Jacobson / Micro Porta Aguja Jacobson

Heavy Style - TC Inserts - Streamline - Round Handle : Ø 10 mm - For Suture : 4/0 -> 2/0

Modèle Fort - Inserts TC - Streamline - Manche Rond : Ø 10 mm - Pour Suture : 4/0 -> 2/0

Modelo Fuerte - Insertos TC - Streamline - Mango Redondo : Ø 10 mm - Para Sutura : 4/0 -> 2/0



TC Inserts



Streamline

2 mm

Jacobson

Straight - Without Ratchet

Droit - Sans Verrou

Recta - Sin Cerrojo



DC50645-19

L : 190 mm - 7 1/2"

DC50645-23

L : 230 mm - 9"

DC50645-25

L : 250 mm - 10"

Straight - With Ratchet

Droit - Avec Verrou

Recta - Con Cerrojo



DC50644-19

L : 190 mm - 7 1/2"



DC50644-23

L : 230 mm - 9"

DC50644-25

L : 250 mm - 10"

Curved - Without Ratchet

Courbe - Sans Verrou

Curva - Sin Cerrojo



DC50647-19

L : 190 mm - 7 1/2"



DC50647-23

L : 230 mm - 9"

DC50647-25

L : 250 mm - 10"

Curved - With Ratchet

Courbe - Avec Verrou

Curva - Con Cerrojo



DC50646-19

L : 190 mm - 7 1/2"

DC50646-23

L : 230 mm - 9"

DC50646-25

L : 250 mm - 10"

Yan Jacobson SuperGrip Needle Holders

Porte-Aiguilles SuprGrip Jacobson Yan / Porta Agujas SuperGrip Jacobson Yan

Heavy Style - TC Inserts - Streamline - Round Handle : Ø 10 mm - For Suture : 4/0 -> 2/0

Modèle Fort - Inserts TC - Streamline - Manche Rond : Ø 10 mm - Pour Suture : 4/0 -> 2/0

Modelo Fuerte - Insertos TC - Streamline - Mango Redondo : Ø 10 mm - Para Sutura : 4/0 -> 2/0



TC Inserts



Streamline

2 mm

Jacobson



NEW
NOUVEAU
NUEVO

Straight - With Ratchet

Droit - Avec Verrou

Recta - Con Cerrojo



DC50644-23S

L : 230 mm - 9"

DC50644-25S

L : 250 mm - 10"

Curved - With Ratchet

Courbe - Avec Verrou

Curva - Con Cerrojo



DC50646-23S

L : 230 mm - 9"

DC50646-25S

L : 250 mm - 10"

Jacobson Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles Jacobson / Micro Porta Aguja Jacobson

Heavy Style - Diamonite - Streamline - Round Handle : Ø 10 mm - For Suture : 4/0 -> 2/0
Modèle Fort - Diamonite - Streamline - Manche Rond : Ø 10 mm - Pour Suture : 4/0 -> 2/0
Modelo Fuerte - Diamonite - Streamline - Mango Redondo : Ø 10 mm - Para Sutura : 4/0 -> 2/0



Diamonite



Streamline

2 mm

Jacobson

Straight - Without Ratchet

Droit - Sans Verrou

Recta - Sin Cerrojo



 **DC50631-19** 

L : 190 mm - 7 1/2"

DC50635-23 

L : 230 mm - 9"

DC50641-25 

L : 250 mm - 10"

Straight - With Ratchet

Droit - Avec Verrou

Recta - Con Cerrojo



 **DC50630-19** 

L : 190 mm - 7 1/2"

DC50634-23 

L : 230 mm - 9"

DC50640-25 

L : 250 mm - 10"

Curved - Without Ratchet

Courbe - Sans Verrou

Curva - Sin Cerrojo



DC50633-19 

L : 190 mm - 7 1/2"

DC50637-23 

L : 230 mm - 9"

DC50643-25 

L : 250 mm - 10"

Curved - With Ratchet

Courbe - Avec Verrou

Curva - Con Cerrojo



DC50632-19 

L : 190 mm - 7 1/2"

DC50636-23 

L : 230 mm - 9"

DC50642-25 

L : 250 mm - 10"

 : Add TI for Titanium Model / Ajoutez TI pour le Modèle Titane / Añadir TI para Modelo Titano

Jacobson SuperGrip Needle Holders / Porte-Aiguilles SuprGrip Jacobson / Porta Aguja SuperGrip Jacobson

Heavy Style - Diamonite - Streamline - Round Handle : Ø 10 mm - For Suture : 4/0 -> 2/0

Modèle Fort - Diamonite - Streamline - Manche Rond : Ø 10 mm - Pour Suture : 4/0 -> 2/0

Modelo Fuerte - Diamonite - Streamline - Mango Redondo : Ø 10 mm - Para Sutura : 4/0 -> 2/0



Diamonite



Streamline

2 mm

Jacobson



NEW
NOUVEAU
NUEVO

Straight - With Ratchet

Droit - Avec Verrou

Recta - Con Cerrojo



DC50634-23S

L : 230 mm - 9"

DC50640-25S

L : 250 mm - 10"

Curved - With Ratchet

Courbe - Avec Verrou

Curva - Con Cerrojo



DC50636-23S

L : 230 mm - 9"

DC50642-25S

L : 250 mm - 10"

Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta Aguja

For Suture : 10/0 -> 8/0

Pour Suture : 10/0 -> 8/0

Para Sutura : 10/0 -> 8/0



Diamonite

Jacobson

Castroviejo

Rings Handle
À Anneaux
Con Anillos

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo



DC50614-18

L : 185 mm - 7 1/4"

DC50616-23

L : 230 mm - 9"

Smooth Jaws
Mors Lisses
Bocas Lisas

Straight - With Ratchet
Droit - Avec Verrou
Recta - Con Cerrojo



DC50661-14

L : 140 mm - 5 1/2"

Curved
Courbe
Curva

DC50662-14

L : 140 mm - 5 1/2"

Straight - Without Ratchet
Droit - Sans Verrou
Recta - Sin Cerrojo

DC50663-14

L : 140 mm - 5 1/2"

Curved
Courbe
Curva

DC50664-14

L : 140 mm - 5 1/2"



3 Articulations Micro Needle Holders / Micro Porte-Aiguilles 3 Articulations / Micro Porta Agujas 3 Articulaciones

Counterbalanced - Width : 1.0 mm - Diamonite - For Suture : 10/0 -> 8/0
 Contrebalancé - Largeur : 1,0 mm - Diamonite - Pour Suture : 10/0 -> 8/0
 Contrabalanceado - Anchura : 1,0 mm - Diamonite - Para Sutura : 10/0 -> 8/0



Counterbalanced



Diamonite

Straight - Without Ratchet
 Droit - Sans Verrou
 Recta - Sin Cerrojo

DC50621-23

L : 230 mm - 9"

Straight - With Ratchet
 Droit - Avec Verrou
 Recta - Con Cerrojo



DC50620-23

L : 230 mm - 9"

Curved - Without Ratchet
 Courbe - Sans Verrou
 Curva - Sin Cerrojo



DC50623-23

L : 230 mm - 9"

Curved - With Ratchet
 Courbe - Avec Verrou
 Curva - Con Cerrojo

DC50622-23

L : 230 mm - 9"



Paris Delicate Needle Holders / **Porte-Aiguilles Délicats Paris** / Porta Agujas Delicados Paris

For Suture : 8/0 -> 6/0
Pour Suture : 8/0 -> 6/0
Para Sutura : 8/0 -> 6/0



Diamonite

Paris

Fine - Width 1.0 mm
Fin - Largeur 1.0 mm
Fino - Anchura 1.0 mm

Large - Width 1.5 mm
Large - Largeur 1.5 mm
Grande - Anchura 1.5 mm

DC51050-18

L : 185 mm - 7"

DC51050-20

L : 205 mm - 8"



DC51050-22

L : 225 mm - 9"

DC51060-18

L : 185 mm - 7"



DC51060-22

L : 225 mm - 9"




Pitches of Ring Handle Needle Holders

Pas des Striures des Mors de Porte-Aiguilles à Anneaux / Pasos de Las Estrías de Porta Aguja con Anillos



0.3 mm



Page
Page
Página


DC51100-15	p 35
DC51100-18	p 35
DC51100-20	p 35
DC51100-23	p 35
DC51110-13	p 36
DC51110-15	p 36
DC51110-18	p 36
DC51110-20	p 36
DC51110-23	p 36
DC51110-26	p 36

Page
Page
Página

DC51120-15	p 37
DC51120-18	p 37
DC51120-20	p 37
DC51120-23	p 37
DC51140-18	p 39
DC51140-20	p 39
DC51140-23	p 39
DC51140-26	p 39
DC51140-30	p 39



0.4 mm



DC51000-23	p 34
DC51010-24	p 33
DC51010-27	p 33
DC51011-24	p 33
DC51011-27	p 33
DC51130-13	p 38
DC51130-15	p 38
DC51130-18	p 38
DC51130-20	p 38
DC51130-23	p 38
DC51130-26	p 38
DC51141-23	p 43
DC51141-26	p 43

DC51150-18	p 40
DC51150-20	p 40
DC51150-23	p 40
DC51150-26	p 40
DC51150-30	p 40
DC51160-15	p 41
DC51160-18	p 41
DC51160-20	p 41
DC51160-23	p 41
DC51160-26	p 41
DC51160-30	p 41
G306300	p 46
G30640	p 46



0.5 mm



DC51012-24	p 33
DC51012-27	p 33
DC51170-16	p 42
DC51170-18	p 42
DC51170-20	p 42
DC51170-24	p 42


DC51170-26	p 42
DC51170-30	p 42
DC51171-20	p 42
DC51171-24	p 42
DC51171-26	p 42



Mayo Hegar

0,5 mm

For Suture / **Pour Suture** / Para Sutura : 4/0 -> 1/0



0.5 mm



DC51012-24



L : 240 mm - 9 1/2"

DC51012-27




L : 270 mm - 10 1/2"

DeBakey

0,4 mm

For Suture / **Pour Suture** / Para Sutura : 6/0 -> 4/0



0.4 mm



DC51011-24



L : 240 mm - 9 1/2"

DC51011-27




L : 270 mm - 10 1/2"

Ryder

0,4 mm

For Suture / **Pour Suture** / Para Sutura : 6/0 -> 4/0



0.4 mm



DC51010-24



L : 240 mm - 9 1/2"

DC51010-27




L : 270 mm - 10 1/2"

Carpentier Needle Holders / **Porte-Aiguilles Carpentier** / Porta Agujas Carpentier

0.4 mm TC Inserts - For Suture : 6/0 -> 4/0
Inserts TC 0,4 mm - Pour Suture : 6/0 -> 4/0
Insertos TC 0,4 mm - Para Sutura : 6/0 -> 4/0



TC Inserts



0.4 mm

Carpentier




DC51000-23

L : 230 mm - 9"

0.3 mm TC Inserts - For Suture : 8/0 -> 5/0
Inserts TC 0,3 mm - Pour Suture : 8/0 -> 5/0
Insertos TC 0,3 mm - Para Sutura : 8/0 -> 5/0




TC Inserts



0.3 mm

Micro Vascular



DC51100-15

L : 150 mm - 6"



DC51100-18

L : 180 mm - 7"

DC51100-20

L : 200 mm - 8"

DC51100-23


L : 230 mm - 9"

Micro Ryder Needle Holders / Porte-Aiguilles Micro Ryder / Porta Agujas Micro Ryder

0.3 mm TC Inserts - For Suture : 8/0 -> 5/0
Inserts TC 0,3 mm - Pour Suture : 8/0 -> 5/0
Insertos TC 0,3 mm - Para Sutura : 8/0 -> 5/0



TC Inserts



0.3 mm

Micro Ryder



DC51110-13

L : 130 mm - 5"

DC51110-15

L : 150 mm - 6"

DC51110-18

L : 180 mm - 7"



DC51110-20

L : 200 mm - 8"

DC51110-23

L : 230 mm - 9"

DC51110-26


L : 260 mm - 10"

Hegar Needle Holders / **Porte-Aiguilles Hegar** / Porta Aguja Hegar

0.3 mm TC Inserts - For Suture : 8/0 -> 5/0
Inserts TC 0,3 mm - Pour Suture : 8/0 -> 5/0
Insertos TC 0,3 mm - Para Sutura : 8/0 -> 5/0



TC Inserts



0.3 mm

Hegar



DC51120-15

L : 150 mm - 6"



DC51120-18

L : 180 mm - 7"

DC51120-20

L : 200 mm - 8"

DC51120-23


L : 230 mm - 9"

Ryder Needle Holders / Porte-Aiguilles Ryder / Porta Aguja Ryder

0.4 mm TC Inserts - For Suture : 6/0 -> 4/0
Inserts TC 0,4 mm - Pour Suture : 6/0 -> 4/0
Insertos TC 0,4 mm - Para Sutura : 6/0 -> 4/0




TC Inserts



0.4 mm

Ryder



DC51130-13

L : 130 mm - 5"

DC51130-15

L : 150 mm - 6"



DC51130-18

L : 180 mm - 7"

DC51130-20

L : 200 mm - 8"

DC51130-23

L : 230 mm - 9"

DC51130-26


L : 260 mm - 10"

DeBakey Fine Needle Holders / Porte-Aiguilles DeBakey Fin / Porta Aguja DeBakey Fino

0.3 mm TC Inserts - Fine Model - For Suture : 7/0 -> 5/0
Inserts TC 0,3 mm - Modèle Fin - Pour Suture : 7/0 -> 5/0
Insertos TC 0,3 mm - Modelo Fino - Para Sutura : 7/0 -> 5/0



TC Inserts



0.3 mm

DeBakey



DC51140-18

L : 180 mm - 7"

DC51140-20

L : 200 mm - 8"

DC51140-23

L : 230 mm - 9"

DC51140-26

L : 260 mm - 10"

DC51140-30


L : 300 mm - 12"

DeBakey Needle Holders / **Porte-Aiguilles DeBakey** / Porta Agujas DeBakey

0.4 mm TC Inserts - For Suture : 6/0 -> 4/0
Inserts TC 0,4 mm - Pour Suture : 6/0 -> 4/0
 Insertos TC 0,4 mm - Para Sutura : 6/0 -> 4/0




TC Inserts



0.4 mm

DeBakey



DC51150-18

L : 180 mm - 7"

DC51150-20

L : 200 mm - 8"

DC51150-23

L : 230 mm - 9"

DC51150-26


L : 260 mm - 10"

DC51150-30

L : 300 mm - 12"

Crile Wood Needle Holders / Porte-Aiguilles Crile Wood / Porta Agujas Crile Wood

0.4 mm TC Inserts - For Suture : 5/0 -> 3/0
Inserts TC 0,4 mm - Pour Suture : 5/0 -> 3/0
Insertos TC 0,4 mm - Para Sutura : 5/0 -> 3/0



Crile Wood



DC51160-15

L : 150 mm - 6"

DC51160-18

L : 180 mm - 7"



DC51160-20

L : 200 mm - 8"

DC51160-23

L : 230 mm - 9"

DC51160-26

L : 260 mm - 10"

DC51160-30

L : 300 mm - 12"

Mayo Hegar Needle Holders / **Porte-Aiguilles Mayo Hegar** / Porta Agujas Mayo Hegar

0.5 mm TC Inserts - For Suture : 4/0 -> 1/0
Inserts TC 0,5 mm - Pour Suture : 4/0 -> 1/0
Insertos TC 0,5 mm - Para Sutura : 4/0 -> 1/0



TC Inserts



0.5 mm

Straight
Droit
Recta



DC51170-16

L : 160 mm - 6 1/4"



DC51170-18

L : 180 mm - 7"

DC51170-20

L : 200 mm - 8"

DC51170-24

L : 240 mm - 9 1/2"

DC51170-26

L : 260 mm - 10"

DC51170-30

L : 300 mm - 12"

Mayo Hegar



Curved
Courbe
Curva



DC51171-20

L : 200 mm - 8"

DC51171-24

L : 240 mm - 9 1/2"

DC51171-26


L : 260 mm - 10"

Navarro Needle Holders / **Porte-Aiguilles Navarro** / Porta Agujas Navarro

0.4 mm TC Inserts - For Suture : 6/0 -> 3/0
Inserts TC 0,4 mm - Pour Suture : 6/0 -> 3/0
Insertos TC 0,4 mm - Para Sutura : 6/0 -> 3/0



TC Inserts



0.4 mm

Navarro



DC51141-23

L : 230 mm - 9"

DC51141-26

L : 260 mm - 10"



Sternum



DC51180-15

L : 150 mm - 6"




DC51180-18

L : 180 mm - 7"

DC51180-20

L : 200 mm - 8"


Grasping Forceps for Cerclage Thread / *Pinces à Torsader les Fils* / Pinzas para Retorcer los Hilos




Chapter 6
Chapitre 6
Capítulo 6



TC Inserts



0.4 mm





Chapter 6
Chapitre 6
Capítulo 6

Ø Max : 1.7 mm



J758200

L : 180 mm - 7 "

Ø Max : 2.5 mm



J758300

L : 240 mm - 8 ³/₄ "

Dilators / **Testeurs / Comprobadores**

Memory Shape / **Mémoire de Forme** / Memoria de Forma



P 3

DeBakey

Garrett



P 4



P 4

Suture Passers / **Tire-Fils / Tira Hilos**

Dubost

Rumel



P 5



P 5



P 5

Suction Tubes / **Canules d'Aspiration / Canulas de Aspiración**

Frazier

Baby Yankauer

Andrews Pynchon

Yankauer

Poole

DeBakey

Cooley



P 6



P 7



P 8



P 8



P 8



P 9



P 10



P 11

Scalpel Handle / **Manche de Bistouris / Mango de Bisturís**

Navarro



P 12

Vein Holder / **Chausse Veine / Calza Venas**

Kienny



P 13

Tubing Clamp / [Presse Tube](#) / Apreta Tubo

Murphy



P 14

Instruments Holder / [Porte Instruments](#) / Porta Instrumentos


Lortat Jacob



P 15

Memory Shape Dilators

Testeurs à Mémoire de Forme / Comprobadores con Memoria de Forma



DeBakey

DC71410-05

L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 0,5 mm

DC71410-10

L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 1 mm

DC71410-15

L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 1,5 mm



DC71410-20

L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 2 mm

DC71410-25

L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 2,5 mm

DC71410-30

L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 3 mm

DC71410-35

L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 3,5 mm

DC71410-40

L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 4 mm

DC71410-45

L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 4,5 mm

DC71410-50

L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 5 mm

DC71410-70

L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 7 mm

DC71410-90

L: 190 mm - 7 1/2" - Ø: 9 mm

Garrett

DC71420-05

L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 0,5 mm

DC71430-05

L: 210 mm - 8 1/3" - Ø: 0,5 mm

DC71420-10

L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 1 mm

DC71430-10

L: 210 mm - 8 1/3" - Ø: 1 mm

DC71420-15

L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 1,5 mm

DC71430-15

L: 210 mm - 8 1/3" - Ø: 1,5 mm

DC71420-20

L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 2 mm

DC71430-20

L: 210 mm - 8 1/3" - Ø: 2 mm

DC71420-25

L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 2,5 mm

DC71430-25

L: 210 mm - 8 1/3" - Ø: 2,5 mm

DC71420-30

L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 3 mm

DC71430-30

L: 210 mm - 8 1/3" - Ø: 3 mm

DC71420-35

L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 3,5 mm

DC71430-35

L: 210 mm - 8 1/3" - Ø: 3,5 mm

DC71420-40

L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 4 mm

DC71430-40

L: 210 mm - 8 1/3" - Ø: 4 mm

DC71420-45

L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 4,5 mm

DC71430-45

L: 210 mm - 8 1/3" - Ø: 4,5 mm

DC71420-50

L: 140 mm - 5 1/2" - Ø: 5 mm

DC71430-50

L: 210 mm - 8 1/3" - Ø: 5 mm

Dubost

Stylet
Stylet
Estilete



DC70500-00

L : 330 mm - 13 "

Rumel

Stylet
Stylet
Estilete



DC70600-00

L : 240 mm - 9 1/2 "

DC70600-01

L : 260 mm - 10 "

With Ring
À Anneau
Con Anillo



DC70800-26

L : 260 mm - 10 "

Plate stylet
Stylet à Plateau
Estilete conBandeja



DC70700-00

L : 170 mm - 6 3/4 "

With Ring
À Anneau
Con Anillo




DC70810-26

L : 260 mm - 10 "



DC70820-26

L : 265 mm - 10 2/5 "



 **DC70401-15**

ø : 1,6 mm

DC70401-25

ø : 2,5 mm



 **DC70402-15**

ø : 1,6 mm

DC70402-25

ø : 2,5 mm



 **DC70403-15**

ø : 1,6 mm

DC70403-25

ø : 2,5 mm

Frazier Suction Tubes / Canules d'Aspiration Frazier / Canulas de Aspiración Frazier


With Suction Control Handle / Avec Contrôle Manuel de l'Aspiration / Con Control Manual de la Aspiración

Frazier



- ☐ **DC71350-03** 
Ø : 03 Fr
- ☐ **DC71350-04**
Ø : 04 Fr
- ☐ **DC71350-05**
Ø : 05 Fr

- ☐ **DC71350-06**
Ø : 06 Fr
- ☐ **DC71350-07**
Ø : 07 Fr
- ☐ **DC71350-08**
Ø : 08 Fr
- ☐ **DC71350-09** 
Ø : 09 Fr
- ☐ **DC71350-10**
Ø : 10 Fr
- ☐ **DC71350-11**
Ø : 11 Fr
- ☐ **DC71350-12**
Ø : 12 Fr
- ☐ **DC71350-13**
Ø : 13 Fr
- ☐ **DC71350-14**
Ø : 14 Fr



Poole



DeBakey Suction Tube / Canule d'Aspiration DeBakey / Canula de Aspiración DeBakey

With Removable Tip - Male Luer Connector

À Embout Démontable - Connecteur Mâle Luer / Con Contera Desmontable - Conector Macho Luer

DeBakey



2/1

DC71330-03

L: 330 mm - 12^{3/5}" - Ø: 3 mm

2/3


Cooley Suction Tubes / Canules d'Aspiration Cooley / Canulas de Aspiración Cooley

Curved / Courbe / Curvo

Without Suction Control Handle
Sans Contrôle Manuel de l'Aspiration
Sin Control Manual de la Aspiración

Cooley



With Suction Control Handle
Avec Contrôle Manuel de l'Aspiration / Con Control Manual de la Aspiración



Navarro

Stainless steel handles
Manches acier inoxydable
Mangos acero inoxidable

Carbon blade
Lame carbone
Hoja carbono

18		B130180
19		B130190
20		B130200
21		B130210
22		B130220
23		B130230
24		B130240
36		B130360

DC72603-23

L : 230 mm - 9"




Kienny



B80330




L: 170 mm - 6 ³/₄ "

Murphy



With Safety Guard
Avec Sécurité
Con Seguridad

Strong
Forte
Fuerte




Lortat Jacob

Double folding frame - 9 supports

Pliable - 9 supports

Doblable - 9 soportes



V78130

I : 205 mm - 8 " - L : 255 mm - 10 " - H : 300 mm - 12 "

Surgery Sets / Kits de Chirurgie / Kits para Cirugía

Bypass Sets / Kits pour Pontages / Kits para Puntajes

Basic Set / Kit Essentiel / Kit Esencial



P 3 - P 4

Additional Set / Kit Complémentaire / Kit Adicional



P 5

Carpentier Sets / Kits pour Chirurgie Carpentier / Kits para Cirugía Carpentier

Basic Set / Kit Essentiel / Kit Esencial



P 6


Additional Set / Kit Complémentaire / Kit Adicional



P 7


Microsurgery Sets / Kits pour Microchirurgie / Kits para Microcirugía

Basic Set / Kit Essentiel / Kit Esencial



P 8

Additional Set / Kit Complémentaire / Kit Adicional



P 9


Pediatric Sets / Kits Pédiatriques / Kits Pediátricos

Basic Set / Kit Essentiel / Kit Esencial



P 10

Additional Set / Kit Complémentaire / Kit Adicional



P 11

Thoracic Instruments Set / **Kit Thoracique** / Kit Torácico

Navarro Set / **Kit Navarro** / Kit Navarro




P 12

Endarterectomy Set / **Kit d'Endartériectomie** / Kit para la Endarterectomía




P 13

Micro Vascular Set / **Kit Micro Vasculaire** / Kit Micro Vascular




P 14

Phlebectomy Set / **Kit de Phlébectomie** / Kit para Flebectomía



P 15

Tunneling Set / **Kit de Tunnélisation** / Kit para Tunelización



P 16

MIS Sets / **Kits MIS** / Kits MIS



MIS Catalogue / **Catalogue MIS** / Catalogo MIS

Bypass Set / Kit pour Pontages / Kit para Puntajes

Basic Set / Kit Essentiel / Kit Esencial

Micro Dissecting Forceps

Micro Pinces à Dissection / Micro Pinzas Para Disección

DC12310-18

L: 180 mm - 7" - 180 g - Diamonite
With Platform / Avec Plateforme / Con Plataforma: 0.4 x 6 mm



DC12710-21

L: 205 mm - 8" - 180 g - Diamonite
Counterbalanced / Contrebalancée / Contrabalanceada
With Platform / Avec Plateforme / Con Plataforma: 0.4 x 6 mm



Dissecting Forceps

Pinces à Dissection / Pinzas Para Disección

DC15100-21

Potts Smith - L: 210 mm - 8"
Tungsten Jaws / Mors Tungstène / Bocas Tungsteno: 1.8 mm



DC13010-23

Carpentier - L: 230 mm - 9 1/2" - 300 g
Resano Jaws / Mors Resano / Bocas Resano



DC13200-24

DeBaKey - L: 240 mm - 9 1/2" - 200 g
Jaws / Mors / Bocas: 2 mm



Micro Scissors

Micro Ciseaux / Micro Tijeras

DC20060-18: 25°

Jacobson - L: 180 mm - 7"
Blades / Lames / Lamas: 10 mm



DC20061-18: 45°

Jacobson - L: 180 mm - 7"
Blades / Lames / Lamas: 10 mm



DC20063-18: 90°

Jacobson - L: 180 mm - 7"
Blades / Lames / Lamas: 10 mm



DC20064-18: 125°

Jacobson - L: 180 mm - 7"
Blades / Lames / Lamas: 10 mm



DC20141-18:

Streamline - L: 180 mm - 7"
Curved / Courbe / Curva - Blades / Lames / Lamas: 10 mm



Ring Handle Scissors

Ciseaux à Anneaux / Tijeras con Anillos

B86370

Reynolds Prestige - L: 150 mm - 6"
Supercut / Microdentés / Micro serrada - Straight / Droit / Recta



B86375

Reynolds Prestige - L: 150 mm - 6"
Supercut / Microdentés / Micro serrada - Curved / Courbe / Curva



B86385

Jameson Prestige - L: 180 mm - 7"
Supercut / Microdentés / Micro serrada - Curved / Courbe / Curva



DC21151-19: 45°

Potts Smith - L: 190 mm - 7 1/2"



DC21212-19: 45°

Hegemann - L: 190 mm - 7 1/2"



DC21214-19: 90°

Hegemann - L: 190 mm - 7 1/2"



DC21215-19: 125°

Hegemann - L: 190 mm - 7 1/2"



Retractor

Écarteur / Separador

DC30700-00

Bypass + - L: 170 mm - 9"
Max Opening / Ouverture Max / Apertura Max: 230 mm



Hook and Spatula

Crochet et Spatule / Gancho y Espátula

DC33100-00

Carpentier Hook / Crochet Carpentier / Gancho Carpentier - L: 240 mm - 9 1/2"
Angle: 90°



DC34100-00

Natali Spatula / Spatule Natali / Espátula Natali
L: 200 mm - 7 1/2"



Bypass Set / Kit pour Pontages / Kit para Puntajes

Basic Set / Kit Essentiel / Kit Esencial

Clamps Clamps / Clamps

B86505

Halstead - L : 120 mm - 5 "

Straight / Droite / Recta - Without Teeth / Sans Griffes / Sin dientes



B86515

Halstead - L : 120 mm - 5 "

Straight / Droite / Recta - Without Teeth / Sans Griffes / Sin dientes



DC40080-26

DeBakey - L : 265 mm - 10 1/2 "

Curved Jaws / Mors Courbes / Bocas Curvas



DC40263-26

DeBakey Satinsky - Vena Cava - L : 265 mm - 10 1/2 "

Double Angled Jaws / Mors Double Courbure / Bocas doble Curvatura



B60535

Redon - L : 140 mm - 5 1/2 "



DC41009-57

Johns Hopkins Bulldog - L : 57 mm

Curved / Courbe / Curva



Micro Needle Holders Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta-Agujas

DC50002-21

Jacobson - L : 205 mm - 8 " - Diamonite - Straight / Droit / Recta

Width / Largeur / Anchura : 0.3 mm - Ratchet / Crémaillère / Cremallera



DC50442-21

Jacobson - L : 205 mm - 8 " - Tungsten / Tungstène / Tungsteno - Straight / Droit / Recta

Width / Largeur / Anchura : 1.2 mm - Ratchet / Crémaillère / Cremallera



DC50610-23

Jacobson - L : 230 mm - 9 1/2 " - Diamonite

Straight / Droit / Recta - Ratchet / Crémaillère / Cremallera



Ring Handle Needle Holders Porte-Aiguilles à Anneaux / Porta-Agujas con Anillos

DC51100-23

L : 230 mm - 9 1/2 "



DC51110-20

Micro Ryder

L : 200 mm - 7 7/8 "



DC51150-20

DeBakey

L : 200 mm - 7 7/8 "



DC51170-24

Mayo Hegar

L : 240 mm - 9 1/2 "



Special Instruments Instruments Spéciaux / Instrumentos Especiales

DC70401-15 - DC70402-15 - DC70403-15

Cannulas / Canules / Canulas : ø : 1.6 mm



DC70401-25 - DC70402-25 - DC70403-25

Cannulas / Canules / Canulas : ø : 2.5 mm



DC71420-15

Garrett Dilator / Dilateur Garrett / Dilatador Garrett

ø : 1.5 mm - L : 140 mm - 5 1/2 "



DC71420-20

Garrett Dilator / Dilateur Garrett / Dilatador Garrett

ø : 2.0 mm - L : 140 mm - 5 1/2 "



DC70800-26

Stylet - L : 260 mm - 10 "

With Ring / Avec Anneau / Con Anillo - Without Teeth / Sans Griffes / Sin Dientes



J758300

L : 220 mm - 9 "

4 Articulations - ø Max 2.5 mm - Tungsten Jaws / Mors Tungstène / Bocas Tungsteno



Bypass Set / Kit pour Pontages / Kit para Puntajes

Additional Set / Kit Complémentaire / Kit Adicional

Micro Dissecting Forceps

Micro Pinces à Dissection / Micro Pinzas Para Disección

DC12000-21

DeBaKey - L: 210 mm - 8" - 180 g - Jaws / *Mors* / Bocas: 1.3 mm
Straight / *Droite* / Recta



DC12900-21

L: 210 mm - 8" - 180 g - Diamonite
Ring Tip / *Bout Anneau* / Extremidad Anillo: 1 mm



Dissecting Forceps

Pince à Dissection / Pinza Para Disección

DC15400-20

Chitwood DeBaKey - L: 200 mm - 7 1/2" - 200 g
Jaws / *Mors* / Bocas: 1.5 mm - Tungsten / *Tungstène* / Tungsteno



Micro Scissors

Micro Ciseaux / Micro Tijeras

DC20061-21 : 45°

Jacobson - L: 210 mm - 8"
Blades / *Lames* / Lamas: 10 mm



DC20063-21 : 90°

Jacobson - L: 210 mm - 8"
Blades / *Lames* / Lamas: 10 mm



DC20064-21 : 125°

Jacobson - L: 210 mm - 8"
Blades / *Lames* / Lamas: 10 mm



DC20121-18 : 45°

L: 180 mm - 7" - Ball Type / *Extrémité Sphérique* / Extremidad Esférica: 1.5 mm
Blades / *Lames* / Lamas: 10 mm



DC20123-18 : 90°

L: 180 mm - 7" - Ball Type / *Extrémité Sphérique* / Extremidad Esférica: 1.5 mm
Blades / *Lames* / Lamas: 10 mm



DC20124-18 : 125°

L: 180 mm - 7" - Ball Type / *Extrémité Sphérique* / Extremidad Esférica: 1.5 mm
Blades / *Lames* / Lamas: 10 mm



Clamps

Clamps / Clamps

DC40411-20

Kay Lambert - L: 200 mm - 7 1/2"
Angled Shanks / *Branches Coudées* / Ramas Angulada



DC43710-18

Gemini - L: 180 mm - 7"
Fine / *Fin* / Fina - 1/2 Curved / *1/2 Courbe* / 1/2 Curva



DC43711-18

Gemini - L: 180 mm - 7"
Very Fine / *Très Fin* / Muy Fina - 1/2 Curved / *1/2 Courbe* / 1/2 Curva



DC41230-48

Diethrich Bulldog - L: 48 mm - 80 g
Jaws / *Mors* / Bocas: 0.8 mm - Angled / *Coudée* / Angulada



DC41230-50

Diethrich Bulldog - L: 50 mm - 80 g
Jaws / *Mors* / Bocas: 1.2 mm - Angled / *Coudée* / Angulada



DC41230-52

Diethrich Bulldog - L: 55 mm - 80 g
Jaws / *Mors* / Bocas: 2.0 mm - Angled / *Coudée* / Angulada



Micro Needle Holder

Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta-Agujas

DC50202-21

Jacobson - L: 205 mm - 8" - Diamonite - Straight / *Droit* / Recta
Width / *Largeur* / Anchura: 0.8 mm - Ratchet / *Crémaillère* / Cremallera



Special Instruments

Instruments Spéciaux / Instrumentos Especiales

DC51180-18

Forceps for Cerclage Thread / *Pour Torsader les Fils* / Para Retorcer los Hilos
L: 180 mm - 7"



Carpentier Surgery Set / Kit pour Chirurgie Carpentier / Kit para Cirugía Carpentier

Basic Set / Kit Essentiel / Kit Esensial

Dissecting Forceps

Pinces à Dissection / Pinzas Para Disección

DC13010-23

Carpentier - L: 230 mm - 9 1/2" - 300 g
Resano Jaws / *Mors Resano* / Bocas Resano



DC13010-32

Carpentier - L: 320 mm - 13" - 300 g
Resano Jaws / *Mors Resano* / Bocas Resano



DC13110-28

Carpentier - L: 280 mm - 11" - 300 g
3 Articulations - Resano Jaws / *Mors Resano* / Bocas Resano



DC13200-24

DeBakey - L: 240 mm - 9 1/2" - 200 g
Jaws / *Mors* / Bocas: 2 mm



DC13200-30

DeBakey - L: 300 mm - 12" - 200 g
Jaws / *Mors* / Bocas: 2 mm



Ring Handle Scissors

Ciseaux à Anneaux / Tijeras con Anillos

B35100

Metzenbaum Fino - L: 230 mm - 9"
Curved / *Courbe* / Curva - Tungsten / *Tungstène* / Tungsteno



Retractors

Écarteurs / Separadores

DC30000-00

Carpentier - L: 175 mm - 7"
Max Opening / *Ouverture Max* / Apertura Max: 280 mm - 11"



DC33000-14

Carpentier - L: 240 mm - 9 1/2"
Width / *Largeur* / Anchura: 14 mm



DC33000-17

Carpentier - L: 240 mm - 9 1/2"
Width / *Largeur* / Anchura: 17 mm



DC33000-20

Carpentier - L: 240 mm - 9 1/2"
Width / *Largeur* / Anchura: 20 mm



DC33100-00

Carpentier - L: 240 mm - 9 1/2"
Angle: 90°



DC33110-01

Carpentier - L: 240 mm - 9 1/2"
Angle: 125° - Extended / *Allongé* / Extendido



DC33120-00

Carpentier - L: 240 mm - 9 1/2"
Angle: 45°



Ring Handle Needle Holders

Porte-Aiguilles à Anneaux / Porta-Agujas con Anillos

DC51000-23

Carpentier - L: 230 mm - 9"



DC51011-27

Carpentier - L: 270 mm - 10 1/2"
4 Articulations



DC51150-23

DeBakey - L: 230 mm - 9"



DC51170-24

Mayo Hegar - L: 240 mm - 9 1/2"



Special Instruments

Instruments Spéciaux / Instrumentos Especiales

DC51180-18 - Forceps For Cerclage Thread

Pince à Torsader les Fils / Pinza para Retorcer los Hilos
L: 180 mm - 7"



Carpentier Surgery Set / Kit pour Chirurgie Carpentier / Kit para Cirugía Carpentier

Additional Set / Kit Complémentaire / Kit Adicional

Micro Dissecting Forceps

Micro Pince à Dissection / Micro Pinza Para Disección

DC12500-21

DeBaKey - L: 210 mm - 8" - 180 g - Jaws / Mors: 1.3 mm
Straight / Droite / Recta - Counterbalanced / Contrebalancée / Contrabalanceado



Dissecting Forceps

Pinces à Dissection / Pinzas Para Disección

B86785

Durand Prestige - L: 200 mm - 7 1/2"
Russian Model / Patte de Velours / Modelo Ruso



DC13100-24

DeBaKey - L: 240 mm - 9 1/2" - 200 g
Jaws / Mors / Bocas: 1.5 mm



Ring Handle Scissors

Ciseaux à Anneaux / Tijeras con Anillos

B351751

Metzenbaum - L: 250 mm - 10"
Curved / Courbe / Curva - Tungsten / Tungstène / Tungsteno



DC21050-26

Carpentier - L: 260 mm - 10 1/2"
4 Articulations



DC21212-19: 45°

Hegemann - L: 190 mm - 7 1/2"
Angle: 45°



Retractors

Écarteurs / Separadores

DC36800-06

Cooley - L: 215 mm - 8 1/2" - Width / Largeur / Anchura: 40 mm
Depth / Profondeur / Profundidad: 35 mm - Right / Droite / Derecha



DC36800-12

Cooley - L: 250 mm - 10" - Width / Largeur / Anchura: 50 mm
Depth / Profondeur / Profundidad: 10 mm - Left / Gauche / Izquierda

Clamps

Clamps / Clamps

DC40100-12

DeBaKey - L: 120 mm - 5"
Straight / Droit / Recta



DC45000-25

Carpentier - L: 250 mm - 10"
Resano Jaws / Mors Resano / Bocas Resano



DC45001-25

Carpentier - L: 250 mm - 10" - Resano Jaws / Mors Resano / Bocas Resano
Strongly Angled / Très Coudés / Muy Angulada



DC45000-29

Carpentier - L: 290 mm - 11 2/5"
Resano Jaws / Mors Resano / Bocas Resano



Ring Handle Needle Holders

Porte-Aiguilles à Anneaux / Porta-Agujas con Anillos

DC51110-23

Micro Ryder
L: 230 mm - 9 1/2"



DC51130-20

Ryder
L: 200 mm - 8"



DC51170-16

Mayo Hegar
L: 160 mm - 6 1/4"



DC51170-20

Mayo Hegar
L: 200 mm - 8"



Special Instrument

Instrument Spécial / Instrumento Especial

DC81400-00

Obadia Suture Ring / Anneau à Suture Obadia / Anillo para Sutura
ø 220 mm



Microsurgery Set / Kit pour Microchirurgie / Kit para Microcirugía

Basic Set / Kit Essentiel / Kit Esencial

Dissecting Forceps

Pinces à Dissection / Pinzas Para Disección

DC12000-18

DeBaKey - L: 180 mm - 7" - 180 g - Jaws / Mors / Bocas: 1.3 mm
Straight / Droite / Recta



DC12000-21

DeBaKey - L: 210 mm - 8" - 180 g - Jaws / Mors / Bocas: 1.3 mm
Straight / Droite / Recta



DC12310-18

L: 180 mm - 7" - 180 g - Diamonite
With Platform / Avec Plateforme / Con Plataforma: 0.4 x 6 mm



DC12310-21

L: 210 mm - 8" - 180 g - Diamonite
With Platform / Avec Plateforme / Con Plataforma: 0.4 x 6 mm



DC12710-21

L: 205 mm - 8" - 180 g - Diamonite
Counterbalanced / Contrebalancée / Contrabalanceada
With Platform / Avec Plateforme / Con Plataforma: 0.4 x 6 mm



DC12920-18

L: 180 mm - 7" - 180 g - Diamonite
Ring Tip / Bout Anneau / Con Anillo: 1 mm
Counterbalanced / Contrebalancée / Contrabalanceada



DC12920-21

L: 205 mm - 8" - 180 g - Diamonite
Ring Tip / Bout Anneau / Con Anillo: 1 mm
Counterbalanced / Contrebalancée / Contrabalanceada



Micro Scissors

Micro Ciseaux / Micro Tijeras

DC20061-18: 45°

Jacobson - L: 180 mm - 7" - 45°
Blades / Lames / Lamas: 10 mm



DC20062-18: 60°

Jacobson - L: 180 mm - 7" - 60°
Blades / Lames / Lamas: 10 mm



DC20063-18: 90°

Jacobson - L: 180 mm - 7" - 90°
Blades / Lames / Lamas: 10 mm



DC20064-18: 125°

Jacobson - L: 180 mm - 7" - 125°
Blades / Lames / Lamas: 10 mm



DC20143-18: 45°

Streamline - L: 180 mm - 7" - 45°
Blades / Lames / Lamas: 10 mm



DC20146-18: 125°

Streamline - L: 180 mm - 7" - 125°
Blades / Lames / Lamas: 10 mm



Micro Needle Holders

Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta-Agujas

DC50102-21

Jacobson - L: 205 mm - 8" - Diamonite - Straight / Droit / Recta
Width / Largeur / Anchura: 0.5 mm - Ratchet / Crémaillère / Cremallera



DC50201-18

Jacobson - L: 180 mm - 7" - Diamonite - Straight / Droit / Recta
Width / Largeur / Anchura: 0.8 mm - Ratchet / Crémaillère / Cremallera



DC50202-21

Jacobson - L: 205 mm - 8" - Diamonite - Straight / Droit / Recta
Width / Largeur / Anchura: 0.8 mm - Ratchet / Crémaillère / Cremallera



DC50302-21

Jacobson - L: 215 mm - 8" - Tungsten / Tungstène / Tungsteno - Straight / Droit / Recta
Width / Largeur / Anchura: 1.0 mm - Ratchet / Crémaillère / Cremallera



DC50342-21

Jacobson - L: 210 mm - 8" - Tungsten / Tungstène / Tungsteno - Straight / Droit / Recta
Width / Largeur / Anchura: 1.0 mm - Ratchet / Crémaillère / Cremallera



DC50442-21

Jacobson - L: 205 mm - 8" - Tungsten / Tungstène / Tungsteno - Straight / Droit / Recta
Width / Largeur / Anchura: 1.2 mm - Ratchet / Crémaillère / Cremallera



DC50542-21

Jacobson - L: 205 mm - 8" - Tungsten / Tungstène / Tungsteno - Straight / Droit / Recta
Width / Largeur / Anchura: 1.5 mm - Ratchet / Crémaillère / Cremallera



Microsurgery Set / Kit pour Microchirurgie / Kit para Microcirugía

Additional Set / Kit Complémentaire / Kit Adicional

Dissecting Forceps

Pincers à Dissection / Pinzas Para Disección

DC12100-18

DeBaKey - L: 180 mm - 7" - 180 g - Jaws / *Mors* / Bocas : 0.4 mm
Straight / *Droite* / Recta



DC12500-21

DeBaKey - L: 210 mm - 8" - 180 g - Jaws / *Mors* / Bocas : 1.3 mm
Straight / *Droite* / Recta - Counterbalanced / *Contrebalancée* / Contrabalanceada



DC12900-21

L: 210 mm - 8" - 180 g - Diamonite
Ring Tip / *Bout Anneau* / Extremidad Anillo: 1 mm



Micro Scissors

Micro Ciseaux / Micro Tijeras

DC20141-18:

Streamline - L: 180 mm - 7"
Curved / *Courbe* / Curva - Blades / *Lames* / Lamas : 10 mm



Micro Needle Holders

Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta-Agujas

DC50001-18

Jacobson - L: 180 mm - 7" - Diamonite - Straight / *Droit* / Recta
Width / *Largeur* / Anchura : 0.3 mm - Ratchet / *Crémaillère* / Cremallera



DC50101-18Ti : Titanium / *Titane* / Titanio

Jacobson - L: 180 mm - 7" - Diamonite - Straight / *Droit* / Recta
Width / *Largeur* / Anchura : 0.5 mm - Ratchet / *Crémaillère* / Cremallera



DC50002-21

Jacobson - L: 205 mm - 8" - Diamonite - Straight / *Droit* / Recta
Width / *Largeur* / Anchura : 0.3 mm - Ratchet / *Crémaillère* / Cremallera



DC50102-21Ti : Titanium / *Titane* / Titanio

Jacobson - L: 205 mm - 8" - Diamonite - Straight / *Droit* / Recta
Width / *Largeur* / Anchura : 0.5 mm - Ratchet / *Crémaillère* / Cremallera



DC50021-18

Jacobson - L: 180 mm - 7" - Diamonite - Straight / *Droit* / Recta
Width / *Largeur* / Anchura : 0.3 mm



DC50103-23

Jacobson - L: 225 mm - 9" - Diamonite - Straight / *Droit* / Recta
Width / *Largeur* / Anchura : 0.5 mm - Ratchet / *Crémaillère* / Cremallera



DC50341-18

Jacobson - L: 180 mm - 7" - Tungsten / *Tungstène* / Tungsteno - Straight / *Droit* / Recta
Width / *Largeur* / Anchura : 1.0 mm - Ratchet / *Crémaillère* / Cremallera



DC50501-18

Jacobson - L: 180 mm - 7" - Tungsten / *Tungstène* / Tungsteno - Straight / *Droit* / Recta
Width / *Largeur* / Anchura : 1.5 mm - Ratchet / *Crémaillère* / Cremallera



DC50543-23

Jacobson - L: 225 mm - 9" - Tungsten / *Tungstène* / Tungsteno - Straight / *Droit* / Recta
Width / *Largeur* / Anchura : 1.5 mm - Ratchet / *Crémaillère* / Cremallera



DC50634-23

Jacobson - L: 230 mm - 9" - Diamonite - Straight / *Droit* / Recta
Heavy Style / *Modèle Épais* / Modelo Forte - Ratchet / *Crémaillère* / Cremallera



Pediatric Set / Kit Pédiatrique / Kit Pediátrico

Basic Set / Kit Essentiel / Kit Esencial

Dissecting Forceps

Pinces à Dissection / Pinzas Para Disección

DC12000-18

DeBaKey - L: 180 mm - 7" - 180 g - Jaws / **Mors** / Bocas: 1.3 mm
Straight / **Droite** / Recta



DC12310-18

L: 180 mm - 7" - 180 g - Diamonite
With Platform / **Avec Plateforme** / Con Plataforma: 0.4 x 6 mm



DC12920-18

L: 180 mm - 7" - 180 g - Diamonite
Ring Tip / **Bout Anneau** / Extremidad Anillo: 1 mm
Counterbalanced / **Contrebalancée** / Contrabalanceada



Micro Scissors

Micro Ciseaux / Micro Tijeras

DC20055-18: 25°

Jacobson - L: 180 mm - 7" - 25°
Blades / **Lames** / Lamas: 7 mm



DC20056-18: 45°

Jacobson - L: 180 mm - 7" - 45°
Blades / **Lames** / Lamas: 7 mm



DC20059-18: 125°

Jacobson - L: 180 mm - 7" - 125°
Blades / **Lames** / Lamas: 7 mm



Retractors

Écarteurs / Separadores

DC31300-01: Finochietto Neonatal / Nouveau-Né / Recién Nacido

Length / **Longueur** / Longitud: 25 mm - Width / **Largeur** / Anchura: 7 mm
Depth / **Profondeur** / Profundidad: 6 mm
Max. Opening / **Ouverture Max.** / Apertura Max.: 36 mm



DC31300-02: Finochietto Infant / Nourisson / Niño de Pecho

Length / **Longueur** / Longitud: 55 mm - Width / **Largeur** / Anchura: 14 mm
Depth / **Profondeur** / Profundidad: 12 mm
Max. Opening / **Ouverture Max.** / Apertura Max.: 80 mm



DC31300-03: Finochietto Child / Enfant / Niño

Length / **Longueur** / Longitud: 75 mm - Width / **Largeur** / Anchura: 32 mm
Depth / **Profondeur** / Profundidad: 30 mm
Max. Opening / **Ouverture Max.** / Apertura Max.: 100 mm



DC31650-00: Cooley Child / Enfant / Niño

Length / **Longueur** / Longitud: 100 mm - Width / **Largeur** / Anchura: 45 mm
Depth / **Profondeur** / Profundidad: 24 mm
Max. Opening / **Ouverture Max.** / Apertura Max.: 155 mm



DC31656-00: Cooley

Length / **Longueur** / Longitud: 80 mm - Width / **Largeur** / Anchura: 30 mm
Depth / **Profondeur** / Profundidad: 15 mm
Max. Opening / **Ouverture Max.** / Apertura Max.: 105 mm



Clamps

Clamps / Clamps

DC42024-00

Castaneda DeBaKey - L: 120 mm - 4 4/5" - Jaws / **Mors** / Bocas: 1.4 mm
Curved Shanks / **Branches Courbes** / Bocas Curvas



DC42031-00

Castaneda DeBaKey - L: 125 mm - 4 4/5" - Jaws / **Mors** / Bocas: 1.4 mm
Curved Shanks 1/2 Moon / **Branches Courbes 1/2 Lune** / Bocas Curvas 1/2 Media Luna



DC42106-15

Castaneda
L: 155 mm - 6"



DC42107-15

Castaneda
L: 155 mm - 6"



Micro Needle Holders

Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta-Agujas

DC50001-18

Jacobson - L: 180 mm - 7" - Diamonite
Straight / **Droit** / Recta - Width / **Largeur** / Anchura: 0.3 mm - Ratchet / **Crémaillère**



DC50002-21

Jacobson - L: 205 mm - 8" - Diamonite
Straight / **Droit** / Recta - Width / **Largeur** / Anchura: 0.3 mm - Ratchet / **Crémaillère**



DC50021-18

Jacobson - L: 180 mm - 7" - Diamonite
Straight / **Droit** / Recta - Width / **Largeur** / Anchura: 0.3 mm



Pediatric Set / Kit Pédiatrique / Kit Pediátrico

Additional Set / Kit Complémentaire / Kit Adicional

Micro Dissecting Forceps

Micro Pinces à Dissection / Micro Pinzas Para Disección

DC12000-21

DeBakey - L: 210 mm - 8" - 180 g - Jaws / **Mors** / Bocas : 1.3 mm
Straight / **Droite** / Recta



DC12310-15

L: 150 mm - 6" - 180 g - Diamonite
With Platform / **Avec Plateforme** / Con Plataforma : 0.4 x 6 mm



DC12920-15

L: 150 mm - 6" - 180 g - Diamonite
Ring Tip / **Bout Anneau** / Extremidad Anillo : 1 mm
Counterbalanced / **Contrebalancée** / Contrabalanceada



Micro Scissors

Micro Ciseaux / Micro Tijeras

DC20057-18 : 60°

Jacobson - L: 180 mm - 7" - 60°
Blades / **Lames** / Lamas : 7 mm



DC20058-18 : 90°

Jacobson - L: 180 mm - 7" - 90°
Blades / **Lames** / Lamas : 7 mm



Retractors

Écarteurs / Separadores

DC31100-20 : Morse Favaloro Child / **Enfant** / Niño

Length / **Longueur** / Longitud : 120 mm - Width / **Largeur** / Anchura : 20 mm
Depth / **Profondeur** / Profundidad : 12 mm
Max. Opening / **Ouverture Max.** / Apertura Max. : 155 mm



DC31200-01 : Morse Favaloro Child / **Enfant** / Niño

Length / **Longueur** / Longitud : 120 mm - Width / **Largeur** / Anchura : 20 mm
Depth / **Profondeur** / Profundidad : 20 mm
Max. Opening / **Ouverture Max.** / Apertura Max. : 155 mm



Clamps

Clamps / Clamps

DC42049-00

Castaneda DeBakey - L: 110 mm - 4 ²/₅" - Jaws / **Mors** / Bocas : 1.4 mm
Curved Shanks 1/2 Moon / **Branches Courbes 1/2 Lune** / Bocas Curvas 1/2 Media Luna



DC42055-30

Castaneda DeBakey - L: 125 mm - 5"
Jaws / **Mors** / Bocas : 1.4 mm
Strongly Angled 30° / **Branches très Coudées 30°** / Bocas muy Anquiladas 30°



DC42103-12

Castaneda - L: 120 mm - 4 ⁴/₅"
Jaws / **Mors** / Bocas : DeBakey - 1 x 2 Teeth / **Dents** / Dientes



DC42108-12

Castaneda - L: 120 mm - 4 ⁴/₅"
Jaws / **Mors** / Bocas : DeBakey - 1 x 2 Teeth / **Dents** / Dientes



DC42202-13

L: 130 mm - 6"
Streaked and Graduated Jaws / **Mors Gradués et Striés** / Bocas Graduadas y Estriadas



DC42203-12

L: 125 mm - 6"
Streaked and Graduated Jaws / **Mors Gradués et Striés** / Bocas Graduadas y Estriadas



DC42207-15

L: 150 mm - 6"
Streaked and Graduated Jaws / **Mors Gradués et Striés** / Bocas Graduadas y Estriadas



Thoracic Instruments Set / Kit Thoracique / Kit Torácico

Navarro Set / Kit Navarro / Kit Navarro

Dissecting Forceps

Pince à Dissection / Pinza Para Disección

DC13201-24

DeBakey - L: 240 mm - 9 1/2"

Bayonet / Baïonette / Bayoneta



Ring Handle Scissors

Ciseaux à Anneaux / Tijeras con Anillos

DC22330-23 : Navarro

L: 230 mm - 9"

Double Curved / Double Courbure / Angulo Doble



Retractor

Écarteur / Separador

DC30660-00 : Navarro

Width / Largeur / Anchura: 200 mm

Max. Opening / Ouverture Max. / Apertura Max.: 140 mm



Rib Contractor

Rapprocheur de côtes / Arrimador de Costillas

DC30670-00 : Navarro

Width / Largeur / Anchura: 30 mm

Max. Opening / Ouverture Max. / Apertura Max.: 65 mm



Clamps and Dissectors

Clamps et Dissecteurs / Clamps y Disectores

DC43712-26 : Navarro

L: 260 mm - 10"

Dissector / Dissecteur / Disector



DC43713-22 : Navarro

L: 220 mm - 8 2/3"

Dissector / Dissecteur / Disector



DC46148-21 : Navarro

L: 210 mm - 8 1/4"

Curved Duval / Duval Courbe / Duval Curvas



Ring Handle Needle Holders

Porte-Aiguilles à Anneaux / Porta-Agujas con Anillos

DC51141-23 : Navarro

L: 230 mm - 9"

Double Angulation / Double Angulation / Doble Angulación



DC51141-26 : Navarro

L: 260 mm - 10"

Double Angulation / Double Angulation / Doble Angulación



Special Instruments

Instrument Spécial / Instrumento Especial

DC72603-23 : Navarro

L: 230 mm - 9"

Scalpel Blade Holder / Manche de Bistouris / Mangos de Bisturis



Endarterectomy Set / Kit d'Endartériectomie / Kit para la Endarterectomía

Dissecting Forceps Pincers à Dissection / Pinzas Para Disección

DC12310-18TI : Titanium / Titane / Titanio

L : 180 mm - 7" - 180 g - Diamonite
With Platform / Avec Plateforme / Con Plataforma : 0.4 x 6 mm



DC12900-18TI : Titanium / Titane / Titanio

L : 180 mm - 7" - 180 g - Diamonite
Ring Tip / Bout Anneau / Extremidad Anillo : 1 mm



DC13100-20TI : Titanium / Titane / Titanio

DeBaKey - L : 200 mm - 8" - 200 g
Jaws / Mors / Bocas : 1.5 mm



DC13101-20

DeBaKey - L : 200 mm - 8" - 200 g
Jaws / Mors / Bocas : 1 mm



DC13200-20TI : Titanium / Titane / Titanio

DeBaKey - L : 200 mm - 8" - 200 g
Jaws / Mors / Bocas : 2 mm



Micro Scissors Micro Ciseaux / Micro Tijeras

DC21104-17

DeBaKey - L : 165 mm - 6 1/2"
Angle : 45°



DC21172-18

Diethrich-Potts - L : 180 mm - 7"
Angle : 60°



DC21400-18

Metzenbaum - L : 180 mm - 7"
Ultraduct



DC21410-18

Stevens - L : 180 mm - 7"
Ultraduct Prestige



Retractors Écarteurs / Separadores

DC34210-01

L : 230 mm - 9"
Jaws / Mors / Bocas : 1 mm



DC34210-07

L : 230 mm - 9"
Jaws / Mors / Bocas : 2 mm



DC34212-28

L : 190 mm - 7 1/2"
Jaws / Mors / Bocas : 2.8 mm



B80301

Desmarres - L : 150 mm - 6"
Jaws / Mors / Bocas : 6 mm



B80302

Desmarres - L : 150 mm - 6"
Jaws / Mors / Bocas : 8 mm



B80525

Weitlaner - L : 105 mm - 4"
Width / Largeur / Anchura : 14 mm



B80543

Beckmann - L : 140 mm - 5 1/2"
Width / Largeur / Anchura : 14 mm



Clamps Clamps / Clamps

DC40603-13TI

Cooley
L : 130 mm - 5 1/5"



DC41301-00

DeBaKey
L : 87 mm - 3 2/5"



DC41412-11

DeBaKey
L : 115 mm - 4 2/5"



DC41413-11

DeBaKey
L : 115 mm - 4 2/5"



DC42021-60TI

DeBaKey Castaneda - L : 110 mm - 4 2/5"
Curved Shank / Branches Courbes / Bocas Curvas



DC42204-11

Castaneda
L : 110 mm - 4 2/5"



Micro Needle Holders Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta-Agujas

DC50610-23TI

Jacobson
L : 180 mm - 7"



Micro Vascular Set / Kit Micro Vasculaire / Kit Micro Vascular

Dissecting Forceps

Pinces à Dissection / Pinzas Para Disección

DC12310-15

L : 150 mm - 6" - 180 g - Diamonite

With Platform / Avec Plateforme / Con Plataforma : 0.4 x 6 mm



DC12310-18

L : 180 mm - 7" - 180 g - Diamonite

With Platform / Avec Plateforme / Con Plataforma : 0.4 x 6 mm



DC12311-15

L : 150 mm - 6" - 180 g - Diamonite - Curved Jaws / Mors Courbes / Bocas Curvas

With Platform / Avec Plateforme / Con Plataforma : 0.4 x 6 mm



DC12311-18

L : 180 mm - 7" - 180 g - Diamonite - Curved Jaws / Mors Courbes / Bocas Curvas

With Platform / Avec Plateforme / Con Plataforma : 0.4 x 6 mm



Micro Scissors

Micro Ciseaux / Micro Tijeras

DC20110-18

L : 180 mm - 7"

Blades / Lames / Lamas : 10 mm



DC20111-18

L : 180 mm - 7" - Curved Jaws / Mors Courbes / Bocas Curvas

Blades / Lames / Lamas : 10 mm



DC20061-18:45°

Jacobson - L : 180 mm - 7" - 45°

Blades / Lames / Lamas : 10 mm



Micro Needle Holders

Micro Porte-Aiguilles / Micro Porta-Agujas

DC50201-18

Jacobson - L : 180 mm - 7" - Diamonite - Straight / Droit / Recta

Width / Largeur / Anchura : 0.8 mm - Ratchet / Crémaillère / Cremallera



DC50211-18

Jacobson - L : 180 mm - 7" - Diamonite - Curved / Courbe / Curva

Width / Largeur / Anchura : 0.8 mm - Ratchet / Crémaillère / Cremallera



DC50221-18

Jacobson - L : 180 mm - 7" - Diamonite - Straight / Droit / Recta

Width / Largeur / Anchura : 0.8 mm - Without Ratchet / Sans Crémaillère / Sin Cremallera



DC50231-18

Jacobson - L : 180 mm - 7" - Diamonite - Curved / Courbe / Curva

Width / Largeur / Anchura : 0.8 mm - Without Ratchet / Sans Crémaillère / Sin Cremallera



Special Instrument

Instrument Spécial / Instrumento Especial



O602511

Box for Small Instruments

Boîte pour Petits Instruments / Caja para Pequeños Instrumentos

Phlebectomy Set / Kit de Phlébectomie / Kit para Flebectomía

Micro Scissors
Micro Ciseaux / Micro Tijeras

B86365

Reynolds - L : 130 mm - 5 "
Curved / Courbe / Curva



Clamps
Clamps / Clamps

B504594

Micro Mosquito - L : 100 mm - 4 "
Curved / Courbe / Curva



B504597

Micro Mosquito - L : 120 mm - 4^{3/4} "
Curved / Courbe / Curva



C010106

Dr Muller - L : 150 mm - 6 "
Hook / Crochet / Gancho : N° 1



C010206

Dr Muller - L : 150 mm - 6 "
Hook / Crochet / Gancho : N° 2



C010306

Dr Muller - L : 150 mm - 6 "
Hook / Crochet / Gancho : N° 3



C010406

Dr Muller - L : 150 mm - 6 "
Hook / Crochet / Gancho : N° 4



Tunneling Set / Kit de Tunnélisation / Kit para Tunnelización

Tunneling shafts
Chemise de Tunnélisation
Camisa de Tunnelización



DC71200-00



DC71202-25

L : 225 mm - 9"

DC71203-25

L : 225 mm - 9"

DC71202-54

L : 540 mm - 9"

Universal handle (2x)
Manche Universel
Mango Universal



DC71201-00

Wrench / Clé / Llave



DC71206-00

Vein Tip / Embout Veineux / Contera Venada



DC71205-00

Olives / Olives / Aceitunas



DC71204-05

2 x Ø 5 mm

DC71204-06

2 x Ø 6 mm

DC71204-07

2 x Ø 7 mm



DC71204-08

2 x Ø 8 mm

DC71204-10

2 x Ø 10 mm

DC71204-12

2 x Ø 12 mm

Important notice

The content of this catalogue (including the trademarks, the texts, the drawings, illustrations, layouts, etc.) is, unless otherwise specified, the exclusive property of LANDANGER. It is not allowed to reproduce, represent, display, modify, adapt an/or translate - whether in part or in whole and whether for free or for financial consideration - the catalogue and/or any material composing the catalogue, without the prior and written consent of LANDANGER.

We can at any time recall the catalogue, in case that it has been not used according to our interests, i.e. sale or purchase of our products. We preserve the right for further steps in that case.

Patterns are subject to change.

The instruments in this catalog are medical devices, CE marked, of classes I and IIa, manufactured by Landanger.

Before any use, please read carefully the instructions on the label and / or the instructions and / or

the technical sheet to ensure the correct use of the devices.

Document reserved for healthcare professionals.

Indications importantes

Le contenu de ce catalogue de vente (y compris les marques, les textes, les dessins, illustrations, présentations, etc.) est, sauf mention contraire, la propriété exclusive de la société LANDANGER. Toute reproduction, représentation, modification, adaptation, et/ou traduction de ce catalogue - qu'elle soit totale ou partielle, à titre gratuit ou onéreux - est interdite sans l'accord préalable écrit de la société LANDANGER.

Nous pouvons demander le retour du catalogue dans le cas où celui-ci n'est pas utilisé conformément à nos intérêts, pour la vente ou l'achat de nos produits. Dans ce cas nous nous réservons le droit de mener des actions juridiques.

Sous réserve des modifications techniques.

Les instruments présents dans ce catalogue sont des dispositifs médicaux, marqués CE, de classes I et IIa, fabriqués par Landanger.

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquette et/ou la notice et/ou la fiche technique pour s'assurer de la correcte utilisation des dispositifs.

Dispositifs non pris en charge au titre des produits et prestations remboursable par la sécurité sociale.

Document réservé aux professionnels de santé.

Indicaciones importantes

El contenido de este catálogo (marcas, textos, dibujos, ilustraciones, presentaciones incluidos, etc.) es, excepto mención contraria, exclusiva propiedad de la empresa LANDANGER. Toda reproducción, representación, modificación, adaptación, y/o traducción de este catálogo - que sea total o parcial, gratuitamente o pagando - esta prohibida sin el acuerdo escrito de la empresa LANDANGER.

Podemos pedir el retorno del catálogo en caso de que este no sea usado conforme a nuestro interés, para la venta o la compra de nuestros productos. En aquel caso, nos reservamos el derecho de dirigir acciones jurídicas.

Bajo reserva de modificaciones técnicas.

Los instrumentos de este catálogo son dispositivos médicos, con marcado CE, de las clases I y IIa, fabricados por Landanger.

Antes de cualquier uso, lea detenidamente las instrucciones en la etiqueta y / o las instrucciones y / o la hoja técnica para garantizar el uso correcto de los dispositivos.

Documento reservado para profesionales de la salud.

Version 2020-07 - Catalogue de vente - ZA-B00006

Concept and design - *Conception et design* - Concepto y diseño - Copyright©LANDANGER - 2020.

All rights reserved - *Tous droits réservés* - Todos derechos reservados.

The photos and pictures are not contractual - *Photos et illustrations non contractuelles* - Fotos e ilustraciones no contractuales.



Corporate Office - *Siège - Sede*

217 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris - France

Manufacturing and logistic - *Production et logistique - Fabricacion y logistica*

Rue Renée et Louis Landanger

52000 Chaumont - France

Phone : +33 (0) 3 25 02 10 35 - Fax : +33 (0) 3 25 02 10 20

Email : contact@landanger.com www.delacroix-chevalier.com