

Specificația Tehnică Completată

Model: EC38-i10L; Reg. SDM: DM000459136; Producător: PENTAX Medical/ HOYA CORPORATION;
Tara: Japonia.

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
Video colonoscop tip HD+ sau FullHD	DA Video colonoscop tip HD+ pag. 5 din broșure i10 Series Endoscopes
Diametru extern al tubului - maxim 13,2 mm,	DA Diametru extern al tubului - 13,2 mm pag. 6 din broșure i10 Series Endoscopes
Canalul de lucru 3,8 mm	DA Canalul de lucru 3,8 mm pag. 6 din broșure i10 Series Endoscopes
Lungimea de lucru 1700 mm	DA Lungimea de lucru 1700 mm pag. 6 din broșure i10 Series Endoscopes
Unghiul câmpului de vedere minim 140°	DA Unghiul câmpului de vedere - 140° pag. 6 din broșure i10 Series Endoscopes
Adâncimea câmpului vizual, în intervalul minim numai mare de 4 mm si nu mai mic 100 mm (4-100)	DA Adâncimea câmpului vizual, în intervalul minim numai mare de 4 mm si nu mai mic 100 mm (4-100) pag. 6 din broșure i10 Series Endoscopes
Rata de deflecție (Angulația) sus/jos minim 180°/180°	DA Rata de deflecție (Angulația) sus/jos 180°/180° pag. 6 din broșure i10 Series Endoscopes
Rata de deflecție (Angulația) stânga/dreapta minim 160°/160°	DA Rata de deflecție (Angulația) stânga/dreapta 160°/160° pag. 6 din broșure i10 Series Endoscopes
Funcționalitatea mânerului de dirijare:	Funcționalitatea mânerului de dirijare:
a) butoane ≥4	a) DA butoane 4 pag. 14 din Instrucțiuni de utilizare Videocolonoscop PENTAX
b) înghețarea imaginii – da	b) DA înghețarea imaginii se face programarea butoanelor în procesorul video, pag. 53 din Instructions for USE EPK-i7010
c) capturarea imaginii – da	c) DA capturarea imaginii – se face programarea butoanelor în procesorul video, pag. 54 din Instructions for USE EPK-i7010
d) reglarea tonului de culoare (filtre optice) – da	d) DA reglarea tonului de culoare (filtre optice) – se face programarea butoanelor în procesorul video, pag. 55 din Instructions for USE EPK-i7010
Compatibil cu tehnologiile prezente în video procesorul sus menționat.	DA Compatibil cu tehnologiile prezente în video procesorul sus menționat. pag. 96 din Instructions for USE EPK-i7010, Endoscope Compatibility > K series" consists of 70K, 80K, 90K, K10 and J10 series. "i series" consists of 90i and i10 series.)
Prezenta tehnologie:	Prezenta tehnologie:
- Flexibilitate gradată a tubului de introducere a colonoscopului.	- DA Flexibilitate gradată a tubului de introducere a colonoscopului. pag. 4 din broșure i10 Series Endoscopes, i-Flex Graduated Stiffness Design si TrueTorque Insertion Tube Design.
- Sistem de lucru cu jet de apa sub presiune sau port dedicat pentru irigare cu apă.	- DA Sistem de lucru cu jet de apa sub presiune sau port dedicat pentru irigare cu apă. pag. 16, 18, 22 din Instrucțiuni de utilizare Videocolonoscop PENTAX, Port pentru jet de apă, Tub de irigare , Duză pentru jet de apă.
Echipamentul este nou și neutilizat.	DA Echipamentul este nou și neutilizat.