

SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
19.12.2024



ARTICOLO: **CASSETTE PER INCLUSIONE GRIGLIA**

ITEM: **RETTANGOLARE**

**EMBEDDING CASSETTES
RECTANGULAR GRID**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



A griglia rettangolare, in resina acetica (POM), dotata di coperchio con due punti di chiusura e staccabile. Area ruvida di scrittura. Resistono a soluzioni decalcificanti, ai solventi ed alle tecniche a ultrasuoni. Compatibili con stampigliatrici automatiche provviste di caricatori (mod. Leica IP C, ecc).

Dimensioni 40 x 28 x 6 mm
Angolo di scrittura 45°

Rectangular grid, in acetal resin (POM), with lid provided with two safety locking points, removable. Writing surface. They resist to decalcifying solutions, to solvents and ultrasounds techniques. Compatible with most of automatic autoloader printers (Leica IP C ecc.).

Dimensions 40 x 28 x 6 mm
Printing front side at 45°

Prodotto con marchio CE - conforme al Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR)

CE Marked product - manufactured in compliance with Regulation (EU) 2017/746 (IVDR)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato	RESINA ACETALICA (POLIOSSIMETILENE - POM) ACETAL RESIN (POLYOXYMETHYLENE - POM)	<i>Raw material</i>
Griglia	RETTANGOLARE / RECTANGULAR 5 x 1 MM	<i>Grid</i>
Temperature tollerate	MIN -40°C MAX +110°C	<i>Temperature range</i>
Dimensioni esterne	28 x 40 x 6 MM	<i>External dimensions</i>
Dimensioni interne	25 x 31 x 4,70 MM	<i>Internal dimensions</i>
Peso	3,1 GR.	<i>Weight</i>
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>

REF.	Colore Colour	Confezione interna Internal packing	Scatola/Box		
			Quantità Quantity	Dimensioni Dimensions	Peso (Kg.)
14205	Bianco / White	Bulk 1.000 pcs Bulk of 1,000 pcs	1.000 pcs	41x22x29 cm V. 0,026	3,0
14206	Giallo / Yellow	Bulk 1.000 pcs Bulk of 1,000 pcs	1.000 pcs	41x22x29 cm V. 0,026	3,0
14207	Verde / Green	Bulk 1.000 pcs Bulk of 1,000 pcs	1.000 pcs	41x22x29 cm V. 0,026	3,0
14208	Rosa / Pink	Bulk 1.000 pcs Bulk of 1,000 pcs	1.000 pcs	41x22x29 cm V. 0,026	3,0
14209	Azzurro / Light blue	Bulk 1.000 pcs Bulk of 1,000 pcs	1.000 pcs	41x22x29 cm V. 0,026	3,0
14210	Arancione/ Orange	Bulk 1.000 pcs Bulk of 1,000 pcs	1.000 pcs	41x22x29 cm V. 0,026	3,0
14211	Grigio/ Grey	Bulk 1.000 pcs Bulk of 1,000 pcs	1.000 pcs	41x22x29 cm V. 0,026	3,0

Innovative closing system

Object of the inventions is to eliminate the inconvenience of cassette's accidental opening during processing resulting in a loss of the sample and at the same time to allow an easy opening of cassette.



Photo 1: This object is achieved with the presence of a hook closure front facing the inside of the cassette that in case of voluminous sample resists to accidental opening.



Photo 3: Moreover, the presence of special ribs located on the lid, prevents the forward movement thereof with respect to the body of the cassette, ensuring the insertion and sealing of the two rear hooks into the appropriate slits (Photo 2), thus avoiding the opening of the cassette on the back.



Photo 4: The opening tab does not present sharp edges and is structured so as to allow easy opening by the operator. Anterior writing area is at a 45° angle. Made of acetal polymer.



Aptaca S.p.A. Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

Dispositivo Medico Diagnostico in Vitro "contenitore di campione" adatto a contenere e proteggere il pezzo istologico destinato all'inclusione, processazione ed effettuazione degli esami diagnostici di laboratorio.. **Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.**

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) > W05030501 - CASSETTE PER INCLUSIONE

Classificazione EDMA > 51091001 - Other containers for samples of human origin

Basic UDI-DI (Global Model Number – GMN): 805577609F104CASSINCL015P

*In Vitro Diagnostic Medical Device "specimen receptacles" suitable to contain and protect the histological sample intended for inclusion, processing and carrying out in vitro laboratory diagnostic tests.. **For professional use only.***

National classification of medical devices (CND) > > W05030501 (Inclusion Devices, Cassettes)

EDMA code > 51091001 - Other containers for samples of human origin

Basic UDI-DI (Global Model Number – GMN): 805577609F104CASSINCL015P

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

- Destinato esclusivamente ad uso professionale -

Utilizzare esclusivamente per effettuare analisi diagnostiche di laboratorio su campioni biologici umani in contesti sanitari.

Dispositivo senza funzione di misura.

L'eventuale presenza di scala graduata è da intendersi a scopo indicativo e senza funzione metrologica

Non variare la destinazione d'uso. In caso di dubbio circa la destinazione d'uso, Vi preghiamo di contattare il Fabbrikante.

Prima dell'utilizzo controllare la perfetta chiusura del dispositivo se applicabile Manipolare utilizzando dispositivi di protezione individuale: pericolo di contaminazione

Dopo il prelievo conservare il campione come prescritto dalla metodica analitica e consegnare al Laboratorio entro il tempo massimo previsto dalla stessa.

Non utilizzare il Dispositivo in caso di evidenti segni di rottura, lesioni, fessurazioni che potrebbero comprometterne il corretto uso

Non avvicinare il Dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare

Non utilizzare e smaltire il Dispositivo scaduto o con la confezione non integra Non riutilizzare: Dispositivo monouso. L'eventuale riutilizzo potrebbe causare la contaminazione del campione.

Nel caso di dispositivo sterile (radiazioni ionizzanti) o asettico: stato microbiologico garantito a confezione integra. Non ri-sterilizzare

Utilizzare il Dispositivo unicamente con accessori compatibili e/o in dotazione (tappi, supporti, ecc.)

Non esporre direttamente ai raggi solari; proteggere dall'umidità (U.R. max 75% a 26°C)

Conservare in luogo asciutto, temperatura min. -10°C (14°F) max +50°C (122°F) Smaltire secondo le normative vigenti, pericolo di infezione.

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

- For professional use only -

Use only for laboratory diagnostic analysis of human biological samples in healthcare settings.

Device without measuring function.

Any presence of a graduated scale is intended for indicative purposes and without a metrological function.

Do not vary the intended purpose of the device. Please contact the Manufacturer in the event of doubts concerning the intended purpose.

Before use check the perfect closure of the device if applicable.

Handle using personal protective equipment: risk of contamination.

After collection, store the sample as prescribed by the analytical method and deliver to the Laboratory within the maximum time specified by the same.

Do not use the Device in case of evident signs of breakage, injuries, cracks that could compromise its correct use.

Keep out of flame or heat sources which might damage the device.

Do not use after expiry date or if packing is opened.

Do not re-use: Disposable Device. Any reuse could cause sample contamination.

If sterile (ionizing radiations) or aseptic Device: Microbiological status in undamaged pack.

Do not re-sterilize.

Use the Device only with compatible and / or supplied accessories (caps, supports, etc.)

Do not put under direct sun rays; store in a dry, cool place (U.R. max 75% at 26°C)

Store in dry place, temperature range: min. -10°C (14°F) max +50°C (122°F)

Disposal according to applicable regulations, risk of infection.

Before use with particular substances check the resistance/compatibility chart in our catalogue.

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS (UNI EN CEI ISO 15223-1)



Marchio CE
CE Mark



Data di produzione
Date of manufacture



Codice articolo
Catalogue number



Non sterile
Non-sterile



Dispositivo Medico Diagnostico in Vitro
In Vitro diagnostic medical device



Data di scadenza
Use-by date



Fabbrikante
Manufacturer



Proteggere dall'umidità
Keep dry



Consultare le istruzioni per l'uso
Consult instructions for use



Lotto
Batch code



Monouso
Do not re-use



Non esporre ai raggi del sole
Keep away from sunlight