



Новое слово в
проверке
ОККЛЮЗИИ



OccluSense®

Портативное устройство OccluSense® — это беспроводной прибор, который передает полученные данные в приложение OccluSense® для iPad по локальной беспроводной сети.

Индуктивная зарядная станция обеспечивает беспроводную зарядку.

Устройство с полностью заряженным аккумулятором может работать до 4 часов.




Комплект OccluSense® REF BK 5000:
портативное устройство OccluSense®, индуктивная зарядная станция, 25 сенсоров OccluSense® BK 5025,
тестовый сенсор OccluSense®, 3 аккумулятора типа AAA, отвертка IP6, руководство по эксплуатации, кофр.




Электронный сенсор давления OccluSense®:

- толщина 60 мкм
- гибкий материал
- красящее покрытие



Сенсоры OccluSense® 25 шт., REF BK 5025
Сенсоры OccluSense® XL 25 шт., REF BK 5035



Инновационные сенсоры давления OccluSense® позволяют регистрировать 256 уровней жевательных сил.

Тонкий и гибкий материал позволяет определять как статическую, так и динамическую окклюзию.

Кроме того, красное красящее покрытие позволяет выделить зоны окклюзионного контакта на зубах пациента.

В комплект OccluSense® входит 1 коробка с 25 сенсорами (BK 5025).

Используйте в качестве
артикуляционной бумаги.
Записывайте значения
окклюзионного давления.

OccluSense® можно использовать так же, как и
традиционные материалы для окклюзионного теста.
В приложении OccluSense® для iPad можно хранить
полученные значения жевательного давления стати-
ческой и динамической окклюзии.




Сенсор OccluSense® с
красящим покрытием
помечает окклюзионные
поверхности.



Приложение OccluSense® для iPad.

Записывайте, просматривайте, организуйте, сравнивайте и экспортируйте данные об окклюзии.



Приложение OccluSense® для iPad можно бесплатно загрузить из App Store Apple (www.occlusense.com/install).

Поддерживаемые модели iPad: iPad Air 2013, iPad Air 2 2014, iPad Pro 12.9" 2015, iPad Pro 9.7" 2016, iPad (5th gen.) 2017, iPad Pro (2nd gen., 12.9") 2017, iPad Pro (2nd gen., 10.5") 2017, iPad (6th gen.) 2018, iPad Pro (3rd gen., 11") 2018, iPad Pro (3rd gen., 12.9") 2018, iPad Air (3rd gen.) 2019, iPad (7th gen.) 2019

Supported by:



on the basis of a decision
by the German Bundestag



www.occlusense.com

Bausch[®]

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG • Oskar-Schindler-Straße 4 • D-50769 Köln - Germany • Tel: +49-221-70936-0 • Fax: +49-221-70936-66 • info@bauschdental.de
Bausch Articulating Papers, Inc. • 12 Murphy Drive, Unit 4 • Nashua, NH 03062, U.S.A. • Tel: +1-603-883-2155 • Tel: 888-6-BAUSCH • Fax: +1-603-883-0606 • info@bauschdental.com
Bausch Articulating Papers (Australasia) Pty. Ltd • G.P.O. Box 3733, Sydney NSW 2001, Australia • Tel: +61-2-9345-1945 • Fax: +61-2-9345-1955 • info@bauschdental.com.au
Bausch Articulating Papers Japan K. K. • 2nd Floor, 1-4-2, Jonan, Ikedashi • Osaka 563-0025, Japan • Tel: +81 72-737-9501 • Fax: +81 72-737-9502 • info@bauschdental.jp
Bausch Importação de Materiais Odontológicos Ltda. • Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo, 379 salas 8 e 9 • 13304-240 Itu-SP, Brasil • Tel: +55 11 3020-9263 • vendas@bauschbrasil.com.br

Бausch и OccluSense[®] являются торговыми марками компании Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG, зарегистрированными в Европейском союзе и других странах.
Apple, Mac, iPad, iPad Air, iPad mini, AirPods, iTunes являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.