

COMEN

COMEN Поделись с миром



S5 Монитор-дефибриллятор



Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.      Номер изделия: EN-S5-8P-20210720-V1.1

Адрес: No.2 of FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, 518106, Guangdong, China.  
Телефон: +86-755-2640 8879 400-700-9488      Факс: +86-755-2643 1232      Веб-сайт: en.comen.com      E-mail: info@szcomen.com

## Дефибрилляция

Поддерживаемые режимы ручной дефибрилляции: синхронизированная кардиоверсия и асинхронная дефибрилляция.

4 в 1

## Кардиостимуляция

Кардиостимуляция по требованию и фиксированный режим кардиостимуляции для пациентов с остановкой сердца и острой медленной аритмией поддерживают быстрый и удобный неинвазивный режим кардиостимуляции in vitro, экономящий время и улучшающий коэффициент успешного восстановления.

## AED

Устройство применяет запатентованный алгоритм анализа и автоматический анализ, а также предоставляет удобные настройки для помощи медицинскому персоналу при дефибрилляции и базовом поддержании жизнедеятельности.

## Монитор

Мониторинг ЭКГ с 5 отведениями в стандартной комплектации, также доступны дополнительные функции мониторинга SpO<sub>2</sub>, НИАД, ЧП и EtCO<sub>2</sub> для непрерывного отслеживания показателей жизнедеятельности пациента.

# Быстрая дефибрилляция

## 1 регулятор

Позволяет переключать режим между ручной дефибрилляцией, кардиостимуляцией и AED. В режиме ручной дефибрилляции пользователь может выбрать уровень энергии за 1 секунду.

## 3 секунды

Дефибриллятор заряжается до 200 Дж для разряда за 3 секунды, что полностью гарантирует реанимацию пациента.

## 3 шага

Выполнение дефибрилляции (выбор энергии — зарядка — разряд).

# Реанимация и перевозка



## Сертифицировано по стандарту EN 1789

Монитор S5 предназначен для скорой помощи и реанимационной перевозки. После тщательных испытаний устройство было сертифицировано по стандарту EN 1789.



## Компактный и легкий

S5 отличается идеальным дизайном — небольшой размер и малый вес (5,6 кг), поэтому этот монитор-дефибриллятор можно эффективно перемещать вне больницы и в больнице.



## Самый долгий срок службы

Предоставляются батареи двух емкостей, которые обеспечивают превосходную производительность, поддерживают быструю зарядку и 210 разрядов, что соответствует клиническим стандартам.



## Улучшенная защита

Благодаря классу защиты IP44 монитор S5 гарантирует надежную производительность в самых суровых условиях.

## Усовершенствованная технология ВТЕ

Повышенная эффективность благодаря усовершенствованной технологии бифазной усеченной экспоненциальной (ВТЕ) временной диаграммы и автоматической компенсации импеданса.

Доступны уровни энергии до 360 Дж — для пациентов с высокими порогами дефибрилляции, например при инфаркте миокарда, ожирении, высоком импедансе высокий уровень энергии повышает вероятность успешной дефибрилляции.

## Многофункциональные пластины

### 2 в 1

Пластины электродов можно разделить на большие и небольшие пластины для дефибрилляции взрослых и детей.

### 1 пара

Дефибрилляцию можно выполнить с помощью пары пластин электродов.