## НТ100 Система контроля уровня глюкозы в крови

- Pearent GDH-FAD
- Образец крови 0,7 мкл
- Выталкиватель полос
- Мгновенно 14 дней в среднем
- 5-секундный тест
- Хранилище 500 результатов
- Скачать ПК
- Bluetooth (опционально)
- Голосовое сопровождение (опционально)

























Insert a test strip



Apply blood sample

## Спецификация

**Гематокрит** 0 - 70%

Тестовый образец Цельная венозная и капиллярная кровь

Единица измерения мг/дл или ммоль/л

Диапазон измерения 20 - 600 мг/дл (1,1 - 33,3 ммоль/л)

**Средний** 7/14/30 дней

Напоминание-будильник 4 комплекта

Внешний выход USB-порт типа C

Источник питания 2 батарейки ААА

Срок службы батареи Около 1000 тестов

Измерение 106Д x 66Ш x 20В мм

Масса 65 г без батареек