

Unitate electro-chirurgicala bipolară

Model: ARC-350; Producător: BOWA Medical; Țara: Germania

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea ofertantă
Unitate electro-chirurgicala bipolară Descriere preconizată pentru rezecția bipolară a țesuturilor în mediu salin, sigilarea vaselor până la 7 mm. Parametru Specificare Coagulare 140 W± 10% Tăiere în mediu salin 330 W± 10% Sigilarea vaselor 150 W± 10% Termoexcizia țesuturilor disecție hemostatică a țesuturilor cu efect de sigilare a vaselor mici Conector Cu un singur conector universal cu funcție de autorecunoaștere a instrumentului în utilizare Accesorii: Pedala dubla -1 buc., Pedală singular -1 buc., Forceps bipolar autoclavabil pentru disecție și sigilare a vaselor până la 7 mm. Diametrul părții de inserție a forcepsului - 10 mm. lungimea-200 mm, include cablu de conectare cu buton de activare. Forceps bipolar autoclavabil pentru disecție și sigilare a vaselor până la 7 mm. Diametrul părții de inserție a forcepsului 5 mm. lungimea - 330-400 mm., include cablu de conectare cu buton de activare. Forceps bipolar autoclavabil pentru disecție și sigilare a vaselor până la 7 mm. Diametrul părții de inserție a forcepsului - 10 mm. Lungimea 330-400 mm., include cablu de conectare cu buton de activare. lame de rezervă pentru forcepsul de 10 mm diametru — 20 buc. lame de rezervă pentru forcepsul de 5 mm diametru — 20 buc. Forceps bipolar cu branșe curbate pentru disecție și sigilare a vaselor. Operații deschise-200-220 mm (Termoclampare)	Unitate electro-chirurgicala bipolară Descriere preconizată pentru rezecția bipolară a țesuturilor în mediu salin, sigilarea vaselor până la 7 mm. Parametru Specificare Coagulare până la 350 W pag. 78 Manual de utilizare ARC 350 Tăiere în mediu salin până la 350 pag. 78 Manual de utilizare ARC 350 Sigilarea vaselor până la 200 W pag. 117 LIGATION - Manual de utilizare ARC 350 Termoexcizia țesuturilor disecție hemostatică a țesuturilor cu efect de sigilare a vaselor mici – cu control în nivele(de la 0 – 9) a nivelului de coagulare concomitent în timpul tăiere, este valabil pentru vase de calibru mici pag. 34. Manual de utilizare ARC 350 Conector Cu 4 porturi active conector universal cu funcție de autorecunoaștere a instrumentului în utilizare. La dorință utilizatorului poate pus și porturi de alt tip ca de exemplu ERBI. pag 78 din Manualul de utilizare ARC 350 Accesorii: DA Pedala dubla -1 buc., 901-031 pag. 155 din Catalog BOWA DA Pedală singular -1 buc., 901-011 pag. 155 din Catalog BOWA Forceps bipolar autoclavabil pentru disecție și sigilare a vaselor până la 7 mm. Diametrul părții de inserție a forcepsului - 10 mm. lungimea-200 mm, include cablu de conectare cu buton de activare. 770-201 pag. 116 din Catalog BOWA Forceps bipolar autoclavabil pentru disecție și sigilare a vaselor până la 7 mm. Diametrul părții de inserție a forcepsului 5 mm. lungimea - 360 mm., include cablu de conectare cu buton de activare. 770-503+723-051+ 723-052 pag. 108-109 din Catalog BOWA Forceps bipolar autoclavabil pentru disecție și sigilare a vaselor până la 7 mm. Diametrul părții de inserție a forcepsului - 10 mm. Lungimea 360 mm., include cablu de conectare cu buton de activare. 770-301 pag. 116 din Catalog BOWA lame de rezervă pentru forcepsul de 10 mm diametru — 20 buc. 770-999 x 2 set (1set = 5 buc) din motiv ca în PN 770-301 și 770-201 este inclus cite un set de cutite. lame de rezervă pentru forcepsul de 5 mm diametru — 20 buc. 770-998 este inclus în set cu PN 770-503 Forceps bipolar cu branșe curbate pentru disecție și sigilare a vaselor. Operații deschise - 230 mm (Termoclampare) 760-223 pag 123 din Catalog BOWA

Forceps bipolar cu branșe curbate pentru disecție, taiere și sigilare a vaselor pînă la 7 mm. Operații deschise- (termoexcizie) Cablu de conectare autoclavabil cu butoane de activare manuală a instrumentului conectat (pentru mîna dreaptă și stîngă). Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare obligatoriu Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant) * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	Forceps bipolar cu branșe curbate pentru disecție, taiere și sigilare a vaselor pînă la 7 mm. Operații deschise- (termoexcizie) 760-216 pag 122 din Catalog BOWA Cablu de conectare autoclavabil cu butoane de activare manuală a instrumentului conectat (pentru mîna dreaptă și stîngă). Nu necesită control de la butoane manual este inclus buton de activare pe instrumentul folosit sau se activează de la pedala. Dar se va include un pisturiu cu 2 butoane de activare PN 220-145 pag 11 din Catalog BOWA Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător obligatoriu DA Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare obligatoriu DA Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant) DA * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. DA *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. DA Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. DA *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. DA
--	---