

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1737615115464 din 23.01.2025**

Denumirea procedurii de achiziție: **Consumabile pentru anatomia-patologică pentru anul 2025 COP**

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	33600000-6	FORMALINA 10%	05-K01009	Italia	Biooptica	<i>Format:</i> Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 10%. <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic in vitro. <i>Certificare:</i> certificat sau declarație CE de conformitate. <i>Aplicație:</i> Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoprocresare automată în vacuum <i>Compoziția chimică:</i> Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție fluidă, gata pentru utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocresare în vacuum și sistemului de colorație automatizate fără efecte coroziv. <i>Unitatea de măsură:</i> Litru <i>Ambalajul:</i> Livrat destinatarului în recipiente de 10 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător; termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme <i>Limbajul tichetului:</i> se acceptă un din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical	Formalin 10% solution neutral buffered 10 l - 1 tank	ISO CE

2	33600000-6	XILENA	06-1304F	Italia	Biooptica	<i>Format:</i> Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă, standard, incoloră, transparentă, non-toxică, <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic in vitro; <i>Certificare:</i> Certificat sau declarație CE de conformitate. <i>Aplicație:</i> degresarea țesuturilor și accelerarea impregnației cu parafină, predestinate diagnosticului histologic. <i>Componența chimică:</i> Reactivul e compus dintr-un amestec anhidru de alcooli și hidrocarburi alifaticе (nearomatice), este substituent a soluțiilor toxice (xilenului, toluenului, metanolului) <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție fluidă, transparentă, incolor miros specific, substituent al xilenului, toluenului, metanolului, este clasificabil cu directivele CE hidrofil, miscibil cu apă în toate concentrațiile și cu alți solvenți organici, să fie gata pentru folosire/utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprosesare în vacuum și colorație automatizate în procesarea țesuturilor și secțiunilor (testelor) în histopatologie fără efecte de coroziie <i>Unitatea de măsură: Litru</i> <i>Ambalajul:</i> Livrat destinatorului în recepienți ≥1 litre și ≤ 5 litre în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme <i>Limbajul tichetului:</i> se acceptă un din limbile de circulație internațională. <i>Compatibil cu procesor</i>	Xylene histological grade 5 I - 1 tank	ISO CE
---	------------	--------	----------	--------	-----------	--	--	--------

3	33600000-6	PARAFINA	08-7960	Italia	Biooptica	<i>Format:</i> Granule (Produs chimic de laborator), standard, în granule solide, non-toxic; <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic in vitro; <i>Certificare:</i> Certificat sau declarație CE de conformitate; <i>Aplicație:</i> imprignarea și întărirea structurilor tisulare, în probe/mostre histologice, încorporarea și fasonarea blocului histologic predestinate pentru efectuarea testelor/secțiunilor histologice; <i>Compoziția chimică:</i> amestec de polimeri și parafină de înaltă puritate în granule mici; <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> Soluție chimică în granule, miros specific, este clasificabil cu directivele CE să fie gata pentru folosire/utilizare cu punct de topire 54° - 58° C, imprignare rapidă a mostrei tisulare în cadrul procesării; pătrunderea joasă sau lipsa pătrunderii a aburilor de apă compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizoarele de histoprosesare în vacuum și de încorporare a mostrei tisulare în bloc histologic <i>Unitatea de măsură: Kilogram</i> <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepții în saci 20 -kg în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme <i>Limbajul tichetului:</i> se acceptă un din limbile de circulație internațională. <i>Compatibil cu procesor de țesuturi SLEE medical și stație de impregnare în parafină MYR</i>	BioWax - Paraffin 56÷58°C - 8 x 1 kg	ISO CE
---	------------	----------	---------	--------	-----------	---	--------------------------------------	--------

4	33600000-6	FORMALINA 37%	05-K01007	Italia	Biooptica	<i>Format:</i> Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standard, neutră tamponată, concentrație 37%. <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic in vitro. <i>Certificare:</i> certificat sau declarație CE de conformitate. <i>Aplicație:</i> Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoprocure automată în vacuum <i>Compoziția chimică:</i> Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție fluidă, gata pentru utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocure în vacuum și sistemului de colorație automatizate fără efecte corozive. <i>Unitatea de măsură:</i> Litru <i>Ambalajul:</i> Livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător; termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme <i>Limbaajul etichetului:</i> se acceptă un din limbile de circulație internațională. <i>Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical</i>	Formaldehyde 38-40% w/v 20 l - 1 tank	ISO CE
---	------------	---------------	-----------	--------	-----------	---	---------------------------------------	--------

5	33600000-6	HEMATOXILIN CARAZZI	05-06012/L	Italia	Biooptica	<i>Format:</i> Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic de rutină in vitro; <i>Certificare:</i> certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație:</i> imprignarea coloră a elementelor nuclear-celulare în secțiune/ test histologic <i>Componența chimică:</i> Hematoxilina, clicerol aluan de potasiu apa distilată, iodat de potasiu <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> Soluție chimică lichidă, miros specific, Soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație <i>Unitatea de măsură:</i> Litre <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepții de 1 litru în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme <i>Limbaajul tichetului:</i> Română, Rusă, Engleză	Carazzi hematoxylin 1 l - 1 bottle	ISO CE
---	------------	---------------------	------------	--------	-----------	--	------------------------------------	--------

6	33600000-6	EOZINA Y solutie apoasa 1%	05-10007/L	Italia	Biooptica	<i>Format:</i> Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic de rutină in vitro; <i>Certificare:</i> certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație:</i> imprignarea coloră a elementelor celulare tisulare ale țesuturilor în secțiune/ test histologic <i>Componenta chimică:</i> eozina Y 1% apoasa <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție chimică lichidă, miros specific, soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație <i>Unitatea de măsură:</i> Litre <i>Ambalajul:</i> livrat destinatorului în recepții de 1 litru în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme <i>Limbaajul tichetului:</i> Română, Rusă, Engleză	Eosin Y aqueous solution 1% 1 l - 1 bottle	ISO CE
---	------------	----------------------------	------------	--------	-----------	---	--	--------

7	33600000-6	EOZINAY solutie alcoolică 1%	05-10009/L	Italia	Biooptica	<i>Format:</i> Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic de rutină in vitro; <i>Certificare:</i> certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație:</i> imprignarea coloră a elementelor celulare tisulare ale țesuturilor în secțiune/ test histologic <i>Componenta chimică:</i> eozina Y 1% alcoolică <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție chimică lichidă, miros specific, soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație <i>Unitatea de măsură:</i> Litre <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepții de 1 litru în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme <i>Limbaajul tichetului:</i> Română, Rusă, Engleză	Eosin Y alcoholic solution 0,5% 1 l - 1 bottle	ISO CE
---	------------	------------------------------	------------	--------	-----------	--	---	--------

8	33600000-6	Alcian blue ph 2,5 Kit	04-160802	Italia	Biooptica	<i>Format:</i> Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros specific, <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic histochemic in vitro; <i>Certificare:</i> certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație:</i> imprignarea coloră a elementelor celulare de tip caliciforme ale celulelor caliciforme intestinale în diferite procese tumorale și non-tumorale în secțiune/ test histologic <i>Compozența chimică:</i> Alcian Blu 8 GX, acid acetic (pH 2,5) <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție chimică lichidă, culoare și miros specific, soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, <i>Protocol:</i> prezența protocolului standartizat de la producător <i>Unitatea de măsură:</i> ml/litre <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recipiente de 500ml Kit în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme <i>Limbaajul tichetului:</i> Română, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană,	Alcian blue pH 2,5 100 test	ISO CE
---	------------	------------------------	-----------	--------	-----------	--	-----------------------------	--------

9	33600000-6	Alcian bluE PAS ph 2,5, Kit	04-163802	Italia	Biooptica	<i>Format:</i> Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros specific, <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic histochemic in vitro; <i>Certificare:</i> certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație:</i> imprignarea coloră a mucinei epitelial acide (sialomucină, sulfomucină) și mucina mezenchimală în diferite procese tumorale și non-tumorale în secțiuni/ test histologic <i>Componența chimică:</i> Alcian Blu pH 1 Kit (conform standardului) <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție chimică lichidă, culoare și miros specific, soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, <i>Protocol:</i> prezența protocolului standartizat de la producător <i>Unitatea de măsură:</i> ml/litre <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepienți de 500ml Kit în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme <i>Limbaajul tichetului:</i> Română, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană,	Alcian blue pH 2,5 PAS 100 test	ISO CE
---	------------	-----------------------------	-----------	--------	-----------	---	---------------------------------	--------

10	33600000-6	Congo red Kit	04-210822	Italia	Biooptica	<i>Format:</i> Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros specific, <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic histochimic in vitro; <i>Certificare:</i> certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație:</i> imprignarea coloră a testelor histologice în amiloidoză, 2a și ghela Flexner, diagnosticul altor chisturi amebiale <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție chimică lichidă, culoare și miros specific, soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, <i>Protocol:</i> prezența protocolului standartizat de la producător <i>Unitatea de măsură:</i> Kit <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepienți cu reactivi pentru 50 de reacții/Kit în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme <i>Limbaajul tichetului:</i> Română, Rusă, Engleză, Germană	Congo red 100 test	ISO CE
----	------------	---------------	-----------	--------	-----------	--	--------------------	--------

11	33600000-6	Mason Tricrom Kit	04-010802	Italia	Biooptica	<i>Format:</i> Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros specific, <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic histochimic in vitro; <i>Certificare:</i> certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație:</i> imprignarea coloră a fibrelor colagene mature și imature în țesuturi patologice și non-patologice, <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție chimică lichidă, culoare și miros specific, soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, <i>Protocol:</i> prezența protocolului standartizat de la producător <i>Unitatea de măsură: Kit</i> <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepție cu reactiv pentru 100 de reacții/Kit în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme <i>Limbajul etichetului:</i> Română, Rusă, Engleză, Germană	Masson Trichrome 100 test	ISO CE
----	------------	-------------------	-----------	--------	-----------	--	---------------------------	--------

12	33600000-6	Toluena C7H8	0202 0202	Ungaria	MOL	<i>Format:</i> Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă, standard, incoloră, transparentă, non-toxică, <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic in vitro; <i>Certificare:</i> Certificat sau declarație CE de conformitate. <i>Aplicație:</i> degresarea țesuturilor și accelerarea imprignației cu parafină, predestinate diagnosticului histologic. <i>Compoziția chimică:</i> Reactivul e compus dintr-un amestec anhidru de alcooli și hidrocarburi alifactice (nearomatice), este substituent al soluțiilor toxice (xilenului, toluenului, metanolului) <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție fluidă, transparentă, incolor miros specific, substituent al xilenului, toluenului, metanolului, este clasificabil cu directivele CE hidrofil, miscibil cu apă în toate concentrațiile și cu alți solvenți organici, să fie gata pentru folosire/utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocusare în vacuum și colorație automatizate în procesarea țesuturilor și secțiunilor (testelor) în histopatologie fără efecte de coroziune <i>Unitatea de măsură:</i> Litru <i>Ambalajul:</i> Livrat destinatarului în recepții 1 litru în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>Denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme <i>Limbajul etichetului:</i> Română, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană	TOLUENE MOL_0202_002 MSZ 1644:2011	ISO
----	------------	--------------	-----------	---------	-----	---	------------------------------------	-----

13	33600000-6	Ață de mătăsă Nr.7/8/9 în bobine	№ 10	Turcia	DURAK	Format; Ață de mătăsă, culoare alba/neagră Nr7/8/9. Utilizare: Necesari pentru necropsii Ambalaj: Bobine 100m/300m	№ 10 UNA BABINE=3000 METRU	ISO CE
14	33600000-6	BALSAM histologic	05- BMHM508	Italia	Biooptica	Balsam p/u acoperire a lamelor histologice. BIOMOUT Format; Produs chimic de laborator, standard, lichid, transparent, cu miros slab pronunat. Component: acril mixatin xelina Ambalaj; flacon-500ml	Bio Mount HM, mounting medium 500 ml - 8 bottle	ISO CE
15	33600000-6	Casete din plastic standard	07-7160	Italia	Biooptica	Casete din plastic standard cu orificii dreptunghiulare, capac atașat, <i>culoare verde</i> , din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0°. Compatibil cu microtom rotativ Slee medical	Bio Cassette for embedding green - 1500 pcs	ISO CE
16	33600000-6	Casete de plastic pentru biopsii	07-7230	Italia	Biooptica	Casete din plastic pentru biopsii cu capac atașat <i>culoare galbenă</i> cu orificii <i>rotunde mici</i> , din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0° Compatibil cu microtom rotativ Slee medical.	Biopsy Cassette for embedding yellow - 1500 pcs	ISO CE
17	33600000-6	Lame microscopice	09-1000TB	Italia	Biooptica	Lame de microscopie 25x75x1,0mm, <i>margină colorată</i> unghi/colțuri 45, cu adeziune. Ambalaj 50 lame	Microscope slides Bio-Optica cut edge, frosted, pack. 2500 pcs	ISO CE
18	33600000-6	Lame microtom				Lame microtom, premium MX35 Ultra, per microtom, fateta nr 3 cu un unghi de 34°, 1 cutie - 50 lame <i>Particularități tehnice</i> Metal (oțel utilizat în medicină) lamă, ultra, de o singură folosință, cu profil înalt și mic, L × W: 31,5 × 3,13in. (80 × 8mm), grosime: 0,01in. (0.25mm), unghiul de tăiere: 34°, proiectat pentru aplicații de rutină, adecvat tuturor tipurilor de țesuturi; ce oferă un suport de tăiere și poate fi utilizat pentru orice microtom semiautomat, automat. <i>Ambalaj</i> specializat - casetă de polipropilen în cutie: 1 casetă - 50lam. Pe ambalajul produsului sa fie indicate: Pictogramele adecvate de performanța și trimiterea la standardul EN. Compatibil cu microtom rotativ Slee medical		
19	33600000-6	Lamele de acoperire Cover glass	09-2050	Italia	Biooptica	Lamele de acoperire pentru lame microscopice dimensiuni 24*50 grosimea 0,1/0,15mm . Transparente. Ambalaj 100 lamele	Coverglasses Bio-Optica 24 x 50 mm - 1000 pcs	ISO CE

20	33600000-6	Solutie de decalcificare (pentru histologie)	05-03005Q	Italia	Biooptica	Solutie (Produs chimic pe baza de acid.Se recomanda p/ u fragmente osoase,biopsii ale maduvei osoase. Unitate demasura –litruAmbalat ,livrat destinatarului in recipient de 1litru. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni de la data fabricarii. Solutia va fi livrata de producator in ambalaj original ,securiza marcata si etichetat. Date deidentitate (denumire numarul lotului ,seria,termenul de valabilitate ,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa corespunda in mod obligator cu etichetca componentului inclus si ,instructia de utilizare a solutiei, sa contina caracteristicile de performanta a calitatii. Prezenta urmatoarelor documente a)declaratia de conformitateCEsi/sa;.Certificat confirmare CE.b)ISO(in dependent de tipul produsului)	Osteodec 2,5 l - 4 tanks	ISO CE
21	33600000-6	Burete de paralon pentru biopsii (2,5X3cm)	07-7290	Italia	Biooptica	Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485 si/sau ISO9001(in dependenta de categorie produsului) Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria, termenul de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Instructiunile de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.	Biopsy Pads blue - 500 pcs	ISO CE

22	33600000-6	Set de marcare pentru țesuturi 5x50	05-014-030-1/05-015-030-1/05-016-030-1/05-019-030-1/05-017-030-1	Italia	Biooptica	<i>Format:</i> Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros specific, <i>Utilizare:</i> Diagnostic histologic histochemic in vitro; <i>Certificare:</i> certificat de analiză (COA) sau declarație CE; <i>Aplicație:</i> colorarea marginelor de rezecție în timpul orientării macroscopice a materialului post-operator . <i>Particularități tehnice ale reactivului:</i> soluție chimică lichidă, culoare și miros specific, soluție gata de utilizare, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, <i>Protocol:</i> prezența protocolului standartizat de la producător <i>Unitatea de măsură:</i> kit. <i>Ambalajul:</i> livrat destinatarului în recepție cu reactiv pentru 5 culori/kit în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); toate pozițiile lotului să fie produse de același producător <i>denumire producător:</i> nume și adresa producătorului; Informații de siguranță în pictograme <i>Limbaajul tichetului:</i> Română, Rusă, Engleză, Germană	Dyes markers for margins-Bio Marking: Dyes blue , 30 mlx2bottle=2 pcs/Dyes black , 30 mlx2 bottle=2 pcs/Dyes green , 30 mlx2 bottle=2 pcs/Dyes red , 30 mlx2 bottle=2 pcs/Dyes yellow , 30 mlx2 bottle=2pcs	ISO CE
----	------------	-------------------------------------	--	--------	-----------	---	--	--------

Semnat: _____

Valabilitatea ofertei: **60 zile**

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

31.01.2025

Funcția: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**