

INSTRUCȚIUNI

privind utilizarea tamponului-compres

Tamponul este produs din material netesut, viscoz, cu capacitatea sporită de reținerea lichidelor și densitatea 70-90g/m.p. uscat cu dimensiunea 40x40x6mm pentru pansamentul locului de venepuncție și asigurarea profilaxiei nozocomiale.

După terminarea recoltării singelui se extrage tamponul steril, uscat din ambalajul sau individual și se aplică făcând presiune asupra locului puncționat

Când se puncționează calcaiul, la copii după terminarea recoltării se aplică tamponul steril uscat și se presează ușor locul puncției; se ridică piciorul copilului până se oprește sângerarea.

Atenție:

- A nu se folosi în caz că produsul este expirat sau ambalajul este deteriorat.

Condiții de transport și depozitare.

A se păstra la o temperatură de la -5 C la + 40 C.