

VELOX OXY ETA

RO: Spray pentru dezinfectarea zilnică a suprafețelor și echipamentelor în zonele cu risc ridicat de infecție cu Clostridioides difficile. Reducerea riscului de infecție în situațiile în care este necesar un regim sanitar ridicat. Lichid pentru dezinfectarea suprafețelor medicale mici, în aziluri de bătrâni, sanatorii, săli de fitness și SPA, saloane de frizerie și cosmetică, cabinete de masaj, grădinițe, școli, precum și pentru dezinfectarea suprafețelor care nu intră în contact cu produsele alimentare. Este excelent pentru dezinfectarea suprafețelor, cum ar fi blaturi, mese, clanțe, mânere, precum și pentru accesoriile de frizerie sau cosmetică. Se poate utiliza, de asemenea, pentru echipamentele medicale non-invazive, de ex: scaune de operare, aparatură medicală, echipamente de recuperare. Produsul are efect sporicid, bactericid, levuricid și virucid, precum și asupra virusurilor încapsulate.

Mod de utilizare: Pulverizați produsul de la o distanță de 20-30 cm, având grijă să acoperiți complet suprafața. Îndepărtați excesul de produs folosind, de exemplu, un prosop de unică folosință. Suprafața nu trebuie să fie clătită cu apă. În cazul dezinfectării suprafețelor care vin în contact cu alimentele, acestea trebuie clătite cu apă potabilă. Pentru dezinfectarea suprafețelor deosebit de sensibile (de exemplu, pielea naturală) se recomandă un test într-un loc invizibil. Nu aplicați produsul pe suprafețe sensibile la alcool și peroxid de hidrogen. Recomandat pentru suprafețele rezistente la decolorare. Produs destinat utilizării de către un utilizator profesionist. A nu se combina cu alți agenți de igienizare sau de dezinfectare. Purtați mănuși de protecție atunci când se folosesc șervețele/cârpe înmuiate în soluție.

Substanța activă în 100 g produs: Etanol – 72,8g, Propan-2-ol – 7,2g, Peroxid de hidrogen - 3 g.

Fraze de pericol: H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili.

Fraze de precauție:

P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P233: Păstrați recipientul închis etanș.

P264: Spălați-vă bine după utilizare.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/încălțăminte de protecție.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P370+P378: în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge.

P403+P235: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.

P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje. În cazul unui incident medical, producătorul și URPL trebuie să fie notificate.