

- **Diluanti:** Pentru aplicațiile fotometrice, se folosește fie apă de sistem, fie o soluție NACL 9% pentru diluția automată a probelor.

Pentru măsurarea HbA1c în sânge integral, sistemul utilizează A1CD ca reactiv de hemoliză.

Soluție de spălare pentru spălări speciale



A Soluție de spălare (c 503)

Unitatea de control utilizează un sistem cu acces aleatoriu. În consecință, pipetoarele de reactiv și celulele de reacție pot provoca carryover și astfel, interferențe între teste.

Pentru a evita carryoverul între teste, puteți instala reguli de spălare specială. Descărcați regulile de spălare specială recomandate pentru aplicația instalată. Spălările speciale pot fi programate și manual.

Pentru a vă asigura că spălările speciale programate pentru aplicațiile instalate sunt corecte și complete:

- Descărcați întotdeauna regulile de spălare specială cele mai actuale, selectând **Pre-Routine > Download Required Items** și selectați **Special Wash** urmat de **Download**.
Odată descărcate, spălările speciale ale pipetoarelor de reactivi și ale celulelor de reacție sunt efectuate automat.
- În e-library, puteți vizualiza *lista de spălare specială* din Fișa de Metode pentru NaOHD-SMS-SCCS.



Pentru a evita carryoverul probelor în cazul unor teste imunologice, pipetorul de probe este spălat la stația de spălare sonică a unității analitice **c 503** sau a unității analitice ISE înainte de eșantionare.

Pentru a evita carryoverul probelor în cazul unor teste imunologice, proba este pipetată în unitatea analitică **e 801** înainte de pipetarea în unitatea analitică ISE și unitatea analitică **c 503**. Aceste teste se numesc teste imunochimice cu prioritate ridicată (HPI).

Dacă soluția de spălare specială este insuficientă în timpul unei procesări, unitatea analitică **c 503** reacționează după cum urmează:

- În timpul spălării pipetorului de probe: este generată o alarmă Det.S, iar sistemul intră în modul **S. Stop**.
- În timpul unei spălări a pipetorului de reactiv: este generată o alarmă Det.S.
- În timpul unei spălări a celulelor de reacție: celulele de reacție nu vor fi utilizate pentru măsurare.