

<b>Diatermie cu microunde Cod 400101</b>	<b>FISIOWAVE, Fisioline SRL, Italia</b>
<b>Specificația tehnică solicitată</b>	<b>Specificația tehnică oferită</b>
<p>Diatermie cu microunde Cod 400101  Descriere Terapia cu microunde este indicată în caz de contracții musculare, osteoartrită, durere posttraumatică și tendinită  Parametru  Specificație  Moduri de operare continuu si pulsatiil  Frecventa de lucru <math>\geq 2400</math> MHz  Ecran dimensiune <math>\geq 7</math> inch color, touchscreen  Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 0 - 250W  Protecție la supraîncălzire obligatoriu  Programe presetate obligatoriu  Programe personalizate obligatoriu  Timpul de tratament diapazon minim 1-30 min  Alarmă la finalizarea tratamentului obligatoriu  Braț articulat obligatoriu  Tensiune 220V, 50 HZ  Accesorii Emițător <math>\geq 15</math> cm, minim 1 buc.  Accesorii suplimentare necesare pentru buna funcționare a dispozitivului – obligatoriu (se va indica lista)</p>	<p><b>Da</b>, Descriere Terapia cu microunde este indicată în caz de contracții musculare, osteoartrită, durere posttraumatică și tendinită  <b>Parametru Specificație</b>  <b>Da</b>, Moduri de operare continuu si pulsatiil/  <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ CONTINUOUS AND PULSED EMISSION: from 10 to 90%</a>  <b>Da</b>, Frecventa de lucru 2450 MHz  <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ EMISSION FREQUENCY</a>  <b>Da</b>, Ecran dimensiune 7 inch/ color, touchscreen  <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ 7" TFT COLOR TOUCH SCREEN DISPLAY</a>  <b>Da</b>, Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 0 - 250W/  <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ LINEAR ADJUSTABLE POWER</a>  <b>Da</b>, Protecție la supraîncălzire obligatoriu  <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL</a>  <b>Da</b> Programe presetate obligatoriu  <a href="#">/Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ LARGE DATABASE OF PRESET PROTOCOLS for the main pathologies</a>  <b>Da</b> Programe personalizate obligatoriu  <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ USER PROTOCOLS</a>  <b>Da</b>, Timpul de tratament diapazon minim 1-30 min  <a href="#">/Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ TIMER</a>  <b>Da</b>, Alarma finalizare tratament obligatoriu  <a href="#">/Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ ACOUSTIC AND VISUAL SIGNAL at the end of treatment</a>  <b>Da</b>, Port USB  <a href="#">/Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ UPGRADABLE VIA USB PORT</a>  <b>Da</b>, Brat articulat obligatoriu  <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ STANDARD ACCESSORIES</a>  <b>Da</b>, Tensiune 220V, 50 HZ/  <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ POWER SUPPLY VOLTAGE</a>  <b>Accesorii</b>  <b>Da</b>, Antena radianta circulara diam 17 cm, 1 buc.  <a href="#">/Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ / STANDARD ACCESSORIES</a>  <b>Accesorii suplimentare</b>  Lampa de test, 1 buc/  <a href="#">Fisiowave_WEB_EN/ pag.3/ / STANDARD ACCESSORIES</a></p>