

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1742310863887
Denumirea procedurii de achiziție Achiziționarea sistemului de livrare a contrastului conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie	

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Sistem de livrare a contrastului	MEDRAD® Avanta	SUA	Bayer Medical Care Inc	Viteze de debit: Viteze variabile și fixe prestabilite de la utilizator, cu diapazon minim de la ≤ 1 ml/sec. până la minim 40 ml/sec., în trepte de 0,1 ml/sec. Soluție salină: Viteză în diapazon: ≤ 1 până la minim 1,5 ml/sec. Volum: Limite prestabilite, receptive de utilizator, cu interval variabil de la ≤ 1 până la minim 99,9 ml, în trepte de 0,1 ml. Viteză de umplere: Definit de utilizator de la ≤ 300 până la minim 1200 psi Umplere manuală sau automată de minim 3 ml/sec. Timp de creștere Definit de utilizator de la 0 până la 1 secundă, în trepte de 0,1 secunde Program moduri de injecție de rutină: a) Cardiac: LCA, RCA, LV/Ao și definit de utilizator b) Vascular periferic: Pigtail, monitorizare	Viteze de debit: Viteze variabile și fixe prestabilite de la utilizator, cu diapazon minim 1-45 ml/sec trepte de 0,1 ml/sec, broșura Medrad Avanta pag. 9 Soluție salină: Viteză în diapazon: 0,75-1.5 ml/sec, broșura Medrad Avanta pag. 9 Volum: Limite prestabilite, receptive de utilizator, cu interval variabil de la 1-150 ml in trepte de 1 ml, broșura Medrad Avanta pag. 9 Viteză de umplere: Definit de utilizator de la 300-1200 PSI, broșura Medrad Avanta pag. 9 Umplere manuală 1–20 mL/s in pasi de 1 mL/s; Umplere automată 1–10 mL/s in pasi de 1 mL/s, broșura Medrad Avanta pag. 9 Timp de creștere Definit de utilizator de la 0.1-9.9 sec in trepte de 0,1 s, broșura Medrad Avanta pag. 9 Program moduri de injecție de rutină: a) Cardiac: LCA, RCA, LV/Ao și definit de utilizator b) Vascular periferic: Pigtail, monitorizare	CE

			selectivă, microcateter, selectat de utilizator sau echivalent posibilitatea de memorare a minim 40 de programe de injectare diferite setabile de catre utilizator Senzori de monitorizare: detectare coloană de aer, sursă de contrast goală, reîncărcare seringă de contrast și izolare sursă de contrast Sincronizare interfață de imagistică: Capabil să se sincronizeze cu majoritatea mărcilor de echipamente de imagistică cu raze X Întârziere injectare sau întârziere cu raze X: de la 0 până la 99,9 secunde Panou de control: Ecran tactil color de minim 25 cm (minim 10 inchi) Configurații de montare flexibile: Montare pe masă cu braț reglabil Seringă de contrast 100 – 150 ml Configurații kit consumabile pentru pacient și contrast: Seringă de contrast cu vârf și clemă pentru tubul de contrast (pentru utilizare la până la minim 5 cazuri de pacienți)	selectivă, microcateter, selectat de utilizator sau echivalent posibilitatea de memorare a minim 40 de programe de injectare diferite setabile de catre utilizator brosura Medrad Avanta pag. 9 Senzori de monitorizare: detectare coloană de aer, sursă de contrast goală, reîncărcare seringă de contrast și izolare sursă de contrast Air management, senzor detectie aer si nivel fluid, functie Autofill (reincarcare seringă), brosura Medrad Avanta pag. 9 Sincronizare interfață de imagistică: Capabil să se sincronizeze cu majoritatea mărcilor de echipamente de imagistică cu raze X Sincronizare ISI cu majoritatea producatorilor de angiografe, brosura Medrad Avanta pag. 9 Întârziere injectare sau întârziere cu raze X: 0-99.9 sec, manual utilizare Avanta pag. 5-30 Panou de control: Ecran tactil color de 26 cm, brosura Medrad Avanta pag. 9 Configurații de montare flexibile: Montare pe pedestal sau la masa angiografica, brosura Medrad Avanta pag. 9 Seringă de contrast 150 ml, manual utilizare Avanta pag. 5-30 Configurații kit consumabile pentru pacient și contrast: Seringă de contrast cu vârf și clemă pentru tubul de contrast (pentru utilizare la până la minim 5 cazuri de pacienți) DA brosură Medrad Avanta pag. 3	
--	--	--	---	---	--

				Controler manual (AngioTouch sau echivalentul acestei cerințe) și tuburi: controler manual (AngioTouch sau echivalentul acestei cerințe), tuburi de injecție și robinet cu 3 căi. Cerințe de alimentare: 220 - 240VAC, 50 – 60Hz. Consumabile – minim 100 kituri.	Contoler manual, utilizabil pana la 5 pacienti cu teaca de protectie, brosura Medrad Avanta pag. 9 Tuburi de injectare pacient AVA SPAT L cu adaptor traductor presiune pentru conectare la sistemul hemodynamic Cerințe de alimentare: 220 - 240VAC, 50 – 60Hz. DA Consumabile – minim 100 kituri. DA	
--	--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei În
calitate de: Director
Ofertantul: SC „Neotec” SRL
Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău