

Secțiunea 2: Definiții și simboluri

În următoarea listă sunt incluse prescurtările și simbolurile pentru termenii folosiți frecvent în acest manual și pe unitate de insuflare ConMed™ GS2000:

CPS™	Metoda de monitorizare a presiunii abdomenului pacientului (senzor de presiune continuă)	mmHg	Milimetri de mercur
L	Litru (sau litri)	Gas	CO ₂
L/minute	Litru pe minut (sau litri pe minut)	psi	Livre pe inch pătrat
m / ft.	Metri / picioare	kg / lbs.	Kilogram / Livre
μ	Micron	PaCO₂	Presiunea parțială a dioxidului de carbon în sânge
ULPA	Eficiență de filtrare „Ultra-Low Penetration Air” („Aer de penetrare ultra scăzut”) la 0.12μ până la 99.999%.	pCO₂	Presiunea sau tensiunea parțială a dioxidului de carbon

Acest manual oferă informații pentru operarea insuflatorului ConMed™ GS2000 (denumit în acest manual și ca „unitate” sau „dispozitiv”).



CONSULTAȚI MANUALUL DE UTILIZARE



CONSULTAȚI MANUALUL



Conținut sau prezență a ftalaților (DEHP & DBP)



CPS™ - Se aprinde când setul de tuburi CPS™ este utilizat pentru a măsura presiunea din abdomen cu o linie de detecție separată.



ECHIPOTENȚIALITATE - Interconectare pentru a asigura că toate echipamentele sunt la același potențial sau priză de pământ.



PERICOL DE ȘOC ELECTRIC
Tensiune periculoasă.



UE – NU ESTE PENTRU DEȘEURI GENERALE



NUMĂR DE SERIE



LIMITAREA UMIDITĂȚII



NUMĂR DE CATALOG



PIESĂ APLICATĂ TIP B



NU REUTILIZAȚI



ACEST PRODUS NU ESTE FABRICAT CU LATEX DIN CAUCIUC NATURAL



CODUL LOTULUI



INTRARE
Intrare gaz CO₂.



ÎNCĂLZIRE GAZ



IEȘIRE GAZ
Ieșire gaz CO₂ la pacient.



INTERFAȚĂ BIDIRECȚIONALĂ
Interfață de date RS-232.



GRAD DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PĂTRUNDERII OBIECTELOR SOLIDE
Prima cifră „3” înseamnă protejat împotriva obiectelor străine solide de 2,5 mm Ø și mai mari. A doua cifră „1” înseamnă protecție împotriva căderii verticale a picăturilor de apă.




PRODUCĂTOR



DATA FABRICAȚIEI



LEGEA FEDERALĂ (SUA) RESTRICȚIONEAZĂ ACEST DISPOZITIV LA VÂNZAREA DE CĂTRE UN MEDIC SAU LA ORDINUL ACESTUIA.



LIMITE DE TEMPERATURĂ



REPREZENTANT AUTORIZAT ÎN COMUNITATEA EUROPEANĂ



NU UTILIZAȚI DACĂ AMBALAJUL ESTE DETERIORAT



UTILIZAȚI PÂNĂ LA



NU RESTERILIZAȚI



STERILIZAT CU OXID DE ETILENĂ