

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție_ 21158051 din 23.01.2024 [ocds-b3wdp1-MD-1706012804795](#)

Obiectul de achiziției: **Lotul 5. Reagenți și consumabile de laborator**

Compatibili cu analizatorul cu chemiluminiscentă Immulite 2000 Siemens

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 5. Reagenți și consumabile de laborator Compatibili cu analizatorul cu chemiluminiscentă Immulite 2000 Siemens							
33696500	Soluție spalat Probe dimensiunea L2KPM	L2KPM	Marea Britanie	Siemens	Soluție de spulare soluție concentrată- Phosphate buffer , Detergent Triton X-100: < 0.9 % . Ambalaj 2 sticle cu 200 ml fiecare -Fiecare trebuie diluată cu 1800 ml apă distilată Stabila nedesfacută 15 - 28 °C până la data expirării. -Stabil on board 30 zile la 15 - 28 °C până la data expirării.	Soluție de spulare soluție concentrată- Phosphate buffer , Detergent Triton X-100: < 0.9 % . Ambalaj 2 sticle cu 200 ml fiecare -Fiecare trebuie diluată cu 1800 ml apă distilată Stabila nedesfacută 15 - 28 °C până la data expirării. -Stabil on board 30 zile la 15 - 28 °C până la data expirării.	
33696500	Spalator Probe dimensiunea L2PWSM	L2PWSM	Marea Britanie	Siemens	Soluție folosită pentru decontaminare 1x100 mL de soluție de Sodium Hypochlorite < 4.4 %). Trebuie să fie stabilă la 15 – 28 °C nedeschisă până la data expirării	Soluție folosită pentru decontaminare 1x100 mL de soluție de Sodium Hypochlorite < 4.4 %). Trebuie să fie stabilă la 15 – 28 °C nedeschisă până la data expirării	
33696500	Substrat	L2SUBM	Marea Britanie	Siemens	Soluție de chemiluminiscentă adamantil dioxetane fosfat ester în buffer de AMP cu îmbogățire compatibilă cu aparatul Immulite 2000, ce se utilizează împreună cu kiturile de reactivi pentru obținerea unor rezultate cantitative -Kitul trebuie să conțină 2x 205 ml pentru 1000 teste -Ambalajul trebuie să protejeze împotriva luminii Substratul să fie stabil la bord la 15-30 °C timp de 30 zile	Soluție de chemiluminiscentă adamantil dioxetane fosfat ester în buffer de AMP cu îmbogățire compatibilă cu aparatul Immulite 2000, ce se utilizează împreună cu kiturile de reactivi pentru obținerea unor rezultate cantitative -Kitul trebuie să conțină 2x 205 ml pentru 1000 teste -Ambalajul trebuie să protejeze împotriva luminii Substratul să fie stabil la bord la 15-30 °C timp de 30 zile	

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Roman Constantin

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Poseidongrup SRL

Adresa: mun Chisinau str. Sf. Vineri 32

Data completării: 05.02.2024