



Клиническая
биохимия

ООО «Агат-Мед»
105173, г. Москва, ул. Главная, 6-12
тел. (495) 777-41-92
agat@agat.ru www.agat.ru

ПАСПОРТ

Набор реагентов для определения гемоглобина в крови
гемиглобинцианидным методом
«Гемоглобин-АГАТ»
(600 опр. х 5 мл)

Серия 17/110222 Дата выпуска 02.2022 Годен до 03.2024
Количество наборов в серии 50000

Наименование показателя	Характеристика и норма по ТУ 9398-280-11498242-00	Результаты анализа
1. Внешний вид		
1.1 Трансформирующий реагент	Порошок желто-оранжевого цвета или смесь белых и оранжевых кристаллов	Смесь белых и оранжевых кристаллов
1.2 Ацетонцианидрина	Бесцветная прозрачная жидкость	Бесцветная прозрачная жидкость
1.3 Калибровочный раствор гемоглобина	Прозрачная жидкость от темно-красного до темно-коричневого цвета	Прозрачная жидкость темно-красного цвета
2. Технические характеристики		
2.1 Тест на соответствие калибратора контрольному лабораторному раствору гемоглобина 120 г/л, отклонение в %, не более	2	Соответствует
2.2 Чувствительность, г/л, не более	10	Соответствует
3. Показатели правильности определения		
3.1 Тест на "линейность" в диапазоне концентраций от 20 до 200 г/л, отклонение в %, не более	2	Соответствует
3.2 Тест на "открытие", отклонение в %, не более	2	Соответствует
3.3 Коэффициент вариации результатов определения, %, не более	2	Соответствует
3.4 Допустимый разброс результатов при параллельных определениях одной пробы разными наборами одной серии, %, не более	2	Соответствует
3.5 Время выхода оптической плотности на устойчивые показатели после добавления анализируемой пробы, мин, не более	20	Соответствует

Заключение ОКК ООО «Агат-Мед»:

Серия 17/110222 соответствует требованиям ТУ 9398-280-11498242-00

Пачальник ОКК ООО «АГАТ-МЕД» Гладун В.В.
« 01 » февраля 2022г.

