

Specificații tehnice

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1781609533980 / 21634377					Data: „16” iulie 2026	Alternativa nr.: nu sunt
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 26)						
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
3310 0000-1	12	Lotul-12- Ventilatoare pulmonare Adult, pediatric	Lotul-12- Ventilatoare pulmonare Adult, pediatric	SV300	China	Mindray	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază)Cod 110320 Descriere "Ventilatoare mecanice oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienții care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistență, menținând o ventilare adecvată. " Parametrul Specificația Tip Mobil, pe suport cu roțile obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Gama de control/setări Volum total diapazon min. 20-2,000 mL Flux inspir diapazon min. 6-180 L/min Presiune inspir diapazon min. 1-80 cm H2O Rata respiratorie diapazon min. 1-100 rpm Timp inspir diapazon min. 0-3 s. Rata I:E 1:4 la 4:1 FiO2, % 21-100 Buton pentru respirație manuală obligatoriu PEEP/CPAP diapazon min. 0-45 cm H2O Suport presiune diapazon min. 0-45 cm H2O	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază) Ventilatoare mecanice oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienții care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistență, menținând o ventilare adecvată." Da – Broșura SV300, DataSheet SV300, Manualul de utilizare SV300 Parametrul Specificația Tip Mobil, pe suport cu roțile Fotografia din DataSheet SV300 pag. 1 Tip pacient Adult, pediatric Datasheet SV300/ Ventilation Specs/ Patient Type pag. 1 Gama de control/setări Volum total 20-2,000 mL Datasheet SV300/ Controlled Parameters/ TV pag. 1 Flux inspir maxim 210 L/min Datasheet SV300/ Gas Supply/ Peak flow pag. 2 Presiune inspir 1-80 cmH2O Datasheet SV300/Controlled Parameters/ PInsp pag. 1 Rata respiratorie 1-100 rpm Datasheet SV300/Controlled Parameters/ f pag. 1 Timp inspir 0,1 – 10 s Datasheet SV300/Controlled Parameters/ TInsp pag. 1 Rata I:E 1:10 la 4:1 Datasheet SV300/Controlled Parameters/ I:E pag. 1 FiO2, % 21-100 Datasheet SV300/Controlled Parameters/ O2% pag. 1 Buton pentru respirație manuală Manual Breath - Datasheet SV300/Special Functions and Procedures pag. 3 PEEP/CPAP 0-50 cmH2O Datasheet SV300/Controlled Parameters/ PEEP pag. 1 Suport presiune 0-80 cm H2O Datasheet SV300/Controlled Parameters/ Psupp pag. 1	Registrul de stat: DM00027441 9

							Mecanism trigger Presiune Flux Ajustarea presiunii pantă/rampă obligatoriu Funcția suspin obligatoriu Buton 100 % O2 obligatoriu Timpul maxim activ al butonului 100 % O2 2 min Blocarea panoului de control obligatoriu Moduri de operare Modul A/C A/C Volum respirator obligatoriu A/C presiune respiratorie obligatoriu Modul SIMV SIMV volum respirator obligatoriu SIMV presiune respiratorie obligatoriu Modul CPAP CPAP, CPAP/suport presiune (PS) obligatoriu Modul Apnea-backup obligatoriu Ventilație neinvazivă, NIV obligatori Parametri monitorizați/afișați Presiunea inspiratorie maximă obligatoriu Presiunea medie în căile respiratorii obligatoriu Presiunea PEEP obligatoriu Volumul total obligatoriu Monitorizarea FiO2 obligatoriu	Mecanism trigger: Presiune OFF, -20 – 0,5 cmH2O Datasheet SV300/Controlled Parameters/ Pressure Trigger pag. 1 Flux OFF, 0,5 – 20 L/min Datasheet SV300/Controlled Parameters/ Flow Trigger pag. 1 Ajustarea presiunii pantă/rampă Tslope Datasheet SV300/ Controlled Parameters/ Tslope pag. 1 Funcția suspin Sigh - Datasheet SV300/Special Functions and Procedures pag. 3 Buton 100 % O2 - Datasheet SV300/Special Functions and Procedures pag. 3 Timpul maxim activ al butonului 100 % O2 2 min Manual de utilizare SV300/ 10.5 O2 pag. 10-3 Blocarea panoului de control Lock Screen - Manual de utilizare SV300/ Lock Screen pag. 4-20 Moduri de operare: Modul A/C A/C Volum respirator V-A/C -Datasheet SV300/ Ventilation Specs/ Ventilation Mode pag. 1 A/C presiune respiratorie P-A/C -Datasheet SV300/ Ventilation Specs/ Ventilation Mode pag. 1 Modul SIMV SIMV volum respirator V-SIMV -Datasheet SV300/ Ventilation Specs/ Ventilation Mode pag. 1 SIMV presiune respiratorie P-SIMV -Datasheet SV300/ Ventilation Specs/ Ventilation Mode pag. 1 Modul CPAP CPAP, PSV (Pressure Support Ventilation) - Datasheet SV300/ Ventilation Specs/ Ventilation Mode pag. 1 Modul Apnea-backup Apnea Ventilation -Datasheet SV300/ Ventilation Specs/ Ventilation Mode pag. 1 Ventilație neinvazivă NIV -Datasheet SV300/ Ventilation Specs/ Ventilation Mode pag. 1 Parametri monitorizați/afișați: Presiunea inspiratorie maximă Ppeak -Datasheet SV300/ Monitored Parameters/ Airway pressure range pag. 2 Presiunea medie în căile respiratorii Pmean - Datasheet SV300/ Monitored Parameters/ Airway pressure range pag. 2 Presiunea PEEP Datasheet SV300/ Monitored Parameters/ Airway pressure range pag. 2 Volumul total TV Datasheet SV300/ Monitored Parameters/ Tidal Volume range pag. 2 Monitorizarea Inspired Oxygen (FiO2) Datasheet SV300/ Monitored Parameters/ Inspired Oxygen pag. 2	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							Rata respiratorie obligatoriu Timp inspir obligatoriu Timp expir obligatoriu Rata I:E obligatoriu Volumul minutar spontan obligatoriu Alarmer pacient FiO2 mare/mic obligatoriu Volum minutar mare/mic obligatoriu Presiune inspir mare/mică obligatoriu PIP mare obligatoriu PEEP mare obligatoriu Lipsă PEEP obligatoriu Apnea obligatoriu Presiune/ocluzie continuă ridicată obligatoriu Inversare IE obligatoriu Circuit respirator deconectat obligatoriu Alarmer echipament Lipsă alimentare gaz obligatoriu Lipsă alimentare electrică obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Eroare de sistem Sensor decalibrat, scurgere prin valve	Rata respiratorie f Datasheet SV300/ Monitored Parameters/ Frequency range pag. 2 Timp inspir – Tinsp - Datasheet SV300/ Monitored Parameters/ Tinsp pag. 2 Timp expir da, poate fi calculat din Ti și rata I:E - Datasheet SV300/ Monitored Parameters/ Tinsp/ I:E pag. 2 Rata I:E Datasheet SV300/ Monitored Parameters/ I:E pag. 2 Volumul minutar spontan MVspn Datasheet SV300/ Monitored Parameters/ Minute volume range/ MVspn pag. 2 Alarmer pacient: FiO2 mare/mic - Datasheet SV300/ Alarm settings/ Inspired Oxygen (FiO2) pag. 2 Volum minutar mare/mic - Datasheet SV300/ Alarm settings/ Minute volume pag. 2 Presiune inspir mare - Datasheet SV300/ Alarm settings/ Airway Pressure pag. 2 Presiune inspir mică - Manual de utilizare SV300/ PInsp Not Achieved pag. D-7 PIP mare - Datasheet SV300/ Alarm settings/ Airway Pressure pag. 2 PEEP mare - Manual de utilizare SV300/ PEEP Too High pag. D-6 Lipsă PEEP - Manual de utilizare SV300/ PEEP Too Low pag. D-6 Apnea - Datasheet SV300/ Alarm settings/ Apnea alarm time pag. 2 Presiune/ocluzie continuă ridicată - Manual de utilizare SV300/ Airway Obstructed pag. D-6 Inversare IE - Fotografie atașată în fișierul Date Tehnice Circuit respirator deconectat - Manual de utilizare SV300/ Tube Disconnected? pag. D-7 Alarmer echipament Lipsă alimentare gaz - Manual de utilizare SV300/ O2 Supply Failure pag. D-8 Lipsă alimentare electrică – notificare care subînțelege lipsa de alimentare electrică este: "Battery in use" - Manual de utilizare SV300/ Battery in Use pag. D-4 Baterie descărcată - Manual de utilizare SV300/ Low Battery pag. D-4 Eroare de sistem - Manual de utilizare SV300/ Device Failures & Technical Errors pag. D-5 Sensor decalibrat - Manual de utilizare SV300/ Please perform pressure & flow calibration pag. D-9	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							Autodiagnostic obligatoriu Interfața pacientului Raportarea alarmelor și starea Afișare pe display obligatoriu rețea centralizată Posibilitatea conectării în obligatoriu Display LCD TFT obligatoriu Mărimea ≥ 12 inch Compresor de aer sau turbină integrat în dispozitiv obligatoriu Alimentare Pneumatică Gazele comprimate aer, O2 bar Presiunea în rețea 3 - 6 Hz Electrică Rețea electrică 220 V, 50 obligatoriu Baterie internă reincărcabilă obligatoriu Timp operare baterie ≥ 1 h Accesorii Circuit respiratoriu tip reutilizabil Adult 2 set., să se indice codul produsului Mască respiratorie tip reutilizabilă Adult 2 set., să se indice codul produsului Umidificator Indicați modelul oferit model Cameră de umidificare tip reutilizabilă 1 set., să se indice codul produsului Compatibil cu ventilatorul obligatoriu Suport pe roțile Să se indica modelul oferit model Min. 4 roțile obligatoriu Min. 2 roți cu frână obligatoriu Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii obligatoriu	scurgere prin valve lucru exclus, valvele sunt testate în timpul diagnosticului sistemului pneumatic „System Check” -Manual de utilizare SV300/ 6.2 System Check pagina 6-1 - 6-2 Autodiagnostic - Manual de utilizare SV300/ 6.2 System Check pagina 6-1 - 6-2 Interfața Raportarea alarmelor și starea pacientului Afișare pe display - Recent Alarm - Manual de utilizare SV300/ 11.8 Recent Alarm pag. 11-6 Posibilitatea conectării în rețea centralizată - Network connector - Manual de utilizare SV300/ Connector/ Network connector pag. B-4 Display LCD TFT Datasheet SV300/ Display/ Screen pag. 1 Mărimea 12.1 inch Datasheet SV300/ Display/ Screen pag. 1 Turbină de aer integrată - Blower Datasheet SV300/ Air supply (Blower) pag. 2 Alimentare Pneumatică Gazele comprimate: aer și O2 - Datasheet SV300/ Gas Supply O2 și Air Supply (Blower) pag. 2 și 3 Presiunea în rețea 2,8 - 6 bar - Datasheet SV300/ Gas Supply/ Gas Supply pressure pag. 2 Electrică Rețea electrică 100 - 240V, 50/60 Hz - Datasheet SV300/ External AC power supply pag. 3 Baterie internă reincărcabilă de tip Li-ion - Datasheet SV300/ Internal battery pag. 3 Timp operare baterie 3 h - Datasheet SV300/ Internal battery pag. 3 Accesorii incluse în ofertă: Circuit respiratoriu tip reutilizabil Adult 2 set. PN: 040-001892-00 – Manualul de utilizare SV300 pag. 14-2 Mască respiratorie tip reutilizabilă Adult 2 set. PN: 040-001861-00 – Manualul de utilizare SV300 pag. 14-2 Umidificator Indicați modelul oferit model Jike SH330 PN: 115-018049-00 – Manualul de utilizare SV300 pag. 14-3 Cameră de umidificare tip reutilizabilă 1 set. PN: 040-001530-00 – Manualul de utilizare SV300 pag. 14-4 Compatibil cu ventilatorul da Suport pe roțile PN: 115-025215-00 – Manualul de utilizare SV300 pag. 14-6 4 roțile – Manualul de utilizare SV300/ 2.2 Equipment Appearance pag. 2-2 – 2-5 Toate 4 roți dotate cu frână – Manualul de utilizare SV300/ 2.2 Equipment Appearance pag. 2-2 – 2-5 Braț articulat pentru fixarea furtunelor respiratorii – Manualul de utilizare SV300/ 2.2 Equipment Appearance pag. 2-2 – 2-5	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

							Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare obligatoriu Miner pentru transportare obligatoriu	Suport pentru fixarea/atașarea cablurilor electrice, furtunul aer, oxigen pentru transportare, depozitare – Manualul de utilizare SV300/ 2.2 Equipment Appearance pag. 2-2 – 2-5 Miner pentru transportare – Manualul de utilizare SV300/ 2.2 Equipment Appearance pag. 2-2 – 2-5	
3310 0000- 1	13	Lotul-13- Mașină de anestezie (caracteristici de bază)	Lotul-13- Mașină de anestezie (caracteristic i de bază)	A3 + uMEC 100	China	Mindray	Mașină de anestezie (caracteristici de bază) Cod 110110 Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificația Prize de gaz O2, Aer Display mașina de anestezie Color TFT sau LCD Debitmetre tipul Mecanice gaz O2, Air gama, L/min diapazon min. 1 – 15 Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran obligatoriu Sevofluran obligatoriu Halothan obligatoriu număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv ≥ 1 unitate obligatoriu Sevofluran obligatoriu interlock obligatoriu sistem de absorbție obligatoriu Mecanisme de siguranță siguranța O2 acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic obligatoriu Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal moduri de ventilație Manual/spontan, VCV, PCV, PS volumul Tidal, ml diapazon min. 20-1500 frecvența respirației/minut diapazon min. 5 – 100	Mașină de anestezie (caracteristici medii) Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical - Broșura A3, DataSheet A3 Parametru Specificația Prize de gaz O2, Aer standard NIST - DataSheet A3/ Pipeline Supply pag. 2 Display mașina de anestezie 12,1", color LCD touch screen - DataSheet A3, Main Screen pag. 1 Debitmetre tipul electronice - DataSheet A3/ Pipeline Supply Pressure Monitoring / Display type pag. 2 gaz O2, Air - DataSheet A3/ Pipeline Supply pag. 2 gama, L/min diapazon min. 1 – 15 - DataSheet A3/ Electronic Flow Meters pag. 2 Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran, Sevofluran, Halothan și Dezofluran - DataSheet A3/ Vaporizers pag. 3 număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv 1 unitate - DataSheet A3/ Vaporizers/ Position pag. 3 Sevofluran - V60 Sevofluran inclus în ofertă! - DataSheet A3/ Vaporizers pag. 2 Selectatec cu funcție de interlock - DataSheet A3/ Vaporizers/ Mounting mode pag. 3 sistem de absorbție - Manual de utilizare V60 Abesthetic Vaporizer/ 11 Theory of Operation pag. 11-1 – 11-2 Mecanisme de siguranță siguranța O2 acustică, vizuală - DataSheet A3/ O2 Controls pag. 2 siguranță de amestec hipoxic - O2 ratio controller - Manual de utilizare A3/ 6.5.1 Set O2, N2O and Air Inputs pag. 6-4 Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal – Broșura A3/ Precise and individualized ventilation pag. 3 moduri de ventilație Manual/spontan, VCV, PCV, PS - DataSheet A3/ Modes of Ventillation pag. 1 volumul Tidal, ml diapazon min. 10-1500 - DataSheet A3/ Tidal Volume pag. 1 frecvența respirației/minut diapazon 2 – 100 - DataSheet A3/ Respiration rate pag. 1	Registrul de Stat: DM000821381 + DM000669804

						fluxul inspirator, L/min diapazon min. 3-40 raportul I:E minim 4:1 la 1:4 pauză de inspirație obligatoriu limita de presiune, cmH2O diapazon min. 10-70 PEEP, cmH2O diapazon min. 4-30 Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) obligatoriu Sistem de management al consumului de agent anestezic opțional Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune obligatoriu Alarmă presiune subatmosferică obligatoriu Continuarea alarma presiune obligatoriu Presiune scăzută / apnee obligatoriu Alte alarme de presiune obligatoriu Volumul expirator / flux obligatoriu Volumul minut, l/min obligatoriu Concentrația de O2 Alarmă apnea obligatoriu Timp de răspuns, sec <30 Concentrația de CO2	flux inspirator - Volum minutar (MV): 180 L/min + Fluxul de gaz proaspăt - DataSheet A3/ Ventilator Performance pag. 2 raportul I:E minim 4:1 la 1:10 - DataSheet A3/ I:E pag. 1 pauză de inspirație OFF, 5% - 60% - DataSheet A3/ Tpause pag. 2 limita presiune, cmH2O diapazon 10-100 - DataSheet A3/ Plimit pag. 1 PEEP, cmH2O diapazon 2-50 - DataSheet A3/ PEEP pag. 2 Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor – Manualul de utilizare A3/ 5.4 System Check pag. 5-5 AGSS sistem pasiv de evacuare (sistem de evacuare a gazelor anestezice) - DataSheet A3/ AGSS/ Pasive pag. 2 Sistem de management al consumului de agent anestezic – opțional – Manualul de utilizare A3/ 8.3 Agent Usage Calculation pag. 8-3 – 8-4 Parametri monitorizați și afișați pe display: Presiunea de aer: Alarmă de înaltă presiune - DataSheet A3/ Alarm Setting/ Paw High pag. 2 Alarmă presiune subatmosferică – Manual de utilizare A3/ 13.14 Alarms pag. 13-33 Continuarea alarma presiune – Manual de utilizare A3/ 1.1.3 Notes/ „The equipment is intended to be operated with its integral Continuous Pressure Alarm in use.”, pag. 1-10 Presiune scăzută / apnee - DataSheet A3/ Alarm Setting/ Paw Low & Apnea Alarm pag. 2 Alte alarme de presiune: Continuous Airway Pressure & Negative Pressure – Manual de utilizare A3/ 11.8.1 Physiological Alarm Messages pag. 11-9 – 11-10 Volumul expirator / flux - DataSheet A3/ Alarm Setting/ MV & TV pag. 2 Volumul minut, l/min - DataSheet A3/ Alarm Setting/ MV & TV pag. 2 Concentrația de O2 - DataSheet A3/ Alarm Setting/ FiO2 pag. 2 Alarmă apnea - DataSheet A3/ Alarm Setting/ Apnea alarm pag. 2 Timp de răspuns, sec <20 - DataSheet A3/ Oxygen Sensor/ Response time pag. 3 Concentrația de CO2 - DataSheet A3/ Anesthesia Gas (AG) Module/ Monitoring range pag. 3	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						Alarmă apnee obligatoriu Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran Auto indentificarea gazelor anestezice obligatoriu Alarmă concentrare agent obligatoriu Determinarea și afișarea valorii MAC obligatoriu Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie obligatoriu determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici obligatoriu Celulă determinare O2 tip paramagnetică sau galvanică obligatoriu Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display Color TFT sau LCD obligatoriu monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale obligatoriu Posibilitatea de fixarea a monitorului de/pe mașina de anestezie obligatoriu baterie internă reîncărcabilă obligatoriu interfață de comunicare cu altele obligatoriu Modulele hemodinamice incluse Electro-cardio-grama (ECG) frecvența cardiacă obligatoriu traseul ECG obligatoriu analiza și măsurarea segmentui ST obligatoriu determinarea cel puțin 20 de aritmii obligatoriu Puls-oximetria (SpO2) fotopletismografia obligatoriu valoarea SpO2 obligatoriu indicile de perfuzie obligatoriu	Alarmă apnee obligatoriu – Manual de utilizare A3/ Set CO2 Alarms pag. 6-7 Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran - DataSheet A3/ Oxygen Sensor/ Response time pag. 3 Auto indentificarea gazelor anestezice – Manual de utilizare A3/ 8.1 Introduction pag. 8-2 Alarmă concentrare agent – Manual de utilizare A3/ 8.7.9 Set Alarm Limits pag. 8-7 Determinarea și afișarea valorii MAC – Manual de utilizare A3/ 8.2 MAC Values pag. 8-2 Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie - Modul Plug&Play – Broșura A3 pag. 2 determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici - DataSheet A3/ Anesthesia Gas (AG) Module/ Monitor gases pag. 3 Celulă determinare O2 tip paramagnetică - DataSheet A3/ Anesthesia Gas (AG) Module/ Monitoring range pag. 3 Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale model uMEC 100 display 10 inch, color LCD, touch screen – DataSheet 100/120/150 / Physical Specifications/ Display screen pag. 2 monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale uMEC 100 fixarea monitorului de masina de anestezie prin intermediului suportului dedicat PN: 115-066028-00 – Catalog cu accesorii pag. 49 baterie internă reîncărcabilă tip Li-Ion 2600 mAh – DataSheet 100/120/150 / Power/ Battery pag. 4 interfață de comunicare cu altele: LAN/VGA/USB – DataSheet 100/120/150 / Interfacing pag. 4 Modulele hemodinamice incluse: Electro-cardio-grama (ECG) frecvența cardiacă - DataSheet 100/120/150 / ECG pag. 2 traseul ECG - Traseul ECG codificat cu verde – Broșura 100/120/150 analiza și măsurarea segmentui ST - DataSheet 100/120/150 / ST Segment Analysis pag. 2 determinarea 27 de aritmii - DataSheet 100/120/150 / Arrhythmia analysis pag. 2 Puls-oximetria (SpO2) - DataSheet 100/120/150 / SpO2 pag. 2 valoarea SpO2 - DataSheet 100/120/150 / SpO2/ Range pag. 2 indicile de perfuzie - DataSheet 100/120/150 / SpO2/ PI pag. 2	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) obligatoriu Respirația (impedența transtoracică) obligatoriu Temperatura obligatoriu Alarmer prioritare 3 Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220V ≥ 3 buc obligatoriu Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu autonomie de lucru ≥ 1h obligatoriu Sertar pentru depozitare ≥ 3 buc obligatoriu Frînă centralizată pentru fixarea aparatului sau sistem clasic de blocare a minim două roți obligatoriu Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen 1 buc. Circuit de ventilare Adult, reutilizabil ≥ 2 set., să se indice codul articolului Plămîn de test Adult, reutilizabil ≥ 2 buc., să se indice codul articolului Senzor de flux Reutilizabil ≥ 1 buc., să se indice codul articolului Filtru antibacterial Adult, unică utilizare ≥ 100 buc., să se indice codul articolului Accesorii modul de gaz Adult ≥ 2 set., să se indice codul articolului Cablu ECG Adult, reutilizabil 3 fire ≥ 1 buc., să se indice codul articolului	Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) - DataSheet 100/120/150 / NIBP pag. 3 Respirația (impedența transtoracică) - DataSheet 100/120/150 / Respiration pag. 2 Temperatura - DataSheet 100/120/150 / Temperature pag. 2 Alarmer prioritare 3: Clasificarea de bază a alarmelor: Fiziologică, Tehnică și Notificări - Manual de utilizare A3/ 11.1.2 Types of Alarms and Messages pag. 11-2 Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz - DataSheet A3/ Electrical Specifications/ Power input pag. 3 Prize auxiliare 220 V - 3 buc - DataSheet A3/ Auxiliary Electrical Outlets pag. 3 Baterie internă reîncărcabilă - DataSheet A3/ Electrical Specifications/ Battery Power pag. 3 autonomie de lucru 2h - DataSheet A3/ Electrical Specifications/ Battery Power/ Run-time pag. 3 Sertar pentru depozitare 3 buc - DataSheet A3/ Drawer pag. 1 Sistem clasic de blocare a patru roți - DataSheet A3/ Casters pag. 1 Presiune de alimentare cu gaze 2,8 - 6 bar - DataSheet A3/ Pipeline Supply/ Input range pag. 2 Accesorii incluse în ofertă: Furtunul cu conector tip DIN, de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. PN: 082-001213-00 Germany Standard – Catalog Mindray „Anesthesia accessory” pag. 46 Furtunul cu conector tip DIN de conectare la sursa de oxigen 1 buc. PN: 082-001212-00 Germany Standard – Catalog Mindray „Anesthesia accessory” pag. 46 Circuit de ventilare Adult, reutilizabil 2 set. + Plămîn de test Adult, reutilizabil 2 buc. PN: 115-031780-00 Reusable breathing circuit accessory kit, Adult, – Catalog Mindray „Anesthesia accessory” pag. 12 Senzor de flux Reutilizabil 1 buc. PN: 115-008264-00 Flow sensor kit – Catalog Mindray „Anesthesia accessory” pag. 20 Filtru antibacterial Adult, unică utilizare 100 buc. PN: 040-001831-00 Bacteria Filter, disposable – Catalog Mindray „Anesthesia accessory” pag. 9 Accesorii modul de gaz Adult 2 set. PN: 115-024752-00 Sidestream CO2 accessory kit, Adult/Pediatric – Catalog Mindray „Anesthesia accessory” pag. 23 Cablu ECG Adult, reutilizabil 3 fire - 1 buc model EA6232A – Catalog Mindray pag. 3	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							Electrozi ECG Adult, unica utilizare ≥ 100 buc., să se indice codul articolului Senzor SpO2 Adult, reutilizabil ≥ 1 Buc., să se indice codul articolului Manșete NIBP Adult, reutilizabilă ≥ 2 buc., să se indice codul articolului Adult mare, reutilizabilă ≥ 2 buc., să se indice codul articolului Senzor de temperatură Adult, reutilizabil ≥ 1 buc., să se indice codul articolului	Electrozi ECG Adult, unica utilizare - 100 buc. (040-002711-00 Adult ECG electrode (INTCO) – Catalog Mindray pag. 20) Senzor SpO2 Adult, reutilizabil - 1 Buc. (512F – Catalog Mindray pag. 24) Manșete NIBP Adult, reutilizabilă - 2 buc. (CM1203 Adu), + Adult mare, reutilizabilă - 2 buc. (CM1204 Large Adu) - (Catalog Mindray pag. 39) Senzor de temperatură Adult, reutilizabil - 1 buc. (MR403B – Catalog Mindray pag. 53)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. "Dutchmed-M" S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21, of. S108