

Anexa nr. 22
la Documentația
standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1751368889564 din 15.07.2025
Obiectul achiziției: Mașini de spălat și dezinfectat instrumente stomatologice

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mașină de spălat și dezinfectat instrumente stomatologice	Masina de spalat instrumente Eurosafe 60, Euronda 123060	Italia	Euronda	• Pre-spalare, spalare, dezinfectare termica (90°C - 95°C) si uscare intr-un singur ciclu • Rezervor: 50 - 60l, care poate fi utilizat in dezinfectarea termica a unei game largi de obiecte, inclusiv piese de mana, casete si containere • Interfata: cu posibilitatea de a se utiliza pentru a programa pana la 40 de cicluri • Ciclurile: cu posibilitatea de a se personaliza in functie de nevoile specifice si materiale, ajustand setari precum timpul de spalare si temperatura • Posibilitate de validare si inregistrare a datelor tuturor ciclurilor de dezinfectare, acestea putand fi salvate pe un USB si transferate pe computer • Ecologica, consum: 1.5kW - 1.7kW si 10-12 litri apa in timpul unui	Euronda Eurosafe 60 - masina de spalat Avantaje: Pre-spalare, spalare, dezinfectare termica (90°C) si uscare intr-un singur ciclu Rezultate efective si eficiente intr-un timp mai scurt si cu mai putine riscuri pentru operator Rezervor mare, de 60l, care poate fi utilizat in dezinfectarea termica a unei game largi de obiecte, inclusiv piese de mana, casete si containere Interfata prietenoasa se poate utiliza pentru a programa pana la 40 de cicluri Ciclurile se pot personaliza in functie de nevoile specifice si materiale, ajustand setari precum timpul de spalare si temperatura Trasabilitate completa si sigura, mult mai eficienta atunci cand este conectata cu alte aparate din gama Euronda Pro System	

				ciclu scurt • Sistemul de spalare: prin injectie • Display LCD • Conexiune internet • Dispenser: automat care ajusteaza cantitatea de detergent • Sistemul de uscare: cu abur • Brate de spalare: din otel inoxidabil AISI 300 L - 320L • Camera de spalare: cu margini rotunjite • Sistem de siguranta: nu permite deschiderea usii in timpul spalarii • Gama larga de accesorii • Programe presetate: minim 20 Date tehnice: • Putere totala: 2750W, 230V • Putere V Pump: 150W • Greutate: 50 – 70 kg • Dimensiuni (W x H x D): (500-600) x (750-850) x (500mm-600mm)	Valideaza si inregistreaza datele tuturor ciclurilor de dezinfectare, acestea putand fi salvate pe un USB si transferate pe computer Ecologica, consumand doar 1.7kW si 12 litri apa in timpul unui ciclu scurt Sistemul de spalare prin injectie trimite jeturi de apa directionate, obtinandu-se astfel rezultate excelente la curatare Display LCD Conexiune Ethernet Timp mai scurt de lucru Dispenser automat care ajusteaza cantitatea de detergent Sistemul de uscare cu abur asigura ca orice urma de apa este indepartata din interiorul si exteriorul instrumentelor Conceputa pentru maxim de siguranta Brate de spalare din otel inoxidabil AISI 316L Camera de spalare cu margini rotunjite Sistem de siguranta care nu permite deschiderea usii in timpul spalarii Gama larga de accesorii 20 programe presetate Date tehnice: Putere totala: 2750W, 230V Putere V Pump: 150W Greutate: 62kg Dimensiuni (W x H x D): 560 x 825 x 577mm Articole despre produs: Masina de Spalat si Dezinfectat – Ce este si cum se foloseste? Prezentare: Euronda Eurosafe 60 - 1 bucata Documentatie: Manual de utilizare	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Popa În calitate de: Administrator
Ofertantul: Unident-AS SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocailor, 1