

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1588764073709](#)

Denumirea procedurii de achiziție: achiziționare monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	LOT 1 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza Adult, Pediatric)	K12	China	Creative Medical	Conform anuntului de participare	<p>Tip pacient Adult, pediatric da</p> <p>Display, tip Diagonala 12 inch</p> <p>LCD TFT</p> <p>"Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim</p> <p>Parametri afișați Semnal ECG</p> <p>Pulsul</p> <p>SpO2</p> <p>Fotopletismograma</p> <p>Presiunea sanguină neinvaziv</p> <p>Temperatura</p> <p>Analiza automată a undei ST</p> <p>Trendingul ST da</p> <p>Media în analiza segmentului ST da</p> <p>Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" da</p> <p>I, II, III da</p> <p>Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV</p> <p>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz <math>\geq</math> 100 dB</p> <p>Rata cardiacă 15 - 350 bpm</p> <p>Detectarea aritmiei da</p> <p>Detectarea pacemaker da</p> <p>Monitorizarea respirației Adult 0 - 120 rpm</p> <p>"Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" da</p>	CE/ISO

						<p>Modul SpO2 Diapazonul 0 - 100%  Acuratețea la 70 - 100% <math>\leq 2\%</math>  Monitorizarea rata pulsului 0 - 250 bpm  Monitorizarea pletismogramei da  "Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat"- Nellcor  Modul NIBP Diapazonul Adult 10 - 275 mmHg  Regim de măsurare manual, automat, butonul Start  Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.  "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" da  Metoda de măsurare oscilometrică  "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg  Modul Temperatura Diapazonul 0 - 51.0 °C  Rezoluția 0.2 °C  Număr de senzori 1 unit.  Protocoale de lucru preprogramate da  Protocoale de lucru setate de utilizator da  Memorie internă da  Trendingul evenimentelor da  Arhivarea datelor da  Imprimantă Incorporată da  Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s  Înscriere continuă da  Preprogramate da  Personalizate da  Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da  Baterie internă da  Timp de lucru autonom a bateriei minim 3 h  Interfața de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da  Alarma Vizuala, sonora  Manjetă deconectată da  Manjetă defect da  Senzor SpO2 deconectat da  Senzor SpO2 defect da  Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită da</p>	
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

						Nivelul baterie scăzut da Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: este aplicată semnatura electronică

Numele, prenumele: Dobrea Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: BERHORD FARMED SRL Adresa: str. Cărămidarilor 36, MD -2059, Chisinau, Moldova

Data – 13.05.20