

Corespondere și lista componentelor echipamentului oferit

<i>Analizator hematologic Spincell 5 Compact</i>		
Cantitatea		1
Descriere	Pentru realizarea examinărilor hematologice în sângele venos și componente sanguine eritrocitare, trombocitare și plasmatice	
	Parametru	Coresponderea parametrului
Metode de măsurare caracteristice tipului:	5 DIF	da
	Impendansmetrică	da
	fotometrică	da
	citometria fluorescentă în flux.	da
Parametri determinați și calculați	în sângele venos (nativ) recoltat pe EDTAK3: WBC/BC/HGB/HCT/MCV/MCH/MCHC/PLT/LYM #,%/MON #,%/NEU #,%/BAS #,%/EOS #,%/IG #,%/RDW/PDW/MicroR/MacroR/MPV/P- LCR/PCT/NRBC #,%/RET #,%/IRF/LFR/MFR/HFR/RET-He/RBC-He/Delta- He/HYPO-He/HYPER-He/IPF % /RBC	da
	în componente sanguine eritrocitare, trombocitare, plasmatice conservate pe soluții de conservare CFDA, CFD, citrat de natriu 4% RBC /PLT/HGB/HCT/WBC	da
Limita de detecție Conform intervalelor de referință prestabilite de producător		da
Sânge venos (nativ) Hemoglobin mg/L în componente sanguine CE,CED,CEDL,CEDLAD,CEAD		da
Componente sanguine: Hematocrit %/L în componente sanguine CE,CED,CEDL,CEDLAD,CEAD Leucocite 106 /litru în componente sanguine CEDL,CEDLAD (deleucocitate) Leucocite 109/litru în componente sanguine CE,CED, CEAD Plachete -1011/litru în componente sanguine PLT CPL,CPLA,CPLAD,AMCPL,AMCPLDL Eritrocite -109/litru în componentul sanguin PLT Plachete-109/ litru în componentul sanguin PLT Plachete-109/ litru în componentul sanguin PLT Plachete-106/ litru în componentul sanguin PLT deleucocitat		da
Diluarea: automată		da
Control al calității: cel puțin 3 nivele, construirea tabelor și graficelor de calibrare		da