



## Universa® Soft Ureteral Stent Set

Used for temporary internal drainage from the ureteropelvic junction to the bladder. Set includes stent, wire guide and positioner.

**CAUTION: Periodic evaluation is advised; stent must not remain indwelling more than 6 months.**

Global Product Number	Order Number	Fr	Length cm
<b>Set</b>			
G54091	USI-512	4.7	12
G54092	USI-514	4.7	14
G54093	USI-516	4.7	16
G54094	USI-518	4.7	18
G54095	USI-520	4.7	20
G54096	USI-522	4.7	22
G54097	USI-524	4.7	24
G54098	USI-526	4.7	26
G54099	USI-528	4.7	28
G54123	USI-612	6.0	12
G54124	USI-614	6.0	14
G54125	USI-616	6.0	16
G54127	USI-620	6.0	20
G54128	USI-622	6.0	22
G54129	USI-624	6.0	24
G54130	USI-626	6.0	26
G54131	USI-628	6.0	28
G54140	USI-724	7.0	24
G54141	USI-726	7.0	26
G54142	USI-728	7.0	28
G54149	USI-826	8.0	26
G54150	USI-828	8.0	28
<b>Stent and Positioner</b>			
G54225	USI-522-R	4.7	22
G54226	USI-524-R	4.7	24
G54227	USI-526-R	4.7	26
G54399	USI-528-R	4.7	28
G54406	USI-622-R	6.0	22
G54409	USI-624-R	6.0	24
G54411	USI-626-R	6.0	26
G54413	USI-628-R	6.0	28
G54121	USI-724-R	7.0	24
G53994	USI-726-R	7.0	26
G53997	USI-728-R	7.0	28

## Universa® Soft Ureteral Stent (cont.)

Global Product Number	Order Number	Fr	Length cm
-----------------------	--------------	----	-----------

**Stent Only**

G53966	USI-526-B	4.7	26
G53974	USI-624-B	6.0	24
G53975	USI-626-B	6.0	26
G53976	USI-628-B	6.0	28
G53982	USI-726-B	7.0	26
G53984	USI-728-B	7.0	28

**Stent Set with Roadrunner® Wire Guide**

G53953	USI-524-RPC	4.7	24
G53954	USI-526-RPC	4.7	26
G53955	USI-528-RPC	4.7	28
G53929	USI-624-RPC	6.0	24
G53930	USI-626-RPC	6.0	26
G53938	USI-628-RPC	6.0	28
G53943	USI-724-RPC	7.0	24
G53944	USI-726-RPC	7.0	26
G53945	USI-728-RPC	7.0	28
G53951	USI-826-RPC	8.0	26

**Stent Set with Roadrunner Wire Guide and Lockable Pusher**

G53915	USI-526-RPC-LP	4.7	26
G54284	USI-622-RPC-LP	6.0	22
G54285	USI-624-RPC-LP	6.0	24
G54286	USI-626-RPC-LP	6.0	26
G54287	USI-628-RPC-LP	6.0	28
G54288	USI-724-RPC-LP	7.0	24
G54289	USI-726-RPC-LP	7.0	26
G54290	USI-728-RPC-LP	7.0	28

**Stent Set with Lockable Pusher**

G54347	USI-526-LP	4.7	26
G54348	USI-528-LP	4.7	28
G54352	USI-624-LP	6.0	24
G54353	USI-626-LP	6.0	26
G54354	USI-628-LP	6.0	28
G54357	USI-722-LP	7.0	22
G54359	USI-726-LP	7.0	26
G54360	USI-728-LP	7.0	28

## Universa® Soft Ureteral Stent (cont.)

Global Product Number	Order Number	Fr	Length cm
<b>Closed-End Stent Set</b>			
G54107	USI-624-CE	6.0	24
G54108	USI-626-CE	6.0	26
G54109	USI-628-CE	6.0	28
G54113	USI-726-CE	7.0	26
<b>Closed-End Stent Only</b>			
G54326	USI-526-CE-B	4.7	26
G54327	USI-528-CE-B	4.7	28
G54328	USI-626-CE-B	6.0	26
G54329	USI-628-CE-B	6.0	28
G54330	USI-726-CE-B	7.0	26
G54331	USI-728-CE-B	7.0	28
<b>Closed-End Stent with Lockable Pusher</b>			
G54292	USI-624-CE-LP	6.0	24
G54293	USI-626-CE-LP	6.0	26
G54321	USI-628-CE-LP	6.0	28
G54322	USI-726-CE-LP	7.0	26
<b>Stent with Tether and Positioner</b>			
G54281	USI-724-R-T	7.0	24
G54282	USI-726-R-T	7.0	26
G54283	USI-728-R-T	7.0	28
<b>Stent with Tether</b>			
G54236	USI-624-T	6.0	24
G54235	USI-626-T	6.0	26
G54234	USI-628-T	6.0	28
<b>Stent with Pigtail Distal Sideports Only and Lockable Pusher</b>			
G54390	USI-628-LP-PD	6.0	28
G54389	USI-728-LP-PD	7.0	28
<b>Stent with Pigtail Sideports Only</b>			
G54385	USI-726-P	7.0	26

Français **Set d'endoprothèse urétérale souple Universa®**

Utilisé pour effectuer un drainage interne temporaire entre la jonction pyélo-urétérale et la vessie. Le set comprend une endoprothèse, un guide et un positionneur.

**MISE EN GARDE :** Une évaluation périodique est recommandée ; l'endoprothèse ne doit pas rester à demeure plus de 6 mois.

Deutsch **Universa® Soft Ureter Stentset**

Dient zur vorübergehenden internen Drainage aus dem pyeloureteralen Übergang in die Blase. Das Set enthält einen Stent, einen Führungsdraht und einen Positionierer.

**VORSICHT:** Es empfehlen sich regelmäßige Kontrollen. Darf nicht länger als 6 Monate verweilen.

Italiano **Set con stent ureterale morbido Universa®**

Utilizzato per il drenaggio interno temporaneo dalla giunzione ureteropelvica alla vescica. Il set include uno stent, una guida e un posizionatore.

**ATTENZIONE -** Si consiglia di eseguire una valutazione periodica; la permanenza dello stent non deve superare i dodici mesi.

Español **Equipo de stent ureteral suave Universa®**

Se utiliza para el drenaje interno temporal desde la unión ureteropélvica hasta la vejiga urinaria. El equipo incluye: stent, guía y posicionador.

**AVISO:** Se recomienda realizar evaluaciones periódicas. No debe permanecer colocado más de 6 meses.

Русский **Набор мягких мочеточниковых стентов Universa®**


Применяется для временного внутреннего дренажа из лоханочно-мочеточникового сочленения в мочевой пузырь. В набор входят стент, проводник и позиционирующее устройство.

**ОСТОРОЖНО:** Рекомендуется периодическое обследование. Стенты не должны оставаться в организме пациента более 6 месяцев.

Polski **Zestaw miękkiego stentu moczowodowego Universa®**

Stosowany do czasowego drenażu wewnętrznego moczu z poziomu połączenia miedniczkowo-moczowodowego do pęcherza. Zestaw zawiera stent, prowadnik i pozycjoner.

**PRZESTROGA:** Zalecana jest okresowa ocena. Stentu nie wolno utrzymywać bez wymiany przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.



## Universa® Firm Ureteral Stent Set

Used for temporary internal drainage from the ureteropelvic junction to the bladder. Thermal-sensitive stent material provides the benefits of a firm stent at placement and a soft compliant stent indwelling. The stent positioner features a radiopaque band which improves fluoroscopic visibility of the positioner tip. Set includes stent, wire guide and positioner.

**CAUTION: Periodic evaluation is advised; stent must not remain indwelling more than 12 months.**

Global Product Number	Order Number	Fr	Length cm
<b>Set</b>			
G54378	UFI-522	5.0	22
G54448	UFI-626	6.0	26
G54446	UFI-628	6.0	28
G54379	UFI-726	7.0	26
G54440	UFI-728	7.0	28
<b>Stent and Positioner</b>			
G54418	UFI-522-R	5.0	22
G54416	UFI-524-R	5.0	24
G54414	UFI-526-R	5.0	26
G54412	UFI-528-R	5.0	28
G54410	UFI-622-R	6.0	22
G54408	UFI-624-R	6.0	24
G54407	UFI-626-R	6.0	26
G54404	UFI-628-R	6.0	28
G54400	UFI-724-R	7.0	24
G54398	UFI-726-R	7.0	26
G54396	UFI-728-R	7.0	28
<b>Stent Set with Roadrunner® Wire Guide and Lockable Pusher</b>			
G54435	UFI-526-RPC-LP	5.0	26
G54432	UFI-528-RPC-LP	5.0	28
G54430	UFI-624-RPC-LP	6.0	24
G54429	UFI-626-RPC-LP	6.0	26
G54428	UFI-628-RPC-LP	6.0	28
G54426	UFI-724-RPC-LP	7.0	24
G54425	UFI-726-RPC-LP	7.0	26
G54424	UFI-728-RPC-LP	7.0	28
<b>Stent with Pigtail Sideports Only</b>			
G54422	UFI-726-P	7.0	26
G54421	UFI-728-P	7.0	28

Français 

## Set d'endoprothèse urétérale rigide Universa®

Utilisé pour effectuer un drainage interne temporaire entre la jonction pyélo-urétérale et la vessie. Le matériau thermosensible de l'endoprothèse offre l'avantage de la rigidité lors de la mise en place et de la souplesse lorsque l'endoprothèse est à demeure. Le positionneur d'endoprothèse comporte une bande radio-opaque qui améliore la visibilité sous radioscopie de l'extrémité du positionneur. Le set comprend une endoprothèse, un guide et un positionneur.

**MISE EN GARDE :** Une évaluation périodique est recommandée ; l'endoprothèse ne doit pas rester à demeure pendant plus de 12 mois.

Deutsch 

## Universa® Firm Ureter Stentset

Dient zur vorübergehenden internen Drainage aus dem pyeloureteralen Übergang in die Blase. Das thermosensible Stentmaterial bietet bei der Platzierung die Vorzüge eines festen Stents und nach der Platzierung die Vorzüge eines weichen, anpassungsfähigen Stents. Der Stent-Positionierer hat einen röntgendichten Streifen, der die Darstellung der Spitze des Positionierers unter Durchleuchtung verbessert. Das Set enthält einen Stent, einen Führungsdraht und einen Positionierer.

**VORSICHT:** Eine regelmäßige Überprüfung ist angeraten. Der Stent darf nicht länger als 12 Monate verweilen.

Italiano 

## Set con stent ureterale rigido Universa®

Utilizzato per il drenaggio interno temporaneo dalla giunzione ureteropelvica alla vescica. Il materiale termosensibile dello stent offre le caratteristiche di posizionamento di uno stent rigido assieme ai vantaggi di uno stent cedevole durante la permanenza. Il posizionatore per stent è dotato di una banda radiopaca che migliora la visibilità della punta del posizionatore stesso in fluoroscopia. Il set include uno stent, una guida e un posizionatore.

**ATTENZIONE -** Si consiglia di eseguire una valutazione periodica; la permanenza dello stent non deve superare i dodici mesi.

Español 

## Equipo de stent ureteral rígido Unversa®

Se utiliza para el drenaje interno temporal desde la unión ureteropélvica hasta la vejiga urinaria. El material termosensibile del stent proporciona las ventajas de un stent rígido en cuanto a la colocación y de un stent blando amoldable en cuanto a la permanencia. El posicionador de stent dispone de una banda radiopaca que mejora la visibilidad fluoroscópica de la punta del posicionador. El equipo incluye: stent, guía y posicionador.

**AVISO:** Se recomienda realizar evaluaciones periódicas; el stent no debe permanecer colocado más de 12 meses.

Русский 

## Набор твердых мочеточниковых стентов Universa®


Применяется для временного внутреннего дренажа из лоханочно-мочеточникового сочленения в мочевой пузырь. Термочувствительный материал стента сочетает преимущества жесткого стента при установке и мягкого податливого стента при нахождении в организме. Позиционирующее устройство стента имеет рентгеноконтрастную полосу, которая облегчает рентгеноскопический контроль положения его кончика. В набор входят стент, проводник и позиционирующее устройство. **ОСТОРОЖНО:** Рекомендуется периодическое обследование; стент не должен находиться в организме пациента более 12 месяцев.

Polski 

## Zestaw sztywnego stentu moczowodowego Universa®


Stosowany do czasowego drenażu wewnętrznego moczu z poziomu połączenia miedniczkowo-moczowodowego do pęcherza. Termicznie czuły materiał stentu ma tę zaletę, że stent jest sztywny w czasie wprowadzania, jednak po wprowadzeniu do ciała pacjenta staje się miękki i elastyczny. Pozycjoner stentu posiada cieniodajną opaskę, która poprawia wizualizację fluoroskopową końcówki pozycjonera. Zestaw zawiera stent, przewodnik i pozycjoner.

**PRZESTROGA:** Zaleca się okresową kontrolę; nie wolno utrzymywać założonego stentu bez wymiany przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.



## Roadrunner® Hydrophilic PC Wire Guide

Used to gain ureteral access, to establish a tract, and to assist in the placement, replacement, and exchange of medical devices during urological procedures. It may also be used for catheter positioning and exchange in a tortuous or kinked ureter, traversing a large stone en route to the kidney, or in cases demanding enhanced control and high radiopacity. **The Roadrunner has a nitinol core, a flexible, platinum tip**, and one-to-one torque. The AQ® coating is a microthin layer of hydrophilic polymer that, when activated, attracts and holds water and other liquids to the wire guide, creating a low-friction surface. Choose between standard- and stiff-body options. This product is not intended for PTCA use.



Order Number	Reference Part Number	Diameter inch	Length cm	Tip Configuration	Tip Length cm	Coating
<b>Standard-Body Wire Guide</b>						
G17540	RFSPC-035145	0.035	145	angled	3	Slip-Coat®
G17541	RFSPC-038145	0.038	145	angled	3	Slip-Coat
G17542	RFSPC-035145-0	0.035	145	straight	3	Slip-Coat
G17539	RFSPC-038145-0	0.038	145	straight	3	Slip-Coat
<b>Standard-Body Wire Guides with Ink Marks and AQ® Coating</b>						
G18629	RFSPC-035145-0-I-AQ	0.035	145	straight	3	AQ
<b>Stiff-Body Wire Guides*</b>						
G34132	RPC-035145-5	0.035	145	angled	8	Slip-Coat
G34130	RPC-038145-5	0.038	145	angled	8	Slip-Coat
G34131	RPC-035145-0-5	0.035	145	straight	8	Slip-Coat
G34129	RPC-038145-0-5	0.038	145	straight	8	Slip-Coat

\*Sold in boxes of 5.

Slip-Coat is a registered trademark of Angiotech Biocoatings Corp.

Some products or part numbers may not be available in all markets. Contact your local Cook representative or Customer Support & Delivery for details.

Please see product risk information in the IFU at [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu).