

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21080345 din 30.06.2023

Obiectul de achiziție: Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pentru anul 2023

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 5						
Necesități instrumentar Bloc Operator/Forceps hemostatic	RU 3205-34	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Canula heparinică Zanger pentru chirurgie toracică, maleabilă, vârf 3,5mm - 4 mm; lungime 70 mm (±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Pensă hemostatică Micro-Adson, Sl. curbat, 14 cm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 42-50 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure). Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului șlefuite bine. instrumentele să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	CE
Total lot 5						
Lotul 16						
Necesități instrumentar Bloc Operator/Foarfece	RU 1721-19M	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Foarfece lungime 185 mm (±5 mm), lamă cu tăiere supercut, branșe angulare 45°, ascuțit/ascuțit, wavecut, codificarea color a mânerelor supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece lungime 18,5 cm – 7¼", lamă cu tăiere supercut MC, branșe angulare 45°, ascuțit/ascuțit, wavecut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure). Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului șlefuite bine. instrumentele să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	CE
Total lot 16						
Lotul 17						
Necesități instrumentar Bloc Operator/Foarfece	RU 2650-20	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf bilă, lungime 200mm (±5mm), angular lateral, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40- 48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf bilă, lungime 20 cm – 8", angular lateral, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure). Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului șlefuite bine. instrumentele să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	CE
Total lot 17						

Lotul 18						
Necesități instrumentar Bloc Operator/Foarfece	RU 2650-20	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf conic, lungime 200mm(±5mm), angular lateral, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40 -48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf bilă, lungime 20 cm – 8", angular lateral, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50- 58 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure). Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului șlefuite bine. instrumentele să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	CE
Total lot 18						
Lotul 19						
Necesități instrumentar Bloc Operator/Foarfece	RU 1251-17	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Foarfece de disecție, lungime 175mm(±5mm), design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece de disecție, lungime 17 cm – 6¾", design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) . Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului șlefuite bine. instrumentele să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	CE
Total lot 19						
Lotul 21						
Necesități instrumentar Bloc Operator/Forceps hemostatic	RU 3011-18	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Forceps hemostatic Kocher-Ochsner lungime 185mm (±5mm), curbat, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRCconfirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps hemostatic Kocher-Ochsner lungime 18 cm – 7", curbat, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 42-50 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure). Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului șlefuite bine. instrumentele să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	CE
Total lot 21						
Lotul 22						
Necesități instrumentar Bloc Operator/Forceps hemostatic	RU 3030-16	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Forceps hemostatic KOCHER, lungime 150mm - 160mm, curbat, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps hemostatic KOCHER, lungime 150mm - 160mm, curbat, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 42-50 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure). Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului șlefuite bine. instrumentele să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	CE
Total lot 22						

Lotul 25						
Necesități instrumentar Bloc Operator/Clamă BACKHAUS	RU 3600-13	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Clamă BACKHAUS pentru fixarea câmpurilor chirurgicale, lungime 135mm(±5mm), curbată, ascuțită, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Clamă BACKHAUS pentru fixarea câmpurilor chirurgicale, lungime 13 cm – 5", curbată, ascuțită, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 42-50 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure). Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului șlefuite bine. instrumentele să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	CE
Total lot 25						
Lotul 35						
Necesități instrumentar Bloc Operator/Foarfece disecție	RU 1105-16	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Foarfece de disecție tip LEXER, design îngust, branșe curbate, bont/bont, lungime 160mm-165mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece de disecție tip LEXER, design îngust, branșe curbate, bont/bont, lungime 16 cm – 6¼"; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure). Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului șlefuite bine. instrumentele să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	CE
Total lot 35						
Lotul 36						
Necesități instrumentar Bloc Operator/Foarfece disecție	RU 1101-16	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Foarfece de disecție tip Mayo-LEXER, design standard, branșe curbate, bont/bont, lungime 165mm (±5mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece de disecție tip LEXER, design standard, branșe curbate, bont/bont, lungime 165mm (±5mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC . Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure). Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului șlefuite bine. instrumentele să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	CE
Total lot 36						
Lotul 45						
Necesități instrumentar Bloc Operator/Forceps hemostatic	RU 3115-13	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Forceps hemostatic tip JACOBSON, curbat, fin, bont, mănere cu clichet, lungime 125mm-130mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps hemostatic tip JACOBSON, curbat, fin, bont, mănere cu clichet, lungime 13 cm – 5", din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 42-50 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure). Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului șlefuite bine. instrumentele să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	CE
Total lot 45						

Lotul 46						
Necesități instrumentar Bloc Operator/Forceps hemostatic	RU 3079-14	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Forceps hemostatic tip COLLER, curbat, fin, bont, mănere cu clichet, lungime 140mm (±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, înmod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps hemostatic tip COLLER-CRILE, curbat, fin, bont, mănere cu clichet, lungime 14 cm – 5½", din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 42-50 HRC . Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure). Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului șlefuite bine. instrumentele să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	CE
Total lot 46						
Lotul 80						
Necesități instrumentar Bloc Operator/Pensă hemostatică tip Kocher- Ochsner	RU 3011-20	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 200 mm (±5mm), cu branșe curbate, serate, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 20 cm – 8" cu branșe curbate, serate, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 42-50 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure). Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului șlefuite bine. instrumentele să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	CE
Total lot 80						
Lotul 93						
Foarfece	RU 1330-20	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Foarfece de disecție, lungime 200mm (±10mm), design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece de disecție, lungime 20 cm – 8", design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure). Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului șlefuite bine. instrumentele să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	CE
Total lot 93						
Lotul 94						
Foarfece	RU 1681-28M	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Foarfece de disecție, lungime 180 mm (±10mm), design fin, lamă cu tăiere supercut, branșe curbate, bont/bont, wavecut, codificarea color a mânerelor supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marc at de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Foarfece de disecție FREEMAN-KAYE, Tip MC, lungime 18 cm – 7", design fin, lamă cu tăiere supercut, branșe curbate, bont/bont, wavecut, codificarea color a mânerelor supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 42-50 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure). Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului șlefuite bine. instrumentele să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	CE
Total lot 94						

Lotul 95						
Forceps hemostatic	RU 3101-21	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Forceps hemostatic HALSTED-MOSQUITO, lungime 200mm (±10mm), fin, curbat, bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	Forceps hemostatic HALSTED-MOSQUITO, lungime 200mm (±10mm), fin, curbat, bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 42-50 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure). Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului șlefuite bine. instrumentele să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.	CE
Total lot 95						
Lotul 121						
Instrumentar chirurgical Laparoscopic/Pensă de prindere BABCOCK	RS127-742	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Pensă de prindere BABCOCK, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, fălci cu acțiune dublă, constând din: Măner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Forceps Internă	Pensă de prindere BABCOCK, rotativă, cu știft de conectare pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 450 mm, fălci cu acțiune dublă, constând din: Măner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Forceps Internă RS127-742= RS120-000+RS007-000+RS000-742 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000438946+DM000438943+DM000466357	CE
Total lot 121						
Lotul 122						
Instrumentar chirurgical Laparoscopic/Pensă de apucare	RS127-743	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Pensă de apucare, rotativă, cu pin conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm, atraumatică, lingură dublă, fălci cu dinți multipli, fălci cu acțiune dublă, compus din: Măner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Insert forceps	Pensă de apucare, rotativă, cu pin conector pentru coagulare unipolară, dimensiune 5 mm, lungime 450 mm, atraumatică, lingură dublă, fălci cu dinți multipli, fălci cu acțiune dublă, compus din: Măner din plastic cu clichet decuplabil, cu suprafață de contact mai mare Tub exterior, izolat Insert forceps RS127-743= RS120-000+RS007-000+RS000-743 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000438946+DM000438943+DM000466359	CE
Total lot 122						
Lotul 161						
Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii/Foarfece de disecție	RU 1261-15	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Foarfece de disecție, lungime 145mm (+/-2mm), branșe curbate, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE	Foarfece de disecție MAYO-STILLE, lungime 14,5 cm – 5¼", branșe curbate, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE
Total lot 161						
Lotul 163						
Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii/Foarfece chirurgicale	RU 1011-14	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Foarfece chirurgicale tip COOPER, lungime 145mm (+/- 2mm), branșe curbate, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece chirurgicale tip COOPER, lungime 14,5 cm – 5¾", branșe curbate, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC . Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE
Total lot 163						

Lotul 164						
Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii/Foarfece chirurgicale standarde	RU 1001-16	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Foarfece chirurgicale standarde, lungime 165mm (+/-2mm), branșe drepte, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece chirurgicale standarde, lungime 16,5 cm – 6½", branșe drepte, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE
Total lot 164						
Lotul 166						
Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii/Foarfece pentru bandaj	RU 2650-18M or RU 2650-18	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf bilă, lungime 180mm (+/-2mm), angular lateral, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf bilă, lungime 18 cm – 7", angular lateral, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE
Total lot 166						
Lotul 170						
Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii/Foarfece pentru ghipsuri	RU 2840-23	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Foarfece pentru ghipsuri, lungime 230mm (+/-2mm), angular lateral, cu o branșă cu vârf bilă, cealaltă branșă serată, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Foarfece pentru ghipsuri, lungime 23 cm – 9", angular lateral, cu o branșă cu vârf bilă, cealaltă branșă serată, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE
Total lot 170						
Lotul 179						
Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii/Forceps hemostatic	RU 3114-13	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Forceps hemostatic tip JACOBSON, drept, fin, bont, mânăre cu clichet, lungime 130mm (+/-2mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps hemostatic tip JACOBSON, drept, fin, bont, mânăre cu clichet, lungime 13 cm – 5", din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 42-50 HRC Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE
Total lot 179						
Lotul 180						
Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii/Forceps hemostatic	RU 3115-13	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Forceps hemostatic tip JACOBSON, curbat, fin, bont, mânăre cu clichet, lungime 130mm (+/-2mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps hemostatic tip JACOBSON, curbat, fin, bont, mânăre cu clichet, lungime 13 cm – 5", din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 42-50 HRC Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE
Total lot 180						
Lotul 181						
Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii/Forceps hemostatic	RU 3000-16	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Forceps hemostatic tip ROCHESTER-PEAN, drept, bont, mânăre cu clichet, lungime 160mm (+/-2mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps hemostatic tip ROCHESTER-PEAN, drept, bont, mânăre cu clichet, lungime 16 cm – 6¼", din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 42-50 HRC Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE
Total lot 181						

Lotul 182						
Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii/Forceps hemostatic	RU 3001-18	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Forceps hemostatic tip ROCHESTER-PEAN, curbat, bont, mănere cu clichet, lungime 185mm (+/-2mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps hemostatic tip ROCHESTER-PEAN, curbat, bont, mănere cu clichet, lungime 18 cm – 7", din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 42-50 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE
Total lot 182						
Lotul 193						
Instrumente dedicate chirurgiei toraco-abdominale, ortopedice post-operatorii/Forceps peritoneal	RU 3502-18	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Forceps peritoneal, lungime 185mm (+/-2mm), curbat, dinți 1x2, branșe serate, mănere cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	Forceps peritoneal, lungime 18,5 cm – 7¼", curbat, dinți 1x2, branșe serate, mănere cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 42-50 HRC. Instrumentarul marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.	CE
Total lot 193						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**