



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Ultimo aggiornamento
01/09/2022

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

BSP074

Provetta conica 10 ml
Conical test tube 10 ml
Conf. 2.000 pz/pcs.

BSP075

Provetta conica 10 ml - etichettata
Conical test tube 10 ml - with label
Conf. 2.000 pz/pcs



PROVETTE PER URINA

Per M.T.System e strumenti automatici.
Compatibili con Superaution®, Supertron®, Atlas®

URINE TEST-TUBES

*For M.T.System and utilizable on automatic instruments
such as Superaution®, Supertron®, Atlas®.*

Codice CND W050301020102 PROVETTE SENZA ADDITIVI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI

Altezza provetta	103 mm	Tube height
Diametro provetta	16 mm	Tube diameter
Volume	10 ml	Volume
Gradazione	SI / YES 0,5 / 1 / 2,5 / 5 / 10 ml	Scale area
Tappata	NO	With cap
Materiale	PS	Raw material
Sterile	NO	Sterile
Confezionamento	2000 pz/pcs	Package
velocità in centrifuga (max 30 minuti)	2.000 rpm	centrifuge rotation speed (max 30 minutes)

DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO CE Destinato esclusivamente ad uso professionale

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio in vitro
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min - 10 °C max + 50 °C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente

IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE CE for professional use only

- Use only for laboratory analysis
- Use gloves: contamination risk if contents leaks
- Keep out of flame or heat sources which might damage the product
- Do not use after expiry date
- Do not vary the intended purpose of the product
- Keep out of reach of children
- Store in dry place, temperature range: min. - 10°C max 50°C
- Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Ultimo aggiornamento
01/09/2022

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE / MANUFACTURER DEFINITION

BIOSIGMA SpA

Via Valletta, 6 – 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY

Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228

E-mail: info@biosigma.com - www.biosigma.it ; www.biosigma.com

DESTINAZIONE D'USO

Prodotti monouso destinati a contenere campioni di origine biologica per analisi di laboratorio.

ESCLUSIVAMENTE PER USO IN VITRO. L'uso e la manipolazione dei dispositivi è **riservata al personale medico e tecnico** con le necessarie abilitazioni e preparazione professionale.

DESTINATION USE

*Disposable labware intended to be used on laboratory to contain biological liquids for in vitro diagnostic analysis. FOR IN VITRO USE ONLY. The use and the manipulation of the devices **are reserved to the medical and technical staff** with the necessary professional qualification.*