

LOT 3: Sigilator		Specificatia tehnica propusa
Descriere	Dispozitiv de sigilat pungi/ambalaje pentru sterilizarea instrumentelor în instituții medicale, cu sistem de încălzire permanent și funcție de stand-by pentru a preveni supraîncălzirea.	Producator / Tara de origine: (TBT) Turkuaz Biyomedikal Tekn. ve Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. / Turcia, Model: REF: 321004, PLUSEAL RS 20 ROTARY SELAER WITH LCD TOUCH SCREEN & PRINTER (AUTOMATIC) + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate
Carcasă din oțel inoxidabil	da	Corespunde, AISI 304
Modul de reglare, setare și afișare a temperaturii dorite, diapazon:	120-220 grade Celsius.	Corespunde
Potrivit pentru pungi și bobine.	da	Corespunde
Tensiunea de alimentare:	curent monofazat, 220-240 V 50-60 Hz	Corespunde
Distanța de etanșare față de margine	de la 0 la 35mm.	de la 0 la 32mm.
Reverse rotație	da	Corespunde
Control cu microprocesor	da	Corespunde
Setările parametrilor vor rămâne aceleași după o întrerupere a curentului	da	Corespunde
Pornirea automată a motorului prin senzor de fotocelula	da	Corespunde
Oprire automată a motorului	după 30 secunde	Corespunde
Viteza de etanșare	nu mai puțin de 10metri/minut	Corespunde
Setarea Intervalului de temperatură:	1 grad Celsius	Corespunde
Alertă și oprirea motorului în cazul în care parametrii monitorizați depășesc limite prestabilite	da	Corespunde
Dotat cu suport pentru role/bobine de sterilizare in 2 nivele, cu dispozitiv de tăiere	da	Corespunde, optiune “Dotat cu suport pentru role/bobine de sterilizare in 2 nivele, cu dispozitiv de tăiere” este inclusa in configuratia ofertata

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati**ANEXA Nr. 3**

<i>Cerințe de certificare:</i>		
Anul producerii minim 2025.	da	Corespunde
Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.	da	Corespunde
Instalare, darea in exploatare, instruire obligatorie a personalului	da	Corespunde
Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare	da	Corespunde
Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.	da	Corespunde
În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.	da	Corespunde
Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h	da	Corespunde
<i>La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:</i>		
Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.	da	Corespunde
Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv	da	Corespunde

Cu stimă,

Semnat: _____

Numele, prenumele: Petru Bolea

În calitate de: Șef Departament Comercial

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati

ANEXA Nr. 3

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L.

Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova