



Phago'derm Asept

**Soluție spumoasă
pentru spălarea igienică a
mâinilor**



Beneficii

- ✓ Formula prietenoasă cu pielea chiar și în cazul spălării frecvente
- ✓ Lasă mâinile moi
- ✓ Îmbogățit cu glicerină
- ✓ Fără parfum

Ambalaj

Packing	Ref.	Unit / Box
500 ml bottle + pump	65120	20 units
1000 ml bottle + pump	65121	12 units
1000 ml airless bottle	65122	12 units
5 Litres can	65123	2 units



Phago'derm Asept

Instructii de utilizare

- ✓ **Phago'derm Asept** este un săpun lichid de spălat și dezinfectare special formulat pentru spălarea igienică a mâinilor.
- ✓ **Phago'derm Asept** se utilizează înainte oricărui gest asept (catetere, ...) și sistematic înainte și după orice contact cu un pacient sau material contaminat.
- ✓ Special formulat pentru sectoarele medical, alimentar și instituțional.

Compozitie

- ✓ Disinfecțant active substance:
 - Ethanol (N° CAS 64-17-5) : 55 % w/w
- ✓ Washing base:
 - Anionic and amphoteric surfactants

Characteristics

- ✓ Aspect: gel, opalescent
- ✓ Color: incolor
- ✓ Miros: alcool
- ✓ pH at 20 ° C (pure product): 7.0 ± 0.5
- ✓ Densitate at 20 ° C (g / ml): $0.905 \pm 0,005$

Precautuni

- ✓ ✓ Folosiți biocidele în siguranță. Înainte de utilizare, citiți eticheta și informațiile despre produs
- ✓ Consultați instrucțiunile din fișa cu date de securitate disponibilă la: www.quickfds.com

Utilizare

Purtarea mănușilor nu exclude spălarea mâinilor

- ✓ HAveți unghii scurte, nelacuite, mâneci scurte sau suflecate și evitați purtarea bijuteriilor
 - ✓ Udați mâinile cu apă de la robinet .
- ✓ Doza **Phago'derm Asept** = **3ml**
- ✓ Săpun cu grijă cel puțin 1 minut fără a uita vârfurile degetelor, în jurul unghiilor, încheieturilor și spațiul dintre degete
- ✓ Clățiți bine cu apă timp de cel puțin 15 secunde
- ✓ Se usucă prin tamponare cu un prosop de hârtie
- ✓ Dacă este necesar, închideți robinetul folosind prosopul de hârtie

Activitate antimicrobiana

STANDARDS	CONCENTRATIE	TIMP
<u>BACTERICIDAL</u>		
EN 1276 Dirty cond. (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>E. coli</i> and <i>E. hirae</i>)	80 %	1 min.
EN 1499	3 ml	1 min.
<u>YEASTICIDAL</u>		
EN 1650 + A1 (<i>C. albicans</i>)	80 %	1 min.

