

# ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ПО МЕТОДУ СЕЛЬДИНГЕРА



## LEADER-CATH 2: ОДНОПРОСВЕТНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КАТЕТЕРЫ

**1215 LEADER-CATH 2** (ПРЯМОЙ ПРОВОДНИК) - 15 см

**1219 LEADER-CATH 2** (ПРЯМОЙ ПРОВОДНИК) - 20 см

**1225 LEADER-CATH 2** (ПРЯМОЙ ПРОВОДНИК) - 25 см

5/45

### Полиуретановый венозный катетер.

Полностью рентгеноконтрастный венозный катетер для доступа к яремной или подключичной вене. Сантиметровая градуировка на расстоянии 5 см от дистального конца. Павильон с крылышками-фиксаторами.

Эластичный дистальный кончик (кроме кода 1215.13).

Состав набора:

- 1 полиуретановый катетер XRO
- 1 пункционная игла
- 1 шприц 5 мл
- 1 прямой проволочный проводник длиной 46 см
- 1 расширитель (кроме кода 1215.13)
- 1 удлинительная трубка 25 см (код 141.00) с 3-ходовым краном.

Код			Полиуретановый катетер						Прямой проволочный направлятель	Игла		
Д. 20 см	Д. 25 см		Внутр. $\phi$ -наруж. $\phi$ , мм	G	Fr	Расход мл/мин				Наруж. $\phi$ , мм	Внутр. $\phi$ -наруж. $\phi$ , мм	G
						1215	1219	1225				
1215.13	-	-	0.8 - 1.2	18	4	32	-	-	0.7	0.8 - 1.10	19	54
1215.15	1219.15	-	1.0 - 1.5	17	4.5	58	50	-	0.7	0.8 - 1.10	19	70
1215.17*	1219.17	1225.17	1.2 - 1.7	16	5	108	100	82	0.97	1.14 - 1.40	17	70
1215.20*	1219.20	1225.20	1.4 - 2.0	14	6	170	140	125	1.1	1.30 - 1.60	16	70

\*Длина проволочного проводника 40 см для кода 1215.17 и 1215.20.



Leader-Cath 2